

PUMA 20

UNA GUIDA PERFETTA



PUMA20



UNA GUIDA PERFETTA

Sicuramente vi aspettate che la vostra carrozzina elettronica vi porti in modo confortevole ovunque desideriate andare. Che vi offra le funzioni essenziali di cui avete bisogno per condurre una vita attiva: un prodotto per la mobilità moderno e che si adatti perfettamente al vostro stile di vita. Puma 20 rappresenta tutto questo. Robusta, pratica e affidabile, questa carrozzina elettronica sarà semplicemente perfetta in ogni occasione.

// Le migliori prestazioni di guida della sua classe:

Godetevi la massima indipendenza in interni e in esterni grazie al design robusto ed intelligente, alle ottime sospensioni ed ai potenti motori.

// Design elegante per una guida piacevole e spensierata:

Funzionale e durevole con un occhio all'estetica per godervi comfort e sicurezza con stile.

// Trazione anteriore o posteriore:

Scegliete la base di trazione che risponda alle vostre preferenze di guida. E, se necessario, scambiatela.





MASSIMA INDIPENDENZA PER UNA VITA ATTIVA

Disegnata per un uso intensivo, Puma 20 offre le migliori prestazioni di guida della sua classe. Questa carrozzina elettronica è davvero facile da guidare. Godetevi una guida stabile e fluida ovunque andiate grazie alla base robusta, alle ottime sospensioni con ammortizzatori in gomma, e alla seduta Sedeo Lite. Più libertà all'aperto? Scegliete maggiore autonomia con le batterie opzionali da 74 Ah. La grande manovrabilità unita al design compatto e alla seduta bassa la rendono perfetta per essere utilizzata dentro e fuori casa.

// Trazione anteriore o posteriore

Scegliete la trazione anteriore per una manovrabilità in interni ancora maggiore. La trazione posteriore assicura invece la massima performance all'aperto. Le vostre necessità cambiano?

La vostra carrozzina elettronica Puma 20 può facilmente essere convertita da trazione anteriore a posteriore o viceversa.



L'ESSENZIALE E ANCORA DI PIÙ

Con Puma 20 avrete già in partenza ottime prestazioni di guida, con le opzioni ancora di più...
Con il suo design realmente modulare, Puma 20 vi offre la flessibilità da implementare le funzioni della vostra carrozzina in modo da adattarsi perfettamente alle vostre necessità.





DENHAM | MAISON SCOTCH
DEPARTMENT | KLING | FO
A | CARHARTT | DEPT | M
IRAAT MOSSY | 8 MILLIMETER
DIESEL | DENHAM | IC. REG. | LE

PUM 250

DESIGN ELEGANTE PER UNA GUIDA PIACEVOLE E SPENSIERATA

Sunrise Medical è rinomata per la qualità e la sicurezza. Da Puma 20 non dovrete aspettarvi niente di meno. Il nostro approccio senza compromessi per tutto quanto riguarda performance, comfort e facilità d'uso ha avuto come risultato un design modulare ed intelligente estremamente versatile. Grazie alla base robusta e alle ottime sospensioni, questa carrozzina offre un'esperienza di guida sorprendente. Ma anche quando pensiamo alla funzionalità e alla durevolezza, non dimentichiamo l'importanza dell'estetica. Godetevi una guida confortevole e sicura senza rinunciare allo stile!



DATI TECNICI

PUMA 20 // CARROZZINA ELETTRONICA

Portata massima:	136 kg	Massimo raggio di inversione:	1200 mm (FWD); 1700 mm (RWD)
Larghezza seduta:	400 – 510 mm	Pendenza massima superabile:	6° (FWD); 8° (RWD)
Profondità seduta:	420 – 500 mm	Superamento massimo ostacoli:	60 mm (FWD); 80 mm (RWD)
Altezza seduta:	da 405 mm	Ruote:	ruote motrici da 12,5" e ruote piroettanti da 8 o 9"; ruote motrici da 14" e ruote piroettanti da 10"
Basculamento:	0 - 25°	Colori:	Grigio antracite / base bianco platino
Altezza schienale:	480 mm	Autonomia (ISO 7176-4)	42,5 km (con batterie da 74 Ah e motori da 6 km/h, in base al profilo di guida, al peso dell'utente e alle opzioni elettroniche.
Angolo schienale:	92 / 97 / 102 / 107°	Peso totale:	da 106 kg (incluse batterie da 40 Ah)
Larghezza totale:	610 mm (ruote motrici 12,5"); 655 mm (ruote motrici 14")	Crash test:	Sì (approvata per il trasporto in base alla norma ISO 7176-19)
Lunghezza totale:	1160 mm (FWD); 1095 mm (RWD)	Trasporto senza utente:	Fissare la carrozzina in modo sicuro su un veicolo (ad esempio automobile o aeroplano)
Altezza totale:	da 1030 mm	Destinazione e condizioni d'uso:	Per persone dotate di mobilità limitata; per utilizzo al chiuso e all'aperto.
Velocità massima:	6 / 10 km/h		
Batteria:	40 / 50 / 60 / 74 Ah		
Elettronica:	VR2 / R-net controller		

Per maggiori informazioni sulle opzioni del prodotto consultare la scheda d'ordine presente sul nostro sito web.
Tutte le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso. In caso di bisogno contattare Sunrise Medical.
Per gli utenti ipovedenti questo documento può essere visualizzato in formato PDF sul sito www.SunriseMedical.it



Sunrise Medical S.r.l.

Via riva, 20 - Montale
29122 Piacenza - Italia
Tel.: +39 0523 573111
Fax: +39 0523 570060
e-mail: info@sunrisemedical.it
www.SunriseMedical.it