



ENCOSTO JAY FIT E ALMOFADA GS

MÁXIMA ESTABILIDADE PARA
UM MELHOR POSICIONAMENTO

MÓDULO DE ENCOSTO QUE SE ADAPTA A TODAS AS NECESSIDADES POSTURAIAS

O novo encosto JAY Fit é facilmente adaptável para oferecer uma solução para os posicionamentos mais complexos.

A sua modularidade e adaptabilidade também permite a sua acomodação ao crescimento da criança e adolescente ao manter a simetria pélvica e da coluna.

Ao melhorar a estabilidade da coluna promove a função dos membros superiores através da melhoria da interação com o ambiente.

O NOVO JAY FIT INCLUI:

// NOVAS FIXAÇÕES "ADJUSTABLE QUICK MOUNT"

// INOVADORA CAPA MICROCLIMÁTICA 3DX™

// CONTORNOS EM ESPUMA MAIS GROSSA PARA UM MAIOR CONFORTO

// CUNHAS DE POSICIONAMENTO JAY PARA O ALINHAMENTO VERTEBRAL

// COMPATÍVEL COM A NOVA GAMA DE CINTOS E ACESSÓRIOS DE POSTURA JAY

// COMPATÍVEL COM TODA A GAMA DE APOIOS PARA CABEÇA WHITMYER

// TESTADO PARA O TRANSPORTE EM VEÍCULOS



MODULARIDADE E ADAPTABILIDADE PARA A MÁXIMA PERSONALIZAÇÃO

O encosto JAY Fit oferece uma gama ampla de acessórios e opções para configurar o encosto que melhor se adequa a cada paciente.

- // Suportes laterais Fixos e Rebatíveis com almofada plana ou curva
- // Kit de suporte Pélvico posterior-lateral para uma postura mais correta
- // Cunhas de posicionamento JAY para o alinhamento vertebral
- // Gama ampla de cintos e acessórios de Posicionamento JAY
- // Gama de apoios para cabeça Whitmyer



// CINTOS E ACESSÓRIOS DE POSICIONAMENTO JAY

A gama ampla de cintos, coletes e sistemas de retenção JAY oferece um suporte adicional ao encosto JAY Fit para os casos que requeiram maior suporte postural.



// SUPORTES LATERAIS

Multi-ajustáveis, Fixos ou Rebatíveis.
Com almofada plana ou curva.



// CUNHAS DE POSICIONAMENTO JAY PARA O ALINHAMENTO VERTEBRAL

Maior suporte e conforto para aumentar a tolerância à posição sentada.



// APOIO PARA CABEÇA WHITMYER®

Garante o suporte adequado da cabeça em cadeiras basculantes e em pacientes que requeiram um maior suporte no posicionamento da cabeça direita para um melhor funcionamento.

NOVO SISTEMA DE FIXAÇÕES 'ADJUSTABLE QUICK MOUNT' RÁPIDO E MULTI-AJUSTÁVEL

O novo sistema de fixações é de fácil utilização e adaptação a cada paciente, para uma melhor adaptação individualizada.

// Os fixações da estrutura vêm pré-montados para facilitar e reduzir o tempo de montagem

// Novo sistema de fixações "Snaptite" para um encaixe rápido e fácil na parte superior do encosto

// Estão incluídos vários recetores para fixações do encosto em diferentes diâmetros de tubo

// Certificado para o transporte em viaturas



// **FIXAÇÕES INFERIORES**



// **FIXAÇÕES SUPERIORES
SNAPTITE**





Suporte lateral ajustável

Fixação inferior e fixações superiores **Snaprite** para uma montagem rápida

TECNOLOGIA INOVADORA NA FUNDA

O encosto JAY Fit tem a Capa da série Microclimática e espuma suave de suporte no contorno para um máximo conforto e proteção do paciente.

// O tecido microclimático 3DX™ dissipa o calor e a humidade e promove a circulação de ar, para manter a pele seca e fresca.

// Pode ser lavada na máquina a 60°C e a secagem é rápida.

// Resistência comprovada na utilização durante anos na gama de encostos JAY3.



// **ESPUMA SUAVE**



// **CAPA MICROCLIMÁTICA INOVADORA 3DX™**

ENCOSTO JAY FIT E ALMOFADA GS A COMBINAÇÃO PERFEITA

A almofada JAY GS combina a sua base estável de células fechadas, adaptável ao crescimento com a tecnologia comprovada anti escaras da sua bolsa de fluído JAY.

O seu desenho para se adaptar ao crescimento do paciente torna-a uma solução ideal em crianças e adolescentes, ao garantir durante todo o período de crescimento a simetria pélvica e das curvaturas fisiológicas da coluna.

A combinação do Encosto JAY Fit e Almofada JAY GS permite oferecer uma solução para os posicionamentos mais complexos devido à sua modularidade e elevada capacidade de adaptação, tanto em pacientes pediátricos como em adultos.



Almofada JAY GS

2 OPÇÕES PARA A BOLSA DE FLUÍDO JAY GS

Todas as bolsas de fluído asseguram a quantidade necessária sob o fémur e os trocânteres para assegurar o nível de posicionamento e proteção da pele necessário em cada caso. Graças ao seu desenho em vários tamanhos, a bolsa de fluído molda-se na perfeição à base em espuma e aos acessórios de posicionamento. Além disso, não necessita de manutenção. Existem 2 opções diferentes consoante as necessidades:



// BOLSA DE FLUÍDO STANDARD 3D

O equilíbrio perfeito entre o alívio de pressões e o posicionamento.



// BOLSA DE FLUÍDO OVERFILL

Com maior quantidade de fluído para a máxima proteção da pele.





// EXTENSOR PRÉ-ISQUIAL



Guias para cadeira



Cunhas adutoras

Cunha abductora

A base em espuma da JAY GS não necessita de manutenção, tem longa duração e pode ser facilmente alterada. Inclui cortes frontais para permitir a flexão dos joelhos em isquiotibiais encurtados. Além disso, todas as suas componentes, bem como, a bolsa de fluido ou a capa podem ser adaptadas para manter o suporte correto conforme o crescimento.

// ELEVADA INCLINAÇÃO PÉLVICA

permite sentar primeiro o paciente na parte da frente da almofada para adaptar a posição conforme o crescimento.

// EXTENSOR PRÉ-ISQUIAL

pode ser adicionado conforme o crescimento da criança para aumentar o comprimento da parte da frente da almofada e oferecer maior suporte para as pernas mais compridas.

// BASE EM ESPUMA

com velcro na parte de cima para poder adaptar e reajustar mais facilmente os acessórios de posicionamento consoante as necessidades clínicas.

* Todas as almofadas JAY GS incluem de fábrica um extensor pré-isquial. Mais extensores sobresselentes disponíveis.

VÁRIOS ACESSÓRIOS POSTURAIIS DISPONÍVEIS

A almofada JAY GS é compatível com uma grande variedade de cunhas de diferentes formas e alturas, para um posicionamento superior.

OPÇÃO DE CAPA DE INCONTINÊNCIA OU MICROCLIMÁTICA

A almofada JAY GS está disponível com capa de incontinência normal e capa de incontinência Maior, recomendada sempre que forem utilizados os acessórios posturais de 7,5 cm. Também existe a opção de selecionar a capa microclimática com material 3DX™ que ajuda a dissipar o calor e a humidade para prolongar a integridade da pele.



Capa de Incontinência



Capa microclimática

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ENCOSTO JAY FIT

Largura da almofada	25 / 30 / 35 / 40 / 45 cm
Altura da almofada	25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 cm
Peso máximo do utilizador	113 kg
Acessórios	Apoio para cabeça, suportes laterais, suporte pélvico posterior lateral, cunhas de posicionamento para o alinhamento da coluna, cintos e acessórios de posicionamento JAY
Segurança	Testado para o transporte em veículos (Crash tested)

ALMOFADA JAY GS

Largura da almofada	25 / 30 / 36 / 40 / 45 cm
Profundidade da almofada	33 / 38 / 43 / 48 / 50 cm
Altura da almofada	6,5 cm (não inclui acessórios de posicionamento)
Peso máximo do utilizador	150 kg
Peso da almofada	3,1 kg (36 x 43 com bolsa de fluído overfill)
Bolsa de fluído	Standard 3D, Overfill
Funda	Incontinência o microclimática



Sunrise Medical S.L.

Polígono Bakiola, 41
48498 Arrankudiaga, Vizcaya
Tel.: 902 14 24 34
Fax: 94 648 15 75
www.SunriseMedical.pt



Para mais informações sobre opções e referências, consulte a nota de encomenda. Os nossos produtos estão em constante processo de melhoria, pelo que a Sunrise Medical reserva-se o direito de alterar o desenho dos mesmos e as características indicadas sem aviso prévio.

