


zippie[®]
Explore your world!




Simba[™]





Simba™



En barnstol med låg vikt med möjlighet att växa i.

Zippie SIMBA: din lojala följeslagare!

SIMBA har en snygg öppen ramdesign och låg vikt. Den är lättkörd och stabil med aktivitet i fokus.



6 färger på klädseln



Ekerskydd

Det finns 20 nya designade ekerskydd att välja bland. Här är 3 exempel, specifikt designade för SIMBA! Se beställningsunderlaget för fler alternativ.



Simba är en rullstol som ger komfort och stabilitet och är mycket lättkörd.



Abduktionsfront för ökad frihet att röra sig (tillval).



Höjdställbara körhandtag som är lätta att justera.

Tillväxt

Rullstolen kan anpassas efter den växande brukaren

- 40 mm justering av djup utan extra delar
- 20 mm i bredd utan delar och 100 mm med tillkommande delar



Safari sidoskyddmonterad broms för att kunna stanna snabbt och säkert. Vårdarbroms för föräldrar finns som tillval.



Stort uppfällbart fotstöd för mer ben-utrymme och lättare förflyttning (tillval),


Tillval

Simba erbjuder dig och dina föräldrar ett stort utbud av tillval för bästa komfort, frihet och säkerhet.

22 ramfärger.
Sittdynor är alltid svarta.



TEKNISK SPECIFIKATION



Sittbredd:	220 – 380 mm	Rak- och abduktionsfront (Sittbredd + 10 mm)	
Sittdjup:	240– 420 mm	Produktvikt:	från 8 kg
Rygghöjd:	200– 400 mm (+/- 25 mm)	Max. brukarvikt:	65 kg
Knävinkel:	95°	Tillväxt: Sittbredd:	+20 mm utan delar
		Sittdjup:	+40 mm utan delar
			Med extra delar kan alla bredder och djup justeras



⚠️ VIKTIG INFORMATION:

På grund av en nyligen genomförd uppdatering kan de visade färgerna i broschyren avvika från den aktuella tillgängligheten. För att se det senaste urvalet, vänligen konsultera det senaste beställningsunderlaget eller kontakta din lokala representant från Sunrise Medical.

Sunrise Medical AB

Neogatan 5
431 53 Mölndal
031-748 37 00
post@sunrisemedical.se
www.SunriseMedical.se

För ytterligare information om fullständiga specifikationer, tillval och tillbehör, vänligen se beställningsunderlaget. All information kan komma att ändras utan föregående meddelande. Vänligen kontakta Sunrise Medical om du har några frågor.



Om du har nedsatt syn kan detta dokument läsas i PDF-format på www.SunriseMedical.se.



www.SunriseMedical.se

