



KRYPTON

DEN ULTIMATIVE QUICKIE



DEN ULTIMATIVE VERSION

Vi vidste, at den næste Quickie-version ville kræve noget specielt. Vores mission var at bygge den bedste Quickie-kørestol nogensinde - en ny topmodel som repræsenterer essensen af vores stræben efter konstant forbedring.

Igennem brug af den mest avancerede ingeniørkunst, det smukkeste design og de bedste materialer, har vi skabt den ultimative Quickie-kørestol. Vi skabte Krypton.

Vi er ikke gået på kompromis. Der var kun ét materiale, vi kunne bruge til at opnå dette niveau - nemlig carbon (kulfiber) specielt udviklet til luftfartsindustrien. Resultatet er fænomenal fasthed og knivskarpe køreegenskaber sammen med et fuldt justerbart kørestolskoncept.





LET I VÆGT.
STIL.
PERFORMANCE.

BANEBRYDENE CARBONRAMME

Vi konstruerede Krypton-stolen med den mest avancerede carbonteknologi, der giver et forbløffende styrke/vægt forhold.

Resultatet er en kørestol, som er ultra lav i vægt, kombineret med størst mulig fasthed for en ultra responsiv køreoplevelse.

Tag plads i sædet og mærk forskellen...!!

* Vægtkonfiguration: sb36 cm, sd40 cm, inkl. smalle carbonsidestykker, superlet rygpolstring, letvægtskompaktbremse, carbonrygrør (ekskl. skubbehåndtag).



6,2 kg

KRYPTON R


Den letteste fuldt justerbare
fastrammekørestol fra 6,2 kg*

8,3 kg

KRYPTON F

Verdens letteste sammenklappelige
kørestol, starter ved 8,3 kg*






FREE

REVOLUTIONERENDE INGENIØRKUNST

Carbonrør kan konstrueres på mange måder. Men vi er den første kørestolsproducent, der bruger den patenterede, innovative og sømløse carbonflette-teknologi.

Denne fuldt automatiserede fletteproces gør det muligt at bygge den perfekte ramme - stærk hvor det er nødvendigt og let hvor det er muligt - og som er produceret med en præcis og pålidelig automatiseret proces.

Dette kalder vi for ingeniørkunst.



1 Robotassisteret fletning af rammerør til Krypton

2 Kvalitetskontrol i produktionsprocessen

3 Færdiggørelse af carbonrør

STARS



DESIGNET TIL AT MODSTÅ TIDENS TAND

Vi har gjort alt for at teste pålideligheden af Krypton-stolen. Hver enkelt komponent er først blevet godkendt efter, at vores testingeniører var 100% tilfredse med kvaliteten.

Krypton-stolen er endda testet i hård frost såvel som ørkenvarme (fra -20°C til 70°C).

Ingen test har formået at presse stolen ud over grænsen - det er i sandhed en stol, der er designet til at modstå tidens tand.

OG PÅLIDELIG



TO KØRESTOLE – EN SJÆL



KRYPTON R

FÆNOMENAL FASTHED OG KNIVSKARPE
KØREEGENSKABER

Det handler ikke om blot de udsøgte materialer eller det kendte, attraktive design, men også om de atletiske og smidige egenskaber af en absolut unik fastrammekørestol.


Trinløst justerbart tyngdepunkt, finindstilling af sædehøjden for- og bagtil samt justering af ryglænets vinkel betyder, at Krypton R er designet til noget helt særligt.

KRYPTON F

VERDENS LETTESTE, SAMMENKLAPPELIGE
KØRESTOL

Fra alle vinkler er Krypton F utrolig flot at se på. Hjertet af Krypton F er det perfekt formede kryds, der ligger så tæt under sædet, at det næsten ikke ses og dermed giver stolen sit minimalistiske udtryk.





UDSØGTE DETALJER

At vælge en Krypton-stol er kun begyndelsen. Quickies muligheder for tilpasning giver dig netop den unikke kørestol, som du ønsker og som hjælper dig til at definere din helt egen stil.

VALGMULIGHEDER FOR CARBON-FINISH

Klar coating, blank – luksuriøs, højglans

Klar coating, mat – et elegant underspillet udtryk

Sort – sort coating, mat eller højglans

Rå carbon – uden coating; den reneste udgave, sparer 100 g. Ligner klar, mat coating





TO POSITIONER FOR SVINGHJUL

Smal og tilbagetrukket; ideel i
snævre omgivelser.

Bred og fremtrukket; mere
stabilitet fortil.



FARVEMULIGHEDER

Der er 5 farver at vælge imellem for
svinghjulsgafler, hjul, Exo-rygpolstring
og logoer.

ALSIDIG. STIL.

QUICKIE

FAMILIEN MED DE LETTESTE, JUSTERBARE KØRESTOLE

Vores mål er at maksimere selvstændighed med innovative og holdbare løsninger for at hjælpe brugere til at leve det liv de ønsker.



SAMMENKLAPPELIG

XENON² fra 8,8 kg



FASTRAMME

HELIUM[®] fra 6,8 kg



KRYP

NA

KRYPTON R

fra 6,2 kg



SAMMENKLAPPELIG



FASTRAMME

TON F *fra 8,3 kg*

TEKNISKE DATA

	Krypton R – Fastramme carbonkørestol	Krypton F – Sammenklappelig carbonkørestol
Maks brugervægt	125 kg	110 kg
Rammeversion	Fastramme kørestol med åbent rammedesign	Sammenklappelig kørestol med åbent rammedesign
Rammemateriale	Carbonfibre	Carbonfibre
Sædebredde	320 - 460 mm (i 20 mm intervaller)	320 - 460 mm (i 20 mm intervaller)
Sædedybde	340 - 480 mm (i 20 mm intervaller)	340 - 480 mm (i 20 mm intervaller)
Sædehøjde fortil	430 - 550 mm	430 - 550 mm
Sædehøjde bagtil	380 - 500 mm	370 - 500 mm
Ryghøjde	250 - 450 mm	250 - 475 mm
Ryginkel	59° - 105°	75° - 103°
Hjulcamber	0°/3°	0°/2°/4°
Total bredde // længde // højde	760 mm // 930 mm // 950 mm	720 mm // 1075 mm // 950 mm
Maks. omdrejningsbredde	700 mm	700 mm
Maks. sikker hældning	7° (ved brug af parkeringsbremsen)	7° (ved brug af parkeringsbremsen)
Svinghjul // Drivhjul	3"/4"/5"/6" // 24"/25"	3"/4"/5"/6" // 24"/25"
Totalvægt	fra 6,2 kg	fra 8,3 kg
Vægt uden aftagelige dele	fra 3,65 kg	fra 5,8 kg
Vægt på den tungeste del	Drivhjul 2,1 kg	Drivhjul 2,1 kg
Aftagelige dele	Drivhjul (kun til transport)	Drivhjul (kun til transport)
Ramme coating (overfladebehandling)	Transparent, højglans eller mat coating + sort højglans eller mat coating	Transparent, højglans eller mat coating + sort højglans eller mat coating
Kollisionstestet	Ikke godkendt som sæde i køretøj	
Transport uden bruger	Kørestolen fastspændes sikkert i køretøjet (f.eks. bil eller fly)	
Anvendelsesformål og omgivelser	Til personer med begrænset mobilitet (unge & voksne); personer der kører selv eller skubbes af hjælper, inden- og udendørs.	

Sunrise Medical ApS

Park Allé 289 G
2605 Brøndby

T: +45 70 22 43 49

E: info@sunrisemedical.dk

www.SunriseMedical.dk

For yderligere information om specifikationer, valgmuligheder og tilbehør, kontakt venligst Sunrise Medical

Alle informationer kan ændres uden forudgående varsel.

Hvis du er synshandicappet, kan du se dette dokument som PDF på www.SunriseMedical.dk

Errors and omissions excepted. Fehler, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.
© Sunrise Medical 2019. Sunrise Medical A/S

TEKNISKE DATA

	Krypton R – Fastramme carbonkørestol	Krypton F – Sammenklappelig carbonkørestol
Maks brugervægt	125 kg	110 kg
Rammeversion	Fastramme kørestol med åbent rammedesign	Sammenklappelig kørestol med åbent rammedesign
Rammemateriale	Carbonfibre	Carbonfibre
Sædebredde	320 - 460 mm (i 20 mm intervaller)	320 - 460 mm (i 20 mm intervaller)
Sædedybde	340 - 480 mm (i 20 mm intervaller)	340 - 480 mm (i 20 mm intervaller)
Sædehøjde fortil	430 - 550 mm	430 - 550 mm
Sædehøjde bagtil	380 - 500 mm	370 - 500 mm
Ryghøjde	250 - 450 mm	250 - 475 mm
Ryginkel	59° - 105°	75° - 103°
Hjulcamber	0°/3°	0°/2°/4°
Total bredde // længde // højde	760 mm // 930 mm // 950 mm	720 mm // 1075 mm // 950 mm
Maks. omdrejningsbredde	700 mm	700 mm
Maks. sikker hældning	7° (ved brug af parkeringsbremsen)	7° (ved brug af parkeringsbremsen)
Svinghjul // Drivhjul	3"/4"/5"/6" // 24"/25"	3"/4"/5"/6" // 24"/25"
Totalvægt	fra 6,2 kg	fra 8,3 kg
Vægt uden aftagelige dele	fra 3,65 kg	fra 5,8 kg
Vægt på den tungeste del	Drivhjul 2,1 kg	Drivhjul 2,1 kg
Aftagelige dele	Drivhjul (kun til transport)	Drivhjul (kun til transport)
Ramme coating (overfladebehandling)	Transparent, højglans eller mat coating + sort højglans eller mat coating	Transparent, højglans eller mat coating + sort højglans eller mat coating
Kollisionstestet	Ikke godkendt som sæde i køretøj	
Transport uden bruger	Kørestolen fastspændes sikkert i køretøjet (f.eks. bil eller fly)	
Anvendelsesformål og omgivelser	Til personer med begrænset mobilitet (unge & voksne); personer der kører selv eller skubbes af hjælper, inden- og udendørs.	

Sunrise Medical ApS

Park Allé 289 G
2605 Brøndby

T: +45 70 22 43 49

E: info@sunrisemedical.dk


www.SunriseMedical.dk

For yderligere information om specifikationer, valgmuligheder og tilbehør, kontakt venligst Sunrise Medical

Alle informationer kan ændres uden forudgående varsel.

Hvis du er synshandicappet, kan du se dette dokument som PDF på www.SunriseMedical.dk

Errors and omissions excepted. Fehler, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.
© Sunrise Medical 2019. Sunrise Medical ApS



006999612700/Gewandbuch 0616

