


Ryggtrekk tilpasning kanaler på tvers






Beskrivelse

Artikkelnummer

Ryggtrekk tilpasning, kanaler på tvers, 3 puter	Skifergrått stoff	☐	12778020
Ryggtrekk tilpasning, kanaler på tvers, 3 puter	Sort hud	☐	12788020

NOVA



Tilpasning

1. Trekket har tre kamre, og en pute i hvert kammer.
Putetykkelse 6 cm. Ryggen kan gis en helt ny form, for eksempel ved at et kammer enten er uten pute, eller har 2 puter.



Sunrise Medical AS
Delitoppen 3
1540 Vestby
Norway
T: +47 66963800
E: post@sunrisemedical.no
www.SunriseMedical.no