

Q200[®]

Ultra kompakt und optimal für den
alltäglichen Einsatz geeignet.



Q Series
Powerchairs

Fortschrittliche Technik, für Sie maßgeschneidert.



ÜBERSICHT

Q200 R VORTEILE

Der QUICKIE Q200 R ist für Indoor & Outdoor konzipiert. Ultra kompakt für Agilität im Innenbereich, verlässliche Stabilität und hohe Leistung im Außenbereich. Smartes Design, clevere Optik und ein starker Preis - der Q200 R ist nicht nur als Einstiegsmodell geeignet, sondern auch als Ihr alltäglicher Wegbegleiter.

Ultra kompakt für den täglichen Einsatz



SMART BASE TECHNOLOGY

Innovative Testmethoden haben uns geholfen zu verstehen, wie sich Änderungen des Antriebs auf die Leistung auswirken. Hierdurch war es uns möglich einen präzise-ausbalancierten Indoor-/Outdoor-Elektrollstuhl zu entwickeln: Hohe Manövrierfähigkeit im Innenbereich und leistungsstark im Freien.

KOMPAKT IM INNENBEREICH

Eine ultra schmale Antriebseinheit ab 580 mm, ein geringer Wendekreis ab 1580 mm und eine intuitive Steuerung vereinfachen den Alltag und bieten Fahrkomfort.

OUTDOOR PERFORMANCE

Die geringen Abmessungen des Q200 R bieten auch im Freien ausgezeichnete Traktion und maximale Stabilität. Die passenden 55 Ah Batterien ermöglichen eine Reichweite von maximal 31 km.

EINFACHER TRANSPORT

Mit dem unglaublich leichten Gewicht von nur 98 kg, ist der Q200 R leicht zu transportieren, er ist Crash getestet und kann zudem als Sitzmöglichkeit während des Transports genutzt werden.

STYLISCH & PRAKTISCH

Ein stromlinienförmiges, minimalistisches Design kombiniert mit einer schlanken, schwarzen Antriebsbasis. Personalisieren Sie Ihren Q200 R mit einem individuell angepassten Sitzsystem und einer großen Auswahl an Farbakzenten.

SIE HABEN DIE WAHL!

Q200 R

Die perfekt aufeinander abgestimmten Maße, die 14" Antriebs- und 9" Lenkräder und der Heckantrieb bieten im Zusammenspiel eine hohe Stabilität und exzellente Traktion für die Fahrt über unwegsames, unebenes Gelände. Der Q200 R ermöglicht es Ihnen auch, Bordsteine von bis zu 100 mm zu erklimmen. In Kombination mit der Sitzneigung ist der Q200 R einer der kompaktesten, kantelbaren Elektrorollstühle auf dem Markt.



- | | |
|---|--|
| (1) Sitztiefe 410 mm - 510 mm | (4) Sitzneigung 0°, 3°, 6° (manuell) oder optional 90° - 120° (elektrisch) |
| (2) SEDEO LITE Fußraste (70°, abschwengbar oder optional manuell hochschwengbar) | (5) Sitzbreite 380 - 540 mm |
| (3) Rückenwinkelverstellung 0°, 4°, 8°, 12° (manuell) oder optional 0° - 22° (elektrisch) | (6) Kleiderschutz 0 - 50 mm |
| | (7) Sitzhöhe 450 mm, 470 mm oder 490 mm |
| | (8) Armlehnenhöhe 230 - 305 mm |



ANTRIEBART

PASSEND FÜR JEDE GELEGENHEIT

Ob rund um das Haus, im Café oder im Einkaufszentrum, der Q200 R ist optimal in Innenräumen und im Außenbereich einsetzbar. Mit einer ultrakompakten Fahrbasis und einem kleinen Wendekreis fühlt sich auch der kleinste Ort groß an.



Kompakte Maße und Verlässlichkeit

Der Q200 R lässt sich mit seiner Länge von nur 1070 mm problemlos in Aufzügen und in engen Räumen manövrieren. Auch im Freien überzeugt seine Stabilität und Wendigkeit.



INDIVIDUELLER STYLE

Setzen Sie ein Zeichen mit dem neuen Q200 R - die elegante, mattschwarze Fahrbasis und die schwarzen Antriebs- und Lenkräder geben dem Q200 R ein stylisches und innovatives Design.

Individualisieren Sie Ihren Q200 R

Geben Sie Ihrem QUICKIE Q200 R Elektrorollstuhl eine persönliche Note: Mit der Auswahl einer der vier Farbakzente, um die markante mattschwarze Antriebseinheit perfekt zu ergänzen. Die individuelle Gestaltung Ihres Elektrorollstuhls war nie so einfach.



NÄCHSTE GENERATION EINZIGARTIGE TECHNOLOGIE

Der Q200 R ist jetzt mit elektrischen Optionen und einer Vielzahl von Zubehörteilen erhältlich. Sowohl für Indoor als auch für Outdoor optimal einsetzbar.



SEDEO LITE Rückenkissen

Wählen Sie das neue SEDEO LITE Rückenkissen mit Profil für eine verbesserte Positionierung und mehr Fahrkomfort.



Elektrische Sitzneigung

Die schmale Fahrbasis (580 mm), die 70 mm Schwerpunktverstellung und die 22° elektrische Sitzneigung machen den Q200 R zum kompaktesten, kantelbaren Elektrorollstuhl mit Heckantrieb auf dem Markt.



2 Sitzrahmengrößen

Wählen Sie die für Sie passende Rahmengröße, von Sitzbreite 380 mm bis 540 mm. Der Q200 R bietet eine Lösung für viele unterschiedliche Anforderungen.



Schiebegriff-Steuerung

Diese Schiebegriff-Steuerung für Begleitpersonen ermöglicht den Rollstuhl intuitiv und sicher zu bedienen.



Elektrische Rückenwinkelverstellung

Die elektrische Rückenwinkelverstellung ist ideal für ein selbstständiges Positionieren und Anpassen.



Niedrigere Sitzhöhe als Option

Eine niedrige Sitzhöhe von 450 mm macht es leicht unter Tische zu manövrieren und erleichtert den Transport.



Sitzkissenleiste / Sitzplatte

Sie können zwischen Sitzbespannung oder Sitzkissenleiste / feste Sitzplatte wählen, um Ihre Sitzposition bestmöglich zu optimieren.



Bürgersteighilfe

Für verbessertes Kantensteigen von bis zu 100 mm.



Kopfstütze

Optional mit SEDEO Kopfstütze und Bezug erhältlich.

Technische Daten Q200 R

Max. Zuladung	136 kg	Wendekreis	1700 mm
Sitzbreite	380 - 540 mm	Max. Steigfähigkeit	8°
Sitztiefe	410 - 510 mm	Max. Kantensteigfähigkeit:	70 - 100 mm (mit Bürgersteighilfe)
Sitzhöhe	470 mm	Räder	14" Antriebsräder; 9" Lenkräder
Rückenhöhe	500 mm (optional 570 mm)	Farbakzente	rot, blau, grün, schwarz
Rückenwinkel	0° - 12° manuell, optional 90° - 120° elektrisch	Max. Reichweite (ISO 7176-4)	bis zu 31 km
Gesamtbreite	580 mm	Rollstuhlgewicht	ab 98 kg (mit 55 Ah Batterien)
Gesamtlänge	1070 mm	Crash getestet	Ja, für den Transport in Fahrzeugen zugelassen.
Gesamthöhe mit abgeklapptem Rücken	680 mm	Dahl Docking	Ja, ist für Dahl Docking getestet und zugelassen.
Sitzkantelung	0° - 6° manuell, optional 0°-22° elektrisch	Transport ohne Nutzer	Elektrorollstuhl sicher im Transportfahrzeug fixieren (z. B. Auto, Flugzeug)
Max. Geschwindigkeit	6 km/h	Bestimmungsgemäße Verwendung	Für Menschen mit eingeschränkter Mobilität, für den Indoor und Outdoor-Gebrauch. Rollstuhl Typ Klasse B.
Batterie	55 Ah		
Elektronik	VR2	Hilfsmittelverzeichnis POS.-Nr.:	18.50.04.0193



Sunrise Medical GmbH
 Kahlbachring 2-4.
 69254 Malsch/HD
 Tel.: +49 (0) 72 53 / 9 80-0
 Fax: +49 (0) 72 53 / 9 80-222
 E-Mail: kundenservice@sunrisemedical.de
 www.SunriseMedical.de

Weitere Informationen zu den technischen Daten, Optionen und Zubehör finden Sie im Bestellformular. Änderungen bei den Angaben bleiben jederzeit vorbehalten. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Sunrise Medical. Für sehbehinderte Personen steht dieses Dokument im PDF-Format auf: www.SunriseMedical.de zur Verfügung.

