



POSITIONERING



OVERKROP

BÆKKEN

ANKEL

# OVERKROP POSITIONERING

## BRYSTSELER

Brystselen giver brugeren en korrekt kropsholdning og understøtter samtidig torsoen samt forbedrer åndedrætsfunktionen, hovedpositioneringen og øvre ekstremiteter.

### Dynamisk selevest uden lynlås



Den dynamiske selevest støtter kroppen og sikrer en korrekt kropsholdning. Selen giver maksimal støtte og stabilitet.

	DYNAMISK	A [mm]	B [mm]
XS	ATS8100	190	320
S	ATS8101	215	380
M	ATS8102	240	485
L	ATS8103	265	570
XL	ATS8104	290	650

## Dynamisk selevest uden lynlås smal model



Kontur brystselen er designet til kvinder eller andre, som ønsker at mindske berøringen fra selen samt stadig opnå støtte og stabilitet.

	DYNAMISK	A [mm]	B [mm]
XS	ATS9100	190	320
S	ATS9101	215	380
M	ATS9102	240	470
L	ATS9103	270	570
XL	ATS9104	290	650

## Dynamisk selevest med lynlås



Med lynlås på fronten er denne model ideel til hyppige forflytninger, da den er nem at tage af og på.

	DYNAMISK	A [mm]	B [mm]
S	ATS8701	215	380
M	ATS8702	240	485
L	ATS8703	270	570
XL	ATS8704	290	650

## JAY Brystsele



Brystselen fremmer fuld bevægelse af skuldre og arme samtidig med at en korrekt kropsholdning fortsat sikres.

	STANDARD	A [mm]	B [mm]
XS	ATS4050	205	75
S	ATS4000	255	75
M	ATS4100	305	75
L	ATS4200	355	100
XL	ATS4300	405	100



## HÅNDEDS- OG ARMSTØTTE

Håndleds- og armstøtte hjælper med at sikre en behagelig og korrekt position af hænder og arme samt hindre ufrivillige bevægelser.

### Håndleds-Manchetter



JAY's polstrede håndstøtter hjælper med forsigtig placering af håndleddene på det ønskede sted og hindrer ufrivillige bevægelser.

	BÅND	HÅNDEDS OMKREDS
S	ATS7510	140 mm to 180 mm
M	ATS7520	190 mm to 230 mm
L	ATS7530	240 mm to 280 mm

### Armlænsbetræk af gel



Sikrer aflastning og mindsker tryk af underarm samt albue.

	ARMLÆNSBETRÆK AF GEL
Armlænsovertræk gel desk	131066
Armlænsovertræk gel full	131067
El-stol armlænsovertræk (H)	131071
El-stol armlænsovertræk (V)	131072

Få en samlet løsning fra JAY

JAY serien består af

Puder

Rygge

Positionering





# BÆKKEN POSITIONERING



Bækken positioneringsseler sikrer en stabil og korrekt bækkenposition, som har stor indflydelse på resten af kroppens holdning. Der er flere størrelser og typer af positioneringsseler samt forskellige justeringsmuligheder. Såsom enkelt eller dobbelttræk, spænde med sideudløsning eller autospænde, som er nemt at betjene.

## Selepolstring

Selepolstring, der giver et ekstra lag beskyttelse

Polstring	STROPPER [mm]	[mm]	L [mm]
APB1801	250	40	140
APB1802	250	40	190
APB1803	400	50	190
APB1804	400	60	240
APB1805	500	70	240
APB1806	500	70	290

## 2-punkts hofteseje med autospænde



25 mm stropper, uden polstring

2-punkts hofteseje sikrer bækkenets position og placering på puden.

25 mm STROPPER	UDEN POLSTRING	115 mm	140 mm	190 mm
Enkelt-Træk	APB5110	APB5115	APB5116	APB5117
Dobbelttræk	–	APB5125	APB5126	APB5127

  

40 mm STROPPER	UDEN POLSTRING	140 mm	190 mm	240 mm
Enkelt-Træk	APB7210	–	APB7212	APB7213
Dobbelttræk	–	APB7221	APB7222	APB7223

  

50mm STROPPER	UDEN POLSTRING	240 mm	290 mm
Dobbelttræk	APB7310	APB7313	APB7314

## 2-punkts hoftelese med plastspænde og sideudløsning



2-punkts hoftelese sikrer bækkenets position og placering på puden.

25 mm STROPPER	UDEN POLSTRING	140 mm	190 mm
Enkelt-Træk	APB6110	APB6111	APB6112
Dobbeltræk	–	APB6121	APB6122
40 mm STROPPER	UDEN POLSTRING	190 mm	240 mm
Enkelt-Træk	APB6210	APB6212	APB6213
Dobbeltræk	–	APB6222	APB6223
50 mm STROPPER	UDEN POLSTRING	240 mm	290 mm
Enkelt-Træk	APB6310	APB6313	APB6314

## 4-PUNKTS HOFTESELE V-KONTUR



Y-sele monteres på kørestolen 4 steder i stedet for 2, hvilket sikrer at selen ikke glider frem. Selen giver øget støtte til opretholdelse af stabil og korrekt bækkenposition.

	90 mm	115 mm	140 mm	165 mm
25 mm STROPPER	APB5145	APB5146	–	–
40 mm STROPPER	–	APB7242	APB7243	APB7244

## Y-sele med autospænde V-kontur



V-formet polstring på hver side er med til at fordele støtten over en større overflade og forhindre rotation af bækkenet.

	25 mm Spænde med sideudløsning	40 mm Spænde med sideudløsning	50 mm Spænde med sideudløsning
SMALL	APB3616	–	–
MEDIUM	–	APB3627	–
LARGE	–	–	APB3638

	25 mm Autospænde	40 mm Autospænde	50 mm Autospænde
SMALL	APB3716	–	–
MEDIUM	–	APB3727	–
LARGE	–	–	APB3738



# FOD OG ANKEL POSITIONERING

## FOD & ANKELBESPÆNDING

Fod og ankelbespænding sikrer en korrekt positionering af fødderne på den medfølgende fodplade.

### Fod og ankelbespænding med sideudløsning og fodplade



	FOD OG ANKEL	ANKEL	A [mm]	B [mm]
XS	–	TST6501R TST6501L	150	115
S	TST6510R TST6510L	TST6511R TST6511L	200	130
M	TST6520R TST6520L	TST6521R TST6521L	200	130
L	TST6540R TST6540L	TST6541R TST6541L	250	130
XL	TST6560R TST6560L	TST6561R TST6561L	270	165

### Fod og ankelbespænding med sideudløsning og hælkappe



	POLSTRING	UDEN POLSTRING	A [mm]	B [mm]
S	TST6001	TST6000	145	75
M	TST6101	TST6100	200	85
L	TST6201	TST6200	250	100
XL	TST6301	TST6300	325	135

### Fod og ankelbespænding med sideudløsning og flexi-feet



	FLEXI-BESPÆNDING I SÆT	A [mm]	B [mm]
XS	32600XS-RT	115	70
S	32600S-RT	160	75
M	32600M-RT	210	90
L	32600L-RT	230	115



# KNÆSTYR



KNÆSTYR BESLAG+ PUDE		A [mm]	B [mm]	Pude [mm]
KAK2103L	Kort Venstre med pude	165	50	75
KAK2104L	Kort Venstre med pude	165	50	100
KAK2103R	Kort Højre med pude	165	50	75
KAK2104R	Kort Højre med pude	165	50	100
KAK3103L	Lang Venstre med pude	215	90	75
KAK3104L	Lang Venstre med pude	215	90	100
KAK3103R	Lang Højre med pude	215	90	75
KAK3104R	Lang Højre med pude	215	90	100

Beslag og puder sælges separat som reservedele.

# FODKASSE

En fodkasse reducerer risikoen for tryk eller skader, som kan stamme fra fodstøtten eller fodpladen på stolen.

## Enkelt fodkasse



	HØJDE	A [mm]	B [mm]
JFOOTSS	Standard	205	190
JFOOTST	Høj	305	190

## Hel fodkasse med adskillelse



	BREDDE [mm]	HØJDE	A [mm]	B [mm]
JFOOT16SD	405	Standard	205	340
JFOOT18SD	460	Standard	205	390
JFOOT20SD	510	Standard	205	450
JFOOT22SD	560	Standard	205	500
JFOOT16TD	405	Høj	305	340
JFOOT18TD	460	Høj	305	390
JFOOT20TD	510	Høj	305	450
JFOOT22TD	560	Høj	305	500

## Dobbelt fodkasse



	BREDDE [mm]	HØJDE	A [mm]	B [mm]
JFOOT12S	305	Standard	205	240
JFOOT14S	355	Standard	205	290
JFOOT16S	405	Standard	205	340
JFOOT18S	455	Standard	205	390
JFOOT20S	510	Standard	205	450
JFOOT22S	560	Standard	205	500
JFOOT16T	405	Høj	305	340
JFOOT18T	460	Høj	305	390
JFOOT20T	510	Høj	305	450
JFOOT22T	560	Høj	305	500



For yderligere information om vores produkter henvises til bestillingsformularen. Alle oplysninger kan ændres uden varsel. Kontakt venligst Sunrise Medical Aps med eventuelle forespørgsler.



### **Sunrise Medical Aps**

2605 Brøndby

Tel.: +45 70 22 43 49

E-Mail: [info@sunrisemedical.dk](mailto:info@sunrisemedical.dk)

[www.SunriseMedical.dk](http://www.SunriseMedical.dk)

