

Cirrus G5

Sitzschalenuntergestell



BESTELLBLATT

Abbildung kann von tatsächlicher Produktausführung abweichen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten. Eine aktuelle Preisliste kann jederzeit angefordert werden.

Rechnungsadresse oder Kundennummer			Versandadresse		entspricht der Rechnungsadresse	
KD.-Nr.			KD.-Nr.			
Name:			Name:			
Straße:			Straße:			
PLZ/Ort:			PLZ/Ort:			
E-Mail:			E-Mail:			
Tel.:			Tel.:			
Bestellinformation			Nutzergewicht			
Bestellung	Kostenvoranschlag	FMG (Für Mich Gebaut)	Max. Zuladung: 135 kg		Art.-Nr.: 35000000	
Kommission:			Nutzergewicht:		kg	
Hilfsmittelverzeichnis Pos.-Nr.: 26.99.01.1053						
Stand: 24.04.2025, Preise gültig bis auf Widerruf						

Grundpreis **€ 4.148,-**

Alle Preise exkl. der gesetzl. MwSt.

Bitte Messverfahren beachten:

Auf der Grundlage unserer jahrelangen, praktischen Erfahrung empfehlen wir das folgende Messverfahren. Abweichungen sind im Einzelfall möglich.

Sitzbreite (SB):

- a) Am Nutzer: Zwischen Becken und Seitenteil je eine senkrechte Handfläche Platz lassen (ca. 10 - 20 mm zusammen).
- b) Am Rollstuhl: Gemessen von Außenkante Sitzrohr bis Außenkante Sitzrohr.

Sitztiefe (ST):

- a) Am Nutzer: Bei 90° Sitzhaltung: Von Rückenlehne bis Kniekehle des Nutzers abzüglich 2 - 3 Finger breit (ca. 30 - 60 mm).
Vorsicht bei anpassbarer Bespannung.
- b) Am Rollstuhl: Von Rückenrohr bis Vorderkante Sitzbespannung.

Vordere Sitzhöhe:

- a) Am Nutzer: Bei 90° Sitzhaltung: Von Kniekehle bis zum Boden.
- b) Am Rollstuhl: Vom vorderen Sitzrohr bis zum Boden (min. 30 mm länger als Nutzermaß). Bitte die Sitzkissenhöhe nicht vergessen.

Hintere Sitzhöhe:

Am Rollstuhl: Vom hinteren Sitzrohr (beim Rücken) bis zum Boden. **Hinweis:** Die maximal mögliche Differenz zwischen vorderer und hinterer Sitzhöhe beträgt 110 mm.

Rückenhöhe:

- a) Am Nutzer: Von Sitzfläche bis ein Fingerbreit (10 - 20 mm) unterhalb des Schulterblattes.
- b) Am Rollstuhl: Von hinterem Sitzrohr bis zum oberen Ende der Rückenbespannung. **Achtung:** Die Rückenhöhe richtet sich auch nach dem Schweregrad der Behinderung.

Rückenwinkel:

Am Rollstuhl: 0° ist der Winkel 90° zum Sitz gemessen. Negative Winkel sind < 90° und positive Winkel sind > 90°.

Schwerpunkt:

Am Rollstuhl: Von hinterem Sitzrohr (beim Rücken) Lot fällen und Abstand zur Mitte der Achsaufnahme messen.

Technische Daten

Max. Gesamthöhe:	1100 mm
Max. Gesamtlänge:	1150 mm
Gewicht:	ab 48 kg
Max. Breite:	Antriebsrad SB + 240 mm

Das Produkt wurde nach den Anforderungen der **ISO 7176-19 und ISO 16840-4** crashgetestet und ist somit in Kombination mit der Option „Befestigungsösen für Transport im Auto“ als Sitz im Fahrzeug für den Transport von Rollstuhlnutzern geeignet. Alle Änderungen an der Konfiguration können die Sitzhöhe beeinflussen. Maßtoleranz ab Werk ± 10 mm.

Sitzbreite

	SW39	SW42	SW45	SW48	SW51		
mm	390	420	450	480	510		
						SW54	
FMG						540	67,-

Sitztiefe

	SD44	SD47	SD50			
mm	440 (390-490)	470 (420-520)	500 (450-550)			

Vordere Sitzhöhe


	FSH375	FSH40	FSH425	FSH45	FSH475	FSH50	FSH525
mm	375	400	425	450	475	500	525
5" / 16"			–	–	–	–	–
6" / 16"	–	–				–	–
8" / 16"	–	–	–			–	–
5" / 20"			–	–	–	–	–
6" / 20"	–	–					–
8" / 20"	–	–	–				
5" / 22"	–		–	–	–	–	–
6" / 22"	–	–					–
8" / 22"	–	–	–				
5" / 24"	–	–	–	–	–	–	–
6" / 24"	–	–					–
8" / 24"	–	–	–				

Sitz

€

CIR020086	Sitz, Kantelung, Sitzneigung 0° - 33°			0,-
	CIR020088	Sperrmechanismus, Sitzkantelung	FMG	160,-
CIR020089	Sitz, fest, +/- 50 mm Sitztiefe			0,-
	CIR020091	Sitzplatte, ohne Beckenaussparung (2)		0,-
	CIR020151	Trapezadapter (L: 300 mm, B (vorne): 280 mm, B (hinten): 140 mm)	FMG	456,-

Sitz



// CIR020091



// CIR020151

Zubehör Sitz				€
CIR090202	Abduktionskeil, klein, 70 x 60 x 100 mm	FMG		180,-
CIR090302	Abduktionskeil, groß, 90 x 90 x 100 mm	FMG		247,-
Beckengurt				
CIR090135	Beckengurt mit Schnappverschluss			46,-
CIR090156	Beckengurtpolsterung, klein			21,-
CIR090136	Beckengurtpolsterung, groß			34,-
JAY Gurte				
JAY090071	2-Punkt Beckengurt 40 mm mit Druckknopf - Einfacher Zug 190 mm Polster	FMG		145,-
JAY090072	2-Punkt Beckengurt 40 mm mit Druckknopf - Einfacher Zug 240 mm Polster	FMG		145,-
JAY090077	JAY 4-Punkt Beckengurt, Schnalle mit Druckknopf, Polster 140 x 40 mm	FMG		158,-
JAY090078	JAY 4-Punkt Beckengurt, Schnalle mit Druckknopf, Polster 165 x 40 mm	FMG		158,-
JAY090102	JAY V-Kontur Beckengurt, Seitenschnalle, Polster, mittel	FMG		158,-
JAY090103	JAY V-Kontur Beckengurt, Seitenschnalle, Polster, groß	FMG		158,-
Rücken				€
Rücken				
CIR030134	Rücken, winkelverstellbar, 0° - 35°, Gasdruckfeder, für JAY und feste Rücken			0,-
CIR030124	Sperrmechanismus, Rückenwinkelverstellung	FMG		168,-
Schiebegriffe				
CIR030126	Schiebebügel			0,-
CIR030204	Schiebegriffe, höhenverstellbar	FMG		62,-
Kopfstütze				€
CIR030064	Kopfstütze, Standard, klein, 139 x 210 x 40			127,-
	CIR030137 Halterung, vertikal und horizontal einstellbar	FMG		113,-
	CIR030138 Kopfstützenbezug, gepolstert	FMG		86,-
CIR030066	Kopfstütze mit Seitenführung, klein, 140 x 230 x 70	FMG		167,-
	CIR030137 Halterung, vertikal und horizontal einstellbar	FMG		113,-
	CIR030138 Kopfstützenbezug, gepolstert	FMG		86,-
CIR030135	Kopf-/Nackenstütze, Komfort, anpassbar, Trevira	FMG		326,-
	CIR030137 Halterung, vertikal und horizontal einstellbar	FMG		113,-
CIR030136	Kopf-/Nackenstütze, Komfort, anpassbar, PU beschichtet	FMG		287,-
	CIR030137 Halterung, vertikal und horizontal einstellbar	FMG		113,-
Whitmyer Kopfstützen (1)				
WHT030406	Whitmyer, Kopfstützenpolster, Adjust-A-Plush, groß, (LxH) 460 x 127 mm (1)	FMG		524,-
WHT030412	Whitmyer, Kopfstützenpolster, Subokzipital, medium, (LxH) 250 x 158 mm (1)	FMG		433,-
WHT030413	Whitmyer, Kopfstützenpolster, Subokzipital, L (LxH) 330 x 190 mm (1)	FMG		433,-
WHT030414	Whitmyer, Kopfstützenhalterung Cirrus G5, vertikal und horizontal einstellbar	FMG		80,-

(1) Kopfstützenpolster immer mit Halter WHT030414 bestellen

Zubehör Sitz



// CIR090137/144/150/151/152



// JAY090071



// CIR090302/202



//JAY090077



// JAY090102

Rücken



// CIR030126



// CIR030204

Zubehör Rücken			€
CIR030607	SEDEO, Seitenpelotten, abschwengbar und höheneinstellbar, Polster lang, 150 x 130 mm, rechts		253,-
CIR030608	SEDEO, Seitenpelotten, abschwengbar und höheneinstellbar, Polster lang, 150 x 130 mm, links		253,-
CIR030609	SEDEO, Seitenpelotte, abschwengbar und höheneinstellbar, Polster kurz, 90 x 120 mm, rechts		253,-
CIR030610	SEDEO, Seitenpelotte, abschwengbar und höheneinstellbar, Polster kurz, 90 x 120 mm, links		253,-
JAY090087	Brustgurt Classic - Dynamisch M		233,-
JAY090088	Brustgurt Classic - Dynamisch L	FMG	233,-
JAY090104	Brustgurt Kontour - Dynamisch M	FMG	233,-
JAY090105	Brustgurt Kontour - Dynamisch L	FMG	233,-

Elektrische Verstellung Sitzneigung und Rückenwinkel			€
CIR020071	Sitzneigungsverstellung, elektrisch		1.246,-
CIR030145	Rückenwinkelverstellung, elektrisch		1.504,-
CIR020072	Verriegelung für elektrische Verstellung		122,-

Kopfstützen



// CIR030064



// CIR030066



// CIR30135



// WHT030412



// WHT030406



// WHT030414

Zubehör Rücken



// CIR030607



// JAY090087



// JAY090104

Armlehne				€
CIR040042	Seitenteil Zentralstütze, Armpolster (400 mm), höhenestellbar, abnehmbar			211,-
	CIR040031	Armlagerungsschale für Hemiplegiker, Integralschaumstoff, rechts		264,-
	CIR040032	Armlagerungsschale, für Hemiplegiker, Integralschaumstoff, links		264,-
	CIR020095	Sitzbreitenerweiterung, 30 mm		60,-
CIR040000	Ohne Seitenteil			0,-
Zubehör				
CIR040044	Bezug Armauflage, gepolstert			FMG 159,-
Therapietisch				
CIR090131	Therapietisch, transparent, aufschiebbar, breitenverstellbar, 390 - 540 mm (nicht mit Armlagerungsschale für Hemiplegiker)			218,-
	CIR090125	Teilpolsterung für Therapietisch		FMG 93,-
CIR090139	Halbseitentisch, aufschiebbar, rechts (nicht mit Armlagerungsschale für Hemiplegiker, rechts)			FMG 280,-
CIR090140	Halbseitentisch, aufschiebbar, links (nicht mit Armlagerungsschale für Hemiplegiker, links)			FMG 280,-
Fussrasten & Fussplatten				€
Fussbretthalter, winkeleinstellbar (70°/80°/90°)				
CIR050117	Fußbretthalter, Aluminium, winkelverstellbar 70°/80°/90°, abschwengbar, rechts			FMG 46,-
CIR050118	Fußbretthalter, Aluminium, winkelverstellbar 70°/80°/90°, abschwengbar, links			FMG 46,-
Fussbretthalter hochschwenkbar (0°- 90°)				
CIR050010	Fußbretthalter, Aluminium, hochschwenkbar (0° - 90°), abschwengbar, rechts			113,-
CIR050009	Fußbretthalter, Aluminium, hochschwenkbar (0° - 90°), abschwengbar, links			113,-
Stumpfaufgabe				
CIR050013	Stumpfaufgabe, gepolstert, rechts			FMG 211,-
CIR050014	Stumpfaufgabe, gepolstert, links			FMG 211,-
Gipsbeinstütze				
CIR050094	Gipsbeinstütze, rechts			FMG 253,-
CIR050093	Gipsbeinstütze, links			FMG 253,-
Ohne Halter und Fussbrett				
CIR050000	Ohne Fussbrett und -halter			0,-
Fussplatten				
CIR050119	Fußbrett, geteilt, Kunststoff, winkeleinstellbar, hochklappbar (seitlich), schwarz			75,-
CIR050120	Fußbrett, geteilt, Kunststoff, tiefen und winkeleinstellbar, hochklappbar (seitlich), schwarz			FMG 93,-
CIR050121	Fußbrett, durchgehend, Aluminium, winkelverstellbar, schwarz			FMG 233,-
Fusskasten (3)				
CIR050122	Fußkasten, gepolstert, PU beschichtet			1.105,-
Zubehör				
CIR050144	Klinik Kit für Unterschenkelängeneinstellungen, ohne Werkzeug			34,-
CIR050145	Polsterung für Fußbrett, PU beschichtet (3)			FMG 192,-
CIR050123	Wadenpolster, durchgehend (3)			FMG 192,-
CIR050124	Kniepolster, PU beschichtet (3)			FMG 201,-
CIR050134	Universalpolster, PU beschichtet (4)			FMG 67,-
CIR050133	Fußbrett Verlängerung, Alumium, schwarz (5)			FMG 192,-

(1) Nicht mit CIR030134 Rücken, winkelverstellbar, 0° - 35°, Gasdruckfeder, für JAY und feste Rücken möglich
 (2) Nur mit Seitenteil Zentralstütze, Armpolster (400 mm), höhenstellbar, mitlaufend, hochklappbar, abnehmbar möglich
 (3) Ausschließlich für CIR050009 & CIR050010 Fußbretthalter, Aluminium, hochschwenkbar (0° - 90°), abschwengbar, links

(4) z.B. für Fußbrett, Stumpfaufgabe, Wadenpolster
 (5) Ausschließlich für CIR050119 Fußbrett, geteilt, Kunststoff, winkeleinstellbar, hochklappbar (seitlich), schwarz und CIR050120 Fußbrett, geteilt, Kunststoff, tiefen und winkeleinstellbar, hochklappbar (seitlich), schwarz

Armlehne & Zubehör



// CIR090131



// CIR090140



// CIR040044



// CIR040045



// CIR040046



// CIR040042



// CIR040031

Fussrasten & Fussplatten



// CIR050117



// CIR050010



// CIR050013



// CIR050094



// CIR050119



// CIR050122



// CIR050145



// CIR050124



// CIR050134



// CIR050123

Schwerpunkt (COG)		€
COG040	Schwerpunkt -40 mm	0,-
COG00	Schwerpunkt 0 mm	0,-
COG40	Schwerpunkt 40 mm	0,-

Zubehör Rahmen €

Ankippbügel (step tube)

CIR090003	Ankippbügel, Paar	0,-
-----------	-------------------	-----

Sicherheitsrad abschwenkbar

CIR090006	Sicherheitsrad, abschwenkbar, Paar	0,-
CIR090060	Stockhalter, rechts	FMG 93,-
CIR090039	Stockhalter, links	FMG 93,-

Lenkräder €

CIR080301	Lenkrad, Vollgummi (hart), Felge: Kunststoff, schwarz	0,-
CIR080305	Lenkrad, Luft, Felge: Kunststoff, schwarz (1)	0,-

Antriebsräder €

CIR070073	Antriebsrad, 36 Speichen (silber), kreuzförmig verspeicht (2)	0,-
CIR070008	Antriebsrad, Trommelbremse, 36 Speichen (silber), kreuzförmig verspeicht	277,-

Reifen €

CIR070076	Bereifung, 1" Luft, Grobprofil (3)	0,-
CIR070077	Bereifung, 1 3/8", Luft, Grobprofil (4)	0,-
CIR070074	Bereifung, 1", pannensicher, Grobprofil (3)	34,-
CIR070075	Bereifung, 1 3/8", pannensicher, Grobprofil	34,-

Greifreifen €

CIR070202	Greifreifen, Aluminium, eloxiert, silber (4)	0,-
CIR070204	Greifreifen, Edelstahl, silber (4)	0,-
CIR070207	Greifreifen, Supergrip® (4)	FMG 357,-
CIR070208	Greifreifen, Maxgrepp® (4) (5)	FMG 506,-
CIR070251	Greifreifenüberzug, Silikon (4) (6)	FMG 135,-

(1) Ausschließlich mit 6" & 8" Lenkradgabeln
(2) Ausschließlich für 20", 22" und 24" Antriebsrad
(3) Nicht mit Trommelbremsrad, 16"

(4) Nicht mit 16" Antriebsrad
(5) Nicht mit 20" Antriebsrad
(6) Nicht mit CIR070207 Greifreifen, Supergrip® und CIR070208 Greifreifen, Maxgrepp®

Zubehör Rahmen



// CIR090003



// CIR090006



// CIR090060

Antriebsräder & Lenkräder



// CIR070008



// CIR070073



// CIR080301



// CIR070208



// CIR070207

Speichenschutz (1) €

CIR070831	Speichenschutz, transparent	196,-
-----------	-----------------------------	-------

Bremse €

CIR060009	Zugbremse, Bremshebel, lang	0,-
-----------	-----------------------------	-----

Einhandbremse

CIR060021	Zugbremse, Einhand, Betätigung, rechts	FMG	399,-
CIR060022	Zugbremse, Einhand, Betätigung, links	FMG	399,-

Zubehör €

CIR090000	Werkzeugsatz	34,-
CIR090149	Luftpumpe, elektrisch	192,-
CIR090025	Luftpumpe	25,-
CIR090030	Rucksack	109,-
CIR090083	Infusionshalterung mit Multifunktionsklemme	201,-
CIR090107	Flaschenhalterung, Sauerstoff	132,-
CIR090148	Universalhalterung für Kopfstützen	46,-

Farben €

CIR100134	Matt Anthrazit	0,-
-----------	----------------	-----

Bremsen



// CIR060009



// CIR060021

Zubehör



// CIR090148



// CIR090083



// CIR090107

Kommentare für FMG (Bitte Kostenvoranschlag anfragen; Lieferzeiten können abweichen)

Cirrus G5		€
Grundpreis		4.148,00
Summe der Mehrpreise	(Bitte addieren Sie die Mehrpreise und tragen Sie die Summe rechts ein)	
Verpackung und Frachtkostenanteil	(Bitte tragen Sie die Summe rechts ein)	
Preis ohne MwSt.		
MwSt. 7 %		
Gesamtpreis inkl. der gesetzl. MwSt.		

Datum			Unterschrift
Tag	Monat	Jahr	

**Sunrise Medical GmbH**

Kahlbachring 2-4
 D-69254 Malsch/HD
 Phone: +49 (0) 72 53 / 9 80-0
 Fax: +49 (0) 72 53 / 9 80-222
 E-Mail: kundenservice@sunrisemedical.de
 www.SunriseMedical.de

ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN der SUNRISE MEDICAL GMBH

1. Geltungsbereich

Verkäufe, Lieferungen, Aufträge, Angebote und sonstige Leistungen der Sunrise Medical GmbH (nachfolgend: „Sunrise Medical“) erfolgen ausschließlich an Unternehmer im Sinne des § 14 BGB, juristischen Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtliche Sondervermögen (im Folgenden „Besteller“) nach Maßgabe der folgenden Allgemeinen Verkaufsbedingungen, welche der Besteller durch die Erteilung des Auftrages oder die Entgegennahme der Lieferung anerkennt. Sie gelten auch für alle zukünftigen Geschäfte mit dem Besteller. Die Geltung abweichender und ergänzender Geschäftsbedingungen des Bestellers ist ausgeschlossen, auch wenn Sunrise Medical diesen nicht ausdrücklich widerspricht.

2. Vertragsschluss

- Die Angebote von Sunrise Medical sind freibleibend. Ein Vertrag kommt erst mit Annahme des Auftrages des Bestellers durch Sunrise Medical zustande.
- Aufträge kann der Besteller über das Internet, per Telefax oder per Telefon erteilen.
- Nach Eingang des Auftrages des Bestellers über das Internet sendet Sunrise Medical dem Besteller eine unverbindliche Eingangsbestätigung zu.
- Zur Annahme des Auftrages des Bestellers sendet Sunrise Medical dem Besteller - eine Auftragsbestätigung. Der Vertrag richtet sich ausschließlich nach dem Inhalt der Auftragsbestätigung und nach diesen Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Mündliche Abreden oder Zusagen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der schriftlichen Bestätigung durch Sunrise Medical.
- Sunrise Medical behält sich alle Rechte an den Verkaufsunterlagen (insbesondere Abbildungen, Zeichnungen, Gewichts- und Maßangaben) und den Mustern vor. Sie dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden und sind Sunrise Medical auf Aufforderung unverzüglich zurückzugeben. Nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung von Sunrise Medical dürfen solche Unterlagen an Dritte weitergegeben werden.

3. Lieferfristen und -termine

- Liefertermine und Lieferfristen sind nur verbindlich, wenn sie von Sunrise Medical schriftlich bestätigt worden sind und der Besteller Sunrise Medical alle zur Ausführung der Lieferung erforderlichen Informationen und Unterlagen rechtzeitig mitgeteilt bzw. zur Verfügung gestellt und etwa vereinbarte Anzahlungen vereinbarungsgemäß gezahlt hat. Vereinbarte Fristen beginnen mit dem Datum der Auftragsbestätigung. Bei später erteilten Zusatz- oder Erweiterungsaufträgen verlängern sich die Fristen entsprechend.
- Unvorhersehbare, unvermeidbare und außerhalb des Einflussbereichs von Sunrise Medical liegende und von Sunrise Medical nicht zu vertretende Ereignisse wie höhere Gewalt, Krieg, Naturkatastrophen entbinden Sunrise Medical für ihre Dauer von der Pflicht zur rechtzeitigen Lieferung oder Leistung. Vereinbarte Fristen verlängern sich um die Dauer der Störung; vom Eintritt der Störung wird der Besteller in angemessener Weise unterrichtet. Ist das Ende der Störung nicht absehbar oder dauert sie länger als zwei Monate, ist jede Partei berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.
- Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er sonstige Mitwirkungspflichten, so ist Sunrise Medical unbeschadet ihrer sonstigen Rechte berechtigt, die Ware auf Gefahr und Kosten des Bestellers angemessen einzulagern.
- Sunrise Medical kann aus begründetem Anlass Teillieferungen vornehmen.

4. Versand, Gefahrübergang, Versicherungen

- Soweit vom Besteller keine Bestimmung getroffen ist, erfolgt die Versendung auf einem angemessenen Versendungsweg in der üblichen Verpackung.
- Die Gefahr geht mit der Übergabe des Liefergegenstandes an das Transportunternehmen oder den Besteller selbst auf den Besteller über. Verzögern sich die Übergabe oder Versendung auf Wunsch des Bestellers oder aus von dem Besteller zu vertretenden Gründen, so geht die Gefahr am Tage der Mitteilung der Versandbereitschaft des Liefergegenstandes auf den Besteller über.
- Versicherungen erfolgen nur auf Wunsch und auf Kosten des Bestellers.

5. Preise, Zahlungsbedingungen

- Haben sich die Vertragsparteien nicht auf einen bestimmten Preis geeinigt, so bestimmt sich der Preis nach der zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses gültigen Preisliste von Sunrise Medical.
- Alle Preise von Sunrise Medical verstehen sich ab Werk ausschließlich der jeweiligen gesetzlichen Umsatzsteuer, öffentlichen Lasten und Abgaben, wie etwaiger Zölle sowie der Verpackungs- und Versandkosten, die gesondert berechnet werden.
- Soweit nichts anderes vereinbart ist, sind sich die Parteien darüber einig, dass alle sich aus diesem Vertrag ergebenden Zahlungsverpflichtungen als in Euro vereinbart gelten.
- Soweit Zahlung auf Rechnung vereinbart wurde, wird jede Rechnung mit Zugang der Rechnung sofort ohne Abzug zur Zahlung fällig. Zahlungen des Bestellers gelten erst dann als erfolgt, wenn Sunrise Medical über den Betrag verfügen kann.
- Wechsel und Schecks werden nur nach besonderer Vereinbarung und für Sunrise Medical kosten- und spesenfrei erfüllungshalber hereingenommen.
- Zur Aufrechnung ist der Besteller nur berechtigt, wenn sein Gegenanspruch unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist.
- Zur Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechtes ist der Besteller nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertrag beruht und unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist.
- Wird Sunrise Medical nach dem Vertragsschluss die Gefahr mangelnder Leistungsfähigkeit des Bestellers bekannt, ist Sunrise Medical berechtigt, noch ausstehende Lieferungen oder Leistungen nur gegen Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung zu erbringen; werden diese auch nach Ablauf einer von Sunrise Medical gesetzten angemessenen Frist nicht erbracht, so kann Sunrise Medical unbeschadet weiterer Rechte von dem Vertrag ganz oder teilweise zurücktreten.

6. Gewährleistung, Untersuchungspflicht und Rückgabe

- Angaben in Katalogen, Preislisten und sonstigem dem Besteller von Sunrise Medical überlassenen Informationsmaterial sowie produktbeschreibende Angaben sind keinesfalls als Garantien für eine besondere Beschaffenheit des Liefergegenstandes zu verstehen; derartige Beschaffenheit müssen ausdrücklich schriftlich vereinbart werden.
- Gewährleistungsrechte des Bestellers setzen voraus, dass er den Liefergegenstand nach Übergabe überprüft und Sunrise Medical Mängel unverzüglich, spätestens jedoch zwei Wochen nach Übergabe, schriftlich mitteilt; verborgene Mängel müssen Sunrise Medical unverzüglich nach ihrer Entdeckung schriftlich mitgeteilt werden.
- Bei jeder Mängelrüge steht Sunrise Medical das Recht zur Besichtigung und Prüfung des beanstandeten Liefergegenstandes zu. Dafür wird der Besteller Sunrise Medical die notwendige Zeit und Gelegenheit einräumen. Sunrise Medical kann von dem Besteller auch verlangen, dass er den beanstandeten Liefergegenstand an Sunrise Medical auf Kosten von Sunrise Medical zurückschickt. Erweist sich eine Mängelrüge des Bestellers als vorsätzlich oder grob fahrlässig unberechtigt, so ist er Sunrise Medical zum Ersatz aller in diesem Zusammenhang entstandenen Aufwendungen verpflichtet.
- Sunrise Medical ist berechtigt, Mängel nach eigener Wahl durch für den Besteller kostenlose Nachbesserung oder Ersatzlieferung des fehlerhaften Teiles oder des ganzen Liefergegenstandes zu beseitigen.
- Die zum Zwecke der Nachbesserung oder Ersatzlieferung anfallenden Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten übernimmt Sunrise Medical, sofern nicht Ziffer 6.3 Satz 4 eingreift.
- Der Besteller wird Sunrise Medical die für die Nachbesserung oder Ersatzlieferung notwendige Zeit und Gelegenheit von nicht mehr als 14 Tagen einräumen.
- Von Sunrise Medical ersetzte Teile gehen in das Eigentum von Sunrise Medical über.
- Sunrise Medical übernimmt keine Gewähr für Schäden, die durch ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Lagerung, fehlerhafte Aufbewahrung, fehlerhaften Transport, fehlerhafte Montage, fehlerhafte Inbetriebnahme, mangelnde Wartung oder fehlerhafte Behandlung durch den Besteller, Verwendung von nicht geeignetem Zubehör oder durch natürliche Abnutzung entstehen, sofern die Schäden nicht von Sunrise Medical zu vertreten sind.
- Die Verjährungsfrist für Gewährleistungsansprüche beträgt 12 Monate seit dem Zeitpunkt des Gefahrübergangs.
- Alle weitergehenden Ansprüche des Bestellers sind ausgeschlossen, soweit nicht Ziffer 7 oder die §§ 478, 479 BGB etwas anderes vorsehen.

7. Schadensersatz und Haftungsbeschränkung

- Soweit nicht in Ziffer 7.2 etwas anderes bestimmt ist, haftet Sunrise Medical unbegrenzt auf Schadensersatz nach den gesetzlichen Regelungen.
- Ausnahmsweise haftet Sunrise Medical nicht für die leicht fahrlässige Verletzung unwesentlicher Vertragspflichten und lediglich begrenzt auf den vertragstypischen vorhersehbaren Schaden für die leicht fahrlässige Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (d. h. Verpflichtungen, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags erst ermöglicht und auf deren Erfüllung der Besteller regelmäßig vertraut und vertrauen darf).

8. Eigentumsvorbehalt

- Die gelieferten Produkte bleiben bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Forderungen von Sunrise Medical aus der Geschäftsverbindung mit dem Besteller das Eigentum von Sunrise Medical.
- Bei laufender Rechnung gilt das vorbehaltene Eigentum zur Sicherung der Sunrise Medical zustehenden Saldoforderung.
- Eine Veräußerung der Vorbehaltsprodukte ist dem Besteller nur im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr gestattet. Der Besteller ist nicht berechtigt, die Vorbehaltsprodukte zu verpfänden, zur Sicherheit zu übergreifen oder sonstige das Eigentum von Sunrise Medical gefährdende Verfügungen zu treffen. Der Besteller tritt schon jetzt die Forderung aus der Weiterveräußerung an Sunrise Medical ab; Sunrise Medical nimmt diese Abtretung schon jetzt an. Der Besteller ist widerprüflich ermächtigt, die an Sunrise Medical abgetretenen Forderungen treuhänderisch für Sunrise Medical im eigenen Namen einzuziehen. Sunrise Medical kann diese Ermächtigung sowie die Berechtigung zur Weiterveräußerung widerrufen, wenn der Besteller mit wesentlichen Verpflichtungen wie beispielsweise der Zahlung gegenüber Sunrise Medical in Verzug ist.
- Der Besteller wird Sunrise Medical jederzeit alle gewünschten Informationen über die Vorbehaltsprodukte oder über Ansprüche, die hiernach an Sunrise Medical abgetreten worden sind, erteilen. Zugriffe oder Ansprüche Dritter auf Vorbehaltsprodukte hat der Besteller sofort und unter Übergabe der notwendigen Unterlagen Sunrise Medical anzuzeigen. Der Besteller wird zugleich den Dritten auf den Eigentumsvorbehalt von Sunrise Medical hinweisen. Die Kosten einer Abwehr solcher Zugriffe und Ansprüche trägt der Besteller.
- Der Besteller ist verpflichtet, die Vorbehaltsprodukte für die Dauer des Eigentumsvorbehaltes sorgfältig zu behandeln.
- Übersteigt der realisierbare Wert der Sicherheiten die gesamten zu sichernden Forderungen von Sunrise Medical um mehr als 10 %, so ist der Besteller berechtigt, insoweit Freigabe zu verlangen.
- Kommt der Besteller mit wesentlichen Verpflichtungen wie beispielsweise der Zahlung gegenüber Sunrise Medical in Verzug, so kann Sunrise Medical unbeschadet sonstiger Rechte die Vorbehaltsprodukte zurücknehmen und zwecks Befriedigung fälliger Forderungen gegen den Besteller anderweitig verwerten. In diesem Falle wird der Besteller Sunrise Medical oder den Beauftragten von Sunrise Medical sofort Zugang zu den Vorbehaltsprodukten gewähren und diese herausgeben. Verlangt Sunrise Medical die Herausgabe aufgrund dieser Bestimmung, so gilt dies nicht als Rücktritt vom Vertrag.
- Bei Lieferungen in andere Rechtsordnungen, in denen die vorstehende Eigentumsvorbehaltsregelung nicht die gleiche Sicherungswirkung hat wie in Deutschland, wird der Besteller alles tun, um Sunrise Medical unverzüglich entsprechende Sicherungsrechte zu bestellen. Der Besteller wird an allen Maßnahmen wie beispielsweise Registrierung, Publikation usw. mitwirken, die für die Wirksamkeit und Durchsetzbarkeit derartiger Sicherungsrechte notwendig und förderlich sind.

- Auf Verlangen von Sunrise Medical ist der Besteller verpflichtet, die Vorbehaltsprodukte angemessen zu versichern, Sunrise Medical den entsprechenden Versicherungsnachweis zu erbringen und die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag an Sunrise Medical abzutreten.

9. Produkthaftung

Der Besteller wird weder die gelieferten Produkte noch deren Ausstattung oder Verpackung verändern, insbesondere wird er die vorhandenen Warnungen über Gefahren bei unsachgemäßem Gebrauch der Produkte nicht verändern oder entfernen. Verstößt der Besteller gegen die vorstehende Bestimmung, so stellt er Sunrise Medical im Innenverhältnis von Produkthaftungsansprüchen Dritter frei, soweit er für den die Haftung auslösenden Fehler verantwortlich ist.

10. Regelungen zur Erfüllung regulatorischer Anforderungen für Medizinprodukte

- Im Geltungsbereich dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten ergänzend folgende Regelungen, wenn und soweit die Lieferungen Medizinprodukte bzw. Zubehör zu Medizinprodukten (im Folgenden gemeinsam: Medizinprodukte) im Sinne der Verordnung (EU) 2017/745 (im Folgenden: EU-Medizinprodukteverordnung) betreffen und der Kunde diese Medizinprodukte als Händler im Sinne von Art. 2 Nr. 34 EU-Medizinprodukteverordnung auf dem Markt bereitstellen wird. Sunrise Medical ist Hersteller der Medizinprodukte im Sinne von Art. 2 Nr. 30 der EU-Medizinprodukteverordnung.
- Der Besteller wird die ihn treffenden Händlerpflichten nach Art. 14 EU-Medizinprodukteverordnung erfüllen.
- Sunrise Medical und der Besteller arbeiten zusammen, um eine Rückverfolgbarkeit der Medizinprodukte, insbesondere für etwaige Sicherheitskorrekturmaßnahmen im Feld, sicherzustellen. Der Besteller wird nach Maßgabe von Art. 25 Abs. 2 EU-Medizinprodukteverordnung sicherstellen, für einen Zeitraum von mindestens zehn (10) Jahren, nachdem er das jeweils letzte Medizinprodukt einer Produktgruppe abgegeben hat, jederzeit der zuständigen Behörde darüber Auskunft geben zu können, von wem er die Medizinprodukte bezogen und an wen er sie abgegeben hat. Der Besteller wird ein für diese Auskünfte geeignetes Verfahren einrichten und dessen Einhaltung dokumentieren. Der Besteller wird geeignete Vorkehrungen treffen, damit die Dokumentation auch nach einer Beendigung seines Geschäftsbetriebs noch zur Verfügung gestellt werden kann.
- Der Besteller wird Sunrise Medical über alle Erfahrungen und Erkenntnisse bezüglich der Medizinprodukte einschließlich zu beobachtender Trends, über alle ihm zugehenden Beschwerden und Berichte über mutmaßliche Vorkommnisse oder eine schwerwiegende Gefahr im Zusammenhang mit den Medizinprodukten unverzüglich informieren. Der Besteller wird die vorstehenden Informationen dokumentieren und diese Dokumentation für die Dauer von mindestens zehn (10) Jahren, nachdem er das letzte Medizinprodukt abgegeben hat, aufbewahren. Der Besteller wird geeignete Vorkehrungen treffen, damit die Dokumentation auch im Falle einer etwaigen Beendigung seines Geschäftsbetriebs zur Verfügung gestellt werden kann.
- Der Besteller wird die Lagerungs- und Transportbedingungen für die Medizinprodukte nach den Vorgaben von Sunrise Medical einhalten und dies dokumentieren. Der Besteller wird Sunrise Medical diese Dokumentation auf Anfrage zur Verfügung stellen.
- Soweit Sunrise Medical dem Besteller Materialien für die Bewerbung der Medizinprodukte (z. B. Texte, Zeichnungen, Warenzeichen, Abbildungen und andere Zeichen) zur Verfügung stellt, wird der Besteller ausschließlich diese Werbematerialien im Zusammenhang mit den Medizinprodukten nutzen und diese nicht verändern.

11. Allgemeine Bestimmungen

- Änderungen und Ergänzungen des Vertrages und/oder dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sowie Nebenabreden bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für eine Änderung dieses Schriftformerfordernisses.
- Ist eine Bestimmung des Vertrags und/oder dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Die Parteien verpflichten sich in diesem Fall, die unwirksame Bestimmung durch diejenige wirksame Bestimmung zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung am nächsten kommt.
- Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis ist Heidelberg. Sunrise Medical ist jedoch berechtigt, den Besteller an jedem anderen gesetzlichen Gerichtsstand zu verklagen.
- Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG).

12. Richtlinie zur Lagerung und Rücksendung von Produkten

Unsere Richtlinien zur Lagerung und Rücksendung von Produkten entnehmen Sie bitte unserer Internetseite unter folgendem Pfad: <https://www.sunrisemedical.de/SunriseEU/files/12/12cd22d1-1fae-4b50-9262-200c9f93342c.pdf>

13. Datenschutz

Datenschutz ist uns ein großes Anliegen. Daher werden Daten unserer Kunden geschützt, vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. Wir verwenden die Kontaktdaten unserer Kunden, um diesen in unregelmäßigen Abständen per eMail, telefonisch oder per Post Informationen zu unserem Unternehmen, unseren Produkten und unseren Dienstleistungen zukommen zu lassen. Sie können dem jederzeit durch formlose Mail an kundenservice@sunrisemedical.de widersprechen oder auf den Abmeldelink in der Email klicken.

14. Auftragsverarbeitung

Sofern die Beauftragung der Verarbeitung von personenbezogenen Daten erforderlich macht und somit als Auftragsverarbeitung anzusehen ist, nutzen Sie bitte den bereitgestellten Auftragsverarbeitungsvertrag: <https://www.sunrisemedical.de/footer/av-vereinbarung>



Kahlbachring 2-4 · 69254 Malsch/HD · Fax 07253 / 980 222 · www.SunriseMedical.de
Mo. - Do. 8.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 17.00 Uhr, Fr. 8.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 15.00 Uhr.