



OCTANE

SUB4

TECNOLOGIA
IN TITANIO:
UN NUOVO LIVELLO DI DURABILITÀ



*Esclusi cuscino e ruote

OCTANE **SUB4**

L'UNICA CARROZZINA AL MONDO
PRODOTTA IN TITANIO E GARANTITA
SOTTO I 4 KG*

Octane Sub4 porta la carrozzina da uso quotidiano su un altro livello di performance e ingegneria fino al più piccolo dettaglio.

Prodotta con il titanio grado 9, Octane Sub4, compatta e superleggera, è stata studiata per adattarsi ad ogni circostanza e stile di vita.

TITANIO GRADO 9:

- RAPPORTO RESISTENZA - PESO
- GUIDA FLUIDA
- NESSUNA CORROSIONE
- DURABILITÀ



Colori: polished o brushed



Tecnologia Sub4 –
garantita sotto i 4 kg*

CARATTERISTICHE

- Costruita in base alle misure dell'utente
- Garantita sotto i 4 kg (escluse ruote e cuscino)
- Rigida e superleggera
- Telaio in titanio grado 9
- Nuovo profilo ribassato delle forcelle anteriori
- Telo imbottito Sub4 traspirante e superleggero
- Design dei tubolari del telaio singolo ottimizzato in stile Sub4
- Portata massima 110 kg



Profilo ribassato delle forcelle anteriori



Nuovi perni ad estrazione rapida

OCTANE **SUB4**

DATI TECNICI

OCTANE SUB4 // Carrozzina superleggera in titanio

Portata massima	110 kg	Lunghezza totale	880 mm
Tipologia di telaio	Telaio aperto completamente saldato	Altezza totale	900 mm
Rientro del telaio	Personalizzato	Raggio di inversione	880 mm
Angolo del telaio	Personalizzato	Pendenza max superabile	7° (per utilizzare i freni)
Larghezza della seduta	da 250 a 440 mm	Ruote anteriori	3" / 4" / 5"
Profondità della seduta	da 250 a 440 mm	Ruote posteriori	24" / 25"
Altezza della seduta anteriore	da 380 a 520 mm	Peso totale	Da 6,2 kg
Altezza della seduta posteriore	da 360 a 500 mm	Peso del telaio	Da 3,6 kg
Altezza dello schienale	da 100 a 400 mm	Accessori rimovibili	Ruote posteriori (Solo per il trasporto)
Angolo dello schienale	Personalizzato	Colori	- Colore telaio: bead blast o polished - 5 colori dei dettagli (adesivo sulle forcelle), 6 colori per le cuciture della tappezzeria, 9 colori per le ruote Spinergy
Centro di gravità (COG)	da 25 a 125 mm	Utilizzo come sedile su un veicolo	Non approvata per essere utilizzata come sedile su un veicolo
Campanatura	1° / 2° / 3°	Trasporto senza utente	Fissare la carrozzina in modo sicuro su un veicolo (ad esempio automobile o aeroplano)
Larghezza totale	Max. 680 mm (Larghezza della seduta + 240 mm)	Destinazione e condizioni d'uso	Per persone dotate di mobilità limitata (bambini e adulti), per spinta autonoma o con l'aiuto di un assistente, per utilizzo al chiuso e all'aperto.



Sunrise Medical S.r.l.

Via Riva, 20 - Montale
29122 Piacenza - Italia
Tel.: +39 0523 573111
Fax: +39 0523 570060

e-mail: info@sunrisemedical.it
www.SunriseMedical.it



Per maggiori informazioni sulle opzioni del prodotto consultare la scheda d'ordine presente sul nostro sito web.

Tutte le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso. In caso di bisogno contattare Sunrise Medical.

Per gli utenti ipovedenti questo documento può essere visualizzato in formato PDF sul sito www.SunriseMedical.it.

