

JAY
ÉLÉMENTS DE
POSITIONNEMENT





POSITIONNEMENT

Un bon maintien postural contribue à un meilleur fonctionnement du corps et un niveau d'énergie accru dont l'utilisateur de fauteuil roulant bénéficie directement dans ses activités quotidiennes.

Les éléments de positionnement JAY font partie des «aides à la posture» JAY, un assortiment complet de coussins, dossiers, appuis-tête et accessoires pour adultes et enfants. Combiner ces différents éléments permet d'optimiser la position assise et un bon maintien postural.

HARNAIS

Le soutien du tronc peut faciliter la posture verticale dans une chaise (roulante). Les harnais soutiennent le corps, ce qui peut améliorer le positionnement de la tête, les fonctions respiratoires, la déglutition, et le contrôle de l'ensemble de la partie supérieure du corps. La disponibilité de harnais identiques de matériaux différents permet de créer des solutions adéquates pour chaque utilisateur.

DYNAMIQUE	NON STRETCH	VINYL
<ul style="list-style-type: none"> • Stretch • S'étire et s'adapte aux activités • Permet d'inhiber un tonus élevé • Néoprène 	<ul style="list-style-type: none"> • Non stretch • Ne s'étire pas, meilleur positionnement • Matériel haute résistance 	<ul style="list-style-type: none"> • Non stretch • Aspect cuir • Nettoyage facile • Résistance intermédiaire entre dynamique et non stretch

Harnais Classique



Harnais Classique 4 points

Le harnais Classique 4 points permet une répartition optimale de la pression et une stabilité maximale.

	DYNAMIQUE	NON STRETCH	VINYL	A [mm]	B [mm]
EI*	ATS8107	—		165	250
XS	ATS8100	ATS8300	ATS8500	190	320
S	ATS8101	ATS8301	ATS8501	215	380
M	ATS8102	ATS8302	ATS8502	240	485
L	ATS8103	ATS8303	ATS8503	265	570
XL	ATS8104	ATS8304	ATS8504	290	650

*Early Intervention - pour les jeunes enfants

Harnais Contour



Harnais Contour 4 points

Le harnais Contour 4 points a une forme spécifique optimisée pour la poitrine de la femme et qui convient également aux hommes qui veulent réduire le plus possible la surface de contact entre le harnais et le corps.

	DYNAMIQUE	NON STRETCH	VINYL	A [mm]	B [mm]
EI*	ATS9107	–		165	250
XS	ATS9100	ATS9300	ATS9500	190	320
S	ATS9101	ATS9301	ATS9501	215	380
M	ATS9102	ATS9302	ATS9502	240	470
L	ATS9103	ATS9303	ATS9503	270	570
XL	ATS9104	ATS9304	ATS9504	290	650

Harnais à Fermeture Éclair




Harnais à Fermeture Éclair 4 points

Le harnais à Fermeture Éclair 4 points est facile à utiliser en cas de transferts réguliers. Grâce à la fermeture éclair, le harnais est facile à mettre et à enlever.

	DYNAMIQUE	A [mm]	B [mm]
S	ATS8701	215	380
M	ATS8702	240	485
L	ATS8703	270	570
XL	ATS8704	290	650

Harnais à Ouverture Centrale




Harnais à Ouverture Centrale

Le harnais à Ouverture Centrale présente une ouverture à l'avant, ce qui le rend facile à utiliser lors de transferts. La boucle centrale réglable permet d'ajuster précisément la fermeture au corps.

	DYNAMIQUE	NON STRETCH	A [mm]	B [mm]
EI*	ATS8807	ATS9407	130	250
XS	ATS8800	ATS9400	145	280
S	ATS8801	ATS9401	165	310
M	ATS8802	ATS9402	250	360
L	ATS8804	ATS9403	250	395
XL	ATS8804	ATS9404	250	440



Harnais Y



Harnais Y

Le harnais Y limite la mobilité au niveau d'un des membres supérieurs tout en laissant une grande liberté de mouvement à l'autre. Convient aux personnes avec une posture asymétrique.

	DYNAMIQUE	NON STRETCH	A [mm]	B [mm]
EI	ATS9167	ATS9367	380	180
S	ATS9161	ATS9361	485	200
M	ATS9162	ATS9362	560	230
L	ATS9163	ATS9363	635	280

Sangle de tronc



Sangle rembourrée de tronc

Une sangle rembourrée de tronc assure le maintien thoracique tout en préservant la mobilité de la ceinture scapulaire, et ainsi la liberté de mouvement au niveau des membres supérieurs.

	STANDARD	A [mm]	B [mm]
XS	ATS4050	205	75
S	ATS4000	255	75
M	ATS4100	305	75
L	ATS4200	355	100
XL	ATS4300	405	100

Bracelet de poignet



Bracelet de poignet

Ce bracelet de poignet doux rembourré assure le bon positionnement et le maintien des poignets et des mains, ce qui peut aider à améliorer la posture générale du corps et le contrôle de la tête.

		CIRCONFÉRENCE POIGNET
S	ATS7510	140 mm à 180 mm
M	ATS7520	190 mm à 230 mm
L	ATS7530	240 mm à 280 mm



MAINTIEN DU BASSIN

Une ceinture de positionnement aide à favoriser et à maintenir un bassin stable et aligné.

Le positionnement du bassin est à la base du positionnement de tout le corps, c'est pourquoi le choix des bons accessoires de positionnement est très important. Comme chaque corps est différent, de nombreux types, matériaux et fermetures différents sont disponibles.

Ceinture 2 points ou 4 points?

La ceinture 2 points convient aux utilisateurs de fauteuils roulants modérément forts à faible tonus musculaire. La ceinture 4 points plus robuste et moins flexible convient aux utilisateurs avec un tonus musculaire élevé qui bougent beaucoup d'arrière en avant dans leurs fauteuils. En outre, la ceinture 4 points permet de mieux régler la direction des forces exercées et ainsi réaliser un maintien plus efficace.

Placement de la ceinture

La ceinture de bassin peut être placée de différentes façons, tenant compte de la direction des forces exercées par rapport au point de rotation.



ceinture de bassin 60 - 70°

Ceinture 2 points rembourrée avec bouton à pousser



Largeur ceinture 25 mm, rembourrée

Cette ceinture de positionnement offre un soutien simple mais sûr du bassin sur une surface aussi réduite que possible. Différentes largeurs de ceinture et épaisseurs de rembourrage sont disponibles. En outre, le réglage de la boucle peut être simple ou double.

LARGEUR CEINTURE 25 mm	115 MM REMBOURRAGE	140 MM REMBOURRAGE	190 MM REMBOURRAGE
Simple réglage	APB5115	APB5116	APB5117
Double réglage	APB5125	APB5126	APB5127

LARGEUR CEINTURE 40 mm	140 MM REMBOURRAGE	190 MM REMBOURRAGE	240 MM REMBOURRAGE
Simple réglage	–	APB7212	APB7213
Double réglage	APB7221	APB7222	APB7223

LARGEUR CEINTURE 50 mm	240 MM REMBOURRAGE	290 MM REMBOURRAGE
Simple réglage	APB7313	APB7314

Ceinture 2 points rembourrée avec bouton à clip



LARGEUR CEINTURE 25 mm	REMBOURRAGE 140 MM	REMBOURRAGE 190 MM
Simple réglage	APB6111	APB6112
Double réglage	APB6121	APB6122
LARGEUR CEINTURE 40 mm	REMBOURRAGE 190 MM	REMBOURRAGE 240 MM
Simple réglage	APB6212	APB6213
Double réglage	APB6222	APB6223
LARGEUR CEINTURE 50 mm	REMBOURRAGE 240 MM	REMBOURRAGE 290 MM
Simple réglage	APB6313	APB6314

Ceinture 2 points rembourrée avec boucle style avion



LARGEUR CEINTURE 50 mm	LONGUEUR CEINTURE	LONGUEUR CEINTURE
Enkel verstelbaar	1220 MM	1520 MM
	APB1448	APB1460

Ceinture 4 points rembourrée en Y



Une ceinture 4 points fait en sorte que la pression exercée par la ceinture puisse être très précisément répartie. Ceci permet de minimiser la mobilité du bassin.

	90 MM REMBOURRAGE	115 MM REMBOURRAGE	140 MM REMBOURRAGE	165 MM REMBOURRAGE
LARGEUR CEINTURE 25 MM	APB5145	APB5146	–	–
LARGEUR CEINTURE 40 MM	–	APB7242	APB7243	APB7244

Ceinture 4 points en V



Le fonctionnement de cette ceinture 4 points est presque identique à celui de la ceinture 4 points Type Y, mais comme elle présente une surface de rembourrage bien plus étendue, elle évite les points de pression et est beaucoup plus confortable.

REMBOURRAGE	25 MM Bouton à clip	40 MM Bouton à clip	50 MM Bouton à clip
PETIT	APB3616	–	–
MOYEN	–	APB3627	–
GRAND	–	–	APB3638

REMBOURRAGE	25 MM Boucle avec bouton à pousser	40 MM Boucle avec bouton à pousser	50 MM Boucle avec bouton à pousser
PETIT	APB3717	–	–
MOYEN	–	APB3727	–
GRAND	–	–	APB3738

Rembourrage du bassin

Le rembourrage ajoute une couche confortable à la ceinture. La longueur de la ceinture est d'environ 85 cm de chaque côté.

	LARGEUR SANGLE	LARGEUR	LONGUEUR
APB1801	250 mm	40 mm	140 mm
APB1802	250 mm	40 mm	190 mm
APB1803	400 mm	50 mm	190 mm
APB1804	400 mm	60 mm	240 mm
APB1805	500 mm	70 mm	240 mm
APB1806	500 mm	70 mm	290 mm



MAINTIEN DES PIEDS

Le maintien des pieds assure le bon positionnement des pieds et des chevilles, ce qui a un effet positif sur la posture générale du corps.

Maintien de cheville (unité)



	SANS SANGLES	AVEC SANGLES REMBOURRÉES	A [mm]	B [mm]
S	TST6000	TST6001	145	75
M	TST6100	TST6101	200	85
L	TST6200	TST6201	250	100
XL	TST6300	TST6301	325	135

Maintien de cheville pour soulager le tendon (unité)



	AVEC 2 SANGLES REMBOURRÉES	A [mm]	B [mm]
S	TST6061	145	75
M	TST6161	200	85
L	TST6261	250	100
XL	TST6361	325	135

Maintien du pied et de la cheville (unité)



	MAINTIEN DE LA CHEVILLE AVEC PLAQUE DE MONTAGE	MAINTIEN DE LA CHEVILLE	A [mm]	B [mm]
XS	-	TST6501R TST6501L	150	115
S	TST6510R TST6510L	TST6511R TST6511L	200	130
M	TST6520R TST6520L	TST6521R TST6521L	200	130
L	TST6540R TST6540L	TST6541R TST6541L	250	130
XL	TST6560R TST6560L	TST6561R TST6561L	270	165



Consultez également nos autres brochures sur le positionnement pour des **coussins d'assise**, des **dossiers** et des **appuie-têtes**.

Pour de plus amples informations relatives aux spécifications, options et accessoires, veuillez consulter le formulaire de commande. Toutes les informations sont sous réserve de fautes de frappe et de modifications techniques et peuvent être modifiées sans préavis.