



LIFE T
POUR LES JEUNES
EN MOUVEMENT

LIVE LIFE – WITHOUT LIMITS !

Rencontrer vos amis ou aller à l'école? Quels que soient vos projets de la journée, le **Quickie LIFE T** est un fauteuil roulant moderne et élégant qui associe un châssis robuste à des personnalisations tendances pour un mode de vie toujours en mouvement.

Le **Quickie LIFE T** est robuste et fiable pour vous offrir le soutien dont vous avez besoin pour toutes vos activités. Le **Life T** combine un cadre modulaire à un design élégant et moderne sans compromettre sa légèreté. Optez pour un châssis avec potences fixes ou avec potences escamotables pour des transferts aisés.

Quelle que soit votre préférence entre des potences fixes ou escamotables, le **Life T** a été conçu pour les besoins et la taille de l'adolescent et des plus jeunes. Si vous souhaitez apporter une touche personnelle à votre Life, le programme **Built-4-Me** peut vous aider.

Alors puisqu'il est personnalisable, il devient votre „Life“ !



COOL, STYLE, MODERNE.



LIFE T

Châssis pliant par croisillon,
potences fixes et escamotables



→ LIFE T – Potences Fixes
avec abduction

- Déplacez-vous simplement et efficacement - Trouvez votre conduite idéale avec des roues 22" ou 24".
- Optimisez votre conduite - Grâce au centre de gravité réglable vous pourrez ajuster les performances de conduite de votre Life T, de plus tranquille à plus dynamique!.
- Mains-courantes faciles à atteindre - Une option de carrosage ajustable de 0° à 6° sans aucune pièce supplémentaire requise. Ainsi vos mains courantes sont dans la position la plus ergonomique pour vous.
- Votre stabilité, votre positionnement - Le châssis potences fixes avec abduction de 20 mm par côté vous assure une stabilité frontale optimale. Idéale également pour les enfants présentant des problématiques posturales de hanche ou en coque.



→ **Abduction de châssis**

Potences fixes 75° et 20 mm d'abduction par côté.

EXPRIMEZ VOTRE PERSONNALITÉ

Personnalisez votre Life T à vos goûts et à vos besoins. Il devient non seulement un moyen pour vous déplacer mais aussi l'expression de votre personnalité.

Une vaste palette de 30 coloris au choix, différents types d'accoudoirs, de roues avant et arrière mais aussi de flasques et bien d'autres possibilités d'options et d'accessoires s'offrent à vous.

Avec le Life T, vos envies personnelles ne connaissent pratiquement plus de limites !



→ **Carrossage des roues arrière**

Le carrossage améliore la stabilité latérale du fauteuil en augmentant son empattement au sol. Pour les jeunes utilisateurs de petite taille, le carrossage facilite l'accès aux mains-courantes. Carrossage réglable de 0° à 6° par palier de 1°.



→ **5 coloris au choix pour les fourches**
Carbotecture et roues avant jante aluminium



// PERSONNALISATION

Définissez votre style avec un choix de trois coloris d'anodisation pour les fourches aluminium et supports de roues arrière.



// ROUES 24" LÉGÈRES

Harmonisez ou apportez une note de contraste! Trois coloris disponibles pour les moyeux et jantes de vos roues légères.

LEONARDO'S LIFE



→ LIFE T – Potences Fixes



→ LIFE T – Potences Escamotables

Pour connaître toutes les options disponibles sur le Life T, veuillez vous référer au bon de commande.



// PALETTES SÉPARÉES COMPOSITE

Réglables en hauteur et en angle. Légères et relevables pour le transfert.



// PALETTE MONOBLOC CARBONE

Légère et élégante, réglable en angle et en profondeur. Relevable.



// DOSSIER RÉGLABLE EN ANGLE

Inclinaison de -12° à 12° par palier de 4° .



// SUPPORT D'AXE ROUES ARRIÈRE

Réglage du centre de gravité (de la position la plus active à 8,3 cm à la plus stable 2,3 cm). Réglage de la hauteur d'assise arrière.



// DOSSIER RABATTABLE SUR L'ASSISE

La possibilité de rabattre le dossier sur l'assise du Life T permet de réduire l'encombrement du fauteuil et de faciliter son transport.



// MAIN-COURANTE SURGE® LT

Sa forme ergonomique ovale permet une meilleure prise en main. Sa bande de caoutchouc antidérapant réduit l'effort pour la propulsion



// FREIN A DEBATTEMENT COURT

Option escamotable pour dégager l'assise et faciliter ainsi les transferts



// FREIN SAFARI

Avec sa prise en main intuitive, le frein Safari est intégré au garde-boue.

DONNÉES TECHNIQUES

Life T	
Poids max. Utilisateur	100 kg
Types de châssis	Potences fixes: 75° (standard & abduction) // 85° (standard & ajusté) Potences escamotables: 70°/80°/90°
Largeur d'assise	280 - 420 mm
Profondeur d'assise	320 - 440 mm
Hauteur d'assise avant	400 - 530 mm
Hauteur d'assise arrière	400 - 500 mm
Hauteur de dossier	250 - 475 mm
Angle de dossier	-12° à +12° (par palier de 4°)
Carrossage	0°/1°/2°/3°/4°/5°/6°
Roues avant // Roues arrière	4"/5"/6"/7" // 22"/24"
Pente max. sécurité	7°
Poids fauteuil complet	à partir de 10,8 kg (potences fixes) - 11.3 kg (potences escamotables)
Poids de transport	à partir de 7 kg
Coloris	32 coloris de châssis
Crash Testé selon ISO 7179-19	Oui (approuvé pour le transport en tant que siège dans un véhicule avec système d'ancrage (option "accroches taxi") et un système de retenue 4 points (non fourni par Sunrise Medical)
Marquage CE	Oui
Usage et environnement prévu	Pour personnes à mobilité réduite (enfants et adultes); fauteuil à propulsion manuelle ou à pousser par une tierce personne, usage mixte intérieur/extérieur

Sunrise Medical se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques, options et données techniques de ses produits.

Tolérance usine +/- 10 mm



Sunrise Medical SAS

ZAC De La Vrillonnerie
17 Rue Michaël Faraday
37170 Chambray-Lès-Tours
Tél.: +33 (0) 2 47 55 44 00
Fax: +33 (0) 2 47 55 44 03
E-Mail: info@sunrisemedical.fr
www.SunriseMedical.fr

