

Extreme X8 mit Rehab Sitzsystem



BESTELLBLATT

Abbildung kann von tatsächlicher Produktausführung abweichen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten. Eine aktuelle Preisliste kann jederzeit angefordert werden.


Rechnungsadresse oder Kundennummer			Versandadresse	entspricht der Rechnungsadresse
KD.-Nr.			KD.-Nr.	
Name:			Name:	
Straße:			Straße:	
PLZ/Ort:			PLZ/Ort:	
E-Mail:			E-Mail:	
Tel.:			Tel.:	
Bestellinformation			Nutzergewicht	
Bestellung	Kostenvorschlag	FMG (Für Mich Gebaut)	Stand: 26.06.2024, Preise gültig bis auf Widerruf	
Kommission:			Nutzergewicht:	kg
Art.-Nr.:24200000M Hilfsmittelverzeichnis- Pos.-Nr.: Keine				
Max. Zuladung: 155 kg (mit Sitzlift und Sitzneigung)				

Grundpreis **€ 27.391,-**

Alle Preise exkl. der gesetzl. MwSt.

Kundenmaße

a) Kopfhöhe	mm
b) Schulterhöhe	mm
c) Achselhöhe	mm
d) Ellenbogenhöhe	mm
e) Hüfthöhe	mm
f) Schulterbreite	mm
g) Brustbreite	mm
i) Hüftbreite	mm
j) Sitztiefe	mm
m) Fußsohlenlänge	mm
n) Unterschenkellänge	mm
o) Sitzbreite	mm



Technische Daten

Max. Zuladung	155 kg mit Sitzlift und Sitzneigung	Bodenfreiheit	100 mm (hängt von der Konfiguration ab)
Breite Fahrwerk	710 mm	Antriebsräder (Allrad)	14"
Länge Fahrwerk	1130 mm	Ladegerät	220 V/10 A
Elektronik	R-Net (120 A Power-Modul)	Batterien	80 Ah (108 Ah optional)
Antriebsmotoren	10 km/h, 4 x 700 W, 4-Pol Motoren	Wenderadius	2000 mm
Statische Stabilität	10°	Dynamische Stabilität	10°
Bereifung	Maximaler Reifendruck abhängig von Nutzergewicht von 0,25 bis 0,55 bar (siehe Tabelle Gebrauchsanweisung)		
Sitzhöhe	470 mm		

Standardkonfiguration mit REHAB-Rücken, REHAB-Sitz, wartungsfreien 80 Ah-Akkus, Ladegerät

Antriebseinheit**Elektrorollstuhl**

MAG010006	EXTREME X8	€
		27.391,-

Farbauswahl

MAGRED	Flame Red (Rot) (COWLRD)	€
		Std
MAGCOWLBL	Blaze Blue / Ocean Blue (Hellblau) (COWLBL)	0,-
MAGBLACK	Stealth Black (Schwarz) (COWLBK)	0,-
MAGORANGE	Desert Tangerine (Orange) (COWLTG)	0,-
MAGYELLOW	Sunrise Yellow (Gelb) (COWLYE-PI)	0,-
MAGMGREEN	Forest Green (Grün) (COWLGN)	0,-
MAGCOWLFC	Forest Camo (Camouflage handgestaltet) (COWLFC) (2)	824,-
MAGCOWLAC	Army Camo (COWLAC)	824,-
MAGCOWLFL	Flames Fury (Flammen handgestaltet) (COWLFL) (2)	824,-

Optionen Fahrwerk

MAG2944	Lenksperre	€
		Std
MAG2899	Transportösen	Std
MAG5420	X8 Lifting Rings	0,-
MAG4384	Sicherheitsrolle	0,-

Antriebsräder - Felgen

MAG6671	Felgen, silber	€
		0,-
MAG6670	Felgen, schwarz	Std

Antriebsräder - Bereifung

MAG7050	Antriebsradbereifung, Luft, Stollenprofil, schwarz	€
		Std
MAG7056	Puncture Resistance Kit (Pannengeschützte Bereifung, Einlage zwischen Reifen und Schlauch)	1.001,-
MAG7058	Neverflat für X8 (Pannengeschützte Bereifung)	202,-

LED Licht

MAG6530	LED Licht und Blinker nach StVZO	€
		Std

Batterien

MAG6668	Batterie, 80 Ah (vorher 70 Ah)	Std
MAG6669	Batterie, 108 Ah (vorher 90 Ah)	510,-

(1) Hinweis: Sitzhöhen Kits werden für Unterschenkelhöhen von 390 – 430 mm benötigt

(2) Die Farboptionen COWLFC und COWLFL (Camouflage & Flammen) sind handgestaltet, es sind leichte Farb- und Musterabweichungen möglich

SITZ

Sitzneigungsmodule

		€
MAG5335	Sitzneigung, fest, 3° voreingestellt (elektrische Optionen)	Std
MAG5127	Sitzneigung, elektrisch verstellbar, 0° - 50°	2.272,-
MAG5126	Kombimodul, Sitzlift 300 mm / Sitzneigung 0° - 45°	3.668,-

Sitzhöhe

		€
MAG6552	Sitzhöhe + 0 mm (470 mm)	Std
MAG3323-PI-2	Sitzhöhe + 25 mm (1)	139,-
MAG3323-PI-4	Sitzhöhe + 50 mm (1)	139,-

Sitzsysteme

		€
MAGREHABSEATPAN	Rehab-Sitz (Rehab Sitzgrößen und Auswahl Sitzkissen sowie die Aufpreise siehe Abschnitt B)	

Abschnitt B – Rehab Sitzgrößen 

Sitzbreite

MAGSW305MM	305 mm	MAGSW380MM	380 mm	MAGSW455MM	455 mm		0,-
MAGSW330MM	330 mm	MAGSW405MM	405 mm	MAGSW480MM	480 mm		0,-
MAGSW355MM	355 mm	MAGSW430MM	430 mm				0,-
MAGSW510MM	510 mm	MAGSW560MM	560 mm	MAGSW610MM	610 mm		240,-
MAGSW535MM	535 mm	MAGSW585MM	585 mm				240,-

Sitztiefe

MAGSD305MM	305 mm	MAGSD405MM	405 mm	MAGSD510MM	510 mm		0,-
MAGSD330MM	330 mm	MAGSD430MM	430 mm	MAGSD535MM	535 mm		0,-
MAGSD355MM	355 mm	MAGSD455MM	455 mm	MAGSD560MM	560 mm		0,-
MAGSD380MM	380 mm	MAGSD480MM	480 mm	MAGSD585MM	585 mm		0,-
				MAGSD610MM	610 mm		0,-

SITZ

ABSCHNITT B – Rehab Sitzkissen

		€
MAGWOSSEATCUSH	Ohne Sitzkissen	0,-
MAGPADDEDSC	Sitzkissen, flach gepolstert	267,-

ABSCHNITT B – Rehab Sitzkissenbezüge (nur für Sitzkissen, flach gepolstert (MAGPADDEDSC) verfügbar)

		€
MAGSUFABRIC	Sitzkissenbezug, Stoff	0,-
MAGSUVINYL	Sitzkissenbezug, Vinyl	0,-

RÜCKEN

Rückensystem für Rehab-Sitz

		€
MAGREHABFOLD	Rehab Rücken, abklappbar nach vorne (1)	494,-
MAGREHABCANES	Rehab Rücken, fest montiert	494,-

Rückenwinkelverstellung

		€
Rückenwinkelverstellung für Rehab Sitz und Rehab Rücken, fest montiert (MAGREHABCANES)		
MAG3920-S-3921-F	Rücken, fest, 0° - 15° (0°, 7,5°, 15°)	Std.
MAG3924-S-3925-F	Rücken, manuell verstellbar, 0° - 170° (stufenlos)	495,-
MAG3928-S-3929-F	Rücken, elektrisch verstellbar, 0° - 160°	1.638,-
MAG3932-S-3933-F	Rücken, elektrisch verstellbar, 0° - 155°, mit biomechanischem Längenausgleich	2.399,-

(1) In Kombination mit dem Rehab Rücken, abklappbar nach vorne wird die Option MAGFLEXI-ARM, flexibel einstellbar, hochklappbar empfohlen

(2) In Kombination mit Armlehne, flexibel ist der Rücken 0° - 17° (in 4 Stufen) einstellbar

Rückenwinkelverstellung für Rehab Sitz und Rehab Rücken, abklappbar nach vorne (MAGREHABFOLD)

MAG3920-S-3921-F	Rücken, fest, (90° - 15°), (90°, 97,5°, 105°) (2)	Std.
MAG3924-S-3925-F	Rücken, manuell verstellbar, 90° - 170° (stufenlos)	495,-
MAG3930-S-3931-F	Rücken, elektrisch verstellbar, (90° - 160°)	1.638,-
MAG3934-S-3935-F	Rücken, elektrisch verstellbar, (95° -155°), mit biomechanischem Längenausgleich	2.399,-

Rückenkissen für Rehab Rücken

€

MAGBACKRESTINSERT	Rückenkissen, Magic Rehab	925,-
-------------------	---------------------------	-------

Magic Rehab Rückenkissen – Größen

€

MAGBRMRJ	Junior, 350 mm hoch	0,-
MAGBRMRM	Medium, 480 mm hoch	0,-
MAGBRMRL	Groß, 480 mm hoch	0,-

Magic Rehab Rückenkissen – Bezüge

€

MAGFABRICBR	Rückenkissenbezug, Stoff	0,-
MAGVINYLBR	Rückenkissenbezug, Vinyl	0,-

Seitenkissen

€

Für Magic Rehab Seitenkissen Groß/Medium

MAGBOLSTERS	Seitenkissen, flache Kontur, 110 mm tief	0,-
MAGBOLSTERSTD	Seitenkissen, Standard Kontur, 160 mm tief (nicht mit Rehab Rückenkissen Junior, MAGBRMRJ)	0,-
MAGBOLSTERD	Seitenkissen, tiefe Kontur, 220 mm tief (nicht mit Rehab Rückenkissen Junior, MAGBRMRJ)	0,-
MAGNOBOLSTER	Kein Seitenkissen	0,-

Lumbalunterstützung

€

MAGLUMBARS	Lumbalunterstützung, flache Kontur, 12 mm tief	
MAGLUMBARSTD	Lumbalunterstützung, Standard, Polsterung 25 mm (nicht mit Rehab Rückenkissen Junior, MAGBRMRJ)	0,-
MAGLUMBARD	Lumbalunterstützung, tief, Polsterung 35 mm (nicht mit Rehab Rückenkissen Junior, MAGBRMRJ)	0,-
MAGNOLUMBAR	ohne Lumbalunterstützung	Std.

Optionen Halterung

€

MAG3495	Rückenkissen, fest montiert (nur mit festem Rücken möglich)	Std
MAG3492-PI	Rückenkissen, abnehmbar, mit Schnellverschluss	252,-

Schiebegriffe

€

MAG0056-WOKOR-2	Schiebegriffe, Standard (nicht mit MAGBACKRESTINSERT Rückenkissen Magic Rehab)	0,-
-----------------	--	-----

Zubehör Rücken

€

MAG5723	Taschenhaken an Spreizstange	67,-
---------	------------------------------	------

KOPFSTÜTZE**Kopfstütze (Whitmyr-Kopfstützen über F.M.G. erhältlich)**

€

Kopfstütze Rehab

MAGREHABSTD	Kopfstützenpolster, Magic Rehab, Standard	353,-
-------------	---	-------

Kopfstützenbefestigung

MAG4115	vielachsig (ein Schaft, ein Gelenk)	Std
MAG4113	2-achsig (ein Schaft, zwei Gelenke)	183,-
MAG4114	3-achsig (ein Schaft, drei Gelenke)	240,-

Kopfstützenbezug

MAGFABRICLHR	Stoff	Std
MAGVINYLHR	Vinyl	0,-

ARMLEHNEN

Armlehnen – Typen

		€
MAG3572	Armlehne, Standard	Std
MAGFLEXIARM	Armlehne, flexibel einstellbar, hochklappbar	1.077,-

Armlehnen – Höhe

MAGAH220MM	220 mm	MAGAH260MM	260 mm	MAGAH300MM	300 mm	MAGAH340MM	340 mm	MAGAH380MM	380 mm
MAGAH230MM	230 mm	MAGAH270MM	270 mm	MAGAH310MM	310 mm	MAGAH350MM	350 mm	MAGAH390MM	390 mm
MAGAH240MM	240 mm	MAGAH280MM	280 mm	MAGAH320MM	320 mm	MAGAH360MM	360 mm		
MAGAH250MM	250 mm	MAGAH290MM	290 mm	MAGAH330MM	330 mm	MAGAH370MM	370 mm		

Armlehnen – Polster

		€
MAGAP75-WOKOR-2	Armpolster, Standard, 75 mm breit	Std
MAG3971-3972	Armpolster, MPS, P-Form, 100 mm breit	75,-
MAGAP50-2	50 mm Armstützen	75,-
MAG6711	Mitlaufende Armstützen	286,-
MAG3775	Rinnenförmige Armstützen	495,-
MAG6750	Rinnenförmige Armstützen mit Ellenbogenstütze	335,-
MAG6751	Rinnenförmige Armstützen mit Handpolster	622,-
MAG6752	Rinnenförmige Armstützen mit Handpolster und Ellenbogenstütze	361,-

Armlehnen – Bezüge

		€
MAGAPVINYL	Armpolsterbezug, Vinyl	Std
MAGAPFABRIC	Armpolsterbezug, Stoff	0,-

Armlehnen-Taschenhaken

MAGHOOKA2RH	Montage rechts	75,-
MAGHOOKA2LH	Montage links	75,-

Positionierung & Zubehör

Beckengurt (Schloss auf der dem Joystick gegenüber liegenden Seite bzw. in der Gurtmitte)

		€
MAG4973-MPS-4974-R	Standard Haltegurt	72,-
MAG4973-4974-PBPAD	Standard Haltegurt mit zwei Pads	122,-
MAG6540	4 Punkt Haltegurt	132,-
MAG6540-2XPB PAD-4	4 Punkt Haltegurt mit zwei Pads	185,-
MAG4731	Beckengurt, aufrollbar	Std

Gurt Anbauseite

MAGLBLH	Linke Seite	0,-
MAGLBRH	Rechte Seite	Std

Gurtlänge (nicht für MAG4730 Beckengurt, aufrollbar)

MAGPB500	500 mm	0,-
MAGPB600	600 mm	0,-
MAGPB700	700 mm	0,-
MAGPB800	800 mm	0,-

(1) Bei UL 390 – 400 mm ist das Sitzhöhen Kit +25 mm nötig (MAG3323-PI-2, Mehrpreis siehe Sitzhöhen)

(2) Bei UL 410 – 430 mm ist das Sitzhöhen Kit +50 mm nötig (MAG3323-PI-4, Mehrpreis siehe Sitzhöhen)

Thorax-Pads (seitliche Stützen für den Brustkorb)		€					
MAG1506	Einstellbare Stützen	267,-					
Hüft-Pads		€					
MAGHPKIT	Einstellbare Hüftstützen (Paar, Vinyl)	355,-					
Harness		€					
MAGHARQ	Standard Harness	241,-					
Steuerung / Elektronik							
Bedienpult – R-Net		€					
MAGPG-JSMLEDL	Bedienpult, R-Net, LED	Std					
MAGPG-JSM-PI	Bedienpult, R-Net, LCD-Anzeige (Standard Farbdisplay)	1.012,-					
MAGPG-JSM2IRBT	Bedienpult, R-Net, High Definition LCD, Infrarot und Bluetoothfunktion	1.638,-					
Bedienpult – Anbauseite		€					
MAGJSRIGHT	Bedienpult, Anbauseite, rechts	Std					
MAGJSLEFT	Bedienpult, Anbauseite, links	0,-					
Anbau – Bedienpult		€					
MAG3083-KIT-IS	Anbau Bedienpult, parallel abschwengbar, nach innen (mit Magnet)	0,-					
MAG3083-KIT-OS	Anbau Bedienpult, parallel abschwengbar, nach außen (mit Magnet)	Std					
5-Tasten Box		€					
MAG158709	5-Tasten Box mit programmierbaren Funktionen, Schalter, flach	1.000,-					
MAG158708	5-Tasten Box mit programmierbaren Funktionen, Kippschalter	1.000,-					
Anbauposition							
MAG5430	Armlehne, Bedienpult-Seite	160,-					
MAG5431	Armlehne, Anbau gegenüber Bedienpultseite	160,-					
MAG5433	Armlehne, Anbau gegenüber Bedienpultseite mit Zubehör-Halterung	160,-					
MAG5432	Als Begleitsteuerung (Montage an der Rückseite)	160,-					
Fußrasten							
Unterschenkellänge							
MAGLL300MM	300 mm	MAGLL340MM	340 mm	MAGLL380MM	380 mm	MAGLL420MM	420 mm (2)
MAGLL310MM	310 mm	MAGLL350MM	350 mm	MAGLL390MM	390 mm (1)	MAGLL430MM	430 mm (2)
MAGLL320MM	320 mm	MAGLL360MM	360 mm	MAGLL400MM	400 mm (1)		
MAGLL330MM	330 mm	MAGLL370MM	370 mm	MAGLL410MM	410 mm (2)		
Fußrasten - Typen		€					
Zentralfußraste							
MAGCPLEGREST	Fußraste, manuell, zentral montiert mit Fersen Support, Wadenpolster	Std					
MAG3527-ME	Fußraste, manuell, abschwengbar, mit Wadenpolster	621,-					
Zentralfußraste, elektrisch verstellbar							
MAGCPOWER	Fußraste, elektrisch, zentral montiert, hochschwengbar, Wadenpolster (Nicht mit Unterschenkellänge 30 mm)	2.018,-					
MAG3526-ME	Fußraste, elektrisch, abschwengbar, mit Wadenpolster	2.399,-					

(1) Bei UL 390 – 400 mm ist das Sitzhöhen Kit +25 mm nötig (MAG3323-PI-2, Mehrpreis siehe Sitzhöhen)

(2) Bei UL 410 – 430 mm ist das Sitzhöhen Kit +50 mm nötig (MAG3323-PI-4, Mehrpreis siehe Sitzhöhen)

Fußplatten		€
MAG4055FIX	Fußplatte, einteilig, fest. (Nur mit MAGCPLEGREST, Zentralfußraste, manuell)	Std
MAG4055FIX-2	Fußplatte, geteilt, fest (Nur mit MAGCPLEGREST, Zentralfußraste, manuell)	0,-
MAG4055	Fußplatte, einteilig, hochklappbar (Nur mit MAGCPLEGREST, Zentralfußraste, manuell)	0,-
MAG4055-2	Fußplatte, geteilt, hochklappbar. (Nur mit MAGCPLEGREST, Zentralfußraste, manuell)	0,-
MAG4755	Fußplatte, einteilig, hochklappbar (Nur mit MAGCPOWER, Fußraste elektrisch)	224,-
MAG4755-2	Fußplatte, geteilt, hochklappbar (Nur mit MAGCPOWER, Fußraste elektrisch)	224,-
MAGFLIPUP	Fußplatte, geteilt, hochklappbar (Nur mit MAGCPLEGREST, Zentralfußraste, manuell)	173,-

Zubehör		€
MAG160104	Ladegerät (A), EU-Version	445,-
MAG3145	Gepäckträger (max. Nutzlast 10 kg)	240,-
MAG7700	Schwenktisch mit Magnet, Tischhalterung links	774,-

Joystickaufsätze		€
MAGKNOBSTD	Standard Joystick	Std
MAGPG-KS80	Stick S80	102,-
MAGPG-KCHIN	Kinnschale, Ø 38 mm	76,-
MAGPG-KB32	Ball, Ø 32 mm	76,-
MAGPG-KB38	Ball, Ø 38 mm	102,-
MAGPG-KM48	Pilz, Ø 48 mm	102,-
MAGPG-KTBAR	T-Griff, Breite 80 mm	102,-
MAGPG-KSB70	Softball, Ø 70 mm	102,-

Kommentare für FMG (Bitte Kostenvoranschlag anfragen; Lieferzeiten können abweichen)



Extreme X8

€

Grundpreis	27.391,-
Summe der Mehrpreise (Bitte addieren Sie die Mehrpreise und tragen Sie die Summe rechts ein)	
Verpackung und Frachtkostenanteil (Bitte tragen Sie die Summe rechts ein)	
Preis ohne MwSt.	
MwSt. 7 %	
Gesamtpreis inkl. der gesetzl. MwSt.	

Datum

Unterschrift

Tag Monat Jahr



Sunrise Medical GmbH

Kahlbachring 2-4
69254 Malsch/HD

Tel: +49 (0) 7253-9800

Fax: +49 (0) 7253-980111

E-Mail: kundenservice@sunrisemedical.de

www.SunriseMedical.de

ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN der SUNRISE MEDICAL GMBH

1. Geltungsbereich

Verkäufe, Lieferungen, Aufträge, Angebote und sonstige Leistungen der Sunrise Medical GmbH (nachfolgend: „Sunrise Medical“) erfolgen ausschließlich an Unternehmer im Sinne des § 14 BGB, juristischen Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtliche Sondervermögen (im Folgenden „Besteller“) nach Maßgabe der folgenden Allgemeinen Verkaufsbedingungen, welche der Besteller durch die Erteilung des Auftrages oder die Entgegennahme der Lieferung anerkennt. Sie gelten auch für alle zukünftigen Geschäfte mit dem Besteller. Die Geltung abweichender und ergänzender Geschäftsbedingungen des Bestellers ist ausgeschlossen, auch wenn Sunrise Medical diesen nicht ausdrücklich widerspricht.

2. Vertragsschluss

- Die Angebote von Sunrise Medical sind freibleibend. Ein Vertrag kommt erst mit Annahme des Auftrages des Bestellers durch Sunrise Medical zustande.
- Aufträge kann der Besteller über das Internet, per Telefax oder per Telefon erteilen.
- Nach Eingang des Auftrages des Bestellers über das Internet sendet Sunrise Medical dem Besteller eine unverbindliche Eingangsbestätigung zu.
- Zur Annahme des Auftrages des Bestellers sendet Sunrise Medical dem Besteller - eine Auftragsbestätigung. Der Vertrag richtet sich ausschließlich nach dem Inhalt der Auftragsbestätigung und nach diesen Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Mündliche Abreden oder Zusagen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der schriftlichen Bestätigung durch Sunrise Medical.
- Sunrise Medical behält sich alle Rechte an den Verkaufsunterlagen (insbesondere Abbildungen, Zeichnungen, Gewichts- und Maßangaben) und den Mustern vor. Sie dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden und sind Sunrise Medical auf Aufforderung unverzüglich zurückzugeben. Nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung von Sunrise Medical dürfen solche Unterlagen an Dritte weitergegeben werden.

3. Lieferfristen und -termine

- Liefertermine und Lieferfristen sind nur verbindlich, wenn sie von Sunrise Medical schriftlich bestätigt worden sind und der Besteller Sunrise Medical alle zur Ausführung der Lieferung erforderlichen Informationen und Unterlagen rechtzeitig mitgeteilt bzw. zur Verfügung gestellt und etwa vereinbarte Anzahlungen vereinbarungsgemäß gezahlt hat. Vereinbarte Fristen beginnen mit dem Datum der Auftragsbestätigung. Bei später erteilten Zusatz- oder Erweiterungsaufträgen verlängern sich die Fristen entsprechend.
- Unvorhersehbare, unvermeidbare und außerhalb des Einflussbereichs von Sunrise Medical liegende und von Sunrise Medical nicht zu vertretende Ereignisse wie höhere Gewalt, Krieg, Naturkatastrophen entbinden Sunrise Medical für ihre Dauer von der Pflicht zur rechtzeitigen Lieferung oder Leistung. Vereinbarte Fristen verlängern sich um die Dauer der Störung; vom Eintritt der Störung wird der Besteller in angemessener Weise unterrichtet. Ist das Ende der Störung nicht absehbar oder dauert sie länger als zwei Monate, ist jede Partei berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.
- Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er sonstige Mitwirkungspflichten, so ist Sunrise Medical unbeschadet ihrer sonstigen Rechte berechtigt, die Ware auf Gefahr und Kosten des Bestellers angemessen einzulagern.
- Sunrise Medical kann aus begründetem Anlass Teillieferungen vornehmen.

4. Versand, Gefahrübergang, Versicherungen

- Soweit vom Besteller keine Bestimmung getroffen ist, erfolgt die Versendung auf einem angemessenen Versendungswege in der üblichen Verpackung.
- Die Gefahr geht mit der Übergabe des Liefergegenstandes an das Transportunternehmen oder den Besteller selbst auf den Besteller über. Verzögern sich die Übergabe oder Versendung auf Wunsch des Bestellers oder aus von dem Besteller zu vertretenden Gründen, so geht die Gefahr am Tage der Mitteilung der Versandbereitschaft des Liefergegenstandes auf den Besteller über.
- Versicherungen erfolgen nur auf Wunsch und auf Kosten des Bestellers.

5. Preise, Zahlungsbedingungen

- Haben sich die Vertragsparteien nicht auf einen bestimmten Preis geeinigt, so bestimmt sich der Preis nach der zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses gültigen Preisliste von Sunrise Medical.
- Alle Preise von Sunrise Medical verstehen sich ab Werk ausschließlich der jeweiligen gesetzlichen Umsatzsteuer, öffentlichen Lasten und Abgaben, wie etwaiger Zölle sowie der Verpackungs- und Versandkosten, die gesondert berechnet werden.
- Soweit nichts anderes vereinbart ist, sind sich die Parteien darüber einig, dass alle sich aus diesem Vertrag ergebenden Zahlungsverpflichtungen als in Euro vereinbart gelten.
- Soweit Zahlung auf Rechnung vereinbart wurde, wird jede Rechnung mit Zugang der Rechnung sofort ohne Abzug zur Zahlung fällig. Zahlungen des Bestellers gelten erst dann als erfolgt, wenn Sunrise Medical über den Betrag verfügen kann.
- Wechsel und Schecks werden nur nach besonderer Vereinbarung und für Sunrise Medical kosten- und spesenfrei erfüllungshalber hereingenommen.
- Zur Aufrechnung ist der Besteller nur berechtigt, wenn sein Gegenanspruch unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist.
- Zur Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechtes ist der Besteller nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertrag beruht und unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist.
- Wird Sunrise Medical nach dem Vertragsschluss die Gefahr mangelnder Leistungsfähigkeit des Bestellers bekannt, ist Sunrise Medical berechtigt, noch ausstehende Lieferungen oder Leistungen nur gegen Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung zu erbringen; werden diese auch nach Ablauf einer von Sunrise Medical gesetzten angemessenen Frist nicht erbracht, so kann Sunrise Medical unbeschadet weiterer Rechte von dem Vertrag ganz oder teilweise zurücktreten.

6. Gewährleistung, Untersuchungspflicht und Rückgabe

- Angaben in Katalogen, Preislisten und sonstigem dem Besteller von Sunrise Medical überlassenen Informationsmaterial sowie produktbeschreibende Angaben sind keinesfalls als Garantien für eine besondere Beschaffenheit des Liefergegenstandes zu verstehen; derartige Beschaffenheit müssen ausdrücklich schriftlich vereinbart werden.
- Gewährleistungsrechte des Bestellers setzen voraus, dass der Liefergegenstand nach Übergabe überprüft und Sunrise Medical Mängel unverzüglich, spätestens jedoch zwei Wochen nach Übergabe, schriftlich mitteilt; verborgene Mängel müssen Sunrise Medical unverzüglich nach ihrer Entdeckung schriftlich mitgeteilt werden.
- Bei jeder Mängelrüge steht Sunrise Medical das Recht zur Besichtigung und Prüfung des beanstandeten Liefergegenstandes zu. Dafür wird der Besteller Sunrise Medical die notwendige Zeit und Gelegenheit einräumen. Sunrise Medical kann von dem Besteller auch verlangen, dass er den beanstandeten Liefergegenstand an Sunrise Medical auf Kosten von Sunrise Medical zurückschickt. Erweist sich eine Mängelrüge des Bestellers als vorsätzlich oder grob fahrlässig unberechtigt, so ist er Sunrise Medical zum Ersatz aller in diesem Zusammenhang entstandenen Aufwendungen verpflichtet.
- Sunrise Medical ist berechtigt, Mängel nach eigener Wahl durch für den Besteller kostenlose Nachbesserung oder Ersatzlieferung des fehlerhaften Teiles oder des ganzen Liefergegenstandes zu beseitigen.
- Die zum Zwecke der Nachbesserung oder Ersatzlieferung anfallenden Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten übernimmt Sunrise Medical, sofern nicht Ziffer 6.3 Satz 4 eingreift.
- Der Besteller wird Sunrise Medical die für die Nachbesserung oder Ersatzlieferung notwendige Zeit und Gelegenheit von nicht mehr als 14 Tagen einräumen.
- Von Sunrise Medical ersetzte Teile gehen in das Eigentum von Sunrise Medical über.
- Sunrise Medical übernimmt keine Gewähr für Schäden, die durch ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Lagerung, fehlerhafte Aufbewahrung, fehlerhaften Transport, fehlerhafte Montage, fehlerhafte Inbetriebnahme, mangelnde Wartung oder fehlerhafte Behandlung durch den Besteller, Verwendung von nicht geeignetem Zubehör oder durch natürliche Abnutzung entstehen, sofern die Schäden nicht von Sunrise Medical zu vertreten sind.
- Die Verjährungsfrist für Gewährleistungsansprüche beträgt 12 Monate seit dem Zeitpunkt des Gefahrübergangs.
- Alle weitergehenden Ansprüche des Bestellers sind ausgeschlossen, soweit nicht Ziffer 7 oder die §§ 478, 479 BGB etwas anderes vorsehen.

7. Schadensersatz und Haftungsbeschränkung

- Soweit nicht in Ziffer 7.2 etwas anderes bestimmt ist, haftet Sunrise Medical unbegrenzt auf Schadensersatz nach den gesetzlichen Regelungen.
- Ausnahmsweise haftet Sunrise Medical nicht für die leicht fahrlässige Verletzung unwesentlicher Vertragspflichten und lediglich begrenzt auf den vertragstypischen vorhersehbaren Schaden für die leicht fahrlässige Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (d. h. Verpflichtungen, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags erst ermöglicht und auf deren Erfüllung der Besteller regelmäßig vertraut und vertrauen darf).

8. Eigentumsvorbehalt

- Die gelieferten Produkte bleiben bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Forderungen von Sunrise Medical aus der Geschäftsverbindung mit dem Besteller das Eigentum von Sunrise Medical.
- Bei laufender Rechnung gilt das vorbehaltene Eigentum zur Sicherung der Sunrise Medical zustehenden Saldoforderung.
- Eine Veräußerung der Vorbehaltsprodukte ist dem Besteller nur im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr gestattet. Der Besteller ist nicht berechtigt, die Vorbehaltsprodukte zu verpfänden, zur Sicherheit zu übergreifen oder sonstige das Eigentum von Sunrise Medical gefährdende Verfügungen zu treffen. Der Besteller tritt schon jetzt die Forderung aus der Weiterveräußerung an Sunrise Medical ab; Sunrise Medical nimmt diese Abtretung schon jetzt an. Der Besteller ist widerprüflich ermächtigt, die an Sunrise Medical abgetretenen Forderungen treuhänderisch für Sunrise Medical im eigenen Namen einzuziehen. Sunrise Medical kann diese Ermächtigung sowie die Berechtigung zur Weiterveräußerung widerrufen, wenn der Besteller mit wesentlichen Verpflichtungen wie beispielsweise der Zahlung gegenüber Sunrise Medical in Verzug ist.
- Der Besteller wird Sunrise Medical jederzeit alle gewünschten Informationen über die Vorbehaltsprodukte oder über Ansprüche, die hiernach an Sunrise Medical abgetreten worden sind, erteilen. Zugriffe oder Ansprüche Dritter auf Vorbehaltsprodukte hat der Besteller sofort und unter Übergabe der notwendigen Unterlagen Sunrise Medical anzuzeigen. Der Besteller wird zugleich den Dritten auf den Eigentumsvorbehalt von Sunrise Medical hinweisen. Die Kosten einer Abwehr solcher Zugriffe und Ansprüche trägt der Besteller.
- Der Besteller ist verpflichtet, die Vorbehaltsprodukte für die Dauer des Eigentumsvorbehaltes sorgfältig zu behandeln.
- Übersteigt der realisierbare Wert der Sicherheiten die gesamten zu sichernden Forderungen von Sunrise Medical um mehr als 10 %, so ist der Besteller berechtigt, insoweit Freigabe zu verlangen.
- Kommt der Besteller mit wesentlichen Verpflichtungen wie beispielsweise der Zahlung gegenüber Sunrise Medical in Verzug, so kann Sunrise Medical unbeschadet sonstiger Rechte die Vorbehaltsprodukte zurücknehmen und zwecks Befriedigung fälliger Forderungen gegen den Besteller anderweitig verwerten. In diesem Falle wird der Besteller Sunrise Medical oder den Beauftragten von Sunrise Medical sofort Zugang zu den Vorbehaltsprodukten gewähren und diese herausgeben. Verlangt Sunrise Medical die Herausgabe aufgrund dieser Bestimmung, so gilt dies nicht als Rücktritt vom Vertrag.
- Bei Lieferungen in andere Rechtsordnungen, in denen die vorstehende Eigentumsvorbehaltsregelung nicht die gleiche Sicherungswirkung hat wie in Deutschland, wird der Besteller alles tun, um Sunrise Medical unverzüglich entsprechende Sicherungsrechte zu bestellen. Der Besteller wird an allen Maßnahmen wie beispielsweise Registrierung, Publikation usw. mitwirken, die für die Wirksamkeit und Durchsetzbarkeit derartiger Sicherungsrechte notwendig und förderlich sind.

- Auf Verlangen von Sunrise Medical ist der Besteller verpflichtet, die Vorbehaltsprodukte angemessen zu versichern, Sunrise Medical den entsprechenden Versicherungsnachweis zu erbringen und die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag an Sunrise Medical abzutreten.

9. Produkthaftung

Der Besteller wird weder die gelieferten Produkte noch deren Ausstattung oder Verpackung verändern, insbesondere wird er die vorhandenen Warnungen über Gefahren bei unsachgemäßem Gebrauch der Produkte nicht verändern oder entfernen. Verstößt der Besteller gegen die vorstehende Bestimmung, so stellt er Sunrise Medical im Innenverhältnis von Produkthaftungsansprüchen Dritter frei, soweit er für den die Haftung auslösenden Fehler verantwortlich ist.

10. Regelungen zur Erfüllung regulatorischer Anforderungen für Medizinprodukte

- Im Geltungsbereich dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten ergänzend folgende Regelungen, wenn und soweit die Lieferungen Medizinprodukte bzw. Zubehör zu Medizinprodukten (im Folgenden gemeinsam: Medizinprodukte) im Sinne der Verordnung (EU) 2017/745 (im Folgenden: EU-Medizinprodukteverordnung) betreffen und der Kunde diese Medizinprodukte als Händler im Sinne von Art. 2 Nr. 34 EU-Medizinprodukteverordnung auf dem Markt bereitstellen wird. Sunrise Medical ist Hersteller der Medizinprodukte im Sinne von Art. 2 Nr. 30 der EU-Medizinprodukteverordnung.
- Der Besteller wird die ihn treffenden Händlerpflichten nach Art. 14 EU-Medizinprodukteverordnung erfüllen.
- Sunrise Medical und der Besteller arbeiten zusammen, um eine Rückverfolgbarkeit der Medizinprodukte, insbesondere für etwaige Sicherheitskorrekturmaßnahmen im Feld, sicherzustellen. Der Besteller wird nach Maßgabe von Art. 25 Abs. 2 EU-Medizinprodukteverordnung sicherstellen, für einen Zeitraum von mindestens zehn (10) Jahren, nachdem er das jeweils letzte Medizinprodukt einer Produktgruppe abgegeben hat, jederzeit der zuständigen Behörde darüber Auskunft geben zu können, von wem er die Medizinprodukte bezogen und an wen er sie abgegeben hat. Der Besteller wird ein für diese Auskünfte geeignetes Verfahren einrichten und dessen Einhaltung dokumentieren. Der Besteller wird geeignete Vorkehrungen treffen, damit die Dokumentation auch nach einer Beendigung seines Geschäftsbetriebs noch zur Verfügung gestellt werden kann.
- Der Besteller wird Sunrise Medical über alle Erfahrungen und Erkenntnisse bezüglich der Medizinprodukte einschließlich zu beobachtender Trends, über alle ihm zugehenden Beschwerden und Berichte über mutmaßliche Vorkommnisse oder eine schwerwiegende Gefahr im Zusammenhang mit den Medizinprodukten unverzüglich informieren. Der Besteller wird die vorstehenden Informationen dokumentieren und diese Dokumentation für die Dauer von mindestens zehn (10) Jahren, nachdem er das letzte Medizinprodukt abgegeben hat, aufbewahren. Der Besteller wird geeignete Vorkehrungen treffen, damit die Dokumentation auch im Falle einer etwaigen Beendigung seines Geschäftsbetriebs zur Verfügung gestellt werden kann.
- Der Besteller wird die Lagerungs- und Transportbedingungen für die Medizinprodukte nach den Vorgaben von Sunrise Medical einhalten und dies dokumentieren. Der Besteller wird Sunrise Medical diese Dokumentation auf Anfrage zur Verfügung stellen.
- Soweit Sunrise Medical dem Besteller Materialien für die Bewerbung der Medizinprodukte (z. B. Texte, Bezeichnungen, Warenzeichen, Abbildungen und andere Zeichen) zur Verfügung stellt, wird der Besteller ausschließlich diese Werbematerialien im Zusammenhang mit den Medizinprodukten nutzen und diese nicht verändern.

11. Allgemeine Bestimmungen

- Änderungen und Ergänzungen des Vertrages und/oder dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sowie Nebenabreden bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für eine Änderung dieses Schriftformerfordernisses.
- Ist eine Bestimmung des Vertrags und/oder dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Die Parteien verpflichten sich in diesem Fall, die unwirksame Bestimmung durch diejenige wirksame Bestimmung zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung am nächsten kommt.
- Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis ist Heidelberg. Sunrise Medical ist jedoch berechtigt, den Besteller an jedem anderen gesetzlichen Gerichtsstand zu verklagen.
- Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG).

12. Richtlinien zur Lagerung und Rücksendung von Produkten

Unsere Richtlinien zur Lagerung und Rücksendung von Produkten entnehmen Sie bitte unserer Internetseite unter folgendem Pfad: <https://www.sunrisemedical.de/SunriseEU/files/12/12cd22d1-1fae-4b50-9262-200c9f9342c.pdf>

13. Datenschutz

Datenschutz ist uns ein großes Anliegen. Daher werden Daten unserer Kunden geschützt, vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. Wir verwenden die Kontaktdaten unserer Kunden, um diesen in unregelmäßigen Abständen per eMail, telefonisch oder per Post Informationen zu unserem Unternehmen, unseren Produkten und unseren Dienstleistungen zukommen zu lassen. Sie können dem jederzeit durch formlose Mail an kundenservice@sunrisemedical.de widersprechen oder auf den Abmeldelink in der Email klicken.

14. Auftragsverarbeitung

Sofern die Beauftragung die Verarbeitung von personenbezogenen Daten erforderlich macht und somit als Auftragsverarbeitung anzusehen ist, nutzen Sie bitte den bereitgestellten Auftragsverarbeitungsvertrag: <https://www.sunrisemedical.de/footer/av-vereinbarung>

