



Factureren aan:  
 Naam:  
 Straat: Postcode:  
 Plaats: E-Mail:  
 Tel: Fax:

Leveren aan:  
 Naam:  
 Adres: Postcode:  
 Plaats: E-Mail:  
 Tel: Fax:

Order datum:  
 Inkooporder:  
 Uw referentie:



Gemarkeerd voor:  
 Sunrise order nr:

- Order  
 Offerte



- = Standaard  = Meerprijs  
 = Geen meer-/minderprijs

Customer Service: [orders@sunrisemedical.nl](mailto:orders@sunrisemedical.nl)

Max. gebruikersgewicht: **170 kg**  
 Gewicht cliënt:  kg

Basisprijs vanaf € 3.111,- (exclusief BTW)

Geldig tot eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2026.

Wijzigingen voorbehouden. Op alle transacties zijn de algemene voorwaarden van Sunrise Medical HCM B.V. van toepassing.

Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op [www.sunrisemedical.nl/algemene-voorwaarden](http://www.sunrisemedical.nl/algemene-voorwaarden)

<b>R20</b>		€
<input type="checkbox"/> R20, inclusief accu, lader en begeleidersbediening	std	

**COMBINATIEMOGELIJKHEDEN - kies het rolstoelmodel, de zitbreedte en framehoogte achter**

EMR000034 <input type="checkbox"/> Ten behoeve van Breezy UniX <sup>2</sup>	gm	
EMR000036 <input type="checkbox"/> Ten behoeve van Breezy BasiX <sup>2</sup>	gm	
EMR000037 <input type="checkbox"/> Ten behoeve van Breezy RubiX <sup>2</sup> / BasiX <sup>2</sup> Plus	gm	
EMR000049 <input type="checkbox"/> Ten behoeve van Breezy Exigo	gm	
EMR000052 <input type="checkbox"/> Ten behoeve van Breezy Ibis	gm	
EMR000038 <input type="checkbox"/> Ten behoeve van Quickie HeliX <sup>2</sup> / RubiX <sup>2</sup> Plus	gm	
EMR000039 <input type="checkbox"/> Ten behoeve van Quickie HeliX <sup>2</sup> Comfort	gm	
EMR000056 <input type="checkbox"/> Ten behoeve van Quickie Life i / Life i Sedeo	gm	
EMR000077 <input type="checkbox"/> Ten behoeve van Life & Mobility Roxx en Canto	113	
EMR000078 <input type="checkbox"/> Ten behoeve van Etac Cross 5 / Etac Cross 5 XL / Etac Cross 6	113	
EMR000108 <input type="checkbox"/> Ten behoeve van Quickie Life, R, T, RT	gm	
EMR000129 <input type="checkbox"/> Ten behoeve van Quickie Easy 300	gm	
EMR000146 <input type="checkbox"/> Ten behoeve van Quickie QS5 X	gm	
EMR010039 <input type="checkbox"/> Andere modellen met een buisdiameter van 22-28 mm	gm	
EMR010043 <input type="checkbox"/> Andere modellen met een buisdiameter van 29-32 mm	gm	

**Built-4-Me C30**

FMG-MID4-3348-01 <input type="checkbox"/> R20 montage ten behoeve van vastframe rolstoelen (niet-boxframe)	P.O.A	
--	-------	--

**ZITBREEDTE**

(zie de matrix op de 2de pagina voor de beschikbare zithoogtes)

EMRSW32 <input type="checkbox"/> 320 mm	EMRSW40 <input type="checkbox"/> 400 mm	EMRSW48 <input type="checkbox"/> 480 mm	EMRSW56 <input type="checkbox"/> 560 mm	gm
EMRSW33 <input type="checkbox"/> 330 mm	EMRSW41 <input type="checkbox"/> 410 mm	EMRSW49 <input type="checkbox"/> 490 mm	EMRSW57 <input type="checkbox"/> 570 mm	gm
EMRSW34 <input type="checkbox"/> 340 mm	EMRSW42 <input type="checkbox"/> 420 mm	EMRSW50 <input type="checkbox"/> 500 mm	EMRSW58 <input type="checkbox"/> 580 mm	gm
EMRSW35 <input type="checkbox"/> 350 mm	EMRSW43 <input type="checkbox"/> 430 mm	EMRSW51 <input type="checkbox"/> 510 mm	EMRSW59 <input type="checkbox"/> 590 mm	gm
EMRSW36 <input type="checkbox"/> 360 mm	EMRSW44 <input type="checkbox"/> 440 mm	EMRSW52 <input type="checkbox"/> 520 mm	EMRSW60 <input type="checkbox"/> 600 mm	gm
EMRSW37 <input type="checkbox"/> 370 mm	EMRSW45 <input type="checkbox"/> 450 mm	EMRSW53 <input type="checkbox"/> 530 mm		gm
EMRSW38 <input type="checkbox"/> 380 mm	EMRSW46 <input type="checkbox"/> 460 mm	EMRSW54 <input type="checkbox"/> 540 mm		gm
EMRSW39 <input type="checkbox"/> 390 mm	EMRSW47 <input type="checkbox"/> 470 mm	EMRSW55 <input type="checkbox"/> 550 mm		gm

**ZITHOOGTE ACHTER SUNRISE MEDICAL/ONDERSTE FRAMEBUIS OVERIGE STOELN**

(zie de matrix op de 2de pagina voor de beschikbare zitbreedtes)

EMRRSH39 <input type="checkbox"/> 390 mm/125 mm	EMRRSH43 <input type="checkbox"/> 430 mm/165 mm	EMRRSH47 <input type="checkbox"/> 470 mm/205 mm	EMRRSH51 <input type="checkbox"/> 510 mm/245 mm	gm
EMRRSH40 <input type="checkbox"/> 400 mm/135 mm	EMRRSH44 <input type="checkbox"/> 440 mm/175 mm	EMRRSH48 <input type="checkbox"/> 480 mm/215 mm	EMRRSH52 <input type="checkbox"/> 520 mm/255 mm	gm
EMRRSH41 <input type="checkbox"/> 410 mm/145 mm	EMRRSH45 <input type="checkbox"/> 450 mm/185 mm	EMRRSH49 <input type="checkbox"/> 490 mm/225 mm	EMRRSH53 <input type="checkbox"/> 540 mm/275 mm	gm
EMRRSH42 <input type="checkbox"/> 420 mm/155 mm	EMRRSH46 <input type="checkbox"/> 460 mm/195 mm	EMRRSH50 <input type="checkbox"/> 500 mm/235 mm	EMRRSH54 <input type="checkbox"/> 560 mm/295 mm	gm

**BESTELINFORMATIE**

EMR090213 <input type="checkbox"/> Bestel uw rolstoel op een aparte order	
---	--

**ACCESSOIRES**


EMR090074 <input type="checkbox"/> Verlichting voor en achter	88
EMR090162 <input type="checkbox"/> Extra accu, lithium-ion, 5,8 Ah	944

**KENMERKEN**

- Eenvoudig af en aan te koppelen
- Inclusief 5,8 Ah accu en lader
- Snelheid 5 km/u (2/ 3,7/ 5 km)
- Max. actieradius 15 km
- Max. hellingshoek 10° / 18%
- Max. obstakelhoogte 50 mm
- Rolstoel zitbreedte 320 - 600 mm
- Gewicht excl. accu 3 kg
- Gewicht incl. accu 4,5 kg

<b>Empulse R20 - Basisprijs</b>		€
Prijs optie		€
Exclusief BTW		€
BTW		€
<b>Totaalprijs</b>		€

Sunrise Medical Customer Service  
 T: 088 - 50 123 45  
[orders@sunrisemedical.nl](mailto:orders@sunrisemedical.nl)




Montage Breezy X-Family rolstoelen met Empulse R20

NoGo Matrix Empulse R20

Zithoogte achter in mm

	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	540	560	A. Zithoogte achter in mm	
	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235	245	255	275	295	B. Afstand onderkant onderste framebuis - grond in mm	
320					XS	XS	XS	XS	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
330					XS	XS	XS	XS	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
340				XS	XS	XS	XS	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
350				XS	XS	XS	XS	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
360			XS	XS	XS	XS	XS	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
370			XS	XS	XS	XS	XS	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
380	XS	XS	XS	XS	XS	XS	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
390	XS	XS	XS	XS	XS	XS	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
400	XS	XS	XS	XS	XS	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	L
410	XS	XS	XS	XS	XS	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	L
420					S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	L	L	L
430					S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	L	L	L
440			S	S	S	S	S	S	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
450			S	S	S	S	S	S	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
460	S	S	S	S	S	S	S	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
470	S	S	S	S	S	S	S	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
480	S	S	S	S	S	S	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
490	S	S	S	S	S	S	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
500	S	S	S	S	S	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
510	S	S	S	S	S	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
520	S	S	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
530	S	S	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
540	S	S	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
550	S	S	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
560	S	S	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
570	S	S	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
580	S	S	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
590	S	S	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
600	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L

NoGo Matrix niet van toepassing bij Empulse R20 i.c.m. Breezy Ibis.



XS = 206 mm  
S = 236 mm  
L = 276 mm