

EMPULSE R20

UNIEKE VOUWBARE DUWONDERSTEUNING





DUWEN WAS NOG NOOIT ZO MAKKELIJK

De **Empulse R20** is de enige vouwbare duwondersteuning in de markt. De R20 neemt mobiliteits-beperkingen voor zowel gebruiker als begeleider weg, waardoor de mobiliteit voor beide vergroot wordt. De R20 is licht van gewicht, vouwbaar met de rolstoel en eenvoudig aan en af te koppelen, waardoor je hem makkelijk meeneemt of opbergt. Daarnaast is hoepelen direct mogelijk, zonder af te koppelen en zonder veel extra gewicht. Door de vrij-loop geeft achteruitrijden voor de gebruiker en begeleider geen belemmering. Met 3 gepaste snelheden tot een maximum van 5 km/u en een actieradius van 15 km is de R20 net dat extra duwtje in de rug!





Empulse R20

VOUWBAAR

LICHTGEWICHT

HOEPELEN

E-MPULSE R20

VOORDELEN





VOUWBAAR

De enige vouwbare duwondersteuning - vouwt mee met de rolstoel.

LICHTGEWICHT

De lichtste duwondersteuning < 5 kg. Aan de rolstoel wordt slechts 270 gram extra gemonteerd t.b.v. montage materiaal.

BEWEGINGSVRIJHEID

Zelf hoepelen zonder dat je de duwondersteuning los hoeft te koppelen - door de vrijloop geen weerstand-maximale onafhankelijkheid.

EENVOUDIGE BEDIENING

De R20 is eenvoudig te bedienen, (los) te koppelen en op te laden.

GEMAKKELIJK MEE TE NEMEN

Gekoppeld of los van de rolstoel, de R20 neem je makkelijk mee of berg je eenvoudig op.

BETROUWBAAR

Krachtige lithium-ion batterij en onderhoudsvrije motor voor 100% betrouwbaarheid.

VOLDOENDE LOOPRUIMTE

Door de compacte montage van de R20 is er meer dan voldoende ruimte om achter de stoel te lopen.

PAST OP BIJNA ELKE ROLSTOEL

De duwondersteuning past bijna op elke rolstoel. De R20 kan ook i.c.m. kantelrolstoelen.

EENVOUDIG MEE TE NEMEN DOOR ZIJN VOUWFUNCTIE

De R20 is eenvoudig opvouwbaar. Doordat hij met de rolstoel meevouwt, neem je hem gemakkelijk mee en heb je ook in huis weinig (opberg) ruimte nodig. Erg handig voor kleine ruimtes of het vervoer in een auto.





EENVOUDIG IN GEBRUIK

De R20 kan aan de rolstoel blijven als deze wordt opgevouwen. Daarnaast heb je door de compacte montage voldoende loopruimte achter de rolstoel en beweegt de R20 mee bij stoepen.



SOEPEL (LOS) TE KOPPELEN

Door het klik-vast-systeem is de duwondersteuning makkelijk en zonder gereedschap aan de rolstoel (los) te koppelen. Na het loskoppelen blijft alleen een montagepin op de rolstoel zitten. Geen extra gewicht, geen zichtbaarheid, alleen een mooi design.



MODERNE RUGTAS

Je neemt de R20 zonder problemen mee. Je klikt de R20 los van de rolstoel en stopt hem in de praktische en moderne rugtas. Ook erg handig wanneer je hem wilt opbergen.



EENVOUDIG TE BEDIENEN BEDIENINGSPANEEL





INDICATIE BATTERIJ VERMOGEN

SNELHEID EENVOUDIG IN TE STELLEN
3 VERSCHILLENDE SNELHEDEN 2, 3.7 & 5 KM /U

DOOR DE HANDIGE QUICK RELEASE FUNCTIE VAN HET BEDIENINGSPANEEL
KUN JE DEZE IN ÉÉN HANDELING LOS KOPPELEN EN OPBERGEN -
ZONDER KABELS

AAN-/UITKNOP
MET EEN ZACHTE DRUK OP DE KNOP
BEWEEGT DE R20 ZICH GELEIDELIJK VOORUIT



GEMOTORISEERD WIEL & LITHIUM-ION BATTERIJ

GEMOTORISEERD WIEL

KRACHTIGE, BORSTELLOZE ONDERHOUDSVRIJE 250 W MOTOR
ROBUUST, MET SPATBORD EN EEN LANGE LEVENSDUUR





LITHIUM-ION BATTERIJ

5.8 AH

MAXIMALE ACTIERADIUS 15 KM

LICHT VAN GEWICHT, EENVOUDIG LOS TE KOPPELEN

OPLAADTIJD 4,5 - 5 UUR

Empulse R20

TECHNISCHE GEGEVENS

EMPULSE R20 DUWONDERSTEUNING

Gewicht:	ca 4,5 kg	Transport gewicht:	3 kg (zwaarste onderdeel)
Motor:	250 W, 36 V. Een borstelloze motor met versnellingen	Actieradius:	15 km
Batterij:	Lithium-Ion 5.8 Ah	Max. snelheid:	5 km (3 verschillende snelheden)
Oplaadtijd:	4,5 - 5 uur	Max. hellingshoek:	18 % (10°)
Gewicht batterij:	1.4 kg	Max. gebruikersgewicht / totaalgewicht:	170 kg / 190 kg
		Gecrahstest:	Ja (ISO 7176-19) Goedgekeurd voor transport in een voertuig, goedgekeurd voor transport in een voertuig wanneer rolstoel als zitplaats gebruikt wordt.

Voor meer informatie over de specificaties, opties en accessoires verwijzen wij je naar het orderformulier.
Alle informatie is onder voorbehoud van typfouten, technische wijzigingen en kunnen veranderd worden zonder mededeling.



EDUCATION
IN MOTION



www.SunriseMedical.nl
www.SunriseMedical.be