

EMPULSE R20

DISPOSITIF D'AIDE À LA POUSSÉE PLIABLE UNIQUE EN SON GENRE





POUSSER UN FAUTEUIL ROULANT N'AVAIT ENCORE JAMAIS ÉTÉ AUSSI SIMPLE

Empulse R20 est le seul dispositif d'aide à la poussée pliable sur le marché. Le R20 élimine les restrictions de mobilité, tant de l'utilisateur que de l'accompagnant, pour une mobilité accrue de chacun. Le R20 est léger, se replie en même temps que le fauteuil roulant et se monte et se démonte en toute simplicité, ce qui vous permet de l'emporter ou de le ranger sans peine. L'utilisateur peut aussi propulser son fauteuil roulant directement, sans démonter le dispositif ni devoir supporter un poids supplémentaire excessif. Tant l'utilisateur que l'accompagnant peuvent également reculer sans encombre grâce à la roue libre. Ses trois vitesses adaptées pouvant atteindre 5 km/h au maximum et son rayon d'action de 15 km font du R20 le petit coup de pouce dont vous avez besoin !





Empulse R20

PLIABLE

LÉGER

PROPULSION MANUELLE

E-MPULSE R20

AVANTAGES





PLIABILITÉ

Le seul dispositif d'aide à la poussée pliable – se replie en même temps que le fauteuil roulant.

LÉGÈRETÉ

Le dispositif d'aide à la poussée le plus léger (< 5 kg). Le poids du matériel de montage ajouté au fauteuil roulant est d'à peine 270 grammes.

LIBERTÉ DE MOUVEMENT

Vous pouvez propulser votre fauteuil roulant sans devoir déconnecter le dispositif d'aide à la poussée – aucune résistance grâce à la roue libre – indépendance maximale.

COMMANDE SIMPLE

Le R20 se commande, se (dé)connecte et se charge facilement.

COMMANDE SIMPLE

Qu'il soit connecté ou pas au fauteuil roulant, le R20 se transporte ou se range sans peine.

FIABILITÉ

Puissante batterie à lithium-ion et moteur sans entretien pour 100 % de fiabilité.

ESPACE DE MARCHÉ SUFFISANT

Grâce au montage compact du R20, l'espace de marche à l'arrière du fauteuil est plus que suffisant pour l'accompagnant.

ADAPTABILITÉ À PRESQUE TOUS LES FAUTEUILS ROULANTS

Le dispositif d'aide à la poussée s'adapte à presque tous les fauteuils roulants. Le R20 peut également être utilisé sur les fauteuils roulants inclinables.

PLIABLE ET DONC **FACILE À TRANSPORTER**

Le R20 se replie facilement. Comme il se replie en même temps que le fauteuil roulant, vous pouvez l'emporter partout en toute simplicité. Il nécessite également très peu d'espace de rangement à la maison. Très pratique pour les espaces réduits et le transport en voiture.





UTILISATION SIMPLE

Le R20 peut rester monté sur le fauteuil roulant lorsque vous le repliez. Son montage compact permet par ailleurs à l'accompagnant de disposer d'un espace de marche suffisant à l'arrière et de négocier les trottoirs sans encombre puisque le R20 suit le mouvement du fauteuil roulant.



FACILE À DÉCONNECTER

Le dispositif d'aide à la poussée se (dé)clipse et peut donc être (dé)connecté (du) au fauteuil roulant sans aucun outil. Après déconnexion, seule une cheville de montage subsiste. Aucun poids supplémentaire, rien d'apparent, uniquement la beauté du design.



SAC À DOS MODERNE

Emportez le R20 partout sans problème. Déconnectez le R20 du fauteuil roulant et placez-le dans un sac à dos pratique et moderne. Également très pratique pour le rangement.



PANNEAU DE
COMMANDE
FACILE
D'UTILISATION





INDICATION DE LA CAPACITÉ DE LA BATTERIE

CONFIGURATION FACILE DE LA VITESSE
3 VITESSES DIFFÉRENTES : 2 ; 3,7 ET 5 KM/H

D'UN SEUL GESTE, DÉCONNECTEZ LE PANNEAU DE COMMANDE
POUR LE RANGER GRÂCE À SA FONCTION QUICK RELEASE TRÈS
PRATIQUE – SANS CÂBLES

BOUTON MARCHE/ARRÊT
APPUYEZ DÉLICATEMENT SUR LE BOUTON POUR UN
DÉPLOIEMENT PROGRESSIF DU R20



ROUE MOTORISÉE & BATTERIE À LITHIUM-ION

ROUE MOTORISÉE

PUISSANT MOTEUR DE 250 W, SANS BALAIS ET
SANS ENTRETIEN

SOLIDE, POURVUE D'UN GARDE-BOUE ET LONGUE DURÉE





BATTERIE À LITHIUM-ION

5,8 AH

RAYON D'ACTION MAXIMAL DE 15 KM

LÉGER, SIMPLE À DÉCONNECTER, DURÉE DE CHARGEMENT 4,5 – 5 HEURES

Empulse R20

DONNÉES TECHNIQUES

DISPOSITIF D'AIDE À LA POUSSÉE EMPULSE R20

Poids :	environ 4,5 kg	Poids de transport :	3 kg (élément le plus lourd)
Moteur :	250 W, 36 V. Moteur sans balais, pourvu de vitesses	Rayon d'action :	15 km
Batterie :	lithium-Ion 5,8 Ah	Vitesse maximale :	5 km (3 vitesses différentes)
Durée de chargement :	4,5 – 5 heures	Pente maximale :	18 % (10°)
Poids de la batterie :	1,4 kg	Poids maximal utilisateur / poids total :	170 kg/190 kg

Pour de plus amples informations relatives aux spécifications, options et accessoires, veuillez consulter le formulaire de commande. Toutes les informations sont sous réserve de fautes de frappe et de modifications techniques, et peuvent être modifiées sans préavis.



www.SunriseMedical.be