



JAY®

JAY®

JAY XTREME ACTIVE

Antidekubitní ochrana pro aktivní uživatele

VARIABILNÍ SEDACÍ POLŠTÁŘ JAY XTREME ACTIVE

Sedací polštář JAY Xtreme Active nabízí dvě různé velikosti hydrokoloidní ochranné vložky.

Standardní hydrokoloidní vložka nabízí střední až vysokou úroveň redistribuce tlaku, která vyhovuje většině uživatelů. Dodává se se standardní pěnovou základnou

Velká hydrokoloidní vložka je speciálně navržena pro uživatele s pokročilou svalovou atrofií, kteří nepotřebují nebo nechtějí používat polštář s vyšším profilem a nemusí řešit stabilitu nebo deformitu sedu. Velká ochranná vložka díky většímu množství hydrokoloidní tekutiny těmto uživatelům poskytuje více ochrany, poskytuje hlubší zanoření sedacích kostí a vyšší ochranu atrofované tkáně. Dodává se s pěnovou základnou s rozšířeným a hlubším prostorem pro pánev.



→ **Standardní hydrokoloidní vložka**
se se standardní pěnovou základnou

→ **Velká hydrokoloidní vložka**
pro uživatele s pokročilou svalovou atrofií.
Dodává se s pěnovou základnou s
rozšířeným a hlubším prostorem pro pánev.



TECHNICKÁ DATA	
Šířka sedačky	34 cm – 50 cm (po 2 cm krocích)
Hloubka sedačky	34 cm – 50 cm (po 2 cm krocích)
Výška sedačky	5 cm
Max. hmotnost uživatele	150 kg
Váha sedačky	1,7 kg (40 x 40 se standardní vložkou); 2,2 kg (40 x 40 s velkou vložkou)
Hydrokoloidní vložky	Standardní & Velká JAY Flow Fluid™
Nabídka potahů	Mikroklimatický, strečový a inkontinentní
Příslušenství pro podporu sedu	Obsahuje dva adduktory a jeden abduktor; každý je 2,5 cm vysoký (volitelně)

Pro více informací prosím kontaktujte zástupce společnosti Medicco s.r.o.
Uvedené technické specifikace a obrázky mají pouze informativní charakter. Vyhrazuje si právo na jejich změnu bez výslovného upozornění.



MEDICCO s.r.o.

Netroufalky 3, 625 00 Brno
Tel.: +420 800 900 809
E-Mail: info@medicco.cz
www.medicco.cz



OCHRANA PROTI DEKUBITŮM A JEMNÁ PODPORA PRO AKTIVNÍ UŽIVATELE

Sedací polštář Jay Xtreme Active přináší díky své nízké váze a nízkému profilu skvělé řešení aktivním uživatelům. Nízký profil sedačky zaručuje uživateli optimální výšku sedu od země, nízká váha maximálně zjednodušuje transport. Speciálně tvarovaná základna poskytuje skvělou redistribuci tlaku a zároveň jemnou podporu sedu a optimální stabilitu. Díky svému provedení se velmi jednoduše udržuje.

Hydrokoloidní antidekubitní vložka poskytuje aktivním uživatelům skvělou ochranu kožní integrity a redukcí střížné síly. **Duální potah sedačky** podporuje cirkulaci vzduchu a zaručuje efektivní odvod vlhkosti a teploty od pokožky. Sedací polštář je možné doplnit o **komponenty pro stabilizaci sedu**.



KOMPONENTY PRO PODPORU SEDU

Sedací polštář Jay Xtreme Active je možné doplnit o dodatečnou podporu stehenní části dolních končetin. Tyto 2,5 centimetru vysoké addukční a abdukční komponenty je možné pomocí suchého zipu jednoduše připevnit na určené místo vnitřního potahu. Stabilizace stehenní části DK výrazně přispívá k vyšší toleranci sedu a celkově k vyšší stabilitě sedu bez nežádoucího omezení pohybu.



→ **Set pro podporu sedu**
obsahuje pár adduktorů
a abdukční zvýšení.



Vnější potah

Vnitřní potah

Odlehčená pěnová základna



INOVATIVNÍ DVOUVRSTVÝ SYSTÉM POTAHU SEDAČKY

- Pro větší pohodlí a ochranu je sedací polštář Jay Xtreme Active vybaven systémem dvojvrstvé ochrany. Inovativní krycí technologie použitá na vnitřní a vnější potah optimálně splňuje požadavky na dobrou prodyšnost a zároveň nabízí efektivní řešení inkontinence.
- Vnitřní voděodolný potah se snadno čistí a udržuje, zatímco pěnová základna je díky zip uzávěru „Aqua-guard“ suchá. Pro větší ochranu proti kožním defektům je sedačka vybavena mikroklimatickým vnějším potahem z 3DX™ tkaniny, která skvěle odvádí teplo a vlhkost od pokožky.
- Volitelně je možné Jay Xtreme Active také dodat s inkontinentním nebo strečovým vnějším potahem.
- Všechny vnější potahy jsou dodávány s praktickou kapsičkou na přední straně sedačky.
- Pro zamezení vzniku nežádoucího pnutí nebo překladu krycí tkaniny jsou všechny varianty vnitřních i vnějších potahů dostupné pro obě velikosti hydrokoloidních vložek.
- Všechny typy potahů je možné prát v pračce při teplotě 60°C. Snadno se suší.



→ **Mikroklimatický potah**



→ **Strečový potah**



→ **Inkontinentní potah**