

# WheelDrive

## Guide Compatibilité

Pour les fauteuils roulants Sunrise Medical et autres marques commercialisées en Europe.



| MARQUE / MODÈLE                       |
|---------------------------------------|
| <b>Sunrise Medical</b>                |
| Breezy UniX² (12 mm)                  |
| Breezy PariX² (12 mm)                 |
| Breezy BasiX² (12 mm)                 |
| Breezy RubiX² (12 mm)                 |
| Breezy HeliX² (12,7 mm)               |
| Breezy HeliX² Comfort (12,7 mm)       |
| Breezy Style X/X Ultra (12 mm)        |
| Breezy Style (12 mm)                  |
| Breezy Cirrus 4 (12 mm)               |
| Breezy Cirrus G5 (12 mm)              |
| Breezy Emineo (12 mm)                 |
| Breezy Exigo 10 (12 mm)               |
| Breezy Exigo 20 (12 mm)               |
| Breezy Exigo 30 (12 mm)               |
| Quickie Impera Line (12 mm)           |
| Quickie Argon (12,7 mm)               |
| Quickie Argon² (12,7 mm)              |
| Quickie Argon Ti (12,7 mm)            |
| Quickie Easy 200 (12,7 mm)            |
| Quickie Easy 300 (12,7 mm)            |
| Quickie Easy <sup>max</sup> (12,7 mm) |
| Quickie Helium (12,7 mm)              |
| Quickie Easy 160 i (12,7 mm)          |
| Quickie Life i (12,7 mm)              |
| Quickie Life (12,7 mm)                |

| MARQUE / MODÈLE                          |
|------------------------------------------|
| Quickie Life R (12,7 mm)                 |
| Quickie Life T (12,7 mm)                 |
| Quickie Life RT (12,7 mm)                |
| Quickie Neon² SA (12,7 mm)               |
| Quickie Xenon² / Xenon² SA (12,7 mm)     |
| Quickie Xenon / Xenon SA (12,7 mm)       |
| Quickie Nitrum / Nitrum Hybrid (12,7 mm) |
| Quickie QS5 X (12,7 mm)                  |
|                                          |
| <b>Panthera</b>                          |
| S2                                       |
| S2 Swing                                 |
| U2                                       |
| U2 Light                                 |
| S3                                       |
| S3 Swing                                 |
| U3                                       |
| U3 Light                                 |
| Bambino                                  |
|                                          |
| <b>Invacare</b>                          |
| Myon HC                                  |
| Action 5                                 |
| Action 4                                 |
| Action 4 NG                              |
| Action 3                                 |
| Action XT                                |

| MARQUE / MODÈLE                        |
|----------------------------------------|
| XLT                                    |
| SpinX                                  |
| Rea Focus                              |
| Top End Terminator                     |
|                                        |
| <b>Küschall</b>                        |
| Advance                                |
| K-Series                               |
| K-Series attract                       |
| Champion                               |
| Ultra-Light                            |
| Compact                                |
| Compact attract                        |
|                                        |
| <b>Meyra</b>                           |
| Hurricane                              |
| ZX1 / ZX3                              |
| X-Star                                 |
| Avanti / Avanti Pro                    |
| Eurochair² 2.750                       |
| Eurochair² 2.850                       |
| Eurochair 1.750                        |
| Eurochair 1.850                        |
| Service 3.600                          |
| Smart <sup>f</sup> /Smart <sup>s</sup> |
| X1                                     |
| Nano                                   |

Remarque : La liste ci-dessus est une indication des modèles de fauteuils roulants sur lesquels les roues WheelDrive peuvent être montées. Toutefois, l'année de construction, le réglage du centre de gravité et la taille des roues ont une influence. Toutefois, la condition préalable concerne l'axe à déverrouillage rapide d'un diamètre de 12 mm ou 12,7 mm.

# WheelDrive Guide Compatibilité

Pour les fauteuils roulants Sunrise Medical et autres marques commercialisées en Europe.



| MARQUE / MODÈLE         |
|-------------------------|
| <b>Berollka</b>         |
| Phoenix                 |
| Cobra Sport             |
| Slade SLT/AR            |
| Basic                   |
| Finess                  |
| Sprint AR/SLT           |
| Kayou                   |
| <b>Otto Bock</b>        |
| Motus                   |
| Motus CV/CS             |
| Avantgarde CV/CS/4/VR/T |
| Start M2 Effect         |
| Start M5 Comfort        |
| Start4 M2               |
| Ventus                  |
| <b>LEVO</b>             |
| LEVO active-easy LAE    |
| LEVO compact-easy LCEV  |
| LEVO Summit EL          |
| LEVO Summit M           |
| <b>DIETZ</b>            |
| AS 01                   |

| MARQUE / MODÈLE             |
|-----------------------------|
| <b>O<sup>4</sup></b>        |
| Multihopper                 |
| OlympicHopper               |
| SwayHopper                  |
| <b>Etac</b>                 |
| Cross 5                     |
| <b>Ki Mobility</b>          |
| Rogue                       |
| Little Wave Click           |
| <b>SORG</b>                 |
| Vector (from SW 280 mm)     |
| Vector BSA                  |
| Jump Alpha (from SW 280 mm) |
| Jump Beta                   |
| <b>Veldink4kids</b>         |
| Kiddo Classic               |
| Kiddo Tilt                  |
| Adapt                       |
| Kiddo Xperience             |
| <b>Vassilli</b>             |
| Hi-Lo M                     |
| Hi-Lo M Alu Line            |

Remarque : La liste ci-dessus est une indication des modèles de fauteuils roulants sur lesquels les roues WheelDrive peuvent être montées. Toutefois, l'année de construction, le réglage du centre de gravité et la taille des roues ont une influence. Toutefois, la condition préalable concerne l'axe à déverrouillage rapide d'un diamètre de 12 mm ou 12,7 mm.