

# LS 300

MARKNADENS  
LÄGSTA  
SITTHÖJD



LS 300



# LS 300

- **LÅG SITTHÖJD** gör det enkelt att ta sig in och ut ur bilen plus att det är lättare att positionera sig - oavsett om man är förare eller passagerare
- **LÅG TYNGDPUNKT** ger stabilitet och komfort vid körning utomhus
- **LÄGSTA MÖJLIGA SITTHÖJD INOMHUS** gör det enkelt att komma in under bord och att nå ned till golvet

## SPECIFIKATIONER LS 300

Sitthöjd (utan dyna)	från 30 - 60 cm
Sittdjup	från 40 - 60 cm*
Sittbredd	från 40 - 52 cm*
Sittvinkel	0 - 15 °
Ryggvinkel	2 - 47 °
Rygghöjd	std. 50, 58, 68 cm*

Totalbredd	63 cm
Totalvikt	168 kg
Max. brukarvikt	136 kg
Hjuldiameter fram	13"
Hjuldiameter bak	8"
Kan levereras komplett med alla elektriska sittfunktioner	
*) Andra storlekar och mått kan fås på begäran	

LS 300 ÄR IDEALISK FÖR  
POSITIONERING SOM FÖRARSÄTE  
ELLER PASSAGERARSÄTE I ETT  
FORDON.

LS 300 ERBJUDER MÖJLIGHETEN  
ATT ANVÄNDA BILMODELLER  
MED LÄGRE TAKHÖJD.



STABIL SITTLYFT Tryggt och stabilt säte.



UPPFÄLLBARA ARMSTÖD och svängbar styrenhet gör det enklare att komma närmare.



DAHL DOCKING och fästelement för montering i fordon.





# DE VIKTIGA DETALJERNA

## HUVUDSTÖD

Finns i olika utföranden för olika behov.

## JOYSTICK

När joysticken svängs ut placeras den en bit under armstödet och är därför inte i vägen när man kör in under ett bord. Joystick och specialstyrningar för alla behov.

## SÄTE OCH RYGG

Sittsystem med många möjligheter för anpassningar och storleksvariationer. Överdraget är luftgenomsläppligt, avtagbart och tvättbart.

## ARMSTÖD

Ger bra stöd och är justerbart i höjd, djup och vinkel.

## KOMMUNIKATION

IR och Bluetooth för att kontrollera sin miljö som t. ex PC, telefon och TV.

## BENSTÖD

Levereras med elektriskt justerbart centermonterat benstöd som standard. Tar liten plats när det är uppfällt.

## GYRO

Ger optimal riktningstabilitet.

LS 300



# RYGG- OCH SITTDYNOR

SITTSYSTEM MED HÖG KOMFORT OCH ANPASSNINGSMÖJLIGHETER  
FÖR OLIKA TYPER AV SITTPROBLEMATIK. RYGG- OCH  
SITTDYNORNA ANPASSAS EFTER DINA BEHOV.



**STANDARD RYGGDYNOR** finns i två olika utföranden med storlekar för små och stora brukare.



**SITTDYNOR** finns i flera olika varianter i olika bredd och djup.

# LS 300

JOYSTICKAR OCH  
OLIKA STYRSÄTT,  
BÄLTEN, VÄSTAR,  
HUVUDSTÖD OCH  
MONTERINGSSYSTEM  
INNGÅR I VÅRT  
OMFATTANDE  
SORTIMENT AV  
TILLBEHÖR.


UNIK LÖSNING FÖR  
LEDSAGARSTYRING  
SOM MAN TILLÄMPAR  
VID BEHOV, HELT UTAN  
VERKTYG



# ETT KOMPLETT KONCEPT



**KINETIC BALANCE**



 **JAY®**



# KONTAKTUPPGIFTER



För frågor till Kundservice ska ni alltid vända er till:  
031-748 37 00 eller [post@sunrisemedical.se](mailto:post@sunrisemedical.se).

## MARKNAD & LEDNING

### Michael Jonasson

Director  
0708-32 25 64  
[michael.jonasson@sunrisemedical.se](mailto:michael.jonasson@sunrisemedical.se)

### Pia Olsson

Upphandlings-/avtalskoordinator  
Avtalsansvarig Hjälpmedelstjänsten  
031-748 37 11  
[pia.olsson@sunrisemedical.se](mailto:pia.olsson@sunrisemedical.se)

### Sara Tobiasson

Marknadskoordinator  
031-748 37 12  
0709-56 40 05  
[sara.tobiasson@sunrisemedical.se](mailto:sara.tobiasson@sunrisemedical.se)

### Malin Simonsson

Anbudsassistent  
0708-15 19 06  
[malin.simonsson@sunrisemedical.se](mailto:malin.simonsson@sunrisemedical.se)

## KUNDSERVICE

### Helena Ring

Kundservice  
031-748 37 00  
[post@sunrisemedical.se](mailto:post@sunrisemedical.se)

### Marie Nygren

Kundservice  
031-748 37 00  
[post@sunrisemedical.se](mailto:post@sunrisemedical.se)

## LOGISTIK OCH TEKNIK

### Lars Johansson

Logistikkordinator  
031-748 37 15  
[lars.johansson@sunrisemedical.se](mailto:lars.johansson@sunrisemedical.se)

### Per Tuneld

Servicetekniker  
0738-52 86 60  
[per.tuneld@sunrisemedical.se](mailto:per.tuneld@sunrisemedical.se)

## PRODUKT & FÖRSÄLJNING

### Kristoffer Borgstedt

Distriktsansvarig Syd  
0705-84 69 07  
[kristoffer.borgstedt@sunrisemedical.se](mailto:kristoffer.borgstedt@sunrisemedical.se)

### Sabina Illerbrand

Distriktsansvarig Öst  
0703-26 77 94  
[sabina.illerbrand@sunrisemedical.se](mailto:sabina.illerbrand@sunrisemedical.se)

### Mattias Skog

Produktspecialist EI  
/Distriktsansvarig Norr  
0705-15 16 47  
[mattias.skog@sunrisemedical.se](mailto:mattias.skog@sunrisemedical.se)

### Ronny Bertsson

Produktchef Manuella, JAY, Scooter  
/Distriktsansvarig Väst  
0705-24 02 70  
[ronny.berntsson@sunrisemedical.se](mailto:ronny.berntsson@sunrisemedical.se)

### Sunrise Medical AB

Neongatan 5  
431 53 Mölndal

Tel.: 031-748 37 00

E-post: [post@sunrisemedical.se](mailto:post@sunrisemedical.se)