

# EMPULSE R20

UNIKT HOPFÄLLBART VÅRDARSTYRT DRIVAGGREGAT





## UNDERLÄTTAR FÖR LEDSAGAREN

Med det nya drivaggregatet **Empulse R20** blir vardagen lättare för ledsagaren. Oavsett om det är i uppförsbacke eller på längre sträckor så hjälper R20 när orken tryter. Med en vikt under 5 kg och en smidig konstruktion som gör produkten hopfällbar är detta en optimal produkt som är enkel att använda.







**E**mpulse R20

HOPFÄLLBAR

LÅG VIKT

VÅRDARSTYRT

# EMPULSE R20

## NYCKELEGENSKAPER

---







## **HOPFÄLLBAR**

R20 är det enda hopfällbara drivaggregatet på marknaden.

## **LÅG VIKT**

Det lättaste (< 5 kg) vårdarstyrda drivaggregatet.

## **ATT KÖRA SJÄLV**

Man behöver inte ta bort drivaggregatet för att använda rullstolen som vanligt.

## **ENKEL ATT HANTERA**

Smart design gör att det är enkelt att använda R20 och det är självklart smidigt att montera och ta av den.

## **SMIDIG ATT TRANSPORTERA**

Tack vare den låga vikten och att den är hopfällbar är den smidig att transportera oavsett om den sitter kvar på rullstolen eller hanteras separat.

## **PÅLITLIG**

Pålitlig kraftfull motor med litiumjonbatterier.

## **UTÖKAD GARANTI**

R20 erbjuder en utökad garanti på motor (3 år) och litiumjonbatteri (2 år).

## **HÖG KOMPATIBILITET**

Drivaggregatet passar nästan alla rullstolar.  
(Passande ramdesign, rördiameter 22-32 mm).

# SMIDIG TRANSPORT TACK VARE HOPFÄLLBAR DESIGN

R20 är det enda hopfällbara drivaggregatet på marknaden och tack vare den funktionen är det enkelt att hantera och transportera. Tar också liten plats vid förvaring.





### **ENKEL ATT HANTERA**

R20 kan sitta kvar på den hopfällda rullstolen.



### **ENKEL ATT MONTERA OCH ATT DEMONTERA**

Enkelt dockningssystem som inte kräver några verktyg. När drivaggregatet inte sitter på finns bara det lilla dockningsstiftet kvar som knappt syns vilket innebär låg vikt och att rullstolens snygga design bibehålls.



### **MODERN RYGGSÄCK**

R20 förvaras smidigt och snyggt i sin kompakta medföljande ryggsäck.





# ENKEL STYRENHET







## BATTERIINDIKATOR

## HASTIGHETSINSTÄLLNING

3 OLIKA HASTIGETER: 2, 3.7 & 5 KM/H

## STYRENHET MED QUICK RELEASE

QUICK RELEASE-FUNKTION UTAN  
KABLAR SOM TRASSLAR TILL DET

## ENKEL ATT SÄTTA PÅ/AV

NÄR DU TRYCKER PÅ KNAPPEN GÅR  
R20 LÄTT FRAMÅT



# MOTORISERAT HJUL & LITIUMJON BATTERI

## MOTORISERAT HJUL

EN KRAFTFULL 250 W MOTOR MED STÄNKSKYDD.  
ETT ROBUST, MASSIVT OCH HÅLLBART DÄCK SOM  
OCKSÅ ÄR UTBYTBART. UNDERHÅLLSFRITT.







### LITIUMJONBATTERI

5.8 AH GER EN RÄCKVIDD PÅ UPP TILL  
15 KM. ENKELT ATT TA AV MED LÅG VIKT.  
LADDNINGSTID: 4,5 - 5 TIMMAR.

# Empulse R20

# TEKNISK SPECIFIKATION

## EMPULSE R20 DRIVAGGREGAT

<b>Vikt:</b>	3 kg	<b>Total transportvikt:</b>	Max. 4,5 kg
<b>Motor:</b>	250 W, 36 V / 15 A, borstfri motor med växlar	<b>Uppskattad räckvidd:</b>	15 km
<b>Motorbroms:</b>	Nej, körs ej bakåt	<b>Max. hastighet:</b>	5 km/h (justerbar i 3 steg)
<b>Batteri:</b>	Litiumjon 5.8 Ah	<b>Max. lutning:</b>	18 % (10°)
<b>Laddningstid:</b>	4,5 - 5 h	<b>Max. brukarvikt/totalvikt:</b>	170 kg / 190 kg
<b>Vikt batteri:</b>	1,4 kg	<b>Garanti:</b>	2 år batteri, 3 år motor



### Sunrise Medical AB

Neogatan 5  
431 53 Mölndal  
Tel.: 031-748 37 00  
post@sunrisemedical.se  
www.SunriseMedical.se



För ytterligare information kring den fulla specifikationen och alternativ och tillbehör, var god se beställningsunderlaget. All information kan ändras utan föregående meddelande. Var god kontakta Sunrise Medical om du har några frågor. Om du är synskadad kan detta dokument visas i PDF-format via [SunriseMedical.se](http://SunriseMedical.se).

