



# NITRUM

ENERGY INTO MOTION

1.7 Oppdatert juni 2024



Lett aktiv rullestol med  
fastramme og fast benstøtte



Nitrum DK1

# QUICKIE NITRUM

Lett, aktiv, fastramme  
Delkontrakt 1, 2. valg

QUICKIE



Aktiv fastramme

Aktiv fastramme

## LETT - RESPONSIV - FULLT JUSTERBAR

Nitrum – vår nyeste fullt justerbare aktive rullestol med presise justeringer og innovative egenskaper. Sunrise Medical ligger i front innen utvikling av aktive rullestoler. Vi fokuserer på funksjonelle løsninger og detaljer som kan tilpasses individuelt - nøyaktig til den enkelte brukers behov.

- Responsiv, lettkjørt og stabil.
- Tilpasningsmuligheter og valg for optimal sitte- og kjørestilling.
- Kjøreegenskaper tilpasset deg og din livsstil.

*Energy into motion!*

### SPESIFIKASJONER Quickie Nitrum

Setebredde	32 - 50 cm
Setedybde	34 - 50 cm
Setehøyde bak	41 - 43 (37 - 50)*
Setehøyde foran	44 - 47 (43 - 57)*
Setevinkel	0° - 16°
Rygg høyde	25 - 45 cm
Ryggvinkel	72,5° - 100°
Totalbredde	Setebredde +17 cm v/ 0° camber
Transportvekt	fra 5,1 kg
Vekt rullestol	fra 7,3 kg
Maks. brukervekt	100 kg (125 kg)*

\*Med skifte av deler

### STANDARD KONFIGURASJON QUICKIE NITRUM I DELKONTRAKT 1

- Setetrek Air Flow Superlight
- Rygg, vinkeljusterbar nedfellbar og dobbelt låsbar
- Klesbeskytter Slim Style
- Ryggtrekk EXO
- Fotbøyle lettvekt rørmodell
- Svinghjulsgafler Carbotectur
- Svinghjul 4" superlette karbonkomposit
- Drivhjul 24" Proton, dekk Schwalbe One
- Drivringer aluminium
- Brems Compact lettvekt



Bildet viser standard prisforhandlet modell i Norge.

Quickie Nitrum for den aktive og selvstendige rullestolbrukeren.



L-formet åpen ramme uten skarpe kanter og gode gummierte, balanserte grep for enkelt å løfte stolen ut og inn i bil.




Lettvektsbremsen Kompakt i ny forbedret design tilpasset aktive brukere.



Se og bli sett med ledlys på svinghjulsinnfestingen. Led-lys (tilbehør).



Nitrum leveres med rygg som låses i oppfelt og nedfelt posisjon med et enkelt håndgrep. For unikt emhåndsgrep kan Nitrum leveres med Twist-lock rygg (tilbehør).



### Quickie Nitrum Delkontrakt 1 - Artikkelnummer hovedprodukt

		Setebredde									
		32	34	36	38	40	42	44	46	48	50
34	Art.nr	NTRL3234	NTRL3434	NTRL3634	NTRL3834	NTRL4034	NTRL4234	NTRL4434	NTRL4634	NTRL4834	NTRL5034
	Hms.art.nr.	318501	318510	318519	318528	318537	318546	318555	318564	318573	318582
36	Art.nr	NTRL3236	NTRL3436	NTRL3636	NTRL3836	NTRL4036	NTRL4236	NTRL4436	NTRL4636	NTRL4836	NTRL5036
	Hms.art.nr.	318502	318511	318520	318529	318538	318547	318556	318565	318574	318583
38	Art.nr	NTRL3238	NTRL3438	NTRL3638	NTRL3838	NTRL4038	NTRL4238	NTRL4438	NTRL4638	NTRL4838	NTRL5038
	Hms.art.nr.	318503	318512	318521	318530	318539	318548	318557	318566	318575	318584
40	Art.nr	NTRL3240	NTRL3440	NTRL3640	NTRL3840	NTRL4040	NTRL4240	NTRL4440	NTRL4640	NTRL4840	NTRL5040
	Hms.art.nr.	318504	318513	318522	318531	318540	318549	318558	318567	318576	318585
42	Art.nr	NTRL3242	NTRL3442	NTRL3642	NTRL3842	NTRL4042	NTRL4242	NTRL4442	NTRL4642	NTRL4842	NTRL5042
	Hms.art.nr.	318505	318514	318523	318532	318541	318550	318559	318568	318577	318586
44	Art.nr	NTRL3244	NTRL3444	NTRL3644	NTRL3844	NTRL4044	NTRL4244	NTRL4444	NTRL4644	NTRL4844	NTRL5044
	Hms.art.nr.	318506	318515	318524	318533	318542	318551	318560	318569	318578	318587
46	Art.nr	NTRL3246	NTRL3446	NTRL3646	NTRL3846	NTRL4046	NTRL4246	NTRL4446	NTRL4646	NTRL4846	NTRL5046
	Hms.art.nr.	318507	318516	318525	318534	318543	318552	318561	318570	318579	318588
48	Art.nr	NTRL3248	NTRL3448	NTRL3648	NTRL3848	NTRL4048	NTRL4248	NTRL4448	NTRL4648	NTRL4848	NTRL5048
	Hms.art.nr.	318508	318517	318526	318535	318544	318553	318562	318571	318580	318589
50	Art.nr	NTRL3250	NTRL3450	NTRL3650	NTRL3850	NTRL4050	NTRL4250	NTRL4450	NTRL4650	NTRL4850	NTRL5050
	Hms.art.nr.	318509	318518	318527	318536	318545	318554	318563	318572	318581	318590

Aktiv fastramme

Aktiv fastramme



### Opsjoner og tilbehør

- Drivaggregat
- Smartdrive
- Led-lys
- Twist-lock rygg
- Jay sittepute
- Jay J3 rygg
- Freestyle rygg
- Loopwheels drivhjul
- Adventus fronthjul
- Kinetic Balance varmeposer og regntrekk
- Håndsykkelaksel

Se også egen tilbehørskatalog.



Freestyle-rygg er et godt valg for stabilitet og optimal bevegelsesfrihet (tilbehør).



Empulse F55 vil gi deg mulighet for lange turer ute!

# GODE VALG TIL RULLESTOLEN

## EMPULSE DRIVAGGREGATER OG DRIVHJUL MED MOTOR

Redusert belastning og lenger rekkevidde! Sunrise Medical tilbyr et bredt utvalg drivaggregater og drivhjul med hjelpemotor. Finn det drivaggregatet som passer din livssituasjon og din bruk

Les mer om drivaggregater på vår hjemmeside [www.SunriseMedical.no](http://www.SunriseMedical.no) eller i vår katalog Manuelle rullestoler og drivaggregater.



Empulse WheelDrive Drivhjul med elektrisk motor.



Empulse F55 Drivaggregat med manuell styring.

## LOOPWHEELS DRIVHJUL

- Loopwheels er vibrasjonsdempende og gir økt komfort på ujevnt underlag, for eksempel brostein.
- Bidrar til en mer behagelig kjøreeopplevelse for brukere som opplever smerter ved støt og vibrasjoner.
- Enklere forsering av hindringer og kjøring på ujevnt underlag pga behov for mindre kraft.

Les mer om Loopwheels på vår hjemmeside [www.SunriseMedical.no](http://www.SunriseMedical.no) eller i vår katalog, Tilbehør til manuelle rullestoler og drivaggregater.



## RIKTIG TILBEHØR

Sunrise Medical har et rikt tilbehørsprogram som bidrar til at den enkelte kan få rullestolen akkurat slik den skal være for å fungere optimalt - hver dag!

## JAY SITTEPUTER OG RYGGER

JAY er Sunrise Medicals egne sitteputer og faste rygger. JAY er anerkjent for funksjonalitet, stabilitet og svært gode trykksårforebyggende egenskaper. Riktig valg av sittepute og rygg er avgjørende for funksjonaliteten i sittende stilling. JAY sortimentet inneholder et bredt spekter av produkter for alle behov.

Se vår JAY-katalog for komplett utvalg, eller se vår hjemmeside: [www.SunriseMedical.no](http://www.SunriseMedical.no)



## KINETIC BALANCE POSISJONERINGSPRODUKTER, REGNTREKK OG VARMEPOSER

Riktig bekledning er viktig for å kunne nyte turer utendørs i all slags vær! Se vårt utvalg av moderne og funksjonell bekledning fra Kinetic Balance.

Se komplett sortiment i Kinetic Balance-brosjyren, eller se vår hjemmeside: [www.SunriseMedical.no](http://www.SunriseMedical.no)

### SJEKK KB LOGO



## DECON ADVENTUS FRONTHJUL

Adventus gjør det mye enklere å kjøre rullestolen på ujevnt underlag, for eksempel på i hagen eller på tur. Selv på vanlig underlag vil du oppnå høyere komfort siden Adventus gir en mykere kjøretur.

Les mer om Decon Adventus på [www.SunriseMedical.no](http://www.SunriseMedical.no) eller i vår katalog, Tilbehør til manuelle rullestoler og drivaggregater.



# VÅRE LOKALE REPRESENTANTER

## Østfold

Stine Bukholm Tel. 934 70 066  
stine.bukholm@sunrisemedical.no

(El stoler)

Tom Arild Johnsen Tel. 976 28 818  
tom.johnsen@sunrisemedical.no

## Buskerud inkl. Asker

Tom Arild Johnsen Tel. 976 28 818  
tom.johnsen@sunrisemedical.no

Peter Eggli Tel. 901 46 181  
peter.eggli@sunrisemedical.no

## Oslo og Akershus

Petter Bamle Tel. 943 08 987  
petter.bamle@sunrisemedical.no

Lars Marthinsen Tel. 991 04 450  
lars.marthinsen@sunrisemedical.no

Markus T. Pettersen Tel. 941 64 501  
(Bærum)  
markus.pettersen@sunrisemedical.no

## Innlandet

Kjetil Malterud-Lien Tel. 472 56 027  
kjetil.malterud-lien@sunrisemedical.no

Geir Birger Ekerhaugen Tel. 901 36 817  
geir.ekerhaugen@sunrisemedical.no

## Vestfold og Telemark

Thor Arne Tvetene Tel. 909 18 570  
thor-arne.tvetene@sunrisemedical.no

Peter Eggli Tel. 901 46 181  
peter.eggli@sunrisemedical.no

## Agder

Willy Flaten Tel. 480 44 408  
willy.flaten@sunrisemedical.no

## Rogaland

Frode Lundal Tel. 917 75 110  
frode.lundal@sunrisemedical.no

## Vestland (HMS Hordaland)

Frode Gudvangen Tel. 482 09 891  
frode.gudvangen@sunrisemedical.no

## Vestland (HMS Sogn og Fjordane)

Jostein Slettehaug Tel. 992 29 766  
jostein.slettehaug@sunrisemedical.no

## Møre og Romsdal

Jostein Slettehaug Tel. 992 29 766  
jostein.slettehaug@sunrisemedical.no

Dag Håkon Edvardsen Tel. 482 17 313  
dag.edvardsen@sunrisemedical.no

## Trøndelag (Avd. Trondheim)

Bjørn Tore Grande Tel. 917 07 330  
bjorn.grande@sunrisemedical.no

## Trøndelag (Avd. Levanger)

Dag Håkon Edvardsen Tel. 482 17 313  
dag.edvardsen@sunrisemedical.no

## Nordland

Julie Marie Pedersen Tel. 948 69 170  
julie.pedersen@sunrisemedical.no

## Troms og Finnmark

Uno Gjerstad Tel. 918 80 332  
uno.gjerstad@sunrisemedical.no

## Våre salgssjefer

Øst  
Erik Fossum Tel. 908 50 814  
erik.fossum@sunrisemedical.no

Sør, Vest, Midt, Nord  
Willy Flaten Tel. 480 44 408  
willy.flaten@sunrisemedical.no

## Institusjoner og Sykehus

Steinar Petersen Tel. 913 41 679  
steinar.petersen@sunrisemedical.no



Sunrise Medical AS  
Delitoppen 3,1540 Vestby  
T: +47 66 96 38 00  
E: post@sunrisemedical.no  
[www.SunriseMedical.no](http://www.SunriseMedical.no)



All informasjon kan endres uten varsel. Sunrise Medical tar forbehold om eventuelle trykkfeil og at produkter og detaljer vist på bilder kan være utgått, endret eller avvike i farge eller utseende. Ta kontakt med Sunrise Medical om du har spørsmål. Dersom du er svaksynt, kan denne brosjyren ses i PDF-format på [www.SunriseMedical.no](http://www.SunriseMedical.no).



## MER ENN BARE PRODUKTER!

Våre lokale  
salgsrepresentanter  
hjelper deg gjerne med  
å vurdere alternative  
løsninger og tilpasse disse.