

MANUELLE RULLESTOLER OG DRIVAGGREGATER

FOR BARN OG VOKSNE



QUICKIE

zipple

JAY

Breezy

Empulse

VÅRE MERKER



AKTIVE RULLESTOLER

Quickie manuelle rullestoler har lang tradisjon for innovasjon innen rullestolteknologi. Design og suverene bruksegenskaper kjennetegner Quickie manuelle rullestoler for den aktive brukeren. Hver eneste Quickie rullestol tilpasses den enkelte brukers behov og sikrer optimal posisjonering, kjøreergonomi og kjøreegenskaper.



ALLROUND OG KOMFORT RULLESTOLER

Designet med brukeren og ledsageren i fokus. Breezy rullestoler holder høy kvalitet og standardversjonen av rullestolene tilbyr de fleste nødvendige funksjoner. Breezy rullestolene kommer også med et rikholdig tilbehørsprogram.



STÅRULLESTOLER

Aktiv-rullestolens gode kjøreegenskaper, kombinert med mulighetene i en stårrullestol gir økt deltakelse og selvstendighet i daglige aktiviteter, det være seg på arbeidsplassen, i skolen eller hjemme.



BARNERULLESTOLER

Barn har behov for en rullestol som er laget for barn! En perfekt tilpasset Zippie barnerullestol bidrar til barnets selvstendighet og uavhengighet. Zippie barnerullestoler er designet for enkelhet, pålitelighet og for å støtte barnet i en aktiv livsstil.



DRIVAGGREGAT/HJELPEMOTOR

Med et drivaggregat til din manuelle rullestol vil du ha lenger rekkevidde og være enda mer selvhjulpent. Empulse er vårt nyeste merke og omfatter et bredt utvalg drivaggregater og motoriserte drivhjul.



SITTEPUTER OG RYGGER

Jay sitteputer og faste rygger bidrar til stabilitet og posisjonering i sittende. En optimal sittestilling er ressursøkonomisk og gir bedre bruk av kreftene.

INNHold

Manuelle rullestoler.....	2	Drivaggregat.....	66
Våre merker.....	2	Empulse WheelDrive	66
Valg av rullestol – har du tenkt på.....	4	Empulse F55.....	70
Aktiv fastramme.....	6	Empulse R20	74
Quickie Nitrum	6	Smartdrive.....	75
Quickie Helium Lett.....	10	Gode valg til rullestolen.....	76
Quickie Argon ²	14	Jay sitteputer og rygger.....	76
Quickie Helium	18	Kinetic Balance Belter, seler og varmeposer	77
Quickie Krypton R.....	22	Drivaggregater og Drivhjul med motor	78
Quickie Life RT	24	Decon Adventus	78
Aktiv sammenleggbar	28	Loopwheels	79
Quickie Life T	28	Drivhjul med fjæring	79
Quickie Life	32	Tilpasninger.....	80
Quickie Krypton F	36	Din stil dine farger!.....	80
Quickie Xenon ²	37	Built-4-me Individuelle tilpasninger	81
Allround.....	38	Tilbehør til manuelle rullestoler.....	82
Breezy RubiX ²	38		
Breezy Emineo.....	42		
Komfort.....	46		
Breezy Cirrus G5.....	46		
Breezy Nuage	47		
Rullestol med ståfunksjon.....	48		
Levo Summit EL.....	48		
Aktiv fastramme - barn	52		
Zippie Simba	52		
Zippie Simba	56		
Allround sammenleggbar –barn	60		
Zippie Youngster 3	60		
Komfort - Barn.....	64		
Zippie RS	64		



VALG AV RULLESTOL – HAR DU TENKT PÅ...

1. TYPE RULLESTOL

Stolens bruksområde står sentralt ved valg av rullestol. Dette er de vanligst rullestoltypene:

- Aktiv rullestol – lav egenvekt og gode kjøreegenskaper. Tilgjengelig som fast og sammenleggbare ramme.
- Allround rullestol – bredt bruksområde. Tilgjengelig som sammenleggbare og fastramme.
- Komfortrullestol – høy komfort med tilt ved behov for variasjon i sittestillingen, kjøres av ledsager.
- Stårullestol – mulighet til å komme opp i stående ved hjelp av den manuelle rullestolen.

Fastramme eller sammenleggbare ramme

En rullestol med fast ramme utnytter energien som tilføres drivhjulene bedre, og du kjører derfor lenger på hvert tak. Rullestoler med fast ramme er lettere i vekt enn tilsvarende stol med sammenleggbare ramme. Som regel kan ryggen legges ned på setet og drivhjulene tas av slik at rullestolen enkelt kan transporteres.



En rullestol med sammenleggbare ramme (kryssramme) kan bli noe mer kompakt ved transport enn en fastrammerullestol. Dette er også den «kjente» måten å legge sammen en rullestol på.

2. DRIVHJUL

De fleste manuelle rullestoler for voksne leveres med 24" drivhjul, mens barnerullestolene leveres med 22" drivhjul. Ved å velge større drivhjul vil rullestolen bli lettere å kjøre. Det er viktig å ta hensyn til evt. sideveis forflytning dersom det vurderes større drivhjul. Størrelse på drivhjulene kan påvirke setehøyden på rullestolen. Drivhjul er i de fleste tilfeller tilgjengelig i størrelsene 20-26". NB! Vær obs på drivhjulenes plassering og størrelse i forhold til brukers sittestilling og optimale kjøreteknikk.

3. DEKK

- Kompakte dekk: Vedlikeholdsfrie, harde, stor friksjon, høy vekt

- Luftfylte dekk: Gode trilleegenskaper, lav vekt, god fjæring, krever vedlikehold. For beste egenskaper bør dekket pumpes til trykket som er angitt på dekket.
- Grovmønstret dekk: God gripeevne, kan samle smuss.
- Finmønstret dekk: Liten friksjon (triller lettere), kan oppleves som glatte.

4. DRIVRINGER

Drivringer påvirker stolens kjøreegenskaper og leveres i ulike materialer. Drivringer med overflate med høy friksjon gir bedre grep og egner seg godt for brukere med mindre kraft i hendene. NB! Ved bruk av friksjonsdrivringer anbefaler vi bruk av hansker da drivringene avgir varme ved bremsing.

Drivringer leveres i ulike metaller med varierende egenskaper knyttet til vekt, robusthet etc.

5. CAMBERVINKEL

Camber er vinkelen mellom drivhjulene og underlaget.

Fordeler med camber:

- Økt sideveis- og retningsstabilitet
- Enklere å manøvrere
- Bedre kjørestilling

Ulemper med camber:

- Rullestolens totalbredde øker med 1cm på hver side for hver grad camber



6. BALANSEPUNKT

For at rullestolen skal være så lett kjørt som mulig, må hovedparten av vekten ligge over drivhjulene. Rullestolen blir lettere å svinge og det blir lettere å forsere hindringer. Det er likevel viktig av bruker føler seg trygg i rullestolen. Ved å tilpasse balansepunktet på rullestolen kan vi oppnå den optimale balansen mellom de to elementene.

7. SVINGHJUL

Svinghjul leveres i ulike materialer og dimensjoner, fra 3" til 8" i diameter. Velg mellom ulike felger og materialer og tykkelse på gummibanen – alt etter bruksområde. Store svinghjul gjør det lettere å forsere hindringer og «graver» seg ikke ned ved mykt underlag. Små svinghjul svinger lettere og krever mindre plass.

DE VIKTIGSTE FAKTORENE FOR EN LETTKJØRT RULLESTOL:

- Rammekonstruksjon (fast/sammenleggbar)
- Vektfordeling/ balansepunkt
- Drivhjulenes størrelse, plassering og camber
- Dekk
- Størrelse og type svinghjul
- Drivringer, tykkelse /diameter / materiale
- Svinghjulgaffelens vinkel
- Totalvekt



Svinghjulgaffelen kan justeres i vinkel og skal være 90° i forhold til underlaget. Riktig vinkel er viktig for å oppnå de beste kjøreegenskapene. Tegn på at vinkelen ikke er riktig er at stolen har en tendens til å vri svinghjulene bakover eller forover ved stillstand samt at svinghjulene vibrerer under kjøring i høy hastighet.

8. BREMSER

Bremses (foruten ledsagerbrems) skal kun brukes som parkeringsbrems. Et bredt utvalg bremses er tilgjengelig: Kneleddsbrems, kompakt brems, lettvektsbrems, enhåndsbrems, ledsagerbrems etc.

9. BENSTØTTER

En god sittestilling avhenger av riktig innstilte benstøtter. Faste benstøtter kan leveres med vinkel fra 70° til 90°. Som alternativ finnes vinkelregulerbare/ lengdekompenenserende benstøtter. Fotplater leveres som vinkeljusterbare og evt. dybdejusterbare. I tillegg leveres benstøtter for spesifikke behov, for eksempel amputasjonsbenstøtte, gipsbenstøtte, fotkasse etc.



10. KLESBESKYTTER/ARMLEN

Rullestolene er utstyrt med klesbeskyttere og/eller armlener. Armlener er konstruert for å gi avlastning og støtte bl.a ved forflytning, men krever noe mer plass ved kjøring av rullestolen. For hemiplegikere finnes det skålformede armlener, til støtte for en paretisk arm.

11. KJØREHÅNDTAK

Kjørehåndtak/-bøyle er beregnet til bruk for ledsager. Ved hyppig bruk bør kjørehåndtakene kunne reguleres til riktig høyde for å redusere belastningen på ledsager.

12. TILBEHØR

Det er viktig at rullestolen passer deg og din livssituasjon. Den enkelte rullestol har valg og tilpasningsmuligheter for å sikre nettopp dette. Dersom det skulle være behov for alternative løsninger, vil det rikholdige utvalget av tilbehør sikre at rullestolen får de riktige egenskapene i forhold til funksjonalitet og komfort.

Eksempler på tilbehør:

- Armlener
- Bord
- Benstøtter
- Bremses
- Toppesikringer
- Eikebeskyttere
- Drivhjul
- Drivringer
- Hodestøtte
- Sidestøtte
- Sitteputer
- Rygger
- Kjørehåndtak
- Krykkeholder
- Belter og seler
- Sekker og vesker
- Kjøreposer og varmeposer



Se bilder og beskrivelser av tilbehør i katalogen Tilbehør manuelle rullestoler og drivaggregater.

13. DRIVAGGREGATER

Drivaggregater er et godt supplement for brukere av manuelle rullestoler. Drivaggregater bidrar til å avlaste armene ved lengre turer utenfor hjemmet. Rekkevidden blir vesentlig lenger, på tur med barna, på shopping eller på en rusletur i parken. Sunrise Medical har et bredt utvalg av drivaggregater, slik at du kan finne den løsningen som passer din livssituasjon.

QUICKIE NITRUM

Lett, aktiv, fastramme

Post 1, 1. valg

NYHET!



LETT - RESPONSIV - FULLT JUSTERBAR

Nitrum – vår nyeste fullt justerbare aktive rullestol med presise justeringer og innovative egenskaper. Sunrise Medical ligger i front innen utvikling av aktive rullestoler. Vi fokuserer på funksjonelle løsninger og detaljer som kan tilpasses individuelt - nøyaktig til den enkelte brukers behov.

- Responsiv, lettkjørt og stabil.
- Tilpasningsmuligheter og valg for optimal sitte- og kjørestilling.
- Kjøreegenskaper tilpasset deg og din livsstil.

Energy into motion!

SPESIFIKASJONER Quickie Nitrum

Setebredde	32 - 50 cm
Setedybde	34 - 50 cm
Setehøyde bak	41 - 43 (37 - 50)*
Setehøyde foran	44 - 47 (43 - 57)*
Setevinkel	0° - 16°
Rygg høyde	25 - 45 cm
Ryggvinkel	72,5° - 100°
Totalbredde	Setebredde +17 cm v/ 0° camber
Transportvekt	fra 5,1 kg
Vekt rullestol	fra 7,5 kg
Maks. brukervekt	100 kg (125 kg)*

*Med skifte av deler

STANDARD KONFIGURASJON QUICKIE NITRUM I POST 1

- Setetrekk Air Flow Superlight
- Rygg, vinkeljusterbar nedfellbar og dobbelt låsbar
- Klesbeskytter Slim Style
- Ryggtrekk EXO
- Fotbøyle lettvekt rørmodell
- Svinghjulsgafler Carbotectur
- Svinghjul 4" kompakt alu felg
- Drivhjul 24" Proton, dekk Schwalbe One
- Drivringer aluminium
- Brems Compact lettvekt



Bildet viser standard prisforhandlet modell i Norge.

Quickie Nitrum for den aktive og selvstendige rullestolbrukeren.



L-formet åpen ramme uten skarpe kanter og gode gummierte, balanserte grep for enkelt å løfte stolen ut og inn i bil.



Lettvektsbremsen Kompakt i ny forbedret design tilpasset aktive brukere.



Se og bli sett med ledlys på svinghjulsinnfestingen. Led-lys (tilbehør).



Nitrum leveres med rygg som låses i oppfelt og nedfelt posisjon med et enkelt håndgrep. For unikt emhåndsgrep kan Nitrum leveres med Twist-lock rygg (tilbehør).





Quickie Nitrum Post 1 - Artikkelnummer hovedprodukt

		Setebredde									
		32	34	36	38	40	42	44	46	48	50
34	Art.nr	NIL3234	NIL3434	NIL3634	NIL3834	NIL4034	NIL4234	NIL4434	NIL4634	NIL4834	NIL5034
	Hms.art.nr.	273034	273043	273052	273061	273070	273079	273088	273097	273106	273115
36	Art.nr	NIL3236	NIL3436	NIL3636	NIL3836	NIL4036	NIL4236	NIL4436	NIL4636	NIL4836	NIL5036
	Hms.art.nr.	273035	273044	273053	273062	273071	273080	273089	273098	273107	273116
38	Art.nr	NIL3238	NIL3438	NIL3638	NIL3838	NIL4038	NIL4238	NIL4438	NIL4638	NIL4838	NIL5038
	Hms.art.nr.	273036	273045	273054	273063	273072	273081	273090	273099	273108	273117
40	Art.nr	NIL3240	NIL3440	NIL3640	NIL3840	NIL4040	NIL4240	NIL4440	NIL4640	NIL4840	NIL5040
	Hms.art.nr.	273037	273046	273055	273064	273073	273082	273091	273100	273109	273118
42	Art.nr	NIL3242	NIL3442	NIL3642	NIL3842	NIL4042	NIL4242	NIL4442	NIL4642	NIL4842	NIL5042
	Hms.art.nr.	273038	273047	273056	273065	273074	273083	273092	273101	273110	273119
44	Art.nr	NIL3244	NIL3444	NIL3644	NIL3844	NIL4044	NIL4244	NIL4444	NIL4644	NIL4844	NIL5044
	Hms.art.nr.	273039	273048	273057	273066	273075	273084	273093	273102	273111	273120
46	Art.nr	NIL3246	NIL3446	NIL3646	NIL3846	NIL4046	NIL4246	NIL4446	NIL4646	NIL4846	NIL5046
	Hms.art.nr.	273040	273049	273058	273067	273076	273085	273094	273103	273112	273121
48	Art.nr	NIL3248	NIL3448	NIL3648	NIL3848	NIL4048	NIL4248	NIL4448	NIL4648	NIL4848	NIL5048
	Hms.art.nr.	273041	273050	273059	273068	273077	273086	273095	273104	273113	273122
50	Art.nr	NIL3250	NIL3450	NIL3650	NIL3850	NIL4050	NIL4250	NIL4450	NIL4650	NIL4850	NIL5050
	Hms.art.nr.	273042	273051	273060	273069	273078	273087	273096	273105	273114	273123

Setedybde

Aktiv fastramme

Opsjoner og tilbehør

- Drivaggregat
- Smartdrive
- Led-lys
- Twist-lock rygg
- Jay sittepute
- Jay J3 rygg
- Freestyle rygg
- Loopwheels drivhjul
- Adventus fronthjul
- Kinetic Balance varmeposer og regntrekk
- Håndsykkelakse

Se også egen tilbehørskatalog.



Freestyle-rygg er et godt valg for stabilitet og optimal bevegelsesfrihet (tilbehør).



Empulse F55 vil gi deg mulighet for lange turer ute!

QUICKIE HELIUM (LETT)

Lett, aktiv, fastramme

Post 1, 2. valg



Aktiv fastramme

LETT I VEKT - DINE VALG – DIN STOL!

Helium (Lett) var vår første fastrammestol med hydroformpressede ovale aluminiumsrør i rammen. Dette gir deg flere fordeler, bl.a. gjør det stolen lettere uten å miste styrke. Helium (Lett) har også fått nye velcrobånd i setet, som beholder passformen og stramningen som velges.

- Lettkjørt, stabil og svært responsiv.
- Tilpasningsmuligheter og valg for optimal sitte- og kjørestilling.
- Svært gode kjøreegenskaper tilpasset deg og ditt liv.
- Enkel håndtering ved transport i bil.

SPESIFIKASJONER Quickie Helium (Lett)

Setebredde	32 - 46 cm
Setedybde	34 - 48 cm
Setehøyde bak	41 - 43 cm (37 - 50 cm)*
Setehøyde foran	44 - 47 cm (43 - 57)*
Setevinkel	0° - 15°
Rygg høyde	25 - 45 cm
Ryggvinkel	59° - 105°
Totalbredde	Setebredde +18 cm v/ 0° camber
Transportvekt	4,4 kg
Vekt rullestol	Fra 7 kg
Maks. brukervekt	100 kg (125 kg*)

*Med skifte av deler

STANDARD KONFIGURASJON QUICKIE HELIUM (LETT) I POST 1

- Setetrekk Lettvekt
- Rygg vinkeljusterbar, dobbelt låsbar
- Ryggtrekk EXO
- Klesbeskyttere, Slim Style
- Fotbøyle lettvekt rørmodell
- Svinghjulsgafler Carbotectur
- Svinghjul 4" kompakt alu felg
- Drivhjul 24" Proton, dekk Schwalbe One
- Drivringer aluminium
- Brems Compact lettvekt



Bildet viser standard prisforhandlet modell i Norge.



Quickie Helium (Lett) passer aktive og selvstendige rullestolbrukere.



L-formet åpen ramme uten skarpe kanter og gode gummierte grep for at du selv skal kunne løfte stolen inn og ut av bilen.



God tilpasning av rygg med velkroregulering som holder formen.



Nye, forbedrede setebånd med 'clip-style' feste. Superlett setetrekk som kan formes etter brukeren og tillater tynnere setepute.



Quickie Helium (Lett) Post 1 - Artikkelnnummer hovedprodukt

		Setebredde								
		32	34	36	38	40	42	44	46	
Setedybde	34	Art.nr	HEL23234	HEL23434	HEL23634	HEL23834	HEL24034	HEL24234	HEL24434	HEL24634
		Hms.art.nr.	272643	272659	272675	272691	272707	272723	272739	272755
	36	Art.nr	HEL23236	HEL23436	HEL23636	HEL23836	HEL24036	HEL24236	HEL24436	HEL24636
		Hms.art.nr.	272645	272661	272677	272693	272709	272725	272741	272757
	38	Art.nr	HEL23238	HEL23438	HEL23638	HEL23838	HEL24038	HEL24238	HEL24438	HEL24638
		Hms.art.nr.	272647	272663	272679	272695	272711	272727	272743	272759
	40	Art.nr	HEL23240	HEL23440	HEL23640	HEL23840	HEL24040	HEL24240	HEL24440	HEL24640
		Hms.art.nr.	272649	272665	272681	272697	272713	272729	272745	272761
	42	Art.nr	HEL23242	HEL23442	HEL23642	HEL23842	HEL24042	HEL24242	HEL24442	HEL24642
		Hms.art.nr.	272651	272667	272683	272699	272715	272731	272747	272763
	44	Art.nr	HEL23244	HEL23444	HEL23644	HEL23844	HEL24044	HEL24244	HEL24444	HEL24644
		Hms.art.nr.	272653	272669	272685	272701	272717	272733	272749	272765
	46	Art.nr	HEL23246	HEL23446	HEL23646	HEL23846	HEL24046	HEL24246	HEL24446	HEL24646
		Hms.art.nr.	272655	272671	272687	272703	272719	272735	272751	272767
	48	Art.nr	HEL23248	HEL23448	HEL23648	HEL23848	HEL24048	HEL24248	HEL24448	HEL24648
		Hms.art.nr.	272657	272673	272689	272705	272721	272737	272753	272769

Opsjoner og tilbehør

- Jay sittepute
- Jay J3 rygg
- Freestyle rygg
- Loopwheels drivhjul
- Adventus fronthjul
- Regntrekk/varmepose
- Wheelblade rullestol
- Kinetic balance belter og seler
- Flip-back fotplate
- Håndsykkelaksel
- Drivaggregat

Se også egen tilbehørskatalog
og www.SunriseMedical.no



Freestyle-rygg er et godt valg for stabilitet og optimal bevegelsesfrihet.



Vibrasjonsdempende Loopwheels gir mer behagelig kjøring på ujevnt underlag.

QUICKIE ARGON²

Aktiv, fastramme

Post 2, 1. valg



STABIL OG TILPASNINGSVENNLIG

Argon² er vår aktive fastrammestol med flest størrelser, opsjoner og innstillingsmuligheter. Dette er en stor fordel dersom du har utvikling og endring i dine behov som rullestolbruker. Argon² er også den sterkeste stolen med maks brukervekt inntil 140 kg.

- Stabil ramme med mange valg og tilpasningsmuligheter for optimal sitte- og kjørestilling, også ved endrede behov.
- Svært gode kjøreegenskaper tilpasset dine behov.
- Stort størrelsesspekter og høyere maks. brukervekt som favner de aller fleste.
- Enkel håndtering ved transport i bil.


SPESIFIKASJONER QUICKIE ARGON²

Setebredde	30 - 50 cm
Setedybde	32 - 52 cm
Setehøyde bak	36 - 49 cm (34-52 cm)*
Setehøyde foran	45 - 49 cm (45-52 cm)*
Setevinkel	0° - 15°
Ryggghøyde	25 - 45 cm
Ryggvinkel	59° - 105°
Totalbredde	Setebredde +18 cm v/ 0° camber
Transportvekt	7,9 kg
Vekt rullestol	Fra 10,7 kg
Maks. brukervekt	125 kg (140 kg*)

*Med skifte av deler

STANDARD KONFIGURASJON QUICKIE ARGON² I POST 2

- Setetrekk med 1 lomme
- Kjørehåndtak, faste
- Rygg vinkeljusterbar, dobbeltlåsbar
- Ryggtrekk EXO
- Klesbeskyttere alu m/skjerm
- Fotbøyle lettvekt rørmodell
- Svinghjulsgafler Carbotectur
- Svinghjul 4" kompakt alu felg
- Drivhjul 24" Lettvekt, dekk Right Run
- Drivringer aluminium
- Brems Compact
- Tippetrikker innsvingbare

Bildet viser standard prisforhandlet modell i Norge.





Quickie Argon² passer aktive og selvstendige rullestolbrukere.



Med enkel justering av setehøyde, setevinkel og balansepunkt kan Argon2 raskt tilpasses en endret kjørestil.



Ryggvinkelen justeres enkelt fra -31° til $+15^{\circ}$. Dobbeltslåbar rygg gir enklere håndtering ved transport.



Svært kompakt ramme med 92° eller 100° knevinkel



Testet og godkjent i hht. ISO 7176-19.

Quickie Argon² Post 1 - Artikkelnummer hovedprodukt

		Setebredde											
		30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	
Setehøyde	32	Art.nr	ARG223032	ARG223232	ARG223432	ARG223632	ARG223832	ARG224032	ARG224232	ARG224432	ARG224632	ARG224832	ARG225032
		Hms.art.nr.	272521	272532	272543	272554	272565	272576	272587	272598	272609	272620	272631
	34	Art.nr	ARG223034	ARG223234	ARG223434	ARG223634	ARG223834	ARG224034	ARG224234	ARG224434	ARG224634	ARG224834	ARG225034
		Hms.art.nr.	272522	272533	272544	272555	272566	272577	272588	272599	272610	272621	272632
	36	Art.nr	ARG223036	ARG223236	ARG223436	ARG223636	ARG223836	ARG224036	ARG224236	ARG224436	ARG224636	ARG224836	ARG225036
		Hms.art.nr.	272523	272534	272545	272556	272567	272578	272589	272600	272611	272622	272633
	38	Art.nr	ARG223038	ARG223238	ARG223438	ARG223638	ARG223838	ARG224038	ARG224238	ARG224438	ARG224638	ARG224838	ARG225038
		Hms.art.nr.	272524	272535	272546	272557	272568	272579	272590	272601	272612	272623	272634
	40	Art.nr	ARG223040	ARG223240	ARG223440	ARG223640	ARG223840	ARG224040	ARG224240	ARG224440	ARG224640	ARG224840	ARG225040
		Hms.art.nr.	272525	272536	272547	272558	272569	272580	272591	272602	272613	272624	272635
	42	Art.nr	ARG223042	ARG223242	ARG223442	ARG223642	ARG223842	ARG224042	ARG224242	ARG224442	ARG224642	ARG224842	ARG225042
		Hms.art.nr.	272526	272537	272548	272559	272570	272581	272592	272603	272614	272625	272636
	44	Art.nr	ARG223044	ARG223244	ARG223444	ARG223644	ARG223844	ARG224044	ARG224244	ARG224444	ARG224644	ARG224844	ARG225044
		Hms.art.nr.	272527	272538	272549	272560	272571	272582	272593	272604	272615	272626	272637
	46	Art.nr	ARG223046	ARG223246	ARG223446	ARG223646	ARG223846	ARG224046	ARG224246	ARG224446	ARG224646	ARG224846	ARG225046
		Hms.art.nr.	272528	272539	272550	272561	272572	272583	272594	272605	272616	272627	272638
	48	Art.nr	ARG223048	ARG223248	ARG223448	ARG223648	ARG223848	ARG224048	ARG224248	ARG224448	ARG224648	ARG224848	ARG225048
		Hms.art.nr.	272529	272540	272551	272562	272573	272584	272595	272606	272617	272628	272639
	50	Art.nr	ARG223050	ARG223250	ARG223450	ARG223650	ARG223850	ARG224050	ARG224250	ARG224450	ARG224650	ARG224850	ARG225050
		Hms.art.nr.	272530	272541	272552	272563	272574	272585	272596	272607	272618	272629	272640
	52	Art.nr	ARG223052	ARG223252	ARG223452	ARG223652	ARG223852	ARG224052	ARG224252	ARG224452	ARG224652	ARG224852	ARG225052
		Hms.art.nr.	272531	272542	272553	272564	272575	272586	272597	272608	272619	272630	272641

Opsjoner og tilbehør

- Drivaggregat
- Jay sittepute
- Jay rygg
- Loopwheels drivhjul
- Adventus fronthjul
- Regntrekk/varmepose
- Kinetic balance belter og seler
- Håndsykkelaksel/ampuasjonsblokk

Se også egen tilbehørskatalog.



Oppfellbar tippesikring som brukeren selv kan betjene (tilbehør).



Ut på langtur? Hvorfor ikke montere drivaggregat eller sykkelfront på Argon²?

QUICKIE HELIUM

Aktiv, fastramme

Post 2, 2. valg



DINE VALG – DIN STOL!

- Lettkjørt, stabil og svært responsiv.
- Tilpasningsmuligheter og valg for optimal sitte- og kjørestilling.
- Svært gode kjøreegenskaper tilpasset deg og ditt liv.
- Enkel håndtering ved transport i bil.



SPESIFIKASJONER QUICKIE HELIUM

Setebredde	32 - 46 cm
Setedybde	34 - 48 cm
Setehøyde bak	41 - 42 cm (37-50)*
Setehøyde foran	44 - 47 cm (43-57)*
Setevinkel	0° - 15°
Ryggghøyde	25 - 45 cm
Ryggvinkel	59° - 105°
Totalbredde	Setebredde +18 cm v/ 0° camber
Transportvekt	6,9 kg
Vekt rullestol	Fra 9,7 kg
Maks. brukervekt	125 kg

*Med skifte av deler

STANDARD KONFIGURASJON QUICKIE HELIUM I POST 2

- Setetrekk m/lomme
- Rygg vinkeljusterbar, dobbelt låsbar
- Kjørehåndtak, faste
- Ryggtrekk Exo
- Klesbeskyttere, alu med skjerm
- Fotbøyle lettvekt rørmodell
- Svinghjuls gafler Carbotectur
- Svinghjul 4" kompakt alu felg
- Drivhjul 24" Lettvekt, dekk Right Run
- Drivringer aluminium
- Brems Compact

Bildet viser standard prisforhandlet modell i Norge.



Quickie Helium passer aktive og selvstendige rullestolbrukere.




L-formet åpen ramme uten skarpe kanter og gode gummierte grep for at du selv skal kunne løfte stolen inn og ut av bilen.



Stilige og lette Carbotecture gafler. (oransje og sølv er tilbehør).



Rygg som låser i nedfelt posisjon gir stabilitet og trygghet ved løft og transport



God tilpasning av rygg med velkre regulering som holder formen.





Quickie Helium Post 2 - Artikkelnummer hovedprodukt

		Setebredde								
		32	34	36	38	40	42	44	46	
Setehøyde	34	Art.nr	HLM23234	HLM23434	HLM23634	HLM23834	HLM24034	HLM24234	HLM24434	HLM24634
		Hms.art.nr.	272642	272658	272674	272690	272706	272722	272738	272754
	36	Art.nr	HLM23236	HLM23436	HLM23636	HLM23836	HLM24036	HLM24236	HLM24436	HLM24636
		Hms.art.nr.	272644	272660	272676	272692	272708	272724	272740	272756
	38	Art.nr	HLM23238	HLM23438	HLM23638	HLM23838	HLM24038	HLM24238	HLM24438	HLM24638
		Hms.art.nr.	272646	272662	272678	272694	272710	272726	272742	272758
	40	Art.nr	HLM23240	HLM23440	HLM23640	HLM23840	HLM24040	HLM24240	HLM24440	HLM24640
		Hms.art.nr.	272648	272664	272680	272696	272712	272728	272744	272760
	42	Art.nr	HLM23242	HLM23442	HLM23642	HLM23842	HLM24042	HLM24242	HLM24442	HLM24642
		Hms.art.nr.	272650	272666	272682	272698	272714	272730	272746	272762
	44	Art.nr	HLM23244	HLM23444	HLM23644	HLM23844	HLM24044	HLM24244	HLM24444	HLM24644
		Hms.art.nr.	272652	272668	272684	272700	272716	272732	272748	272764
	46	Art.nr	HLM23246	HLM23446	HLM23646	HLM23846	HLM24046	HLM24246	HLM24446	HLM24646
		Hms.art.nr.	272654	272670	272686	272702	272718	272734	272750	272766
	48	Art.nr	HLM23248	HLM23448	HLM23648	HLM23848	HLM24048	HLM24248	HLM24448	HLM24648
		Hms.art.nr.	272656	272672	272688	272704	272720	272736	272752	272768



Testet og godkjent i hht. ISO 7176-19.

Opsjoner og tilbehør

- Drivaggregat
- Sittepute
- Jay J3 rygg
- Freestyle rygg
- Loopwheels drivhjul
- Adventus fronthjul
- Regntrekk/varmepose
- Kinetic balance belter og seler
- Flip-back fotplate
- Håndsykkelaksel

Se også egen tilbehørskatalog og www.SunriseMedical.no.



Freestyle-rygg er et godt valg for stabilitet og optimal bevegelsesfrihet (tilbehør).



Vibrasjonsdempende Loopwheels gir behageligere kjøring på ujevnt underlag.


QUICKIE KRYPTON R

Aktiv, fastramme



SUPERLETT OG LETTKJØRT AKTIV RULLESTOL I KARBON

- Ekstremt lett rullestol med overlegen stivhet i rammen for ultraresponsiv kjøring.
- Unik karbonramme gir en solid og pålitelig rullestol over lang tid.
- Den åpne rammeøsningen, gode grep og stolens lave vekt gjør den velegnet å løfte ut/inn av bil.
- Valg og tilpasningsmuligheter for optimal sitte- og kjørestilling.
- Optimale kjøreegenskaper tilpasset din livssituasjon.



To posisjoner for svinghjul - Smal og tilbaketrukket; ideell for trange omgivelser. Bred og framtrukket; mer stabilitet i fronten ved forflytning.



Unik teknologi gir en karbonramme som er sterk der det trengs og lett der det er mulig.



Din personlige Krypton R - full individualitet.

SPESIFIKASJONER QUICKIE KRYPTON R

Setebredde	32 - 46 cm
Setedybde	34 - 48 cm
Setehøyde bak	38 - 50 cm
Setehøyde foran	43 - 55 cm
Ryggghøyde	25 - 45 cm
Ryggvinkel	59° - 105°
Cambring	0°/3°
Totalbredde	62 - 76 cm
Vekt rullestol	fra 6,2 kg
Maks. brukervekt	125 kg
Transportvekt	fra 3,65 kg

Opsjoner og tilbehør

- Jay sittepute
- Jay rygg
- Loopwheels drivhjul
- Adventus fronthjul
- Regntrekk/varmepose
- Kinetic balance belter og seler
- Rullestolski

Se også egen tilbehørskatalog.

QUICKIE LIFE RT

Aktiv, fastramme, avtagbare benstøtter

Post 3, 2. valg



AKTIV KJØRESTILLING I EN LETTKJØRT RULLESTOL

Med Life RT får du en god, fast og retningsstabil stol som kan ha svært lav setehøyde. Den har ut-/innsvingbare og avtagbare benstøtter og små ytre mål. Stolen egner seg derfor meget godt for deg som bruker beina ved fremdrift.

- Nett rullestol som passer en aktiv hverdag.
- Gode tilpasningsmuligheter for en aktiv sittestilling, optimal kjørestilling og gode kjøreegenskaper.
- Lav setehøyde og åpen rammeløsning gir gode forutsetninger for framdrift med beina.
- Kompakt ramme for smidig manøvrering og hensiktsmessig transport.



SPESIFIKASJONER QUICKIE LIFE RT

Setebredde	28 - 48 cm
Setedybde	32 - 46 cm
Setehøyde bak	38 - 44 cm (36 - 45 cm)*
Setehøyde foran	39 - 44 cm (36 - 50 cm)*
Setevinkel	0° - 12°
Rygghøyde	25 - 45 cm
Ryggvinkel	89° - 98°
Totalbredde	Setebredde +18 cm v/ 0° camber
Transportvekt	11,1 kg
Vekt rullestol	Fra 13,9 kg
Maks. brukervekt	100 kg


*Med skifte av deler

STANDARD KONFIGURASJON QUICKIE LIFE RT I POST 3

- Kjørehåndtak, faste
- Rygg vinkeljusterbar, nedfellbar
- Ryggtrekk EXO
- Armlener, høydejusterbare
- Benstøtter 80°, utsvingbare, avtakbare med oppfellbare fotplater
- Toppesikringer innsvingbare
- Svinghjulsgafler Carbotecture
- Svinghjul 4" kompakt alu felg
- Drivhjul 24" Lettvekt, dekk Right Run
- Drivringer aluminium

Bildet viser standard prisforhandlet modell i Norge.






Quickie Life RT passer aktive og selvstendige rullestolbrukere.



Høy sittekomfort i standardversjon med høydestillbare, avtagbare armlener og ryggtrekk med ventilerende egenskaper.



Dybdejusterbart setetrekk sammen med en lengre ramme gir fleksibilitet.



Setehøyden kan justeres i 7 posisjoner Mulighet for svært lav setehøyde (36 cm).



God stabilitet og gode trilleegenskaper med cambringsmulighet fra 0° til 6°



Quickie Life RT Post 3 - Artikkelnummer hovedprodukt

		Setebredde											
		28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	
Setehøyde	32	Art.nr	LIRTS2832	LIRTS3032	LIRTS3232	LIRTS3432	LIRTS3632	LIRTS3832	LIRTS4032	LIRTS4232	LIRTS4432	LIRTS4632	LIRTS4832
		Hms.art.nr.	272770	272778	272786	272794	272802	272810	272818	272826	272834	272842	272850
	34	Art.nr	LIRTS2834	LIRTS3034	LIRTS3234	LIRTS3434	LIRTS3634	LIRTS3834	LIRTS4034	LIRTS4234	LIRTS4434	LIRTS4634	LIRTS4834
		Hms.art.nr.	272771	272779	272787	272795	272803	272811	272819	272827	272835	272843	272851
	36	Art.nr	LIRTS2836	LIRTS3036	LIRTS3236	LIRTS3436	LIRTS3636	LIRTS3836	LIRTS4036	LIRTS4236	LIRTS4436	LIRTS4636	LIRTS4836
		Hms.art.nr.	272772	272780	272788	272796	272804	272812	272820	272828	272836	272844	272852
	38	Art.nr	LIRTS2838	LIRTS3038	LIRTS3238	LIRTS3438	LIRTS3638	LIRTS3838	LIRTS4038	LIRTS4238	LIRTS4438	LIRTS4638	LIRTS4838
		Hms.art.nr.	272773	272781	272789	272797	272805	272813	272821	272829	272837	272845	272853
	40	Art.nr	LIRTS2840	LIRTS3040	LIRTS3240	LIRTS3440	LIRTS3640	LIRTS3840	LIRTS4040	LIRTS4240	LIRTS4440	LIRTS4640	LIRTS4840
		Hms.art.nr.	272774	272782	272790	272798	272806	272814	272822	272830	272838	272846	272854
	42	Art.nr	LIRTS2842	LIRTS3042	LIRTS3242	LIRTS3442	LIRTS3642	LIRTS3842	LIRTS4042	LIRTS4242	LIRTS4442	LIRTS4642	LIRTS4842
		Hms.art.nr.	272775	272783	272791	272799	272807	272815	272823	272831	272839	272847	272855
	44	Art.nr	LIRTS2844	LIRTS3044	LIRTS3244	LIRTS3444	LIRTS3644	LIRTS3844	LIRTS4044	LIRTS4244	LIRTS4444	LIRTS4644	LIRTS4844
		Hms.art.nr.	272776	272784	272792	272800	272808	272816	272824	272832	272840	272848	272856
	46	Art.nr	LIRTS2846	LIRTS3046	LIRTS3246	LIRTS3446	LIRTS3646	LIRTS3846	LIRTS4046	LIRTS4246	LIRTS4446	LIRTS4646	LIRTS4846
		Hms.art.nr.	272777	272785	272793	272801	272809	272817	272825	272833	272841	272849	272857



Testet og godkjent i hht. ISO 7176-19.

Opsjoner og tilbehør

- Jay rygg
- Vinkelstillbar kjørebøyle
- Safaribremser
- Loopwheels drivhjul
- Adventus fronthjul
- Kinetic Balance belter og seler
- Drivaggregat

Se også egen tilbehørskatalog og www.SunriseMedical.no



Gi ledsager en bedre arbeidsstilling med hjelp av høyde- og vinkelregulerbar kjørebøyle (tilbehør).



Vibrasjonsdempende Loopwheels gir behageligere kjøring på ujevnt underlag.

QUICKIE LIFE T

Aktiv, sammenleggbar

Post 4, 1. valg



Aktiv sammenleggbar

AKTIV SITTESTILLING I EN KOMPAKT RAMME

En aktiv rullestol som kan legges sammen, noe som gjør den perfekt til å ta med seg på reise. Stolen har gode tilpasningsmuligheter og egner seg godt for kjøring med ensidig lammelse og de som sparker seg frem med bena.

- Lett og stabil kryssrammerullestol med valg og tilpasningsmuligheter for en aktiv sittestilling og optimal kjørestilling.
- Svært gode kjøreegenskaper tilpasset individuelle brukere.
- Mange muligheter og valg for optimal tilpasning til den enkelte bruker.
- Gode løsninger for håndtering inn- og ut av bil. Quickie Life T er sammenleggbar og kan låses i sammenslått posisjon. Avtagbare benstøtter for enda mer kompakt transport.

SPESIFIKASJONER QUICKIE LIFE T

Setebredde	28 - 50 cm
Setedybde	32 - 46 cm
Setehøyde bak	43 - 44 cm (40 - 50)*
Setehøyde foran	43 - 45 cm (40 - 53)*
Setevinkel	0° - 12°
Ryggghøyde	25 - 45 cm
Ryggvinkel	78° - 102°
Totalbredde	Setebredde +18 cm v/ 0° camber
Transportvekt	11,3 kg
Vekt rullestol	Fra 14,1 kg
Maks. brukervekt	100 kg

*Med skifte av deler

STANDARD KONFIGURASJON QUICKIE LIFE T I POST 4

- Rygg vinkeljusterbar
- Kjørehåndtak
- Ryggtrekk EXO
- Armlener, høydejusterbare med klesbeskyttere
- Benstøtter, inn- og utsvingbare og avtagbare med oppfellbare fotplater
- Tippetikringer innsvingbare
- Svinghjulsgaffel Carbotecture
- Svinghjul 4", kompakt alu felg
- Drivhjul 24", Lettvekt, dekk Right Run
- Drivringer aluminium

Bildet viser standard prisforhandlet modell i Norge.



Quickie Life T passer aktive og selvstendige rullestolbrukere som trenger en sammenleggbar rullestol.



Enkel tilpasning av setehøyde og balansepunkt.



God stabilitet og gode trilleegenskaper med cambringsmulighet fra 0° til 6°.



Quickie Life - enkel å legge sammen for transport eller lagring. Låser når sammenslått

LIFE T

Quickie Life T Post 4 - Artikkelnummer hovedprodukt

		Setebredde												
		28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	
Setedybde	32	Art.nr	LITS2832	LITS3032	LITS3232	LITS3432	LITS3632	LITS3832	LITS4032	LITS4232	LITS4432	LITS4632	LITS4832	LITS5032
		Hms.art.nr.	272938	272946	272954	272962	272970	272978	272986	272994	273002	273010	273018	273026
	34	Art.nr	LITS2834	LITS3034	LITS3234	LITS3434	LITS3634	LITS3834	LITS4034	LITS4234	LITS4434	LITS4634	LITS4834	LITS5034
		Hms.art.nr.	272939	272947	272955	272963	272971	272979	272987	272995	273003	273011	273019	273027
	36	Art.nr	LITS2836	LITS3036	LITS3236	LITS3436	LITS3636	LITS3836	LITS4036	LITS4236	LITS4436	LITS4636	LITS4836	LITS5036
		Hms.art.nr.	272940	272948	272956	272964	272972	272980	272988	272996	273004	273012	273020	273028
	38	Art.nr	LITS2838	LITS3038	LITS3238	LITS3438	LITS3638	LITS3838	LITS4038	LITS4238	LITS4438	LITS4638	LITS4838	LITS5038
		Hms.art.nr.	272941	272949	272957	272965	272973	272981	272989	272997	273005	273013	273021	273029
	40	Art.nr	LITS2840	LITS3040	LITS3240	LITS3440	LITS3640	LITS3840	LITS4040	LITS4240	LITS4440	LITS4640	LITS4840	LITS5040
		Hms.art.nr.	272942	272950	272958	272966	272974	272982	272990	272998	273006	273014	273022	273030
	42	Art.nr	LITS2842	LITS3042	LITS3242	LITS3442	LITS3642	LITS3842	LITS4042	LITS4242	LITS4442	LITS4642	LITS4842	LITS5042
		Hms.art.nr.	272943	272951	272959	272967	272975	272983	272991	272999	273007	273015	273023	273031
	44	Art.nr	LITS2844	LITS3044	LITS3244	LITS3444	LITS3644	LITS3844	LITS4044	LITS4244	LITS4444	LITS4644	LITS4844	LITS5044
		Hms.art.nr.	272944	272952	272960	272968	272976	272984	272992	273000	273008	273016	273024	273032
	46	Art.nr	LITS2846	LITS3046	LITS3246	LITS3446	LITS3646	LITS3846	LITS4046	LITS4246	LITS4446	LITS4646	LITS4846	LITS5046
		Hms.art.nr.	272945	272953	272961	272969	272977	272985	272993	273001	273009	273017	273025	273033



Testet og godkjent i hht. ISO 7176-19.

Opsjoner og tilbehør

- Sittepute
- Safaribrems
- Loopwheels drivhjul
- Adventus fronthjul
- Drivaggregat
- Regntrekk/varmepose

Se også egen tilbehørskatalog.



Stilige og lette Carbotecture gafler. (oransje og sølv er tilbehør).



Empulse F55 drivaggregat gir større rekkevidde og redusert belastning på armene.



Vibrasjonsdempende Loopwheels gir behageligere kjøring på ujevnt underlag.

QUICKIE LIFE

Aktiv, sammenleggbar

Post 4, 4.valg



Aktiv sammenleggbar

FLEKSIBEL OG LETT Å HÅNDTERE VED TRANSPORT

- Lett og stabil kryssrammerullestol med valg og tilpasningsmuligheter for en aktiv sittestilling og optimal kjørestilling.
- Svært gode kjøreegenskaper tilpasset individuelle brukere.
- Fast front gjør stolen mer kompakt og lettere i vekt.
- Gode løsninger for håndtering inn- og ut av bil. Quickie Life er sammenleggbar og kan låses i sammenslått posisjon.

Enkel transport, stilig design!

Aktiv sammenleggbar

SPESIFIKASJONER QUICKIE LIFE

Setebredde	36 - 54 cm
Setedybde	36 - 50 cm
Setehøyde bak	43 - 59 cm (40 - 51 cm)*
Setehøyde foran	43 - 49 cm (40 - 54 cm)*
Setevinkel	0° - 12°
Ryggghøyde	25 - 50 cm
Ryggvinkel	78° - 102°
Totalbredde	Setebredde +18 cm v/ 0° camber
Transportvekt	fra 12 kg
Vekt rullestol	fra 14,8 kg
Maks. brukervekt	140 kg

*Med skifte av deler

STANDARD KONFIGURASJON QUICKIE LIFE I POST 4

- Setetrekk m/lomme
- Fast rygg med kjørehåndtak
- Ryggtrekk, polstret, EXO
- Armlener, oppsvingbare med klesbeskyttere
- Faste benstøtter med oppfellbare fotplater
- Tippesikring, swing away
- Svinghjul 4", kompakt alu felg
- Drivhjul 24", Lettvekt, dekk Right run
- Drivring aluminium

Bildet viser standard prisforhandlet modell i Norge.



Quickie Life passer aktive og selvstendige rullestolbrukere som trenger en sammenleggbar rullestol.



Høydestillbare, avtagbare, oppsvingbare armlener med klesbeskyttere og behagelig polstring gir god komfort.




God stabilitet og gode trilleegenskaper med cambringsmulighet fra 0° til 6° (0° til 4° uten å bytte deler).



Mykt og behagelig ryggoverdrag med god polstring og ventilerende egenskaper.



Vinkeljusterbare, oppsvingbare fotplater for enklere forflytning.



Quickie Life - enkel å legge sammen for transport eller lagring.





Quickie Life Post 4 - Artikkelnummer hovedprodukt

		Setebredde										
		36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	
Setehøyde	36	Art.nr	LIFF23636	LIFF23836	LIFF24036	LIFF24236	LIFF24436	LIFF24636	LIFF24836	LIFF25036	LIFF25236	LIFF25436
		Hms.art.nr.	272858	272866	272874	272882	272890	272898	272906	272914	272922	272930
	38	Art.nr	LIFF23638	LIFF23838	LIFF24038	LIFF24238	LIFF24438	LIFF24638	LIFF24838	LIFF25038	LIFF25238	LIFF25438
		Hms.art.nr.	272859	272867	272875	272883	272891	272899	272907	272915	272923	272931
	40	Art.nr	LIFF23640	LIFF23840	LIFF24040	LIFF24240	LIFF24440	LIFF24640	LIFF24840	LIFF25040	LIFF25240	LIFF25440
		Hms.art.nr.	272860	272868	272876	272884	272892	272900	272908	272916	272924	272932
	42	Art.nr	LIFF23642	LIFF23842	LIFF24042	LIFF24242	LIFF24442	LIFF24642	LIFF24842	LIFF25042	LIFF25242	LIFF25442
		Hms.art.nr.	272861	272869	272877	272885	272893	272901	272909	272917	272925	272933
	44	Art.nr	LIFF23644	LIFF23844	LIFF24044	LIFF24244	LIFF24444	LIFF24644	LIFF24844	LIFF25044	LIFF25244	LIFF25444
		Hms.art.nr.	272862	272870	272878	272886	272894	272902	272910	272918	272926	272934
46	Art.nr	LIFF23646	LIFF23846	LIFF24046	LIFF24246	LIFF24446	LIFF24646	LIFF24846	LIFF25046	LIFF25246	LIFF25446	
	Hms.art.nr.	272863	272871	272879	272887	272895	272903	272911	272919	272927	272935	
48	Art.nr	LIFF23648	LIFF23848	LIFF24048	LIFF24248	LIFF24448	LIFF24648	LIFF24848	LIFF25048	LIFF25248	LIFF25448	
	Hms.art.nr.	272864	272872	272880	272888	272896	272904	272912	272920	272928	272936	
50	Art.nr	LIFF23650	LIFF23850	LIFF24050	LIFF24250	LIFF24450	LIFF24650	LIFF24850	LIFF25050	LIFF25250	LIFF25450	
	Hms.art.nr.	272865	272873	272881	272889	272897	272905	272913	272921	272929	272937	



Testet og godkjent i hht. ISO 7176-19.

Opsjoner og tilbehør

- Jay sittepute
- Jay rygg
- Loopwheels drivhjul
- Adventus fronthjul
- Drivaggregat
- Regntrekk/varmepose

Se også egen tilbehørskatalog.



En riktig sittepute gir hjelp til posisjonering og avlastning. Bildet viser **Jay Easy**.



Vibrasjonsdempende **Loopwheels** gir behageligere kjøring på ujevnt underlag.

Aktiv sammenleggbar

QUICKIE KRYPTON F

Aktiv, sammenleggbar


Trinnløs justering
av balansepunkt
for suverene
kjøreegenskaper.



Karbonrammen
gir overlegne
kjøreegenskaper.

LETT, RESPONSIV OG SAMMENLEGGBAR - I KARBON!

- Ekstremt lett rullestol med overlegen stivhet i rammen for ultrasponsiv kjøring.
- Unik karbonramme gir en solid og pålitelig rullestol over lang tid.
- Valg og tilpasningsmuligheter for optimal sitte- og kjørestilling.
- Optimale kjøreegenskaper tilpasset din livssituasjon.
- Enkel transport med lett og sammenleggbar ramme.



To posisjoner for svinghjul - Smal og tilbaketrukket; ideell for trange omgivelser. Bred og framtrukket; mer stabilitet i fronten ved forflytning.



Det perfekt formede krysset ligger tett under setet, knapt synlig, slik at inntrykket er minimalistisk og gir en følelse av en åpen ramme.



SPESIFIKASJONER QUICKIE KRYPTON R

Setebredde	32 - 46 cm
Setedybde	34 - 48 cm
Setehøyde bak	37 - 50 cm
Setehøyde foran	43 - 55 cm
Rygghøyde	25 - 45 cm
Ryggvinkel	75° - 103°
Cambring	0°/2°/4°
Totalbredde	62 - 76 cm
Vekt rullestol	fra 8,3 kg
Maks. brukervekt	110 kg
Transportvekt	fra 5,8 kg


QUICKIE XENON²

Aktiv, sammenleggbar



ENKEL Å LEGGE SAMMEN - SUVERENE KJØREEGENSKAPER

- Leveres med fast front eller med ut-svingbare og avtakbare benstøtter.
- Utsvingbare og avtakbare benstøtter gir enkel forflytning inn- og ut av rullestolen og mer kompakt transport.
- Valg og tilpasningsmuligheter for optimal sitte- og kjørestilling.
- Optimale kjøreegenskaper tilpasset din livssituasjon.



Lettvektrullestolen Xenon² blir svært kompakt sammenslått for enkel transport i bil.



Det perfekt formede krysset ligger tett under setet, knapt synlig, slik at inntrykket er minimalistisk og gir en følelse av en åpen ramme.



Aktiv sammenleggbar

SPESIFIKASJONER QUICKIE XENON²

Setebredde	32 - 50 cm
Setedybde	34 - 50 cm
Setehøyde bak	37 - 50 cm
Setehøyde foran	43 - 56 cm
Rygghøyde	25 - 47,5 cm
Ryggvinkel	75° - 103° i 4° trinn
Vekt rullestol	fra 10,3 kg
Maks. brukervekt	125/140 kg

BREEZY RUBIX²

Allround, sammenleggbar

Post 5, 2. valg



Ryggen har hele 7 velkrobånd for den beste individuelle regulering av ryggen.

Armlenene kan felles bakover for enklere forflytning eller for å komme tett inntil bord.

Velg korte eller lang armlenepads uten bytte av deler og uten verktøy.

Enklere forflytning med innsvingbare/utsvingbare, avtagbare benstøtter med oppfellbare fotplater.

LETT ALLROUNDROLLESTOL MED GODE TILPASNINGSMULIGHETER

- RubiX² har mange tilpasningmuligheter og valg for optimal tilpasning.
- Setedybden kan stilles hele 10 cm samtidig som kjøreegenskapene opprettholdes.
- Velkroryggen gir god støtte og stabilitet. Syv bånd gir svært gode muligheter til å forme ryggen etter behov.
- Lav egenvekt bidrar til gode trilleegenskaper og enklere transport.
- Enkel å legge sammen for transport, lås holder stolen sammenslått.

SPESIFIKASJONER BREEZY RUBIX²

Setebredde	38 - 52 cm
Setedybde	41 - 51 cm
Setehøyde bak	40 - 48 cm (38 - 53 cm)*
Setehøyde foran	40 - 48 cm (38 - 53 cm)*
Setevinkel	0°
Ryggghøyde	41 - 46 cm
Ryggvinkel	78° - 102°
Totalbredde	Setebredde +19 cm
Vekt rullestol	fra 16,8 kg
Transportvekt	fra 13,4 kg
Maks. brukervekt	125 kg

*Med skifte av deler

STANDARD KONFIGURASJON BREEZY RUBIX I POST 5

- Rygg, vinkeljusterbar med høyderegulerbare kjørehåndtak
- Ryggtrekk, polstret
- Armlener, oppfellbare og avtagbare med klesbeskyttere
- Benstøtter 70°, avtagbare, inn-utsvingbare med oppfellbare fotplater
- Tippetrikker, innsvingbare
- Drivringer aluminium
- Drivhjul 24"
- Svinghjul 6"

Bildet viser standard prisforhandlet modell i Norge.



Breezy RubiX² passer ungdom og voksne som trenger en allsidig rullestol og ofte har behov for å ha med rullestolen i bil.



Komfortabel, høydejusterbar velkrorygg med 7 reguleringsbånd. Nylonoverdrag for enklere renhold.



Lav egenvekt og låsbar i sammenslått posisjon gir enkel transport.





Breezy RubiX² Post 5 - Artikkelnummer hovedprodukt

		Setebredde					
		38	40,5	43	45,5	48	52
Setedybde 41-51	Art.nr	RUB38	RUB405	RUB43	RUB455	RUB48	RUB52
	Hms.art.nr.	273188	273189	273190	273191	273192	273193



Testet og godkjent i hht. ISO 7176-19.

Opsjoner og tilbehør

- Jay sittepute
- Jay rygger
- Ledsagerbrems
- Vinkelregulerbar benstøtte
- Drivaggregat
- Kinetic balance belter og seler

Se også egen tilbehørskatalog.



Ledsagerbrems.



Jay rygger og sitteputer for enda bedre stabilitet og avlastning.



Vinkelregulerbare benstøtter er et godt valg for den som sitter lenge av gangen og trenger variasjon.

BREEZY EMINEO

Allround med tilt

Post 7, 1. valg



AKTIVITET OG HVILE I SAMME RULLESTOL

- Emineo kombinerer allround-rullestolens kjøreegenskaper med komfortrullestolens stabilitet og komfort i en og samme stol.
- Emineo har svært gode kjøreegenskaper.
- Lav setehøyde og god plass under setet gjør Emineo velegnet til å kjøre med ett eller begge ben.
- Unik balansert tiltfunksjon som er trygg og enkel å betjene både for brukeren og pårørende. Brukeren kan variere mellom en aktiv sittestilling og en mer bakoverlænt stilling på en god og smidig måte samtidig som stolens kjøreegenskaper opprettholdes.
- Med den patenterte setetiltten åpnes hoftvinkelen ved tilting og gir en mer behagelig sittestilling.
- Benstøtte med justerbar vinkel gir optimale muligheter til å tilpasse sittestillingen uten bytte av deler.
- Du kan enkelt tilpasse Emineo til mange ulike behov, samt komplettere med et bredt utvalg tilbehør. Dette gjør rullestolen god å arbeide med - og perfekt for gjenbruk.



SPESIFIKASJONER BREEZY EMINEO

Setebredde	33 - 51 cm (36 - 50)*
Setedybde	34 - 39/39 - 45 cm
Setehøyde bak	39 - 46 cm (36 - 50 cm)*
Setehøyde foran	38 - 43 cm (36 - 50 cm)*
Setevinkel	0°
Ryggghøyde	50 - 60 cm
Ryggvinkel	90° - 110°
Totalbredde	setebredde +17 cm
Transportvekt	fra 23,7
Vekt rullestol	fra 28 kg
Maks. brukervekt	135 kg

* med skifte av deler

STANDARD KONFIGURASJON BREEZY EMINEO I POST 7

- Vinkeljusterbar rygg
- Hodestøtte
- Setetilt
- Kjørebøyle
- Velkrøyg med polstret ryggoverdrag
- Avtagbare armlener med klesbeskyttere
- Benstøtter, avtagbare, inn- utsvingbare med oppfellbare fotplater
- Tippetisering
- Kompakte dekk
- Drivring aluminium



Bildet viser standard prisforhandlet modell i Norge.

Breezy Emineo passer ungdom og voksne som sitter lenge av gangen og har behov for stillingsendringer.



Tilthendelen er plassert under armlenet. Tiltfunksjonen er balansert for at brukeren trygt og enkelt skal kunne betjene denne på egenhånd.



Emineo kan framstå som en lettkjørt og komfortabel allroundrullestol, eller en lett komfortrullestol med svært gode kjøreegenskaper.





Breezy Emineo Post 7 - Artikkelnummer hovedprodukt

		Setebredde						
		33	36	39	42	45	48	51
Setedybde	34-39	Art.nr	3400033-2NO	3400036-2NO				
		Hms.art.nr.	218337	218338				
	39-45	Art.nr			3400039-2NO	3400042-2NO	3400045-2NO	3400048-2NO
		Hms.art.nr.			218339	218340	218341	218342



Testet og godkjent i hht. ISO 7176-19.

Opsjoner og tilbehør

- Jay sittepute
- Jay rygg
- Drivaggregat
- XStabil ryggpute
- Ryggvinkelregulering
- Ledsagerbrems
- Vinkelregulerbar benstøtte
- Elektrisk tilt- og vinkelregulering
- Hodestøtter med ulik utforming
- Sidestøtter

Se også egen tilbehørskatalog.



Der enkelt renhold er viktig, kan Emineo leveres med ryggoverdrag og sittepute i polyuretan.



Vinkelregulerbare, lengdekompenserende benstøtter er et godt valg for den som trenger ekstra variasjon.



Stillingsendringer i løpet av dagen gjøres enda enklere med elektrisk rygg- og tiltregulering.



Ledsagerbrems velges ofte der brukeren i liten grad kjører stolen selv.



Se tilbehørskatalogen for de ulike hodestøttene du kan velge til Emineo.

Allround

BREEZY CIRRUS G5

Komfortrullestol



TILPASNING, KOMFORT OG STABILITET

- Cirrus G5 har gode tilpasningsmuligheter med gode intervaller og måleskalaer. I tillegg finnes et rikt tilbehørsprogram som sikrer gode tilpasninger til den mer passive brukeren.
- En unik tiltfunksjon gir store muligheter for variasjon i sittestillingen.
- Sammen med vinkelregulerbare, lengdekompeniserende benstøtter gir tilt og ryggvinkelregulering mulighet for en god hvilestilling.
- Sleidesetet bidrar til enklere og tryggere forflytning. Dette gir optimalt utgangspunkt for stående – eller sideveis forflytning, samt gjør det svært enkelt å legge på seil.
- Cirrus G5 leveres med armlener som følger ryggvinkelreguleringen. Dette bidrar til god støtte for armene i alle stillinger og en mer behagelig sittestilling.



SPESIFIKASJONER BREEZY CIRRUS G5

Setebredde	39 - 54 cm
Setedybde	39 - 55 cm
Setehøyde uten pute	38 - 55 cm
Rygg høyde	65 (55 cm tilbehør)
Ryggvinkel	0° - 33°
Maks. brukervekt	135 kg

BREEZY NUAGE

Komfortrullestol



Nuage PLS

Nuage PLS Active

Nuage PLS Active XS

NÅR KOMFORTSTOL IKKE ER NOK

- Ved å velge Nuage PLS velger du maksimal fleksibilitet. Setet gir store muligheter for posisjonering. Nuage PLS setesystemet monteres på rullestolunderstell for en komplett sitteløsning.
- Utviklet for passive brukere som har begrensede eller ingen muligheter til å endre posisjon selv og som trenger støtte, stabilitet, kroppsavgrensing og komfort.
- Setesystemet følger brukerens individuelle kroppsfasong og gir svært komfortabel støtte i den foretrukne stillingen.



Posisjoneringsmuligheter som bidrar til en sitteløsning som gir optimalt støtte ut fra brukerens muligheter og behov, for eksempel bekkenskjevheter, kyfose eller benlengdeforskjell.

SPESIFIKASJONER BREEZY NUAGE

	PLS	PLS Active	PLS Active XS
Setebredde	38 – 55 cm	38 – 55 cm	25 – 38 cm
Setedybde	44 – 55 cm	44 – 55 cm	35 – 45 cm
Rygghøyde	58,5 cm	58,5 cm	45 cm
Maks. brukervekt	120 kg	120 kg	80 kg

LEVO SUMMIT EL

Aktiv med elektrisk ståfunksjon

Post 10 1.valg

NYHET!



STILIGE LEVO SUMMIT EL - I ØYEHØYDE MED LIVET

- Med elektrisk ståfunksjon kommer du enkelt opp i stående stilling og kan tilpasse arbeidsstillingen utfra oppgaven som skal løses.
- Med sin enkle ståfunksjon gir Levo Summit EL økt tilgjengelighet til omgivelsene og kan bidra til redusert behov for tilpasning av for eksempel bad, kjøkken og på arbeidsplassen. Dette gir økt funksjonalitet og reduserte kostnader.
- En stårullestol reduserer behovet for assistanse og gir større selvstendighet for brukeren.
- For ytterligere selvstendighet ved lengre turer og i motbakker, er WheelDrive hjelpemotor et ypperlig tilbehør til Levo.



SPESIFIKASJONER LEVO SUMMIT EL

Setebredde	35 - 50 cm
Setedybde	35 - 55 cm
Setehøyde bak	50 cm (48-54 cm)*
Setehøyde foran	50 cm (48-54 cm)*
Setevinkel	0°
Ryggghøyde	32 - 40 cm
Ryggvinkel	78° - 102°
Totalbredde	Stebredde +17 cm
Transportvekt	fra 24,3 kg
Vekt rullestol	fra 28 kg
Maks. brukervekt	125 kg

*Med skifte av deler

STANDARD KONFIGURASJON LEVO SUMMIT EL I POST 10

- Sittepute
- Velkrorygg med overdrag
- Knestoppere
- Armlener
- Faste benstøtter med oppfellbare fotplater
- Tippetsekking, swing away
- Svinghjul 5", kompakt alu felg
- Drivhjul 24", kompakte
- Drivring aluminium

Bildet viser standard prisforhandlet modell i Norge.



Levo Summit passer aktive og selvstendige ungdom og voksne som har behov for å komme opp i stående stilling for å utføre aktiviteter.



Rullestol med ståfunksjon



Levo Summit EL er ideel på arbeidsplasser med variasjon mellom sittende og stående arbeid.



Armlenene kan felles bakover for å komme tett inntil bord eller for enklere forflytning.



Tippesikringene er innsvingbare og kan betjenes av brukeren.



Levo Summit EL Post 10 - Artikkelnummer hovedprodukt

		Setebredde						
		35	38	40	42	45	48	50
35-43	Art.nr	LSUMS35	LSUMS38	LSUMS40	LSUMS42	LSUMS45	LSUMS48	LSUMS50
	Hms.art.nr.	273358	273361	273364	273367	273370	273373	273376
41-49	Art.nr	LSUMM35	LSUMM38	LSUMM40	LSUMM42	LSUMM45	LSUMM48	LSUMM50
	Hms.art.nr.	273359	273362	273365	273368	273371	273374	273377
47-55	Art.nr	LSUML35	LSUML38	LSUML40	LSUML42	LSUML45	LSUML48	LSUML50
	Hms.art.nr.	273360	273363	273366	273369	273372	273375	273378



Testet og godkjent i hht. ISO 7176-19.



Wheel Drive hjelpemøtardrevet bak hjul med til Levo Summit.



Levo kan påmonteres faste rygger som **Jay**.

Opsjoner og tilbehør

- Drivaggregat
- Jay rygg
- Jay sittepute
- Bord
- Alternative brytere for oppreisingsfunksjon

Se også egen tilbehørskatalog.



Levo kan leveres med alternative brytere for oppreisingsfunksjon, her vises buddy buttons montert på bord.

Rullestol med ståfunksjon

ZIPPIE SIMBA

Aktiv, fastramme, barn

Post 11, 3. valg



ZIPPIE SIMBA™ -SOM SKAPT FOR NYE EVENTYR!

- Lett og stabil barnerullestol utviklet for lek og samspill.
- Abduksjonsfront og bakoverfellbar fotplate gjør det enkelt for barna å gå inn og ut av rullestolen. Fronten gir god plass til bena - også når man har vinterstøvler på.
- Gode trilleegenskaper er viktig for barn som skal trille selv.
- Mange muligheter og valg for optimal tilpasning til den enkelte bruker.
- For barn som vokser! Setedybden kan justeres 2+2 cm og setebredden kan justeres 2 cm innenfor hver størrelse, uten bytte av deler!
- Simba finnes i 31 ulike rammefarger, se fargealternativer i fargekatalogen på www.SunriseMedical.no



SPESIFIKASJONER ZIPPIE SIMBA

Setebredde	22 - 36 cm
Setedybde	24 - 38 cm
Setehøyde bak	33 - 41 cm (29-46 cm)*
Setehøyde foran	37 - 41 cm (36-48 cm)*
Setevinkel	0° - 15°
Rygg høyde	20 - 40 cm
Ryggvinkel	74° - 110°
Totalbredde	Setebredde +16 cm v/ 0° camber
Transportvekt	fra 8 kg
Vekt rullestol	fra 10,6 kg
Maks. brukervekt	65 kg

* Med skifte av deler

STANDARD KONFIGURASJON ZIPPIE SIMBA I POST 11

- Setetrek m/lomme
- Setepute, 50 mm
- Rygg, vinkeljusterbar, nedfellbar
- Kjørehåndtak, høyderegulerbare
- Velkrolygg med polstret, ryggtrekk EXO
- Klesbeskyttere alu m/skjerm
- Hoftebelte
- Abduksjonfront
- Faste benstøtter, med fotplate hel, bakoverfellbar
- Tippetsekning innsvingbar
- Safaribremser
- Svinghjulsgaffel Carbotecture
- Svinghjul 4", kompakt alu felg
- Drivhjul 22", Lettvekt, dekk Right Run
- Drivringer aluminium

Bildet viser standard prisforhandlet modell i Norge.



Zippie Simba passer aktive barn som har behov for rullestol med gode kjøreegenskaper.



Bakoverfellbar fotplate gjør det enkelt for barna å gå inn og ut av rullestolen.



Cambringsalternativer 0°/3°/6°/9°. Camber gjør stolen mer stabil sideveis, enklere å manøvrere og mer retningsstabil på hellende underlag.



SimbaTM



Zippie Simba Post 11 - Artikkelnummer hovedprodukt

		Setebredde								
		22	24	26	28	30	32	34	36	
Setedybde	24	Art.nr	SIAK2224	SIAK2424	SIAK2624	SIAK2824	SIAK3024	SIAK3224	SIAK3424	SIAK3624
		Hms.art.nr.	273124	273132	273140	273148	273156	273164	273172	273180
	26	Art.nr	SIAK2226	SIAK2426	SIAK2626	SIAK2826	SIAK3026	SIAK3226	SIAK3426	SIAK3626
		Hms.art.nr.	273125	273133	273141	273149	273157	273165	273173	273181
	28	Art.nr	SIAK2228	SIAK2428	SIAK2628	SIAK2828	SIAK3028	SIAK3228	SIAK3428	SIAK3628
		Hms.art.nr.	273126	273134	273142	273150	273158	273166	273174	273182
	30	Art.nr	SIAK2230	SIAK2430	SIAK2630	SIAK2830	SIAK3030	SIAK3230	SIAK3430	SIAK3630
		Hms.art.nr.	273127	273135	273143	273151	273159	273167	273175	273183
	32	Art.nr	SIAK2232	SIAK2432	SIAK2632	SIAK2832	SIAK3032	SIAK3232	SIAK3432	SIAK3632
		Hms.art.nr.	273128	273136	273144	273152	273160	273168	273176	273184
	34	Art.nr	SIAK2234	SIAK2434	SIAK2634	SIAK2834	SIAK3034	SIAK3234	SIAK3434	SIAK3634
		Hms.art.nr.	273129	273137	273145	273153	273161	273169	273177	273185
	36	Art.nr	SIAK2236	SIAK2436	SIAK2636	SIAK2836	SIAK3036	SIAK3236	SIAK3436	SIAK3636
		Hms.art.nr.	273130	273138	273146	273154	273162	273170	273178	273186
	38	Art.nr	SIAK2238	SIAK2438	SIAK2638	SIAK2838	SIAK3038	SIAK3238	SIAK3438	SIAK3638
		Hms.art.nr.	273131	273139	273147	273155	273163	273171	273179	273187



Testet og godkjent i hht. ISO 7176-19.

Opsjoner og tilbehør

- Eikebeskyttere med motiv
- Jay sittepute
- Jay rygg
- Kinetic balance belter og seler
- Regntrekk

Se også egen tilbehørskatalog.



Eikebeskyttere med mange ulike farger og motiver og farger på trekk og ramme for å matche barnets egne ønsker!

ZIPPIE SIMBA

Allround, fastramme, barn

Post 12, 1. valg



ZIPPIE SIMBA™ - UTFORSK MULIGHETENE!

- Lett og stabil barnerullestol utviklet for lek og samspill.
- Abduksjonsfront og bakoverfellbar fotplate gjør det enkelt for barna å gå inn og ut av rullestolen. Fronten gir god plass til bena - også når man har vinterstøvler på.
- Gode trilleegenskaper er viktig for barn som skal trille selv.
- Mange muligheter og valg for optimal tilpasning til den enkelte bruker.
- For barn som vokser! Setedybden kan justeres 2+2 cm og setebredden kan justeres 2 cm innenfor hver størrelse, uten bytte av deler!
- Simba finnes i 31 ulike rammefarger, se fargealternativer i fargekatalogen på www.SunriseMedical.no



SPESIFIKASJONER ZIPPIE SIMBA

Setebredde	22 - 36 cm
Setedybde	24 - 38 cm
Setehøyde bak	33 - 41 cm (29 - 46 cm)*
Setehøyde foran	37 - 41 cm (36 - 48 cm)*
Setevinkel	0° - 15°
Ryggghøyde	20 - 40 cm
Ryggvinkel	74° - 110°
Totalbredde	Setebredde +16 cm v/ 0° camber
Transportvekt	fra 9,6 kg
Vekt rullestol	fra 12.2 kg
Maks. brukervekt	65 kg

*Med skifte av deler

STANDARD KONFIGURASJON ZIPPIE SIMBA I POST 12

- Setetrekk m/lomme
- Setepute, 50 mm
- Rygg vinkeljusterbar, nedfellbar
- Velkrorygg med polstret, ryggtrekk EXO
- Kjørebøyle, høyde- og vinkelregulerbar
- Klesbeskyttere med skjerm og armlener
- Hoftebelte
- Abduksjonsfront
- Faste benstøtter, med fotplate hel, bakoverfellbar
- Tippetrikkel
- Svinghjul 4", kompakt alu felg
- Drivhjul 22", Lettvekt, dekk Schwalbe Right Run
- Drivringer aluminium

Bildet viser standard prisforhandlet modell i Norge.





Zippie Simba passer aktive barn som har behov for rullestol med gode kjøreegenskaper.



Abduksjonsfronten og de utsvingte svinghjulshusene gir god plass og stabilitet til egen forflytning ut og inn av stolen.



Bakoverfellbar fotplate gjør det enkelt for barna å gå inn og ut av rullestolen.



Testet og godkjent i hht. ISO 7176-19.



Zippie Simba Post 12 - Artikkelnummer hovedprodukt

		Setebredde								
		22	24	26	28	30	32	34	36	
Setedybde	24	Art.nr	SIAL2224	SIAL2224	SIAL2624	SIAL2824	SIAL3024	SIAL3224	SIAL3424	SIAL3624
		Hms.art.nr.	273194	273194	273210	273218	273226	273234	273242	273250
	26	Art.nr	SIAL2226	SIAL2226	SIAL2626	SIAL2826	SIAL3026	SIAL3226	SIAL3426	SIAL3626
		Hms.art.nr.	273195	273195	273211	273219	273227	273235	273243	273251
	28	Art.nr	SIAL2228	SIAL2228	SIAL2628	SIAL2828	SIAL3028	SIAL3228	SIAL3428	SIAL3628
		Hms.art.nr.	273196	273196	273212	273220	273228	273236	273244	273252
	30	Art.nr	SIAL2230	SIAL2230	SIAL2630	SIAL2830	SIAL3030	SIAL3230	SIAL3430	SIAL3630
		Hms.art.nr.	273197	273197	273213	273221	273229	273237	273245	273253
	32	Art.nr	SIAL2232	SIAL2232	SIAL2632	SIAL2832	SIAL3032	SIAL3232	SIAL3432	SIAL3632
		Hms.art.nr.	273198	273198	273214	273222	273230	273238	273246	273254
	34	Art.nr	SIAL2234	SIAL2234	SIAL2634	SIAL2834	SIAL3034	SIAL3234	SIAL3434	SIAL3634
		Hms.art.nr.	273199	273199	273215	273223	273231	273239	273247	273255
	36	Art.nr	SIAL2236	SIAL2236	SIAL2636	SIAL2836	SIAL3036	SIAL3236	SIAL3436	SIAL3636
		Hms.art.nr.	273200	273200	273216	273224	273232	273240	273248	273256
	38	Art.nr	SIAL2238	SIAL2238	SIAL2638	SIAL2838	SIAL3038	SIAL3238	SIAL3438	SIAL3638
		Hms.art.nr.	273201	273201	273217	273225	273233	273241	273249	273257



Opsjoner og tilbehør

- Eikebeskyttere med motiv
- Jay sittepute
- Jay rygg
- Kinetic balance belter og seler
- Regntrekk

Se også egen tilbehørskatalog.



Eikebeskyttere med mange ulike farger og motiver og farger på trekk og ramme for å matche barnets egne ønsker!

ZIPPIE YOUNGSTER 3

Allround, sammenleggbar, barn

Post 13, 1. valg



ZIPPIE YOUNGSTER 3™ - SKAPT FOR BARN OG DERES OMGIVELSER!

- Når barn trenger ekstra posisjonering er Youngster 3 et godt utgangspunkt for fast rygg, hode støtte, belter og seler.
- Lett og stabil barnerullestol utviklet for lek og samspill.
- Abduksjonsfront og oppfellbar fotplate gjør det enkelt for barna å gå inn og ut av rullestolen. Fronten gir god plass til bena - også når man har vinterstøvler på.
- Gode trilleegenskaper er viktig for barn som skal trille selv.
- Mange muligheter og valg for optimal tilpasning til den enkelte bruker.
- For barn som vokser! Setedybden kan justeres 2+2 cm og setebredden kan justeres 2 cm innenfor hver størrelse, uten bytte av deler!
- Enkel å legge sammen for transport og lagring. Lås holder stolen samlet.
- Youngster 3 finnes i 31 ulike rammefarger, se fargealternativer i fargekatalogen på www.SunriseMedical.no

SPESIFIKASJONER ZIPPIE YOUNGSTER 3

Setebredde	22 - 36 cm
Setedybde	24 - 38 cm
Setehøyde bak	33 - 41 cm (29-46 cm)*
Setehøyde foran	37 - 41 cm (36-48 cm)*
Setevinkel	0° - 15°
Ryggghøyde	20 - 40 cm
Ryggvinkel	87° - 105°
Totalbredde	Setebredde +18 cm v/ 0° camber
Transportvekt	fra 10,9 kg
Vekt rullestol	fra 14,7 kg
Maks. brukervekt	85 kg

* Med skifte av deler

STANDARD KONFIGURASJON ZIPPIE YOUNGSTER 3 I POST 13

- Setetrekk m/lomme
- Setepute, 50 mm
- Rygg, vinkeljusterbar
- Kjørehandtak, høyderegulerbare
- Ryggtrekk EXO
- Klesbeskyttere med høydejusterbare armlener
- Hoftebelte
- Abduksjonsfront
- Faste benstøtter med fotplate hel
- Ledsagerbrems
- Tipplesikring utsvingbar
- Svinghjul 4", kompakt alu felg
- Drivhjul 22", Kompakt med ledsagerbrems
- Drivring aluminium



Bildet viser standard prisforhandlet modell i Norge.

Zippie Youngster 3 passer barn som har behov for rullestol med gode kjøreegenskaper.



Ettersom barnet vokser kan setebredden økes med 2 cm via krysset. Via seterørene kan setedybden økes med 2+2 cm - helt uten bytte av deler.



Høyde- og dybdejusterbare armlener gir god støtte.



Fotplaten er viktig for barnets stabilitet og sittestilling. Yongster 3 fotplaten har mange innstillingsmuligheter for best mulig tilpasing.



Zippie Youngster 3 Post 13 - Artikkelnnummer hovedprodukt

		Setebredde									
		22-24	24-26	26-28	28-30	30-32	32-34	34-36	36-38	38-40	40-42
Setedybde	24-28	Art.nr	68432.2224	68432.2424	68432.2624	68432.2824	68432.3024	68432.3224	68432.3424	68432.3624	68432.4024
		Hms.art.nr.	273258	273268	273278	273288	273298	273308	273318	273328	273348
	26-30	Art.nr	68432.2226	68432.2426	68432.2626	68432.2826	68432.3026	68432.3226	68432.3426	68432.3626	68432.4026
		Hms.art.nr.	273259	273269	273279	273289	273299	273309	273319	273329	273349
	28-32	Art.nr	68432.2228	68432.2428	68432.2628	68432.2828	68432.3028	68432.3228	68432.3428	68432.3628	68432.4028
		Hms.art.nr.	273260	273270	273280	273290	273300	273310	273320	273330	273350
	30-34	Art.nr	68432.2230	68432.2430	68432.2630	68432.2830	68432.3030	68432.3230	68432.3430	68432.3630	68432.4030
		Hms.art.nr.	273261	273271	273281	273291	273301	273311	273321	273331	273351
	30-34 Lang ramme	Art.nr	68432.2230L	68432.2430L	68432.2630L	68432.2830L	68432.3030L	68432.3230L	68432.3430L	68432.3630L	68432.4030L
		Hms.art.nr.	273262	273272	273282	273292	273302	273312	273322	273332	273352
Setedybde	32-36	Art.nr	68432.2232	68432.2432	68432.2632	68432.2832	68432.3032	68432.3232	68432.3432	68432.3632	68432.4032
		Hms.art.nr.	273263	273273	273283	273293	273303	273313	273323	273333	273353
	34-38	Art.nr	68432.2234	68432.2434	68432.2634	68432.2834	68432.3034	68432.3234	68432.3434	68432.3634	68432.4034
		Hms.art.nr.	273264	273274	273284	273294	273304	273314	273324	273334	273354
	36-40	Art.nr	68432.2236	68432.2436	68432.2636	68432.2836	68432.3036	68432.3236	68432.3436	68432.3636	68432.4036
		Hms.art.nr.	273265	273275	273285	273295	273305	273315	273325	273335	273355
	38-42	Art.nr	68432.2238	68432.2438	68432.2638	68432.2838	68432.3038	68432.3238	68432.3438	68432.3638	68432.4038
		Hms.art.nr.	273266	273276	273286	273296	273306	273316	273326	273336	273356
	40-44	Art.nr	68432.2240	68432.2440	68432.2640	68432.2840	68432.3040	68432.3240	68432.3440	68432.3640	68432.4040
		Hms.art.nr.	273267	273277	273287	273297	273307	273317	273327	273337	273357



Testet og godkjent i hht. ISO 7176-19.

Opsjoner og tilbehør

- Eikebeskyttere med motiv
- Jay sittepute
- Jay rygg
- Kinetic balance belter og seler
- Regntrekk

Se også egen tilbehørskatalog.



Eikebeskyttere med mange ulike farger og motiver og farger på trekk og ramme for å matche barnets egne ønsker!

ZIPPIE RS

Komfort, barn



Høyderegulerbar kjørebøyle med ledsagerbrems gir trygghet og kontroll for ledsager.

"Rotation-in-Space" - teknologien gir inntil 40° tilt med en kort base.

Den hele fotplaten er vinkel- og høyderegulerbar. Den har flip-up mekanisme for å få den ut av veien ved f.eks. forflytninger. Den er også utstyrt med hælstopper.

NÅR BARN BEHØVER EKSTRA STØTTE OG POSISJONERING

- Jay Fit rygg, Jay sittepute og Whitmyer hodestøtte gir et godt utgangspunkt for tilpasning av sittestilling.
- For å kunne gi brukere riktig posisjon for trykkavlastning, respirasjon, spisesituasjoner og for å øke den visuelle kontakten med omverdenen, er det behov for et stort antall posisjoner. Zippie RS er svært lett å regulere på, også med tyngre brukere i stolen.
- Patentert tilt på -5° - 40° der setet "roterer" over understellet hvilket medfører at stolens balansepunkt opprettholdes.
- Et godt spenn for setedybde er en nyttig egenskap for å følge barnets vekst, eller for å kunne tilpasse stolen for progressive lidelser.
- Kan benyttes som understell for alternative seter.



Rotation in space - full stabilitet i alle posisjoner. Du får en myk og kontrollert tilt på inntil 40°.



Mange mulige eikebeskyttere og rammefarger for å matche barnets egen stil!



Testet og godkjent i hht. ISO 7176-19.

www.SunriseMedical.no

**PATENTERT
«ROTATION-IN-SPACE»
TEKNOLOGI**

Stillingsendringer gjort enkelt!

Komfort - Barn

SPESIFIKASJONER ZIPPIE RS

Setebredde	30 - 40 cm
Setedybde	37,5 - 45 cm
Setehøyde	50 - 51 cm (43 - 52 cm)*
Tilt	-5° - 40°
Ryggghøyde	25 - 65 cm
Ryggvinkel	0° til +30° eller -5° til +25°
Totalbredde	62 cm
Vekt rullestol	fra 18 kg
Maks. brukervekt	125 kg

* Med skifte av deler

Gode valg til Zippie RS


- Eikebeskyttere med motiv
- Regntrekk
- Kinetic balance belter og seler
- Ulike fotplater hele eller delte
- 3-parts setesystemer som Leckey
- Drivaggregat

Se også egen tilbehørskatalog.

EMPULSE WHEELDRIVE

Drivhjul med elektrisk motor

Post 15, 3. valg



DET BESTE FRA MOTORISERTE HJUL OG DRIVAGGREGATER

- Kraftforsterker eller kontinuerlig drift - WheelDrive har et unikt dobbelt drivringkonsept.
- Den store drivringen gir kraftassistanse og gjør rullestolen lettere å kjøre. Brukeren kan velge mellom tre kjøreprogram for krafttilførsel. Den lille drivringen gir brukeren kontinuerlig drift og tre hastighetsvalg. Nesten ingen håndkraft er nødvendig.
- Det er lett å bytte mellom bruk av drivringene, slik at brukeren alltid vil få riktig drivhjelp avhengig av dagsform og situasjon.
- Mer frihet og uavhengighet - WheelDrive bistår ved lengre turer, i motbakke eller når hindringer skal forseres og gir enklere manøvrering i trange rom og på vanskelig underlag.
- Batterier skiftes på noen sekunder av bruker selv, og med et ekstra batterisett kan lengden på turen doubles.
- Wheeldrive leveres nå med ryggesperre for enklere forsering av motbakker.



SPESIFIKASJONER EMPULSE WheelDrive

Maksimum totalvekt (bruker+stol)	130 kg
Ekstra totalbredde sammenlignet med manuelle hjul	43 mm
Vekt batterier (stk.)	1,8 kg
Totalvekt inklusiv batteri (ett hjul)	11,5 kg
Transportvekt uten batteri (ett hjul)	9,7 kg
Hjuldiameter	24"
Maks. hastighet framover med hjelpedrivring	6 km/t
Maks. hastighet framover med motordrivring	10 km/t
Maks rekkevidde (ISO 7176-4) hjelpedrivring	20 km
Maks rekkevidde (ISO 7176-4) motordrivring	12 km
Hindertakning (utendørs), ved rygging	50 mm
Ladetid (fulladet), ca.	2 t

STANDARD KONFIGURASJON EMPULSE WHEELDRIVE I POST 15

- Batteri og lader
- Høytrykksdekk Schwalbe Marathon Plus
- Tippetisering
- Monteringsbeslag
- Ryggesperre i motbakke



Bildet viser standard prisforhandlet modell i Norge.

Empulse WheelDrive passer ungdom og voksne som har behov for redusert belastning og økt rekkevidde.



Med hurtigkobling er det enkelt å ta av hjulene og eventuelt bytte til rullestolens originale drivhjul. Ingen braketter sitter igjen på rullestolen.



Flytransport. Med et enkelt grep kan batteriene tas av og pakkes separat for flytransport.





Empulse WheelDrive Post 15 - Artikkelnummer hovedprodukt

	Hjulbolt diameter			
	1,2 std	1,27 std	1,2 kort	1,27 kort
Art.nr	WD150012	WD1500127	WD150012K	WD1500127K
Hms.art.nr.	270589	270591	270588	270590



Testet og godkjent i hht. ISO 7176-19.



Lettfattelig bryterpanel.
Av/På bryter, fartsmodus og batteristatus er plassert lett tilgjengelig.



Eget service og programmeringsverktøy, PowerTalk 2 - PC basert verktøy for blant annet tilpassing av kjøreegenskaper.

Wheeldrive enkelt og greit

- Passer «alle» manuelle rullestoler med 24" drivhjul
- Enkel betjening
- Ryggesperre i motbakke
- Hjelp til å holde stabil fart i nedoverbakker
- Enkelt på reise. Batteriet kan medbringes som håndbagasje på fly
- Rask opplading, 2 timer
- Tre kjøreprogram, individuelt justerbare for fart, følsomhet, akselerasjon
- Monteres helt uten behov for braketter eller ekstra tippesikringer montert på stolen



Wheeldrive er enkel å montere på alle typer rullestoler.

EMPULSE F55

Drivaggregat med manuell styring, brukerstyrt
Post 16 - 1. valg

NYHET!



UTFORSK STEDER SOM FØR VAR UTENFOR REKKEVIDDE

- Mer frihet og uavhengighet - F55 bistår ved lengre turer, i motbakke eller når hindringer skal forseres.
- F55 dockes raskt og smidig til rullestolen og kan enkelt stilles inn i høyde og vinkel for optimal kjørestilling.
- Enkel betjening, F55 kjøres ved å vri på en gasshendel. Skal du kjøre over lengre strekninger er det mulighet for å koble inn cruisekontrollen.
- Med liten svingradius er F55 smidig å kjøre og egen ryggefunksjon gir enklere manøvrering. Med tyngden over hjulet har F55 godt marktrykk. Motorbrems og brems på forhjulet bidrar til trygghet på turen.
- Den nette utformingen gjør F55 enkel å transportere, for eksempel i bilen. Ønsker du å ta den med på flyet, har den IATA sertifikat.
- F55 kan monteres på rullestoler med fast eller sammenleggbare ramme, samt faste eller avtagbare benstøtter.



5757

SPESIFIKASJONER EMPULSE F55

Rekkevidde	maks 25 km
Maks helling	opp til 11% (6°)
Bredde foran (målt senter av rammerør ved innfestingspunkt)	260 - 480 mm
Maks brukervekt	110 kg
Transportvekt uten batteri	11 kg
Hjuldiameter	8,5 eller 14 tommer
Maks. hastighet framover, valgfritt	6 eller 10 km/t

STANDARD KONFIGURASJON EMPULSE F55 I POST 16

- Batteri og lader
- Valgfritt 8,5" eller 14" hjul
- Monteringsbeslag
- Frontlys
- Cruise control

Bildet viser standard prisforhandlede modeller i Norge.



Empulse F55 passer ungdom og voksne som har behov for at brukers fysiske belastning reduseres og rekkevidden øker.



Den kompakte utformingen gjør F55 enkel å transportere, f.eks. i bil.



Enkel betjening av rattfunksjoner og enkelt display bidrar til trygg kjøring.





Empulse F55 Post 16 - Artikkelnummer hovedprodukt

	Hjuldiameter	Art.nr	Hms.art.nr.
Empulse F55 - fast front runde rammerør	8,5	EF559FA	270553
Empulse F55 - fast front ovale rammerør	8,5	EF559FB	270552
Empulse F55 - fast front KiMobility Rouge	8,5	EF559FC	270551
Empulse F55 - utsvingbare benstøtter runde rammerør	8,5	EF559SA	270556
Empulse F55 - utsvingbare benstøtter ovale rammerør	8,5	EF559SB	270554
Empulse F55 - utsvingbare benstøtter Quickie Xenon2	8,5	EF559SD	270555
Empulse F55 - fast front runde rammerør	14	EF5514FA	270547
Empulse F55 - fast front ovale rammerør	14	EF5514FB	270546
Empulse F55 - fast front KiMobility Rouge	14	EF5514FC	270545
Empulse F55 - utsvingbare benstøtter runde rammerør	14	EF5514SA	270550
Empulse F55 - utsvingbare benstøtter ovale rammerør	14	EF5514SB	270548
Empulse F55 - utsvingbare benstøtter Quickie Xenon2	14	EF5514SD	270549



Empulse F55 med 8,5" hjul gir smidig navigering når du hovedsakelig ferdes i på slett underlag - ute eller inne.



Empulse F55 med 14" og grovere mønster hjul tar deg godt fram over ujevnt underlag.



F55 Enkelt og greit

- Passer både fastramme og kryssrammestoler med faste og avtagbare benstøtter
- 8,5" eller 14" hjul
- 2 bremsesystemer - motorbrems og hjulbrems
- Hjelp til å holde stabil fart i nedoverbakker
- Cruise control
- Enkelt på reise. Batteriet kan medbringes som håndbagasje på fly
- Enkel og rask lading



Empulse F55 låses til klemmer montert på rullestolen. Enkel logistikk med fem klemmer som dekker alle rammer.

EMPULSE R20

Drivaggregat, ledsagerstyrt



DET HAR ALDRI VÆRT LETTERE Å TRILLE

- Passer de fleste rullestoler med "boksramme" og rammerørdiameter 22-28 mm/29-32 mm.
- Enkel i bruk med tre knapper: av/på, hastighet og kjøring
- Rullestolen kan kjøres av bruker selv om R20 er montert.
- Lett å ta med seg - R20 er sammeleggbar, veier lite og har egen veske. R20 kan også bli sittende på kryssrammestolen når den slås sammen.
- Enkel montering og demontering



Sammenleggbare R20 veier under 5 kg og er lett å ta med seg eller henge på rullestolryggen når det ikke er i bruk.



Alt styres fra konsollet som festes på kjørehåndtaket - av/på, hastighet og kjøring.

Empulse



SPESIFIKASJONER EMPULSE R20

Vekt / transportvekt	4,5/3 kg
Motor	250 W, 36 V /15 A børsteløs motor m. gir
Batteri	Lithium ion 5,8 Ah
Maks rekkevidde	15 km
Maks fart	5 km/h
Maks brukervekt	170 kg

SMARTDRIVE

Drivaggregat, brukerstyrt



FRIHET TIL Å GJØRE MER

- SmartDrive støtter opp om en aktiv livsstil ved å supplere den energien du normalt bruker. Med én knapp, ett trykk eller én håndbevegelse får du ekstra kraft når og der du trenger det.
- Å kjøre en rullestol kan slite på skuldrene og føre til alvorlige problemer i fremtiden. SmartDrive er et lettvekts drivaggregat for manuelle rullestoler som hjelper brukerne med å kjøre opp bakker og ramper samt tilbakelegge lange avstander uten å måtte dytte.



PushTracker E gjør det enkelt å bruke SmartDrive. SmartDrive aktiveres med håndbevegelser. Du starter den med et dobbelt slag med hånden. Du trenger ikke trykke på noe eller strekke deg etter den.



SwitchControl gir brukerne et programmerbart alternativ for å styre SmartDrive. Med et trykk på en knapp kan SmartDrive aktiveres for kortvarig bruk av kraft, eller settes i låst modus for jevn kraft over lengre avstander.



Drivaggregat

SPESIFIKASJONER SMARTDRIVE

Vekt	6,1 kg
Motor	36V 250W
Batteri	Lithium-ion
Estimert rekkevidde	ca 19 km (ISO7176-4)
Maks fart	6 km/t
Maks brukervekt	150 kg

JAY SITTEPUTER OG RYGGER

JAY er merket for rullestolens sitteputer og rygger. Disse kombinerer stabilitet, stillingskorrigering og trykkfordeling. Valg av riktig pute til rullestolen er meget viktig for den enkelte bruker da riktig sittende stilling er utgangspunktet for funksjonalitet. Sitteputenes ulike oppbygging sørger for å møte ulike behov hva gjelder trykkfordeling slik at trykksår kan unngås. Ved å kombinere Jay sittepute og Jay J3 rygg vil optimal sittestilling kunne oppnås.

SITTEPUTER

- Jay sitteputer gir deg en svært stabil base som gir tilpasset støtte til bekkenet. Jay sitteputer er enkle i bruk og krever lite vedlikehold.
- Jay sitteputer finnes i mange forskjellige modeller, med forskjellige materialer og egenskaper. Velg den som passer best for deg.
- Du finner et godt utvalg av Jay sitteputer i navkontrakt Sitteputer med trykksårforebyggende egenskaper.

FASTE RYGGER HAR MANGE FORDELER

- Fast støtte av bekkenet og overkroppen gir stabil sittestilling, konstant over tid.
- Bedre trykkfordeling med en jevnere støtteflate og bedre posisjonering.
- Økt komfort gjennom optimal sittestilling.
- Energiøkonomisering ved at mindre krefter benyttes til å sitte.
- Økt funksjon og selvstendighet.



Se komplett Jay sortiment
i Jay-katalogen, eller:
www.SunriseMedical.no

JAY[®]
Superior Clinical Seating.

Gode valg til rullestolen



www.SunriseMedical.no

KINETIC BALANCE BELTER, SELER OG VARMEPOSER

Kinetic Balance utvikler og produserer rehabiliteringshjelpemidler av høyeste kvalitet. Produktene fra Kinetic Balance utmerker seg med sine unike egenskaper. De er meget sterke, har lang holdbarhetstid, produsert i vannbestandige materialer og festene er skjult. Produktene leveres i esker, komplett med fester.

HOFTEBELTER

- Et bredt utvalg hoftebelter med to eller fire festepunkter. Velg spenne og reguleringsmuligheter ut fra behov. Gode polstringer gir økt komfort.

POSIJONERINGSVESTER

- Alle posisjoneringsvestene leveres med fire tildekkede klikk-spenner som standard. Tilgjengelig i ulike utforminger.



Posisjoneringsvest



Ankelstropp



Skrittsele

SKRITT- OG ABDUKSJONSSELER

- Skritt og abduksjonsseler gir støtte til bekkenet og bidrar til å holde bruker på plass.

ANKELSTROPPER

- God sittestilling er avhengig av riktig forplassering. Ankelstroppe bidrar til riktig posisjonering



Se komplett sortiment i Kinetic Balance-brosjyren, eller:
www.SunriseMedical.no



Hoftebelter

REGNTREKK/VARMEPOSER

- Kinetic Balance designer og produserer klær og utstyr for rullestolbrukere. Kvalitet, passform og materialer og løsninger er skreddersydd for en sittende posisjon. Produktene vil holde deg tørr og varm på regnfulle og kalde dager.
- Produktene er tilgjengelige i ulike lengder, fra knelengde til helt ned rundt føttene, og finnes i et bredt størrelsesspekter fra XS-XL.



En varmepose er perfekt for de som er glade i friluftsliv eller for en kald vinterdag.



Regntrekket vil fungere som en regnjakke for underkroppen, skulle solen titte frem kan du enkelt brette trekket i sin egen lomme for enkel oppbevaring.



KINETIC BALANCE

www.SunriseMedical.no

Gode valg til rullestolen

DRIVAGGREGATER OG DRIVHJUL MED MOTOR

REDUSERT BELASTNING OG LENGER REKKEVIDDE

- Sunrise Medical tilbyr et bredt utvalg drivaggregater og drivhjul med hjelpemotor. Finn det drivaggregatet som passer din livssituasjon og din bruk

Empulse WheelDrive Drivhjul med elektrisk motor, se side 66.



Empulse F55 Drivaggregat med manuell styring, se side 70.



Empulse R20 Ledsagerstyrt drivaggregat, se side 74.



Smartdrive Drivaggregat med manuell styring, se side 75.



Empulse

DECON ADVENTUS

ADVENTUS FRONTHJUL

- Adventus gjør det mye enklere å kjøre rullestolen på ujevnt underlag, for eksempel i hagen eller på tur. Selv på vanlig underlag vil du oppnå høyere komfort siden Adventus gir en mykere kjøretur.
- Adventus kan monteres ved fast fotbøyle (Y-bøyle) og på rullestoler med "boksramme" og utsvingbare benstøtter.



Ved hjelp av en egen innfesting kan Adventus også monteres på rullestol med inn-/utsvingbare benstøtter.



Artikkelnummer til Decon Adventus finnes i katalogen TILBEHØR TIL MANUELLE RULLESTOLER OG DRIVAGGREGATER.

LOOPWHEELS DRIVHJUL MED FJÆRING

LOOPWHEELS DRIVHJUL - FOR MYKERE KJØRING

- Loopwheels er vibrasjonsdempende og gir økt komfort på ujevnt underlag, for eksempel brostein.
- Bidrar til en mer behagelig kjøreopplevelse for brukere som opplever smerter ved støt og vibrasjoner.
- Enklere forsering av hindringer og kjøring på ujevnt underlag pga behov for mindre kraft.



Artikkelnummer til Loopwheels finnes i katalogen TILBEHØR TIL MANUELLE RULLESTOLER OG DRIVAGGERGATER.

«HULL OG SPREKKER I ASFALTEN, BROSTEINER - når du har kroniske smerter kjenner du enhver vibrasjon som en kniv. Det tok bare noen få sekunder å montere Loopwheels. De reduserer definitivt smerter forårsaket av å kjøre over humper, fortauskanter og brosteiner. De har gjort hver tur mer komfortabel.»

Libby Parfitt CPRS diagnostisert



Gode valg til rullestolen

DIN STIL DINE FARGER!

Tilpasninger

Våre rullestoler kommer i et utall farger! I bestillingsskjemaet velger du den fargen eller de fargekombinasjonene som passer deg!



BUILT-4-ME INDIVIDUELLE TILPASNINGER

built4me

Built-4-Me er en unik avdeling i Sunrise Medical som kun arbeider med å produsere individuelt tilpassede valg og tilbehør som er tilgjengelige på bestillingsskjemaet. Helt integrert i og et komplement til den ordinære produksjonsvirksomheten, er Built-4-Me en veldig viktig del i Sunrise Medical.

Ingen mennesker er helt like og noen kan ha spesifikke behov. Vi arbeider for å kunne levere produkter for å tilfredsstille disse behov. Når brukeren har et behov som ikke dekkes av standard produkter eller opsjoner som produseres på våre fabrikker, sendes behovet videre til Built-4-Me. Avdelingen analyserer behovet og lager en spesiell løsning som passer eksakt til brukerens behov. Dette gir en sikker og effektiv løsning for kunden og brukeren.

Bildene som vises her er bare noen av de individuelle tilpasningene vi har utført. Du kan få tilpasset elektriske rullestoler, manuelle rullestoler og sykler. Det er utarbeidet et eget Built-4-Me bestillingsskjema som du kan fylle ut ved behov for en individuell tilpasning. Ta kontakt med oss om du ønsker mer informasjon om Built-4-Me.



Spesialbord, Jay-rygg, hode støtte og sidestøtter til Zippie Simba.



Quickie Nitrum med spesialdesignet eikebeskytter.

BUILT-4-ME PROSESSEN I KORTE TREKK:

1. Hjelpemiddelsentralen kontakter lokal kontaktperson eller Sunrise kundeservice.
2. Søk i Built-4-Me databasen om tilsvarende løsning er laget tidligere. Hvis den eksisterer fra før, i så fall, fortsett fra punkt 7.
3. Om løsningen ikke finnes i databasen, sendes forespørselen til Built-4-Me avdelingen for vurdering og pristilbud. (Send så mye informasjon som mulig, f.eks. Built-4-Me Bestillingsskjema, tegninger, brukermål, spesielle detaljer, bilder og andre referanser.)
4. Built-4-Me-avdelingen analyserer forespørselen og avgjør om løsningen kan lages på en god og trygg måte.
 - a. Designer studerer og definerer en løsning.
 - b. Man gjennomfører en risikoanalyse for å sikre brukers trygghet.
5. Dersom tilpasning ikke er gjennomførbar, sendes et negativt svar til kunde/bruker.
6. Dersom tilpasning er mulig, beregnes en pris.
7. Pristilbud og løsning sendes til kundeservice og videre til hjelpemiddelsentralen for godkjenning.
8. Når pristilbudet er godkjent, blir tilpasningen bestilt.
9. Innkjøpsavdelingen på fabrikken kjøper inn det som trengs av aktuelle deler.
10. Built-4-Me teamet bygger løsningen og tilpasser denne til rullestolen.
11. Det ferdige produktet leveres hjelpemiddelsentral/bruker.

TILBEHØR TIL MANUELLE RULLESTOLER

RIKTIG TILBEHØR

- Sunrise Medical har et rikt tilbehørsprogram som bidrar til at den enkelte kan få rullestolen akkurat slik den skal være for å fungere optimalt - hver dag!



**Har du ikke vår tilbehørskatalog?
Kontakt vår kundeservice
Post@SunriseMedical.no eller
finn katalogen på vår hjemmeside:
www.SunriseMedical.no**



VÅRE LOKALE REPRESENTANTER

Østfold

Stine Bukholm Tel. 934 70 066
stine.bukholm@sunrisemedical.no

(El stoler)

Tom Arild Johnsen Tel. 976 28 818
tom.johnsen@sunrisemedical.no

Buskerud inkl. Asker

Tom Arild Johnsen Tel. 976 28 818
tom.johnsen@sunrisemedical.no

Peter Eggli Tel. 901 46 181
peter.eggli@sunrisemedical.no

Oslo og Akershus

Petter Bamle Tel. 943 08 987
petter.bamle@sunrisemedical.no

Lars Marthinsen Tel. 991 04 450
lars.marthinsen@sunrisemedical.no

Markus T. Pettersen Tel. 941 64 501
(Bærum)
markus.pettersen@sunrisemedical.no

Innlandet

Kjetil Malterud-Lien Tel. 472 56 027
kjetil.malterud-lien@sunrisemedical.no

Geir Birger Ekerhaugen Tel. 901 36 817
geir.ekerhaugen@sunrisemedical.no

Vestfold og Telemark

Thor Arne Tvetene Tel. 909 18 570
thor-arne.tvetene@sunrisemedical.no

Peter Eggli Tel. 901 46 181
peter.eggli@sunrisemedical.no

Agder

Willy Flaten Tel. 480 44 408
willy.flaten@sunrisemedical.no

Rogaland

Frode Lundal Tel. 917 75 110
frode.lundal@sunrisemedical.no

Vestland (HMS Hordaland)

Frode Gudvangen Tel. 482 09 891
frode.gudvangen@sunrisemedical.no

Vestland (HMS Sogn og Fjordane)

Jostein Slettehaug Tel. 992 29 766
jostein.slettehaug@sunrisemedical.no

Møre og Romsdal

Jostein Slettehaug Tel. 992 29 766
jostein.slettehaug@sunrisemedical.no

Dag Håkon Edvardsen Tel. 482 17 313
dag.edvardsen@sunrisemedical.no

Trøndelag (Avd. Trondheim)

Bjørn Tore Grande Tel. 917 07 330
bjorn.grande@sunrisemedical.no

Trøndelag (Avd. Levanger)

Dag Håkon Edvardsen Tel. 482 17 313
dag.edvardsen@sunrisemedical.no

Nordland

Julie Marie Pedersen Tel. 948 69 170
julie.pedersen@sunrisemedical.no

Troms og Finnmark

Uno Gjerstad Tel. 918 80 332
uno.gjerstad@sunrisemedical.no

Våre salgssjefer

Øst
Erik Fossum Tel. 908 50 814
erik.fossum@sunrisemedical.no

Sør, Vest, Midt, Nord
Willy Flaten Tel. 480 44 408
willy.flaten@sunrisemedical.no

Institusjoner og Sykehus

Steinar Petersen Tel. 913 41 679
steinar.petersen@sunrisemedical.no



Sunrise Medical AS
Delitoppen 3, 1540 Vestby
T: +47 66 96 38 00
E: post@sunrisemedical.no
www.SunriseMedical.no



All informasjon kan endres uten varsel. Sunrise Medical tar forbehold om eventuelle trykkfeil og at produkter og detaljer vist på bilder kan være utgått, endret eller avvike i farge eller utseende. Ta kontakt med Sunrise Medical om du har spørsmål. Dersom du er svaksynt, kan denne brosjyren ses i PDF-format på www.SunriseMedical.no.



MER ENN BARE PRODUKTER!

Våre lokale
salgsrepresentanter
hjelper deg gjerne med
å vurdere alternative
løsninger og tilpasse disse.