

SIMBA

ALLROUND FASTRAMME BARN



ZIPPIE SIMBA

Allround, fastramme, barn

Post 12, 1. valg



ZIPPIE SIMBA™ - UTFORSK MULIGHETENE!

- Lett og stabil barnerullestol utviklet for lek og samspill.
- Abduksjonsfront og bakoverfellbar fotplate gjør det enkelt for barna å gå inn og ut av rullestolen. Fronten gir god plass til bena - også når man har vinterstøvler på.
- Gode trilleegenskaper er viktig for barn som skal trille selv.
- Mange muligheter og valg for optimal tilpasning til den enkelte bruker.
- For barn som vokser! Setedybden kan justeres 2+2 cm og setebredden kan justeres 2 cm innenfor hver størrelse, uten bytte av deler!
- Simba finnes i 31 ulike rammefarger, se fargealternativer i fargekatalogen på www.SunriseMedical.no





SPESIFIKASJONER ZIPPIE SIMBA

Setebredde	22 - 36 cm
Setedybde	24 - 38 cm
Setehøyde bak	33 - 41 cm (29 - 46 cm)*
Setehøyde foran	37 - 41 cm (36 - 48 cm)*
Setevinkel	0° - 15°
Rygghøyde	20 - 40 cm
Ryggvinkel	74° - 110°
Totalbredde	Setebredde +16 cm v/ 0° camber
Transportvekt	fra 9,6 kg
Vekt rullestol	fra 12,2 kg
Maks. brukervekt	65 kg

*Med skifte av deler

STANDARD KONFIGURASJON ZIPPIE SIMBA I POST 12

- Setetrekke m/lomme
- Setepute, 50 mm
- Rygg vinkeljusterbar, nedfellbar
- Velkrorygg med polstret, ryggtrekk EXO
- Kjørebøyle, høyde- og vinkelregulerbar
- Klesbeskyttere med skjerm og armlener
- Hoftebelte
- Abduksjonsfront
- Faste benstøtter, med fotplate hel, bakoverfellbar
- Tipplesikring
- Svinghjul 4", kompakt alu felg
- Drivhjul 22", Lettvekt, dekk Schwalbe Right Run
- Drivringer aluminium

Bildet viser standard prisforhandlet modell i Norge.





Zippie Simba passer aktive barn som har behov for rullestol med gode kjøreegenskaper.



Abduksjonsfronten og de utsvingte svinghjulshusene gir god plass og stabilitet til egen forflytning ut og inn av stolen.



Bakoverfellbar fotplate gjør det enkelt for barna å gå inn og ut av rullestolen.




Testet og godkjent i hht. ISO 7176-19.



Zippie Simba Post 12 - Artikkelnummer hovedprodukt

		Setebredde								
		22	24	26	28	30	32	34	36	
Setedybde	24	Art.nr	SIAL2224	SIAL2224	SIAL2624	SIAL2824	SIAL3024	SIAL3224	SIAL3424	SIAL3624
		Hms.art.nr.	273194	273194	273210	273218	273226	273234	273242	273250
	26	Art.nr	SIAL2226	SIAL2226	SIAL2626	SIAL2826	SIAL3026	SIAL3226	SIAL3426	SIAL3626
		Hms.art.nr.	273195	273195	273211	273219	273227	273235	273243	273251
	28	Art.nr	SIAL2228	SIAL2228	SIAL2628	SIAL2828	SIAL3028	SIAL3228	SIAL3428	SIAL3628
		Hms.art.nr.	273196	273196	273212	273220	273228	273236	273244	273252
	30	Art.nr	SIAL2230	SIAL2230	SIAL2630	SIAL2830	SIAL3030	SIAL3230	SIAL3430	SIAL3630
		Hms.art.nr.	273197	273197	273213	273221	273229	273237	273245	273253
	32	Art.nr	SIAL2232	SIAL2232	SIAL2632	SIAL2832	SIAL3032	SIAL3232	SIAL3432	SIAL3632
		Hms.art.nr.	273198	273198	273214	273222	273230	273238	273246	273254
	34	Art.nr	SIAL2234	SIAL2234	SIAL2634	SIAL2834	SIAL3034	SIAL3234	SIAL3434	SIAL3634
		Hms.art.nr.	273199	273199	273215	273223	273231	273239	273247	273255
	36	Art.nr	SIAL2236	SIAL2236	SIAL2636	SIAL2836	SIAL3036	SIAL3236	SIAL3436	SIAL3636
		Hms.art.nr.	273200	273200	273216	273224	273232	273240	273248	273256
	38	Art.nr	SIAL2238	SIAL2238	SIAL2638	SIAL2838	SIAL3038	SIAL3238	SIAL3438	SIAL3638
		Hms.art.nr.	273201	273201	273217	273225	273233	273241	273249	273257



Opsjoner og tilbehør

- Eikebeskyttere med motiv
- Jay sittepute
- Jay rygg
- Kinetic balance belter og seler
- Regntrekk

Se også egen tilbehørskatalog.



Eikebeskyttere med mange ulike farger og motiver og farger på trekk og ramme for å matche barnets egne ønsker!

GODE VALG TIL RULLESTOLEN


RAMMEFARGER OG EIKEBESKYTTERE ETTER EGET ØNSKE

Vi vet at barn i alle aldre elsker farger! Zippie rullestoler kommer i et utall farger på ramme, ryggtrekk og opsjoner.

Se bestillingsskjemaet for alternative farger til din rullestol.



Det er gøy for barnet å velge sine helt egne eikebeskyttere. Du finner hele sortimentet i vår tilbehørskatalog.



Bare fantasien setter grenser!

Dersom du ikke finner fargene eller eikebeskytterne du ønsker i bestillingsskjemaet, kan **Built-4-Me** være et alternativ. Her er et par eksempler på hvordan du kan tilføre enda mer individualitet til rullestolen.

RIKTIG TILBEHØR

Sunrise Medical har et rikt tilbehørsprogram som bidrar til at den enkelte kan få rullestolen akkurat slik den skal være for å fungere optimalt - hver dag!

Har du ikke vår tilbehørskatalog? Kontakt vårt kundesenter
Post@SunriseMedical.no eller finn katalogen på: www.SunriseMedical.no



JAY SITTEPUTER OG RYGGER

JAY er Sunrise Medicals egne sitteputer og faste rygger. JAY er anerkjent for funksjonalitet, stabilitet og svært gode trykksårforebyggende egenskaper. Riktig valg av sittepute og rygg er avgjørende for funksjonaliteten i sittende stilling. JAY sortimentet inneholder et bredt spekter av produkter for alle behov.

Se vår JAY-katalog for komplett utvalg, eller se vår hjemmeside: www.SunriseMedical.no



KINETIC BALANCE POSISJONERINGSPRODUKTER, REGNTREKK OG VARMEPOSER

Kinetic Balance utvikler og produserer rehabiliteringshjelpemidler av høyeste kvalitet. Posisjonerings- og bekledningproduktene fra Kinetic Balance utmerker seg med sine unike egenskaper.

Se komplett sortiment i Kinetic Balance-brosjyren, eller se vår hjemmeside: www.SunriseMedical.no



DET HAR ALDRI VÆRT LETTERE Å TRILLE

Redusert belastning og lenger rekkevidde!
Med Empulse R20 drivaggregat har du trillehjelp til den manuelle rullestolen.

Les mer om drivaggregater på vår hjemmeside www.SunriseMedical.no eller i vår katalog
Manuelle rullestoler og drivaggregater.



Alt styres fra konsollet som festes på kjørehåndtaket - av/på, hastighet og kjøring.

VÅRE LOKALE REPRESENTANTER

Viken (HMS Øst-Viken)

Stine Bukholm Tel. 934 70 066
stine.bukholm@sunrisemedical.no

(El stoler)

Tom Arild Johnsen Tel. 976 28 818
tom.johnsen@sunrisemedical.no

Viken (HMS Vest-Viken, inkl Asker)

Tom Arild Johnsen Tel. 976 28 818
tom.johnsen@sunrisemedical.no

Oslo og Viken (HMS Oslo/Akershus)

Paul Ullerlien Tel. 909 58 355
paul.ullerlien@sunrisemedical.no

Lars Marthinsen Tel. 991 04 450
lars.marthinsen@sunrisemedical.no

Markus T. Pettersen Tel. 941 64 501
(Bærum)
markus.pettersen@sunrisemedical.no

Innlandet

Arnfinn Hellerud Tel. 918 89 260
arnfinn.hellerud@sunrisemedical.no

Geir Birger Ekerhaugen Tel. 901 36 817
geir.ekerhaugen@sunrisemedical.no

Vestfold og Telemark

Thor Arne Tvetene Tel. 909 18 570
thor-arne.tvetene@sunrisemedical.no

Agder

Willy Flaten Tel. 480 44 408
willy.flaten@sunrisemedical.no

Rogaland

Frode Lundal Tel. 917 75 110
frode.lundal@sunrisemedical.no

Vestland (HMS Hordaland)

Frode Gudvangen Tel. 482 09 891
frode.gudvangen@sunrisemedical.no

Vestland (HMS Sogn og Fjordane)

Jostein Slettehaug Tel. 992 29 766
jostein.slettehaug@sunrisemedical.no

Frode Gudvangen Tel. 482 09 891
frode.gudvangen@sunrisemedical.no

Møre og Romsdal

Jostein Slettehaug Tel. 992 29 766
jostein.slettehaug@sunrisemedical.no

Trøndelag (Avd. Trondheim)

Bjørn Tore Grande Tel. 917 07 330
bjorn.grande@sunrisemedical.no

Trøndelag (Avd. Levanger)

Dag Håkon Edvardsen Tel. 482 17 313
dag.edvardsen@sunrisemedical.no

Nordland, sør

Dag Håkon Edvardsen Tel. 482 17 313
dag.edvardsen@sunrisemedical.no

Nordland, nord

Julie Marie Pedersen Tel. 948 69 170
juliemarie.pedersen@sunrisemedical.no

Troms og Finnmark

Uno Gjerstad Tel. 918 80 332
uno.gjerstad@sunrisemedical.no

Våre salgssjefer

Øst
Erik Fossum Tel. 908 50 814
erik.fossum@sunrisemedical.no

Sør, Vest, Midt, Nord
Willy Flaten Tel. 480 44 408
willy.flaten@sunrisemedical.no

Institusjoner og Sykehus

Steinar Petersen Tel. 913 41 679
steinar.petersen@sunrisemedical.no



Sunrise Medical AS
Delitoppen 3,1540 Vestby
T: +47 66 96 38 00
E: post@sunrisemedical.no
www.SunriseMedical.no



All informasjon kan endres uten varsel. Sunrise Medial tar forbehold om eventuelle trykkfeil og at produkter og detaljer vist på bilder kan være utgått, endret eller avvike i farge eller utseende. Ta kontakt med Sunrise Medical om du har spørsmål. Dersom du er svaksynt, kan denne brosjyren ses i PDF-format på www.SunriseMedical.no.



MER ENN BARE PRODUKTER!

Våre lokale
salgsrepresentanter
hjelper deg gjerne med
å vurdere alternative
løsninger og tilpasse disse.