



LEVO Summit EL

OF_LevoSummitEL_DK11_Rev.3.4_021024_no

Kunde/HMS:
Kont.person
E-post:
Tlf:
Best.dato:
Selger:
Notater:

Lever til:
Bruker-ref:
E-post:
Tlf:
Sunrise ordrenr:
Merket:

- ☐ Bestilling
☐ Prisoverslag
☐ Built 4 me / Individ.tilpasning

E-post: mailordre@sunrisemedical.no

- = Standard
□ = Tilbehør/Prisendring
○ = Valgmulighet



Maks. brukervekt: 125kg

Brukers vekt *): kg

*) Må utfylles for å sikre korrekt konfigurasjon

Art.nr: LSUM(rammelengde S/M/L)(setebredde)

OBS! Vi gjør oppmerksom på at informasjon som legges inn i dette skjemaet vil bli lagret hos leverandør i inntil 3 år.

MÅLSKJEMA (alle mål tas uten sittepute) Levo Summit EI Delkontrakt 11

SETEBREDDE - måles fra utside rammerør til utside rammerør (mm)

350	380	400	420	450	480	500
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Les mer om
måltaking på side 9

SETEDYBDE - i mm

	350	370	390	410	430	450	470	490	510	530	550
Rammelengde											
Kort - S	☐	☐	☐	☐	☐						
Medium - M				☐	☐	☐	☐	☐			
Lang - L							☐	☐	☐	☐	☐

SETEHØYDE FORAN:

Setehøyde foran i mm

	480	500	520	540
Svinghjul				
4"	☐	☐	☐	☐
5"	☐	☒	☐	☐
6"		☐	☐	☐

SETEHØYDE BAK:

Setehøyde bak i mm

	480	500	520	540
Drivhjul				
22"	☐	☐	☐	
24"	☐	☒	☐	☐
26"		☐	☐	☐



For mer informasjon
besøk vår hjemmeside
www.SunriseMedical.no
© Sunrise Medical 2024

LEVO Summit EL

● = Standard

○ =Valgmulighet

□ =Tilbehør / Pristillegg

● Setepute (mål i mm)

std

Setebredde		350	380	400	420	450	480	500	
Seteputedybde	S	Varenr	30.100.3822	30.100.3820	30.100.3830	30.100.3840	30.100.3850	30.100.3855	30.100.3856
	380	HMS art.nr	026672	137814	016338	137815	137816	218515	026675
	M	Varenr	30.100.3857	30.100.3860	30.100.3870	30.100.3880	30.100.3890	30.100.3900	30.100.3902
	430	HMS art.nr	026673	016344	016345	016346	016347	016348	026676
	L	Varenr	30.100.3907	30.100.3910	30.100.3920	30.100.3930	30.100.3940	30.100.3950	30.100.3956
	520	HMS art.nr	026674	016349	016350	016351	016352	016353	026677

□ Trekk setepute (ekstra)

Setebredde		350	380	400	420	450	480	500	
Seteputedybde	S	Varenr	30.100.3823	30.100.3821	30.100.3831	30.100.3841	30.100.3851	30.100.3854	30.100.3953
	380	HMS art.nr	274661	218850	218852	218854	218843	218845	218847
	M	Varenr	30.100.3858	30.100.3861	30.100.3871	30.100.3881	30.100.3891	30.100.3901	30.100.3903
	430	HMS art.nr	218836	218849	218851	218853	218856	218858	274662
	L	Varenr	30.100.3908	30.100.3911	30.100.3921	30.100.3931	30.100.3941	30.100.3951	30.100.3956
	520	HMS art.nr	274657	218839	218841	218855	218857	218859	026677

Inkontinensoverdrag til sitteputa er tilgjengelig på forespørsel.

JAY sitteputer

Lev.art.nr: HMS art.nr:

JAY sitteputer - for komplett puteoversikt henviser vi til [Jay produktkatalog](#)

□ Jay pute type:

sb:

sd:

Hoftebelter

Lev.art.nr: HMS art.nr:

□ Kinetic Balance belte: *)

Oppgi varenummer:

*) For komplett oversikt over Kinetic Balance posisjonseringsprodukter, se: [Kinetic Balance-katalog](#)

Rygg

Lev.art.nr: HMS art.nr:

● RYGGHØYDE

320	340	360	380	400
○	○	○	○	○

□ Ryggforhøyer

30.104.5941

275053

RYGGHØYDE

420	440	460	480	500
○	○	○	○	○

○ Uten rygg

RYGGVINKEL

○ 81° ○ 84° ○ 87° ● 90° ○ 93° ○ 96°

Aktiv Passiv

Kjørehåndtak

Lev.art.nr: HMS art.nr:

● Uten kjørehåndtak

std

□ Kjørehåndtak

Stk. (Husk å bestille 2 stk)

32.073.0041

272293

□ Kjørehåndtak for ledsagerbrems

Stk. (Husk å bestille 2 stk)

30.101.1520

□ Kjørehåndtak for ledsagerbrems forlenget +7cm

Stk. (Husk å bestille 2 stk)

30.101.0900

□ Ryggtrekk forlenger

(For bruk med +7cm kjørehåndtak)

30.104.8000

JAY rygg - for utvalg se: [JAY produktkatalog](#)

JAY J3 Rygg

□ Lev.art.nr:

husk fratrekk for ryggtrekk (se noter)

Hodestøtter WHITMYER - for utvalg se: [Whitmyer katalo](#)

Lev.art.nr: HMS art.nr:

□ Hodestøtte Whitmyer

oppgi ønsket varenummer:

kun med Jay rygg

□ Feste

oppgi ønsket varenummer:

kun med Jay rygg

Lader, kabel og Batteri (er standard i Norge)

Lev.art.nr: HMS art.nr:

● Lader

Reservedel. Lader inngår i std konfigurasjon

20.011.0242

272425

● Kabel for lader (EU)

Reservedel. Kabel inngår i std konfigurasjon

20.070.0111

272394

● Batteri

Reservedel. Batteri inngår i std konfigurasjon

31.730.0300

270344

Ryggoverdrag sb35-38	30.104.6181
Ryggoverdrag sb40-42	30.104.6182
Ryggoverdrag sb45-48	30.104.6183
Ryggoverdrag sb50-52	30.104.6184

Side 2

For mer informasjon besøk vår webside [www.SunriseMedical.no](#)

© Sunrise Medical 2024

● = Standard ○ =Valgmulighet □ =Tilbehør / Pristillegg

ARMLEN				Lev.art.nr:	HMS art.nr:
☐	Armlener runde		(Stk)	30.104.6521	270341
☐	Armlener buet I27 høyre			30.104.5751	270297
☐	Armlener buet I27 venstre			30.104.5752	270298
●	Armlener buet I32 høyre	std		30.104.5753	270339
●	Armlener buet I32 venstre	std		30.104.5754	270340
☐	Armlener buet I37 høyre			30.104.5755	270299
☐	Armlener buet I37 venstre			30.104.5756	270300
☐	Polster (skum) for alle armlene her over.		(Stk)	02.400.6000	217784
☐	Armlener runde. Forlenget 5cm		(Spesial m/ lenger lev.tid)	60.005.7035	
☐	Armlener 6cm brede "LCEV-style"		(Spesial m/ lenger lev.tid)	60.005.7015	
☐	Armlener 6cm brede "LCEV-style". Forlenget 5cm		(Spesial m/ lenger lev.tid)	60.005.7016	
Knestøtte				Lev.art.nr:	HMS art.nr:
●	Knestøtte sb35	std	uten knekile	30.101.5403	137499
●	Knestøtte sb38-40	std	uten knekile	30.101.5405	137501
●	Knestøtte sb42	std	uten knekile	30.101.5407	137502
●	Knestøtte sb45	std	uten knekile	30.101.5408	022260
●	Knestøtte sb48-50	std	uten knekile	30.901.5403	137507
☐	Knestøtte Sport			32.070.0542	272390
○	Knekile rektangulær b5 I10			30.101.5391	066537
●	Knekile rektangulær b6 I10	std		30.101.5392	066538
○	Knekile rektangulær b8 I10			30.101.5393	066539
○	Knekile rektangulær b5 I15			30.101.5394	066540
○	Knekile rektangulær b6 I15			30.101.5395	066541
☐	Knekile kon b5-10 I10		gir mer støtte, spesielt ved spastisitet	30.101.8221	167876
☐	Knekile kon b9-14 I10		gir mer støtte, spesielt ved spastisitet	30.101.8222	167877
☐	Knekile kon b13-18 I10		gir mer støtte, spesielt ved spastisitet	30.101.8223	167878
☐	Høydeadapter knestøtte Sport			32.073.0010	272275
☐	Høydeadapter knestøtte			32.073.0020	272274
BENSTØTTER OG FOTPLATER				Lev.art.nr:	HMS art.nr:
●	Fotplate delte oppfellbare sb35	std		32.070.0181	271086
●	Fotplate delte oppfellbare sb38	std		32.070.0182	271087
●	Fotplate delte oppfellbare sb40	std		32.070.0183	271088
●	Fotplate delte oppfellbare sb42	std		32.070.0184	271089
●	Fotplate delte oppfellbare sb45	std		32.070.0185	271090
●	Fotplate delte oppfellbare sb48	std		32.070.0186	271091
●	Fotplate delte oppfellbare sb50	std		32.070.0187	271092
☐	Fotplate d26 Easy Transfer sb35			32.070.0561	218020
☐	Fotplate d26 Easy Transfer sb38			32.070.0562	218021
☐	Fotplate d26 Easy Transfer sb40			32.070.0563	218022
☐	Fotplate d26 Easy Transfer sb42			32.070.0564	218023
☐	Fotplate d26 Easy Transfer sb45			32.070.0565	218024
☐	Fotplate d26 Easy Transfer sb48			32.070.0566	218025
☐	Fotplate d26 Easy Transfer sb50			32.070.0567	218026
☐	Fotplate d20 Easy Transfer sb35			32.070.0551	218013
☐	Fotplate d20 Easy Transfer sb38			32.070.0552	218014
☐	Fotplate d20 Easy Transfer sb40			32.070.0553	218015
☐	Fotplate d20 Easy Transfer sb42			32.070.0554	218016
☐	Fotplate d20 Easy Transfer sb45			32.070.0555	218017
☐	Fotplate d20 Easy Transfer sb48			32.070.0556	218018
☐	Fotplate d20 Easy Transfer sb50			32.070.0557	218019
☐	Fotplate hel oppfellbar bakover sb35			32.070.0521	271093
☐	Fotplate hel oppfellbar bakover sb38			32.070.0522	271094
☐	Fotplate hel oppfellbar bakover sb40			32.070.0523	271095
☐	Fotplate hel oppfellbar bakover sb42			32.070.0524	271096
☐	Fotplate hel oppfellbar bakover sb45			32.070.0525	271097
☐	Fotplate hel oppfellbar bakover sb48			32.070.0526	271098
☐	Fotplate hel oppfellbar bakover sb50			32.070.0527	271099
☐	Høydeadapter	For kort legglengde. Min LL=30cm. For delte og hel oppfellbar fotplate. Sett		32.073.0091	217985
☐	Høydeadapter	For kort legglengde. Min LL=30cm. For Easy Transfer fotplate. Sett		32.073.0092	271078
☐	Antiskli til fotplate			02.001.0702	067270

For mer informasjon

www.SunriseMedical.no

© Sunrise Medical 2024

LEVO Summit EL

☒ = Standard

☐ =Valgmulighet

☐ =Tilbehør / Pristillegg

Fotplatevinkel

☐ 80°
☒ 90°
☐ 100°

LEGGLENGDE

☐ 360
☐ 380
☐ 400
☐ 420
☐ 440
☐ 460
☐ 480
☐ 500

Legglengde vil være begrenset av setehøyde

Tippesikring		Lev.art.nr:	HMS art.nr:
☒ med hjul høyre	std	32.073.0031	276516
☒ med hjul venstre	std	32.073.0031	276516
☐ SFMB høyre	innsvingbar for 22" og 24"	32.073.0032	276536
☐ SFMB venstre	innsvingbar for 22" og 24"	32.073.0032	276536
☐ SFMB høyre	innsvingbar for 26"	32.073.0033	276537
☐ SFMB venstre	innsvingbar for 26"	32.073.0033	276537
Svinghjul (sammenlign med dine valg på side 1)		Lev.art.nr:	HMS art.nr:
☐ Svinghjul 4"	kompakt	02.400.0401	276389
☐ Svinghjul 4" Lettvekt	kompakt	02.400.0402	276384
☒ Svinghjul 5"	std kompakt	02.400.0501	276390
☐ Svinghjul 5" Lettvekt	kompakt	02.400.0502	276385
☐ Svinghjul 6"	kompakt	02.400.0606	276391
Drivhjul (sammenlign med dine valg på side 1)		Lev.art.nr:	HMS art.nr:
☐ Drivhjul med kompakte dekk 22" alu drivring		32.070.0230	152835
☐ Drivhjul med luftfylt dekk 22" alu drivring Schwalbe Right Run		32.070.0200	217882
☒ Drivhjul med kompakte dekk 24" alu drivring	std	32.070.0240	152837
☐ Drivhjul med luftfylt dekk 24" alu drivring Schwalbe Right Run		32.070.0210	217883
☐ Drivhjul med kompakt dekk 26" alu drivring		32.070.0260	270605
☐ Drivhjul med luftfylt dekk 26" alu drivring Schwalbe Right Run		32.070.0220	217881
☐ Drivhjul Spinerger 22" luft drivring alu sort Schwalbe Right Run		32.070.0261	217887
☐ Drivhjul Spinerger 22" luft drivring alu rød Schwalbe Right Run		32.070.0262	270615
☐ Drivhjul Spinerger 22" luft drivring alu hvit Schwalbe Right Run		32.070.0263	270614
☐ Drivhjul Spinerger 24" luft drivring alu sort Schwalbe Right Run		32.070.0271	217891
☐ Drivhjul Spinerger 24" luft drivring alu rød Schwalbe Right Run		32.070.0272	270620
☐ Drivhjul Spinerger 24" luft drivring alu hvit Schwalbe Right Run		32.070.0273	270619
☐ Drivhjul Spinerger 26" luft drivring alu sort Schwalbe Right Run		32.070.0281	217895
☐ Drivhjul Spinerger 26" luft drivring alu rød Schwalbe Right Run		32.070.0282	270625
☐ Drivhjul Spinerger 26" luft drivring alu hvit Schwalbe Right Run		32.070.0283	270624
☐ Drivhjul Spinerger 22" kompakt drivring alu sort		32.070.0291	270613
☐ Drivhjul Spinerger 22" kompakt drivring alu rød		32.070.0292	270612
☐ Drivhjul Spinerger 22" kompakt drivring alu hvit		32.070.0293	270611
☐ Drivhjul Spinerger 24" kompakt drivring alu sort		32.070.0301	270618
☐ Drivhjul Spinerger 24" kompakt drivring alu rød		32.070.0302	270617
☐ Drivhjul Spinerger 24" kompakt drivring alu hvit		32.070.0303	270616
☐ Drivhjul Spinerger 26" kompakt drivring alu sort		32.070.0311	270623
☐ Drivhjul Spinerger 26" kompakt drivring alu rød		32.070.0312	270622
☐ Drivhjul Spinerger 26" kompakt drivring alu hvit		32.070.0313	270621
CoG Tyngdepunkt			
☐ Aktiv ☒ Standard ☐ Passiv			
Drivring		Lev.art.nr:	HMS art.nr:
☐ Aluminium 22"		02.400.2223	217915
☒ Aluminium 24"	std	02.400.2424	217916
☐ Aluminium 26"		02.400.2629	217914
☐ Stål 22"		02.402.2202	217923
☐ Stål 24"		02.402.2402	217924
☐ Stål 26"		02.402.2602	217913
☐ Friksjonsdrivring MaxGrepp 22"		02.069.0051	217920
☐ Friksjonsdrivring MaxGrepp 24"		02.069.0050	217918
☐ Friksjonsdrivring MaxGrepp 26"		02.069.0052	217922
☐ Friksjonsdrivring Ergo Para 22"		02.069.0041	217917
☐ Friksjonsdrivring Ergo Para 24"		02.069.0040	217919
☐ Friksjonsdrivring Ergo Para 26"		02.069.0042	217921

Side 4

For mer informasjon

www.SunriseMedical.no

© Sunrise Medical 2024

LEVO Summit EL				
● = Standard ○ =Valgmulighet □ =Tilbehør / Pristillegg				
Loopwheels - Drivhjul med fjæring (komplette hjul)		husk fratrekk for drivhjul	Lev.art.nr:	HMS art.nr:
☐	Drivhjul 24" Loopwheel Urban Regular ve	(stk)	24LWU0RE00RFL000	270573
☐	Drivhjul 24" Loopwheel Urban Regular hø	(stk)	24RWU0RE00RFL000	270565
☐	Drivhjul 24" Loopwheel Urban Soft ve	(stk)	24LWU0SO00RFL000	270574
☐	Drivhjul 24" Loopwheel Urban Soft hø	(stk)	24RWU0SO00RFL000	270566
☐	Drivhjul 24" Loopwheel Urban Stiff ve	(stk)	24LWU0ST00RFL000	270575
☐	Drivhjul 24" Loopwheel Urban Stiff hø	(stk)	24RWU0ST00RFL000	270567
☐	Drivhjul 24" Loopwheel Extreme Regular ve	(stk)	24LWX0RE00RFL000	270572
☐	Drivhjul 24" Loopwheel Extreme Regular hø	(stk)	24RWX0RE00RFL000	270562
☐	Drivhjul 24" Loopwheel Extreme Stiff ve	(stk)	24LWX0ST00RFL000	270571
☐	Drivhjul 24" Loopwheel Extreme Stiff hø	(stk)	24RWX0ST00RFL000	270564
☐	Drivhjul 24" Loopwheel Classic	(stk)	24W0BKGY000	270569
☐	Drivhjul 24" Loopwheel Carbon	(stk)	24W0CA00000	270568
☐	Drivhjul 25" Loopwheel Classic	(stk)	25W0BKGY000	270577
☐	Drivhjul 25" Loopwheel Carbon	(stk)	25W0CA00000	270576
reTyre avtakbare dekk			Lev.art.nr:	HMS art.nr:
☐	24" reTyre Traction avtakbart dekk	(par)	T100013	319468
☐	26" reTyre Traction avtakbart dekk	(par)	T8018	319466
Camber (en på hver side av stol)			Lev.art.nr:	HMS art.nr:
●	0°	std (to stk minus ved bytte)	30.104.5580	270472
☐	2° høyre	stk	30.104.5581	270473
☐	2° venstre	stk	30.104.5582	270474
☐	4° høyre	stk	30.104.5583	270475
☐	4° venstre	stk	30.104.5584	270476
Ved bruk av drivaggregat for eksempel WheelDrive, E-fix, Smartdrive			Lev.art.nr:	HMS art.nr:
☐	Forsterket hjulaksel (1=sb35, 2=38, 3=40, 4=42, 5=45, 6=48, 7=50)		30.104.668x (x=1-7)	27064x
●	Standard drivaksel (1=sb35, 2=38, 3=40, 4=42, 5=45, 6=48, 7=50)		30.104.560x (x=1-7)	27065x
Eikebeskyttere 1 stk per drivhjul			Lev.art.nr:	HMS art.nr:
☐	Transparent 22"		02.066.1014	198800
☐	Transparent 24"		02.066.1015	217927
☐	Transparent 26"		02.066.1017	217928
☐	Princess	☐ Galactica	☐ Jungle Fever	
☐	Happy Lions	☐ Pirates	☐ Feather	
☐	Oriental	☐ Graffiti	☐ Chrome wheel	
☐	Superhero	☐ Basketball	☐ Basketball 2	
☐	Hot wheels	☐ Flying water	☐ Space	
☐	Pool	☐ Zebra	☐ Silk	
☐	Tiger			
Bremser			Lev.art.nr:	HMS art.nr:
●	Brems std hø		31.730.0201	200417
●	Brems std ve		31.730.0202	200418
☐	Enhåndsbrems, aktiveres hø		31.730.0561	
☐	Enhåndsbrems, aktiveres ve		31.730.0562	
☐	Bremsespakforlenger 6cm		30.100.5030	152879
☐	Hjul med ledsagerbrems (trommel) komplett sett Angi serienr ved ettermontering.		32.073.0547	
Tilbehør			Lev.art.nr:	HMS art.nr:
☐	Bord sb35 NB: kun med rette armlener: 30.104.6521		32.073.0081	270377
☐	Bord sb38-40 NB: kun med rette armlener: 30.104.6521		32.073.0082	270378
☐	Bord sb42-48 NB: kun med rette armlener: 30.104.6521		32.073.0083	270379
☐	Bord sb50 NB: kun med rette armlener: 30.104.6521		32.073.0084	270380
☐	Transportfeste Tie-down NB: For godkjent krasjetest m/bruker, kreves J3 rygg med nakkestøtte.		32.073.0050	276554
☐	Setedybderegulering/benstøttereulering (1) kun i kombinasjon med setedybderamme M og L		32.070.0401	152886
☐	Forlenger fotbrettrør		30.104.6570	271083
☐	Fotsandal m/ fiksering str L (Stor) Hø/Ve		32.070.0040/-41	022254/-5
☐	Fotsandal m/ fiksering str S (Liten) Hø/Ve		32.069.95/-96	018809/-08
(1) Clips og håndskruer. Kun for utprøvinger			For mer informasjon www.SunriseMedical.no © Sunrise Medical 2024	
Side 5				

LEVO Summit EL

● = Standard ○ =Valgmulighet □ =Tilbehør / Pristillegg

Oppreisingsfunksjon		Kan kombinere to løsninger, ikke vippebryter og Toggle bryter	Lev.art.nr:	HMS art.nr:
☐ Vippebryter	☐ høyre	☐ venstre	31.730.0091	272282
● Bryter Toggle std	● høyre	☐ venstre	60.007.0060	270466
☐ Håndkontroll Hirose plugg (løs m/spiralkabel)	(For Summit elektronikk)		31.730.0320	272276
☐ Kabel for håndkontroll (Velges ved valg av KUN håndkontroll)	(For Summit elektronikk)		31.730.0350	272285
☐ Kabel Y kabel (Velges ved håndkontroll og knapp)	(For Summit elektronikk)		31.730.0310	276978
☐ Håndkontroll	(For LCEV elektronikk)		31.100.8460	218187
☐ Bryter Dual for bordplassering (kun bryter)			31.700.1070	270465
☐ Bryter Buddy Button grønn			20.067.20	066597
☐ Bryter Buddy Button rød			20.067.2101	270463
☐ Y-kabel	nødvendig ved to løsninger, vippebryter og håndkontroll		31.730.0310	276978
☐ Y-kabel	nødvendig ved to løsninger, Buddybuttons		31.700.1080	276977
☐ Kabel m/kontakt	Brukes for å ertatte vippebryter ved bruk av Buddy Buttons/Bryter Dual		31.730.0093	272284

FARGEVALG RAMME

☐ Trafic white RAL 9016

● **Trafic black RAL 9017** **std**

FARGEVALG DETALJER

Rød RAL 3002 ☐

Orange RAL 2004 ☐

Gul RAL 1028 ☐

Lys blå RAL 5012 ☐

Signalblå RAL5005 ☐

Purpur RAL4006 ☐

Svart ☐

Se neste sider for varenummer og hms art.nr. ved valg av farger

Kommentarer for individuelle tilpasninger

Kommentarer:



FARGER DETALJER		Lev.art.nr:	HMS art.nr:
☐	Feste armlene sort hø	31.730.0220	270337
☐	Feste armlene sort ve	31.730.0230	
●	Feste armlene oransje hø <i>std</i>	31.730.0222	270960
●	Feste armlene oransje ve <i>std</i>	31.730.0232	270961
☐	Feste armlene rød hø	31.730.0221	270967
☐	Feste armlene rød ve	31.730.0231	270968
☐	Feste armlene gul hø	31.730.0223	270956
☐	Feste armlene gul ve	31.730.0233	270957
☐	Feste armlene blå hø	31.730.0224	270954
☐	Feste armlene blå ve	31.730.0234	270955
☐	Feste armlene signalblå hø	31.730.0225	270969
☐	Feste armlene signalblå ve	31.730.0235	270970
☐	Feste armlene purpur hø	31.730.0226	270962
☐	Feste armlen purpur ve	31.730.0236	270953
☐	Feste armlene Metallic hø	31.730.0229	270958
☐	Feste armlene Metallic ve	31.730.0239	270959
☐	Feste armlene RAL (valg kode) hø	31.730.0227	270963
☐	Feste armlene RAL (valg kode) ve	31.730.0237	270964
☐	Feste armlene Reflex hø	31.730.0228	270965
☐	Feste armlene Reflex ve	31.730.0238	270966
Svinghjulsgaffel			
☐	Svinghjulsgaffel sh48 sort	31.730.0240	276445
☐	Svinghjulsgaffel sh48 oransje	31.730.0242	276496
☐	Svinghjulsgaffel sh48 rød	31.730.0241	276443
☐	Svinghjulsgaffel sh48 gul	31.730.0243	276438
☐	Svinghjulsgaffel sh48 blå	31.730.0244	276437
☐	Svinghjulsgaffel sh48 signalblå	31.730.0245	276444
☐	Svinghjulsgaffel sh48 purpur	31.730.0246	276440
☐	Svinghjulsgaffel sh48 Metallic	31.730.0249	276439
☐	Svinghjulsgaffel sh48 RAL(Velg RAL-kode)	31.730.0247	276441
☐	Svinghjulsgaffel sh48 Reflex	31.730.0248	276442
☐	Svinghjulsgaffel sh50 sort	31.730.0250	276454
●	Svinghjulsgaffel sh50 oransje <i>std</i>	31.730.0252	276497
☐	Svinghjulsgaffel sh50 rød	31.730.0251	276452
☐	Svinghjulsgaffel sh50 gul	31.730.0253	276447
☐	Svinghjulsgaffel sh50 blå	31.730.0254	276446
☐	Svinghjulsgaffel sh50 signalblå	31.730.0255	276453
☐	Svinghjulsgaffel sh50 purpur	31.730.0256	276449
☐	Svinghjulsgaffel sh50 Metallic	31.730.0259	276448
☐	Svinghjulsgaffel sh50 RAL(Velg RAL-kode)	31.730.0257	276450
☐	Svinghjulsgaffel sh50 Reflex	31.730.0258	276451
☐	Svinghjulsgaffel sh52 sort	31.730.0260	276463
☐	Svinghjulsgaffel sh52 oransje	31.730.0262	276498
☐	Svinghjulsgaffel sh52 rød	31.730.0261	276461
☐	Svinghjulsgaffel sh52 gul	31.730.0263	276456
☐	Svinghjulsgaffel sh52 blå	31.730.0264	276455
☐	Svinghjulsgaffel sh52 signalblå	31.730.0265	276462
☐	Svinghjulsgaffel sh52 purpur	31.730.0266	276458
☐	Svinghjulsgaffel sh52 Metallic	31.730.0269	276457
☐	Svinghjulsgaffel sh52 RAL(Velg RAL-kode)	31.730.0267	276459
☐	Svinghjulsgaffel sh52 Reflex	31.730.0268	276460
☐	Svinghjulsgaffel sh54 sort	31.730.0270	276472
☐	Svinghjulsgaffel sh54 oransje	31.730.0272	276499
☐	Svinghjulsgaffel sh54 rød	31.730.0271	276470
☐	Svinghjulsgaffel sh54 gul	31.730.0273	276465
☐	Svinghjulsgaffel sh54 blå	31.730.0274	276464
☐	Svinghjulsgaffel sh54 signalblå	31.730.0275	276471
☐	Svinghjulsgaffel sh54 purpur	31.730.0276	276467
☐	Svinghjulsgaffel sh54 Metallic	31.730.0279	276466
☐	Svinghjulsgaffel sh54 RAL(Velg RAL-kode)	31.730.0277	276468
☐	Svinghjulsgaffel sh54 Reflex	31.730.0278	276469

● = Standard

○ =Valgmulighet

□ =Tilbehør / Pristillegg


FARGER DETALJER		Lev.art.nr:	HMS art.nr:
Gaffelring svinghjulsgaffel			
☐	Gaffelring sort	30.104.5640	272009
☒	Gaffelring oransje <i>std</i>	30.104.5642	272010
☐	Gaffelring rød	30.104.5641	272007
☐	Gaffelring gul	30.104.5643	272002
☐	Gaffelring blå	30.104.5644	272001
☐	Gaffelring signalblå	30.104.5645	272008
☐	Gaffelring purpur	30.104.5646	272004
☐	Gaffelring Metallic	30.104.5649	272003
☐	Gaffelring RAL (angi RAL-kode)	30.104.5647	272005
☐	Gaffelring Reflex	30.104.5648	272006
Hjulblokk			
☐	Hjulblokk sort hø	31.730.0060	272049
☐	Hjulblokk sort ve	31.730.0070	272050
☒	Hjulblokk oransje hø <i>std</i>	31.730.0062	272060
☒	Hjulblokk oransje ve? <i>std</i>	31.730.0072	272061
☐	Hjulblokk rød hø	31.730.0061	272045
☐	Hjulblokk rød ve	31.730.0071	272046
☐	Hjulblokk gul hø	31.730.0063	272035
☐	Hjulblokk gul ve	31.730.0073	272036
☐	Hjulblokk blå hø	31.730.0064	272033
☐	Hjulblokk blå ve	31.730.0074	272034
☐	Hjulblokk signalblå hø	31.730.0065	272047
☐	Hjulblokk signalblå ve	31.730.0075	272048
☐	Hjulblokk purpur hø	31.730.0066	272039
☐	Hjulblokk purpur ve	31.730.0076	272040
☐	Hjulblokk Metallic hø	31.730.0069	272037
☐	Hjulblokk Metallic ve	31.730.0079	272038
☐	Hjulblokk RAL (Velg RAL-kode) hø	31.730.0067	272041
☐	Hjulblokk RAL (Velg RAL-kode) ve	31.730.0077	272042
☐	Hjulblokk Reflex hø	31.730.0068	272043
☐	Hjulblokk Reflex ve	31.730.0078	272044
Ryggmekanisme			
☐	Ryggmekanisme svart hø	31.730.0140	
☐	Ryggmekanisme svart ve	31.730.0150	
☒	Ryggmekanisme oransje hø <i>std</i>	31.730.0142	275096
☒	Ryggmekanisme oransje ve <i>std</i>	31.730.0152	275097
☐	Ryggmekanisme rød hø	31.730.0141	275104
☐	Ryggmekanisme rød ve	31.730.0151	275105
☐	Ryggmekanisme gul ve	31.730.0153	275092
☐	Ryggmekanisme gul hø	31.730.0143	275093
☐	Ryggmekanisme blå hø	31.730.0144	275090
☐	Ryggmekanisme blå ve	31.730.0154	275091
☐	Ryggmekanisme signalblå hø	31.730.0145	275106
☐	Ryggmekanisme signalblå ve	31.730.0155	275107
☐	Ryggmekanisme purpur hø	31.730.0146	275101
☐	Ryggmekanisme purpur ve	31.730.0156	275098
☐	Ryggmekanisme Metallic hø	31.730.0149	275094
☐	Ryggmekanisme Metallic ve	31.730.0159	275095
☐	Ryggmekanisme RAL (Velg av RAL kode) hø	31.730.0147	275099
☐	Ryggmekanisme RAL (Velg av RAL kode) ve	31.730.0157	275100
☐	Ryggmekanisme Reflex hø	31.730.0148	275102
☐	Ryggmekanisme Reflex ve	31.730.0158	275103
		besøk vår webside www.SunriseMedical.no © Sunrise Medical 2024	

Vennligst følg denne målemetode

Følgende metode anbefales for å måle. Avvik kan forekomme i enkelte tilfeller

Setebredde(SB):

- a) For brukeren: Tillat ca 10 mm mellomrom på hver side av hoftene
(Ca 10 - 20 mm totalt)
- b) På rullestolen: Fra utside rammerør til utside rammerør.

**Setedybde(SD):**

- a) For brukeren: Ved rett sittestilling tillat 2 - 3 fingerbredder avstand mellom forkant av pute og knehase. (ca. 30 - 60 mm).
Ta hensyn til justerbare setedybder.
- b) På rullestolen: Fra ryggramme til setets framside

Tilbake til side 1**Setehøyde foran**

- a) For brukeren: Ved sitting med 90° knevinkel:
Fra knehase til underside sko.
- b) På rullestolen: Fra setetrekk til bakken.
(min. 3cm lengre enn brukers mål)
Husk å inkludere seteputens høyde.

Setehøyde bak:


- b) På rullestolen: Fra bak på setetrekk til bakken.

Ryggghøyde:

- a) For brukeren: Fra toppen av seteputen til 1-2cm under skulderbladene.
- b) På rullestolen: Fra setetrekk til toppen av ryggtrekk.
- NB:** Brukers evne til å sitte rett har stor påvirkning på ryggghøyden, og kan derfor variere mye

Ryggvinkel:

Viktig: Ryggvinkelen er avhengig av graden av funksjonsnedsettelse.
0° er vinkelen 90° i forhold til bakken. Negativ vinkel er <90°
og positiv vinkel er >90°.

**Tekniske Data:**

- Totalbredde med:** 24" drivhjul
- 0° cambring: SB + 17cm
- 2° cambring: SB + 21cm
- 4° cambring: SB + 25cm

Alle endringer i konfigurasjonen kan endre setehøyden.
Produksjonstoleranse +/- 10 mm

Sete / Rygg



Setepute



Ryggtrekk



Kjørehåndtak

Kontroller/ Brytere



Håndkontroll



Vippebryter



Bryter toogle



Buddy buttons

Armlen



Armlen rett



Armlen buet

Knestøtter



Knestøtte



Knestøtte Sport



Kile for knestøtte


Benstøtter / Fotplater



Fotplater delt



Fotplate hel Easy transfer



Fotplate hel, bakoverfellbar



Antiskli til fotplater

Tippesikringer



Tippesikring med hjul



Tippesikring u/hjul SFMB

Drivhjul / Drivringer



Drivhjul Spinergy



Drivhjul kompakt



Loopwheels



Drivring alu



Drivring Ergo Para CP



Max Grepp Friksjonsdriving