




EXTRA POWER TIL DIN KØRESTOL

HØJ
YDEEVNE



UDFORSK VERDEN SOM ALDRIG FØR

DIN PERFEKTE FØLGESVEND BÅDE PÅ LANDET OG I BYEN

EN VERDEN, SOM TIDLIGERE VAR UDEN FOR DIN RÆKKEVIDDE

Smart designet til at give dig den ekstra smule uafhængighed og frihed. Empulse F55, som er et nyt medlem af vores hjælpemotorfamilie, giver dig mulighed for at udvide din personlige rækkevidde, spare dine kræfter og opleve ren køreglæde.

Super kompakt og nem at påmontere, så du kan opgradere din kørestol med ekstra power, når det er nødvendigt. Det er den ideelle løsning, når du ikke vil bruge din bil samt en mere miljøvenlig løsning – eller hvis du bare vil have det sjovt.



NYD TUREN



HA' DET
SJOVT



BENYT DEN OVERALT

Livet i byen er dynamisk og levende. Følg med det og nyd mobiliteten og fleksibiliteten med F55 hjælpemotor. Smalle elevatorer, snævre gader, smalle gange i supermarkedet? Det er ikke noget problem, takket være dens super lille vendecirkel.

Aktiver fartpiloten, og du behøver ikke længere bruge gashåndtaget hele tiden. Empulse F55 holder den valgte hastighed, hvilket er en fordel for dig. Vil du gerne lidt længere væk? Det kan lade sig gøre uden bekymringer, da det IATA-certificerede batteri forenkler din rejse.

Med Empulse F55 kan du gøre hvad du ønsker og fokusere på det nødvendige. Mød for eksempel dine venner på caféen.



MOBILITET HAR ALDRIG VÆRET SÅ SIMPELT



Den kraftfulde børsteløse el-motor og den optimerede trækraft hjælper dig med at klare næsten alle typer terræn.

**INGEN
GRÆNSER**

POWERBANK

8/8.1 Ah kapacitet Li-Ion-batteri med rækkevidde på til 25 km og med et intelligent batteristyringssystem for at forbedre opladningscykluser og levetid.

TRÆKKRAFT

Er det, der betyder noget på stejlt terræn. Den fuldt justerbare F55 giver dig mulighed for at justere vægtbalance og optimere trækraft.

DET ER OP TIL DIG...

... om du vil manøvrere din Empulse F55 gennem byen med 8,5" hjulet eller nyde den øgede kørekomfort på et 14" hjul.

DISPLAY

Få fuld kontrol med et letlæseligt display: hastighed, afstand, total tilbagelagt afstand, batteritilstand, strømforbrug.

KØR KOMFORTABELT


Justér placeringen af styret på farten.

LYS DIN KØRETUR OP

LED frontlys er standard tilbehør på Empulse F55.

USTOPPELIG – INDTIL DU STOPPER DEN

To uafhængige bremsesystemer til øget sikkerhed: Vedligeholdelsesfri el-bremse eller kraftig skivebremse.



**LIGE VED DIN
SIDE, NÅR DU
HAR BRUG FOR
DEN – GEMT
VÆK, NÅR DU
ØNSKER DET**



**DU ER KUN GANSKE FÅ
SEKUNDER VÆK ...**

... fra dit by- eller udendørseventyr:
Med den brugervenlige påmontering
af din Empulse F55, der kan anvendes
til alle typer kørestole, og som på få
sekunder kan blive en kraftfuld
følgesvend i dit daglige liv.

Drivhjul 8,5", massivt dæk, docking til
fastrammestole



Drivhjul 14", luftdæk, docking til
fastrammestole



Drivhjul 8.5", massivt dæk, docking til
krydsrammestol med swing-away benstøtter




KØR AFSTED




Takket være flip-up underrammen, kan Empulse F55's pakkestørrelse minimeres på få sekunder: vend rammen, indsæt røret, og du vil få en handy pakke, der kan gemmes væk – nemt og hurtigt. Hvis det er nødvendigt, kan underrammen helt afmonteres.



VÆLG DINE FARVER





F55 personliggøres med farvesæt, der er nemme at skifte, til skærm og sider: Findes i sort, blå, rød og orange, der kommer som standard og hurtigt kan skiftes.



TEKNISK DATA

Empulse F55

Spænding	36 Volt
Rækkevidde	25 km maks. (op til 50 km med 14Ah batteri på F55 14")
Klatrekraft	op til 11% (6°)
Forramme bredde	260 – 480 mm ⁽¹⁾
Maks. brugervægt	110 kg
Max. hastighed	6 km/t; tilvælg 10 km/t eller 15 km/t
Batterivægt	2,1 kg (8Ah) / 2,6 kg (14Ah)
Hjulstørrelse	8,5" massive dæk / 14" luftdæk
Total vægt uden batteri	11,1 kg
Batteritype	Lithium-ion, 36V, 8 Ah Lithium ion, 36V, 14Ah
Total vægt med batteri	Fra 13,1 kg
Bremsetype	To bremsesystemer: mekanisk skivebremse og separat elektrisk bremse
Farve	sort
Farve (tilvalg)	sort, rød, blå, orange (sort er standard ved levering)

(1) Ramme bredde måles fra center ramme rør til center ramme rør i monterings position. Brug kun den målte dimension og ikke sæde bredde til at tjekke mulighederne. For yderligere information på alle specifikationer, muligheder og tilbehør, venligst kontakt Sunrise Medical på sunrisemedical.dk eller tlf. 70 22 43 49. Hvis du er synshandicappet, kan dette dokument ses i PDF-format på www.SunriseMedical.dk.



Sunrise Medical ApS

Mårkærvej 5-9
2630 Taastrup
Danmark
Tlf: +45 70 22 43 49
E-mail: info@sunrisemedical.dk
www.SunriseMedical.dk

