

Q300 M MINI

Kompakte Maße, großartige Performance.



Der neue Q300 M Mini hat sich die hervorragende Manövrierfähigkeit und Fahrleistung seines Vorgängers bewahrt und bietet Ihnen mehr Leistung als je zuvor! Für mehr Freiheit in engen Räumen und mehr Performance auf der Straße. Wählen Sie für Ihren Q300 M Mini genau die Optionen, die Sie persönlich brauchen!



MEHR UNABHÄNGIGKEIT, WENIGER KOMPROMISSE

Der brandneue Q300 M Mini ist mit seinen 520 mm Gesamtbreite immer noch der schmalste Elektrorollstuhl von allen. Mit einem Wendekreis von nur 1120 mm können Sie nicht nur dorthin fahren, wo andere nicht hin können, sondern können auch auf der Stelle drehen und müssen sich keine Gedanken um Wendemöglichkeiten machen.

Mit dem innovativen Federungssystem von QUICKIE bleiben alle sechs Räder beim Fahren und Überqueren von Hindernissen auf dem Boden und Unebenheiten des Geländes werden ausgeglichen, sodass Sie sich auf eine reibungslose Fahrt verlassen können. 100 mm Bordsteine überwinden? Mit 14 Zoll Antriebsrädern ist das kein Problem. Abseits von Wegen fahren? Die super-starken 4-Pol Motoren meistern Gelände, bei dem andere Elektrorollstühle umkehren würden. Mit der Energieeffizienz und Reichweite der 56 Ah Batterien, mit denen Sie Ihren Q300 M Mini ausstatten können, haben Sie keinen Zeitdruck.

Wie wäre es, wenn Sie Ihren Q300 M Mini nach Ihren Wünschen stylen? Neue, individuelle Fahrbasisfarben und Akzentfarben, ermöglichen Ihnen Ihre Lieblingsfarben in Kombination. Das mehrfach verstellbare SEDEO LITE Sitzsystem, bietet Ihnen die Möglichkeit Ihren Q300 M Mini auf Ihre Bedürfnisse und Wünsche anzupassen. Wählen Sie zwischen elektrischen Optionen, SEDEO und WHITMYER Optionen für eine optimale Positionierung.

Haben wir Ihre Aufmerksamkeit? Dann lassen Sie uns starten.



BEENGTE RÄUME? MACHEN SIE KEINE KOMPROMISSE!

ULTRA-SCHMAL MIT 520 MM GESAMTBREITE

Möchten Sie Ihre Grenzen neu definieren? Die 520 mm breite Fahrbasis des Q300 M Mini ist so unglaublich schmal, dass sie dort eingesetzt werden kann, wo andere Elektrorollstühle nicht weiterkommen. Ob es sich um ein beengtes Wohnzimmer, eine überfüllte Küche oder eine schmale Tür handelt, der Q300 M Mini passt in Ihr Leben und nicht umgekehrt.

520 MM GESAMTBREITE



ULTRA-KOMPAKTER 1120 MM WENDEKREIS

Dank seiner ECHTEN Mittelradantrieb-Technologie wendet der Q300 M Mini auf der Stelle. Die Lenkräder befinden sich nah am Antriebsrad und ermöglichen so einen unglaublich kleinen Wendekreis von nur 1120 mm. Im Vergleich dazu, müssen Elektrorollstühle mit Heck- und Frontantrieb um ihre Antriebsräder „schwingen“ und haben somit einen größeren Wendekreis.



WAS IST ECHTE MITTELRADANTRIEB-TECHNOLOGIE?

Die Antriebsräder des Q300 M Mini sind mittig auf seine Gesamtlänge ausgerichtet und der Schwerpunkt liegt direkt darüber. Dies ermöglicht einen kleinen Wendekreis und verbessert die Traktion während der Fahrt. Wenn die Antriebsräder weiter nach vorne oder hinten positioniert sind, ist der Wendekreis größer (und der Elektrorollstuhl schwingt weiter um diese herum). Der Q300 M Mini bietet dank seines ECHTEN Mittelradantriebs so den kompaktesten Wendekreis, mehr Traktion und Stabilität.



KURZE 1060 MM FAHRBASIS

Mit einer Gesamtlänge von nur 1060 mm passt der Q300 M Mini problemlos auch in kleinste Aufzüge und enge Räume wie Küchen. Mit 103 kg Gesamtgewicht ist er außerdem leicht genug, so dass er auch für die meisten Bodenlifte geeignet ist.



GIBT IHNEN RAUM DORT
WO SIE IHN BENÖTIGEN.



NIEDRIGE SITZHÖHE VON 410 MM

Fahren Sie bequem unter Tische oder in Ihr rollstuhlgerechtes Fahrzeug – mit der niedrigen Sitzhöhe des Q300 M Mini, beginnend bei 410 mm (mit manueller Sitzneigung) und 430 mm (mit elektrischer Sitzneigung).



EINFACHER TRANSFER DURCH HOCHKLAPPBARE ARMLEHNEN

Für ein einfaches Ein- und Aussteigen, lassen sich die Armlehnen des Q300 M Mini leicht nach hinten klappen und bieten Ihnen so zusätzlichen Platz. Sie haben zudem die Wahl zwischen abnehmbaren oder mitlaufenden Armlehnen.



NEUE ELEKTRISCH ZENTRAL MONTIERTE FUSSRASTE

Die optionale zentral montierte Fußraste wurde in der Breite reduziert, macht den Q300 M Mini noch kompakter und ermöglicht es so näher an Tische zu gelangen. Sie lässt sich sowohl in der Länge als auch im Winkel individuell einstellen.



BEDIENPULT IM WEG?

In Situationen, in denen Sie an Objekte nah ranfahren müssen, können Sie das Bedienpult seitlich abschnwenken (oder optional die Armlehne nach hinten klappen).

DER OUTDOOR-PERFORMER



ECHTE OUTDOOR-PERFORMANCE

Erleben Sie einen wirklich kompakten Elektrorollstuhl mit sensationeller Leistung auch im Freien. Schmal genug, um in einer überfüllten Stadt schnell vorwärts zu kommen, aber auch im Freien und auf den Straßen überzeugt der Q300 M Mini mit seiner großartigen Performance im Vergleich zu anderen kompakten Elektrorollstühlen.

ANTI-PITCH TECHNOLOGIE

Wenn ein Elektrorollstuhl am Hang zum Stillstand kommt, lässt Sie die Stoppbewegung normalerweise nach vorne kommen. Dieses Problem haben wir mit der Anti-Pitch Technologie behoben, sodass Sie sicher und stabil in Position bleiben.

INNOVATIVES FEDERUNGSSYSTEM

Mit der Federung von QUICKIE bleiben alle sechs Räder beim Fahren und Überqueren von Hindernissen auf dem Boden und Unebenheiten des Geländes werden ausgeglichen, sodass Sie sich auf eine reibungslose Fahrt verlassen können.



MEHR PERFORMANCE MIT 4-POL MOTOREN

Wählen sie unsere 4-Pol Motoren für mehr Fahrperformance und für eine schnellere Reaktion auf Fahrbefehle. Genießen Sie die Fahrt auch auf unebenem Gelände.



ZUVERLÄSSIGE KANTENSTEIGFÄHIGKEIT

Keine Bordsteinabsenkung in Sicht? Zum Glück kann der Q300 M Mini mit seinen 12 Zoll Antriebsrädern Bordsteine von bis zu 70 mm bewältigen, sodass Sie jeder Zeit flexibel bleiben. Möchten Sie höhere Kanten bewältigen? Rüsten Sie auf 14 Zoll Antriebsräder auf und meistern Sie Bordsteine mit bis zu 100 mm.



KEINE NOTWENDIGKEIT SICH ZU BEEILEN DANK 36 KM REICHWEITE

Mit leistungsstarken 56 Ah Batterien bringt Sie der Q300 M Mini mit seiner beeindruckenden Reichweite von bis zu 36 km überall hin, auch über Umwege.



EINFACH ZWISCHEN HINDERNISSEN NAVIGIEREN

Der kompakte Q300 M Mini ist nicht nur in Innenräumen von Vorteil, sondern lässt sich dank der 520 mm Gesamtbreite auch mühelos zwischen dicht geparkten Autos oder auf engen Wegen navigieren.

WELCHE RADGRÖSSE PASST ZU IHNEN?

OPTIMALE TRAKTION

Dank der echten Mittelradantriebs-Technologie befindet sich die Position Ihres Sitzes direkt über dem Antriebsrad, sodass das zusätzliche Gewicht die Traktion auf dem Antriebsrad erhöht.

12" ANTRIEBSRÄDER

Wenig Platz zum Wenden oder enge Räumlichkeiten? Der Q300 M Mini ist serienmäßig mit 12" Antriebsrädern ausgestattet und bietet eine extrem schmale Gesamtbreite von nur 520 mm.

13" ANTRIEBSRÄDER

Bevorzugen Sie das Beste aus beiden Bereichen? Optionale 13" Antriebsräder halten Ihren Q300 M Mini mit 540 mm Gesamtbreite weiterhin ultrakompakt, bieten Ihnen jedoch den zusätzlichen Vorteil einer erhöhten Stabilität und Traktion im Freien.

14" ANTRIEBSRÄDER

Wenn Ihnen die Outdoor-Performance am Herzen liegt, dann sind Sie mit den optionalen 14" Antriebsrädern genau richtig (Gesamtbreite von 570 mm). Diese bieten die beste Traktion und Stabilität, so können Sie auch Hindernisse (wie Bordsteine) von bis zu 100 mm ohne Probleme überwinden.

IHR ZUVERLÄSSIGER REISEBEGLEITER

Reisen mit öffentlichen Verkehrsmitteln? Mit dem Q300 M Mini kein Problem. Die ultra-schmale Fahrbasisbreite von 520 mm und der 1120 mm Wenderadius helfen Ihnen auch in der engsten und verkehrsreichsten Umgebung zurechtzukommen.





Der Q300 M Mini ist Crash getestet und sowohl für DAHL Docking und Q-Strait Systeme freigegeben.

PERFEKT FÜR DEN TRANSPORT

Der Q300 M Mini wiegt nur 103 kg und kann in Ihrem Fahrzeug transportiert und einfach verladen werden. Ein echter Platzsparer. Optionen wie der umklappbare Rücken, abnehmbare Beinstützen oder Armlehnen ermöglichen noch kompaktere Transportmaße, auch wenn wenig Platz zur Verfügung steht.



ZUVERLÄSSIGE TRAKTION AUF RAMPEN

Beim Q300 M Mini bewegen sich die vorderen Lenkradarme unabhängig von der Fahrbasis, sodass das Antriebsrad seine optimale Traktion beibehält.



AN DEN ROLLSTUHL ANGEPASSTE FAHRZEUGE

Dank seiner extrem niedrigen Sitzhöhe von 410 mm passt der Q300 M Mini problemlos unter das Lenkrad Ihres Fahrzeugs. Dank seiner kompakten Abmaße stößt der Rollstuhl nicht an Seitenwände und lässt Ihnen den Platz den Sie benötigen.



ERSTKLASSIG FÜR KOMFORT & POSITIONIERUNG

SEDEO LITE SITZSYSTEM

Die Kombination aus verstellbaren und konfigurierbaren Sitzrahmen und der größtmöglichen Auswahl an Unterstützungs- und Positionierungsoptionen, ermöglicht es das Sitzsystem individuell auf Ihre Bedürfnisse anzupassen. Mit nur einem Werkzeug lässt sich das SEDEO LITE Sitzsystem schnell und einfach einstellen und leicht an Ihre sich ändernden Bedürfnisse anpassen.

INTEGRIERTES KOPFSTÜTZEN-DESIGN

Die Kopfstütze kann an den Rückenrahmen oder optional an das Rückenkissen montiert werden. Kompatibel sowohl für SEDEO als auch WHITMYER Kopfstützen, wählen Sie angepasst an Ihre Bedürfnisse von einfachem bis hin zu komplexerem Support.



OPTIONALE SITZ- UND RÜCKENKISSEN

Wählen Sie aus einer Reihe optionaler Sitz- und Rückenkissen mit verstell- und anpassbaren Gurten und unterschiedlichen Konturen für eine optimale Positionierung & mehr Komfort beim Fahren.



FLEXIBEL EINSTELLBARER RÜCKEN

Die serienmäßige Rückenbespannung bietet eine weiche Komfortpolsterung mit 4 anpassbaren Gurten, um Benutzer mit kyphotischer Haltung zu unterstützen.



POSITIONIERUNGSELEMENTE & INTEGRIERTE SITZSCHIENE

Wählen Sie aus einer Vielzahl von verschiedenen Positionierungselementen, z. B. abschwenkbaren Seitenpelotten, Oberschenkel- und Knieführungen. Alle Optionen sind leicht abschwenk- und abnehmbar. Die integrierte Sitzschiene bietet viele Möglichkeiten zur Montage der verschiedenen Positionierungselemente.

WÄHLEN SIE IHREN INDIVIDUELLEN FARBMIX

FAHREN MIT STIL

Der Q300 M Mini ermöglicht Ihnen über 98 Farbkombinationen - einschließlich aufregender neuer Farben für die Fahrbasisverkleidung! Sie können Ihre Wahl farblich abstimmen oder mit den Farbakzenten Kontraste setzen. Was ist Ihr Lieblingsfarbmix?

FARBAKZENTE



Grün



Orange



Blau



Rot



Silber



Weiß



Schwarz

INDIVIDUELLE VERKLEIDUNG-DESIGNS:



Floralmuster Weiß

Carbon Schwarz



Strukturmuster Grau

Strukturmuster Blau

Strukturmuster Rot

Strukturmuster Weiß



Flammenmuster Schwarz

Flammenmuster Blau

Flammenmuster Rot

Flammenmuster Grau

STANDARDFARBEN VERKLEIDUNG:



Rot



Blau



Weiß



Schwarz

HINWEIS: Die Muster der Verkleidungen sind handgefertigt und können von der Abbildung abweichen.



SUCHEN SIE EIN EINZIGARTIGES FAHRBASIS-DESIGN?

Unser FMG-Team kann Ihnen dabei helfen, Ihr eigenes Unikat zu kreieren. Ihr individuelles Design und auf Anfrage viele Optionen mehr!

Mehr Informationen finden Sie unter www.sunrisemedical.de/fmg



ERGÄNZEN SIE IHREN Q300 MIT ELEKTRISCHEN OPTIONEN

ELEKTRISCHE OPTIONEN

Der Q300 M Mini bietet nicht nur die Leistung, sondern auch die Funktionalität eines großen Elektrorollstuhls! Der Q300 M Mini bietet zahlreiche elektrische Optionen, um Ihren klinischen Anforderungen & persönlichen Bedürfnissen gerecht zu werden - wählen Sie 30° Sitzneigung, 85° - 120° Rückenwinkelverstellung und die passende elektrische Beinstütze.



AUCH IM DUNKELN DEN DURCHBLICK BEHALTEN

LICHT UND BLINKER

Licht und Blinker erleichtern Ihnen die Navigation auch bei nicht optimalen Lichtverhältnissen.

Jetzt haben Sie alle Funktionen des Q300 M Mini gesehen. Probieren Sie es einfach selbst aus und testen Sie unseren kompakten Q300 M Mini.

TECHNISCHE DATEN

Q300 M MINI

Sitzbreite:	385 - 510 mm	Max. Zuladung:	136 kg
Sitztiefe:	410 - 560 mm	Max. Kantensteigfähigkeit:	70 mm (mit 12" Antriebsrädern), 100 mm (mit 14" Antriebsrädern)
Sitzhöhe:	410 - 490 mm	Antriebsräder:	12", 13" oder 14"
Rückenhöhe:	460 - 510 mm	Farbauswahl:	7 Farbakzente, 4 Standardfarben (Verkleidung), sowie 10 individuelle Designs
Rückenwinkelverstellung:	manuell -4°-16°, elektrisch 85°-120°	Max. Reichweite (nach ISO 7176-4):	36 km
Gesamtbreite:	520 mm - 570 mm	Transport ohne Nutzer:	Elektrorollstuhl sicher im Transportfahrzeug fixieren (z. B. Auto, Flugzeug)
Gesamtlänge:	1060 mm - 1180 mm	Crash getestet (nach ISO 7176-19):	Ja, für den Transport in Fahrzeugen zugelassen.
Sitzneigung:	manuell 0°-9°, elektrisch -5-25° oder 0°-30°	Rollstuhlgewicht:	80 kg (ohne Batterien); ab 103 kg (mit 41 Ah Batterien), ab 110 kg (mit 56 Ah Batterien) & abhängig von Produktkonfiguration
Wendekreis:	min. 1120 mm	Bestimmungsgemäße Verwendung:	Für Menschen mit eingeschränkter Mobilität, für den Indoor- und Outdoor-Gebrauch. Rollstuhl-Typ Klasse B.
Max. Geschwindigkeit:	6 km/h oder 10 km/h		
Batterien:	41 Ah / 56 Ah		
Steuerung/Elektronik:	VR2 / R-Net		

Hilfsmittelverzeichnis Pos.-Nr.: 18.50.04.0217



Sunrise Medical GmbH
 Kahlbachring 2-4.
 69254 Malsch/HD
 Tel.: +49 (0) 72 53 / 9 80-0
 Fax: +49 (0) 72 53 / 9 80-222
 E-Mail: kundenservice@sunrisemedical.de
 www.SunriseMedical.de

Weitere Informationen zu den technischen Daten, Optionen und Zubehör finden Sie im Bestellformular. Änderungen bei den Angaben bleiben jederzeit vorbehalten. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Sunrise Medical. Für sehbehinderte Personen steht dieses Dokument im PDF-Format auf: www.SunriseMedical.de zur Verfügung.

