

WHEELDRIVE

KRAFTFORSTÆRKER & HJÆLPEMOTOR





WHEELDRIVE

UDFORSK VERDEN.

Med WheelDrive introducerer Sunrise Medical den næste generation af motoriserede hjul for manuelle kørestole. En innovativ løsning og banebrydende teknologi som du skal opleve for dig selv!

WheelDrive ligner ikke andre produkter på markedet. WheelDrive er designet til at lette din kørsel i enhver situation og tilbyder dermed terapeutiske fordele til din krop. Det revolutionerende dobbelt drivringkoncept, hjælper dig med at tilføre kraft til kørslen og reducerer din belastning, mens motoren kan sikre dig en kontinuerlig drift uden behov for håndkraft. Vælg dit støttebehov for at kunne køre ubesværet, og skift nemt mellem hjælpedrivring og motordrivring.

Med WheelDrive kan du se frem til øget mobilitet, aktiv livstil og mere frihed - med din egen manuelle kørestol!

// KRAFTFORSTÆRKER ELLER KONTINUERLIG DRIFT

Med den store "hjælpedrivring" og den lille "motordrivring" får man altid den optimale støtte efter behov.

// INTUITIV OG SIKKER I BRUG:

Føles naturlig som almindelig kørsel.

// MERE FRIHED OG UAFHÆNGIGHED:

Kom alle vegne med mindre indsats.

// ET AKTIVT LIV MED FÆRRE SMERTER

Reducerer belastningen på muskler og led, og dermed smerter.

// ENKEL AT MONTERE PÅ DE GÆNGSE KØRESTOLE

Hurtig og nem at montere, uden ekstra dele eller ændringer i kørestolens konstruktion.



EN ANDERLEDES OPLEVELSE

WheelDrive tilbyder en unik kombination af to forskellige drivringe - en til kraftforstærkning og en til kontinuerlig drift. Med denne innovative løsning kan man overkomme udfordringer som træthed og utilgængeligt terræn, hvilket åbner op for en hel ny verden af oplevelser!



HJÆLPDRIVRING



MOTORDRIVRING

Kraftforstærker og Kontinuerlig drift

WheelDrive har et unikt dobbelt drivringkoncept. Den store drivring giver kraftassistance og gør kørestolen lettere at køre. Man kan vælge mellem tre forskellige indstillinger for krafttilførsel. Den lille drivring giver dig kontinuerlig drift samt tre hastighedsmuligheder, hvor ingen håndkraft er nødvendig. Det er nemt at skifte mellem drivringene, således at man individuelt efter behov altid vil kunne få den optimale fremdrift.



INTUITIV OG SIKKER I BRUG

At bruge WheelDrive sammen med din kørestol føles meget naturligt og ikke meget anderledes end kørsel med almindelige drivringe. Det er enkelt at tænde og slukke for systemet. Du skal blot vurdere dit støtte- og hastighedsbehov og du vil hurtigt opdage hvor nemt det er at skifte mellem de to drivringe. Den maksimale hastighed er 10 km/t (hjælpedrivring) og 6 km/t (motordrivring). Når du kører ned ad en bakke vil motoren bremse helt automatisk - for optimal tryghed og sikkerhed

MERE FRIHED OG UAFHÆNGIGHED

WheelDrive støtter og hjælper ved længerevarende ture, op ad bakke eller når hindringer skal forceres, og gør det let at manøvrere hvor pladsen er trang og på hårdt underlag. Man kan hurtigt og nemt skifte batterierne og med et ekstra batterisæt kan turens længde fordobles. WheelDrive er enkel at tage af når kørestolen skal klappes sammen ved transport.

MINDRE BELASTNING OG ET AKTIVT LIV

Efter længerevarende brug af en manuel kørestol, kan man opleve arm- og skuldersmerter eller nedsat styrke. WheelDrive reducerer belastningen på muskler og led, og forebygger dermed relaterede problemer. Mobilitet øges og man får mere overskud i hverdagen til at bevare et aktivt og selvstændigt liv med færre smerter.



EXCEPTIONELT DESIGN OG YDEEVNE



FEATURES AND BENEFITS OF THE WHEELDRIVE



// NEM TRANSPORT OGSÅ MED FLY

WheelDrive hjulene kan nemt afmonteres fra din kørestol for nem transport i bil. Skal du flyve? WheelDrive opfylder IATA krav og må medtages som indtjekket bagage. (Fjern batterierne inden transport)



// CRASH TESTED FOR MERE SIKKER TRANSPORT

Dette produkt er vellykket crashtestet og opfylder kravene til ydeevne for ISO 7176-19.



// SMART BATTERI

WheelDrive er drevet af to letvægts batterier med enestående ydeevne. De er utrolig nemme at tage af og kan fuldoplades på 2 timer - en klar forbedring indenfor denne teknologi. Når batterierne er sat til opladning kan man roligt bruge WheelDrive som almindelige kørestolshjul. Man kan naturligvis også tilkøbe et ekstra sæt batterier for at optimere mobiliteten og nyde en længere tur



// ENKEL AT MONTERE PÅ NÆSTEN ALLE GÆNGSE KØRESTOLE

Den innovative "snap-on" funktion, bidrager til at WheelDrive nemt kan monteres på næsten alle gængse manuelle kørestole, uden ekstra dele eller ændringer i kørestolens konstruktion. Det er hurtigt og enkelt at skifte tilbage til de originale drivhjul - uden brug af værktøj.

HVEM KAN FÅ GAVN AF WHEELDRIVE?*

WheelDrive er designet til kørestolsbrugere der oplever smerter, nedsat styrke eller energiniveau der svinger i løbet af dagen. Løsningen er også særdeles velegnet til brugere som føler at det er for krævende altid at skulle køre stolen selv eller som vil have muligheden for at køre over længere afstande. Passer til daglig brug, også på plejehjem eller rehabiliteringscentre.

* Kontraindikationer: Enhånds- og fodbetjening kan ikke benyttes sammen med WheelDrive. Ved nedsat kognitiv funktion eller ved spasmer frarådes det at bruge WheelDrive.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

WheelDrive // KRAFTFORSTÆRKER OG HJÆLPEMOTOR

Max. brugervægt	130 kg	Max. hastighed	10 km/t (hjælpedrivning); 6 km/t (motordrivning)
Ekstra totalbredde sammenlignet med manuelle hjul (sæt)	43 mm	Rækkevide (ISO 7176-4)	20 km (hjælpedrivning); 12 km (motordrivning) (Den faktiske rækkevidde er afhængig af mange faktorer, blandt andet brugervægt, køreprogram, vejr- og vejforhold, batteriernes)
Batterivægt (sæt)	3.6 kg	Maks. kanstenshøjde	50 mm
Totalvægt inkl. batteri (et hjul)	11.5 kg	Opladningstid (fuldladet)	Ca. 2 timer
Transportvægt uden batteri (et hjul)	9.7 kg	Anvendelsesformål og omgivelser	Til personer med begrænset mobilitet; personer der kører selv; inden- og udendørs. Klasse B kørestol
Hjuldiameter	24"		



Sunrise MedicalAps

Mårkærvej 5-9
2630 Taastrup
T: +45 70 22 43 49
E: info@sunrisemedical.dk
www.SunriseMedical.dk



For yderligere information om specifikationer, valgmuligheder og tilbehør, kontakt venligst Sunrise Medical.
Alle informationer kan ændres uden forudgående varsel. Hvis du er synshandicappet kan du se dette dokument i PDF-format på www.SunriseMedical.dk eller alternativt på anmodning i stort tekstformat.