



Empulse R20

LEDSAGERSTYRT DRIVAGGREGAT

OF_Empulse_R20_Rev_2.1_070524_NO

Kunde/HMS:
Kont.person:
e-post:
Tlf:
Best.dato: Selger
Best.nr:
Kommentar:

Kunde/HMS:
Kont.person:
e-post:
Tlf:
Best.dato:
Best.nr:
Kommentar:

- Bestilling
- Prisoverslag
- Spesialtilpasning



● = Standard

= Tillegg i pris

○ = valg uten ekstra kost

Empulse R20 Drivaggregat for manuell rullestol

Informasjon som oppgis vil bli lagret hos lev.i inntil 3 år

Maks brukervekt: **170 kg (190kg inkl stol)**

BRUKERVEKT;

kg

Send til:

mailordre@sunrisemedical.no

Tekn.spesifikasjoner:

Rammefront bredde :	320 - 600 mm
Setehøyde bak:	390 - 520 mm
IP-grad motor / display	IP54 / IP65
Motor:	250W / 30Nm
Vekt batteri	1,4 kg
Total produktvekt	4,5 kg
Batteritype:	Li-Ion, 36V, 5,8 Ah
Motor	250W / 30Nm

Maks hastighet forover:	5 km/t (3 nivåer)
Hjulstørrelse:	6"
Maks brukervekt/ Tot. belastn	170kg / 190kg
Maks helling	10° / 18%
Vekt drivenhet	3 kg
Bremser:	Ikke noen bremses
Kjørelengde (pr lading)	maks 15 km
Ladetid	4,5 - 5 timer

Empulse R20 drivaggregat - ledsagerstyrt <small>(se også kompatibilitetsguide)</small>		Lev.art.nr:	HMS art.nr
07500000	<input type="radio"/> Empulse R20 komplett . <small>(husk valg av rammefester på side 2)</small>	ER20B	319929
<small>(velg fester på side 2)</small>			
Bestilling		Lev.art.nr:	HMS art.nr:
EMR090213	<input checked="" type="radio"/> Uten bestilling av rullestol		
EMR090214	<input type="radio"/> Med bestilling av rullestol, 1)		
Tilbehør		Lev.art.nr:	HMS art.nr:
EMR090074	<input type="checkbox"/> Lys foran og bak	47209025	319958
EMR090162	<input type="checkbox"/> Ekstra batteri R20 Li-Ion 5,8Ah	07516000-002	319931

Se neste side for å oppgi mål på stolen og velge fester til Empulse R20

1) Det er sendt bestilling på tilhørende rullestol og produktene ønskes levert montert/klargjort for bruk sammen.

Sunrise Medical AS, Delitoppen 3, 1540 Vestby


T: 66 96 38 00

post@sunrisemedical.no



www.SunriseMedical.no

© Sunrise Medical 2024

Empulse R20			
Stoltype Empulse R20 skal monteres på			
EMR000036	<input type="radio"/>	Breezy BasiX2	EMR000108 <input type="radio"/> Quickie Life, Life T, Life RT
EMR000037	<input type="radio"/>	Breezy RubiX2	EMR000146 <input type="radio"/> Quickie Neon ² (fra shb 39)
EMR000048	<input type="radio"/>	Breezy Emineo	EMR000050 <input type="radio"/> Breezy Cirrus G5
EMR000049	<input type="radio"/>	Breezy Exigo	EMR000052 <input type="radio"/> Ibis (Nuage)
Rullestoler fra andre everandører			
EMR010039	<input type="radio"/>	Rammediameter 22-28mm	EMR010043 <input type="radio"/> Rammediameter 29-32mm
EMR00007	<input type="radio"/>	Mobility Canto; Roxx	EMR000078 <input type="radio"/> Etac Cross
Rammefester stol		Lev art.nr:	HMS art.nr:
<input type="checkbox"/>	Fester rundrør diam. 22-28mm (X-fam, Cirrus, Life QS5 X, konk.)	(stk) 07501101	319961
<input type="checkbox"/>	Fester rundrør diam. 29-32mm (konkurrenter)	(stk) 07501106	319962
<input type="checkbox"/>	Ibis (Nuage)	(stk) 07501103	319963
<input type="checkbox"/>	Etac Cross/Crissy	(hø) 07501155-001	319719
<input type="checkbox"/>	Etac Cross/Crissy	(ve) 07501155-002	319720
Setebredde			
SW32 <input type="radio"/> 32cm	SW40 <input type="radio"/> 40cm	SW48 <input type="radio"/> 48cm	SW56 <input type="radio"/> 56cm
SW33 <input type="radio"/> 33cm	SW41 <input type="radio"/> 41cm	SW49 <input type="radio"/> 49cm	SW57 <input type="radio"/> 57cm
SW34 <input type="radio"/> 34cm	SW42 <input type="radio"/> 42cm	SW50 <input type="radio"/> 50cm	SW58 <input type="radio"/> 58cm
SW35 <input type="radio"/> 35cm	SW43 <input type="radio"/> 43cm	SW51 <input type="radio"/> 51cm	SW59 <input type="radio"/> 59cm
SW36 <input type="radio"/> 36cm	SW44 <input type="radio"/> 44cm	SW52 <input type="radio"/> 52cm	SW60 <input type="radio"/> 60cm
SW37 <input type="radio"/> 37cm	SW45 <input type="radio"/> 45cm	SW53 <input type="radio"/> 53cm	
SW38 <input type="radio"/> 38cm	SW46 <input type="radio"/> 46cm	SW54 <input type="radio"/> 54cm	
SW39 <input type="radio"/> 39cm	SW47 <input type="radio"/> 47cm	SW55 <input type="radio"/> 55cm	
Setehøyde bak			
RSH38 <input type="radio"/> 38cm	RSH42 <input type="radio"/> 42cm	RSH46 <input type="radio"/> 46cm	RSH50 <input type="radio"/> 50cm
RSH39 <input type="radio"/> 39cm	RSH43 <input type="radio"/> 43cm	RSH47 <input type="radio"/> 47cm	RSH51 <input type="radio"/> 51cm
RSH40 <input type="radio"/> 40cm	RSH44 <input type="radio"/> 44cm	RSH48 <input type="radio"/> 48cm	RSH52 <input type="radio"/> 52cm
RSH41 <input type="radio"/> 41cm	RSH45 <input type="radio"/> 45cm	RSH49 <input type="radio"/> 49cm	
Tilbehør/Reservedeler		Lev.art.nr:	HMS art.nr:
<input type="checkbox"/>	Lys bak og foran	47209025	319958
<input type="checkbox"/>	Batteri Li-Ion 36V 6Ah (Res del. Et kommer med som standard)	07516000-002	319931
<input type="checkbox"/>	Lader 42V 2A (Res del. Et kommer med som standard)	47309024	319956
Tjenester		Lev.art.nr:	HMS art.nr:
<input type="checkbox"/>	Reisetid timepris drivagg	Ant.timer: <input type="text"/>	319980 319980
<input type="checkbox"/>	Montering på manuell rullestol - Enhetspris		319977 319977
KOMMENTARER:			
Sunrise Medical AS, Delitoppen 3, 1540 Vestby T: 66 96 38 00 post@sunrisemedical.no			www.SunriseMedical.no © Sunrise Medical 2024