

# Empulse R20

## Guide de Compatibilité



Guide compatibilité\_R20\_FR\_Rev-092023

Fauteuil Roulant Marque / Modèle	Arrimage	Fauteuil Roulant Marque / Modèle	Arrimage
<b>Sunrise Medical</b>		<b>Sunrise Medical</b>	
Breezy RubiX <sup>2</sup>	<b>B</b>	Quickie Life T	<b>A/B</b>
Breezy RelaX <sup>2</sup>	<b>B</b>	Quickie Life R	<b>A/B</b>
Breezy Style X / X Ultra	<b>B</b>	Quickie Easy 200	<b>A/B</b>
Quickie IRIS	<b>Spécifique</b>	Quickie Easy 300	<b>A/B</b>
Quickie SR45	<b>Spécifique</b>	Quickie Neon <sup>2</sup> (à partir de hauteur sol/siège arrière de 390 mm)	<b>B</b>
Quickie Life	<b>A/B</b>	Quickie QS5 X	<b>B</b>
		Zippie Youngster 3	<b>B</b>

Remarque : La liste ci-dessus est une indication des modèles de fauteuils roulants sur lesquels le R20 peut être monté. Toutefois, l'année de fabrication, la forme du cadre, les accessoires du dossier, le croisillon et les accessoires du châssis ont une influence. Il est donc essentiel d'essayer et de tester pour être sûr à 100% ! Ou demandez conseil à votre fournisseur.

Le guide de compatibilité ne présente que les fauteuils roulants pour lesquels un accord de combinaison a été signé. Vous trouverez des informations sur l'arrimage sur la page suivante.

# Empulse R20

## Guide de Compatibilité



Guide compatibilité\_R20\_FR\_Rev-092023

Fauteuil Roulant Marque / Modèle	Arrimage	Fauteuil Roulant Marque / Modèle	Arrimage
<b>Meyra</b>		<b>DIETZ</b>	
Service 3.600	<b>B</b>	AS 01**	<b>B</b>
Budget	<b>B</b>	Caneo series (incl. XL)	<b>B</b>
Avanti	<b>B</b>	Tomtar BasiK / BasiK+	<b>B</b>
Avanti Pro	<b>B</b>	Serena II**	<b>B</b>
S3 Swing	<b>B</b>	<b>PRO ACTIV***</b>	
Eurochair family	<b>B</b>	TRAVELER (Classicline, 4all Ergo, 4you Ergo)	<b>B</b>
Smart F & S	<b>B</b>	BUDDY (D3, D4, D7)	<b>B</b>
		SPEEDY (A1, A2, F4, 4all, 4you, 4all Ergo, 4teen)	<b>B</b>
<b>Invacare*</b>		<b>ALU REHAB</b>	
Rea Clematis	<b>B</b>	Netti 4U (CE, CE Plus, CED, Base)	<b>B</b>
Rea Azalea Family	<b>B</b>	Netti III (HD, XHD & Dynamic functions (LS 350 – 600 mm))	<b>B</b>
Action 1 / 2 / 3 / 4 / 5	<b>B</b>	Netti S (LS 350, 400 mm)	<b>B</b>
Action XT	<b>B</b>	Netti Dynamic S (LS 350, 400)	<b>B</b>
Rea Focus	<b>B</b>	<b>BEROLLKA</b>	
XLT	<b>B</b>	F1 (diamètre tube de châssis 30 mm)	<b>B</b>
<b>Drive</b>		B2 (diamètre tube de châssis 30 mm)	<b>B</b>
Litec / Litec 2G / Litec 2G Plus	<b>B</b>	RACER (diamètre tube de châssis 30 mm)	<b>B</b>
Freetec	<b>B</b>	TRAXX / TRAXX TT (diamètre tube de châssis 23 mm)	<b>B</b>
Ecotec / Ecotec 2G	<b>B</b>	TOURER / CRUISER (diamètre tube de châssis 25 mm)****	<b>B</b>
Rotec / Rotec XL	<b>B</b>	SLADE SLT / AR	<b>B</b>
<b>Vassilli</b>		SPRINT SLT / AR	<b>B</b>
VARIO Plus	<b>B</b>	BASIC	<b>B</b>
<b>Bischoff &amp; Bischoff</b>		FINESS	<b>B</b>
S-Eco 300 / S-Eco 300XL	<b>B</b>	Filou	<b>B</b>
S-Eco 2	<b>B</b>	Junior 2 SLT / AR	<b>B</b>
Pyro Light Optima / Pyro Light Optima XL	<b>B</b>	Findus	<b>B</b>
Pyro Light / Pyro Light XL	<b>B</b>	Little AR / SLT	<b>B</b>
Pyro Start / Pyro Start Plus	<b>B</b>	LUKE AR / SLT	<b>B</b>
BX 11	<b>B</b>		

Remarque : La liste ci-dessus est une indication des modèles de fauteuils roulants sur lesquels le R20 peut être monté. Toutefois, l'année de fabrication, la forme du cadre, les accessoires du dossier, le croisillon et les accessoires du châssis ont une influence. Il est donc essentiel d'essayer et de tester pour être sûr à 100% ! Ou demandez conseil à votre fournisseur.

\*Uniquement avec frein tambour \*\*Arrimage B, mâchoire de 30 mm nécessaire (référence article: 07501106) \*\*\*Des poignées de poussée plus longues peuvent être nécessaires pour l'unité de commande \*\*\*\*Uniquement avec roulette anti-basculer, sans housses et sans panier

# Empulse R20

## Guide de Compatibilité



Guide compatibilité\_R20\_FR\_Rev-092023

Fauteuil Roulant Marque / Modèle	Arrimage	Fauteuil Roulant Marque / Modèle	Arrimage
<b>Vermeiren*****</b>		<b>Etac</b>	
D100, D100 (30°)	<b>B</b>	Cross 5, Cross 5 XL, Cross 5 Active, Cross 6	<b>Spécifique</b>
D200, D200 (30°)	<b>B</b>	M 100	<b>B</b>
V200D	<b>B</b>	Crissy	<b>B</b>
V300D, V300D (30°), V300DL	<b>B</b>	Prio, Prio 3D	<b>B</b>
V500 (30°)	<b>B</b>		
Eclips+, Eclips+ (30°)	<b>B</b>	<b>SORG</b>	
Eclips X4, Eclips X4 (30°)	<b>B</b>	Vector	<b>B</b>
Bobby	<b>B</b>	Vector BSA	<b>B</b>
Inovys II, Inovys II-E	<b>B</b>	Jump alpha	<b>B</b>
<b>REHATEC</b>		Jump beta Sport	<b>B</b>
Galileo (Taille 1, 2, 3, 4, 5)	<b>B</b>	Jump beta BSA	<b>B</b>
Sunny (Taille 2)	<b>B</b>	Tilty Vario	<b>B</b>
Mika (Taille 1)	<b>B</b>		

Remarque : La liste ci-dessus est une indication des modèles de fauteuils roulants sur lesquels le R20 peut être monté. Toutefois, l'année de fabrication, la forme du cadre, les accessoires du dossier, le croisillon et les accessoires du châssis ont une influence. Il est donc essentiel d'essayer et de tester pour être sûr à 100% ! Ou demandez conseil à votre fournisseur.

\*\*\*\*\*Uniquement avec roulette anti-bascule

# Empulse R20

## Information sur l'arrimage

L'assistance électrique pliable pour tierce personne R20 s'adapte facilement à presque tous les fauteuils roulants manuels courants ayant les dimensions suivantes :

**Châssis fermé** ou type de châssis similaire avec des tubes ronds de 22 - 28 mm de diamètre. Un kit spécial peut être commandé pour les tubes de châssis de 30 mm de diamètre.

**Largeur d'assise du fauteuil roulant manuel** 320 - 600 mm

**Hauteur sol siège arrière** > 380 mm

**Poignées de poussée longues ou réglables en hauteur** pour fixer l'unité de commande – espace droit libre de 10 mm minimum.



**A** Version vissée:  
Nécessite un trou horizontal existant dans le tube du cadre. Généralement utilisé avec les fauteuils roulants actifs Sunrise Medical fabriqués à Malsch (Easy 200/300/Life/Life i/Life Eco).

De même pour les fauteuils roulants de la X-Family comme PariX<sup>2</sup>, BasiX<sup>2</sup>, RubiX<sup>2</sup>, HeliX<sup>2</sup> & HeliX<sup>2</sup> Comfort, il suffit de remplacer le clip du croisillon.




**B** Version clampée:  
Sera fixé au tube inférieur du cadre. Utilisé en général pour tous les fauteuils roulants, à l'exception du Breezy Ibis et des fauteuils roulants actifs. (Standard, par exemple pour les fauteuils roulants de la X-Family)




**C** Version clampée uniquement pour Breezy Ibis :  
Sera fixé au centre du tube inférieur du cadre.

Montage R20 sur fauteuils roulants Breezy X-Family



# Matrice Longueur Bras d'Arrimage Empulse R20

XS = 206 mm
S = 236 mm
L = 276 mm



		Hauteur Sol/Siège Arrière en mm																	
mm		380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	540	560	
Largeur d'assise en mm	320						XS	XS	XS	XS	S	S	S	S	S	S	S	S	
	330						XS	XS	XS	XS	S	S	S	S	S	S	S	S	
	340					XS	XS	XS	XS	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
	350					XS	XS	XS	XS	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
	360				XS	XS	XS	XS	XS	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	370				XS	XS	XS	XS	XS	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	380			XS	XS	XS	XS	XS	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	390			XS	XS	XS	XS	XS	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	400			XS	XS	XS	XS	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	L
	410			XS	XS	XS	XS	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	L
	420						S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	L	L
	430						S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	L	L
	440				S	S	S	S	S	S	L	L	L	L	L	L	L	L	L
	450				S	S	S	S	S	S	L	L	L	L	L	L	L	L	L
	460			S	S	S	S	S	S	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
	470			S	S	S	S	S	S	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
	480		S	S	S	S	S	S	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
	490		S	S	S	S	S	S	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
	500		S	S	S	S	S	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
	510		S	S	S	S	S	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
520		S	S	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	
530		S	S	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	
540		S	S	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	
550		S	S	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	
560		S	S	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	
570		S	S	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L		
580		S	S	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L		
590		S	S	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L				
600		L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L				