

# Urządzenie z napędem elektrycznym

E|F55



Ref. 1/2025 (ważny do 31.12.2025)

## FORMULARZ ZAMÓWIENIA

Errors and imissions excepted.

Dane do faktury / Nr Klienta			Adres dostawy		taki, jak dane do faktury
Nr Kl.:			Nr Kl.:		
Nazwa:			Nazwa:		
Ulica:			Ulica:		
Miasto:			Miasto:		
E-Mail:			E-Mail:		
Tel.:			Tel.:		
Informacje o zamówieniu			Waga użytkownika		
Zamówienie	Wycena	Built-4-Me®	<b>Maksymalna waga użytkownika: 110 kg</b>		
Nr zamówienia:			<b>Waga użyt.:</b>	<b>kg</b>	
<b>Art. No.: 47600201</b>					
Data zam.: Dzień		Miesiąc	Rok		

Cena od **13.390 PLN**

## Dane Techniczne

<b>Maksymalna waga użytkownika</b>	110 kg	<b>Maksymalna prędkość</b>	6 km/h; (opcjonalnie 10 km/h lub 15 km/h lub 20 km/h)
<b>Szerokość ramy z przodu</b>	260 – 480 mm <sup>(1)</sup>	<b>Rozmiar koła</b>	8,5" opona pełna/ 14" opona pneumatyczna
<b>Waga akumulatora</b>	2 kg	<b>Akumulator</b>	Li-Ion, 36V, 8.1 Ah
<b>Waga całkowita bez akumulatora</b>	11 kg	<b>Hamulec</b>	Dwa niezależne systemy hamowania: hamulec elektryczny, hamulec tarczowy
<b>Waga całk. z akumulatorem</b>	13 kg	<b>Napięcie</b>	36 V
<b>Kolor</b>	Czarny	<b>Maksymalny zasięg</b>	25 km
<b>Akcenty kolorystyczne (w zestawie)</b>	Czarny, czerwony, niebieski, pomarańczowy <sup>(2)</sup>	<b>Kąt podjazdu</b>	do 11% (6°)

(1) Szerokość ramy mierzona jest od środkowej krawędzi rurki do środkowej krawędzi rurki w miejscu montażu urządzenia.

Użyj tylko zmierzonego wymiaru, nie sugeruj się szerokością siedziska.

(2) Akcenty kolorystyczne standardowo występują w kolorze czarnym.

Podstawa		PLN
EMF010000	<b>Urządzenie z napędem F55</b> z silnikiem 400 W (max.), akumulatorem litowo-jonowym 8.1 Ah biegiem do przodu i do tyłu, tempomatem, podwójnym układem hamulcowym (hamulec tarczowy, hamulec elektroniczny), błotnikiem, przednim światłem i akcentami kolorystycznymi.	–
<b>Koła napędowe</b>		
EMF070085	F55 8,5", opona pełna	13390
EMF070086	F55 14", opona pneumatyczna	13890
Zamówienie / Montaż		PLN
EMF090213	Bez zamówienia na wózek	–
EMF090217	Z zamówieniem na wózek, urządzenie bez montażu do wózka (1)	–
EMF090218	Z zamówieniem na wózek, urządzenie z montażem do wózka (2) - Opcja dostępna tylko w wybranych sklepach po uprzednim ustaleniu ze sprzedającym	1050
EMF090182	Zestaw StVZO, w tym załącznik i aprobaty TÜV (7)	n/d
Elementy montażowe		PLN
EMF010027	Adaptory do wózków z ramą zamkniętą	–
EMF010028	Adaptory do wózków z ramą z odchylanymi podnózkami (SA)	–
<b>Zaciski dokujące</b>		
EMF010030	Do rurek owalnych (Quickie Xenon <sup>2</sup> FF, Helium, Nitrum) (3)	–
EMF010031	Do Quickie Xenon <sup>2</sup> SA (3)	–
EMF010042	Do Ki Mobility Rogue (3) (4)	285
EMF010041	Do rurek owalnych (Progeo Joker / Ego / Tekna) (3) (4)	285
EMF010029	Do rurek okrągłych (pasujące do rurek o średnicy 19.5 mm, 23 mm, 25 mm, 28.6 mm & 30 mm) (3) (4)	–
EMF010052	Do hydroformowanych rurek Kuschall od 2019 (KSL, K-series, Champion) (3) (4)	495
Regulacja		PLN
	Kompletny zestaw do łatwej regulacji w celu dopasowania F55 do szerokości ramy od 260 do 480 mm (5). F55 można w pełni dostosować do wszystkich wysokości siedzeń i kątów ramy.	–
Prędkość		PLN
EMF000025	6 km/h	–
EMF000027	10 km/h (6)	–
EMF000028	15 km/h (6)	–
EMF000167	20 km/h (6)	–
Wyświetlacz		PLN
	Wyświetlacz: stan baterii, licznik kilometrów, licznik podróży, śr. prędkość, zużycie energii w czasie rzeczywistym	–
Akcesoria		PLN
	Oświetlenie LED	–
	Błotnik	–
	Akcenty kolorystyczne (4 kolory do wyboru)	–
EMF090074	Przednia i tylna lampa (opcja dodatkowa na klipsy montowana do kierownicy F55 i oparcia wózka)	260
EMF010032	Stopka: mocowana do ramy	650
EMF010033	Wyściółka ramy (w zestawie)	–
EMF160010	Dodatkowy akumulator litowo-jonowy, std.: 36V, 8.1 Ah, 291 Wh (maks. zasięg 25 km)	3585
EMF110155	Dodatkowa ładowarka	340
EMF090181	Obciążnik, montaż za pomocą narzędzi	2485

1) Zamówienie na wózek na osobnym formularzu. Osobne wysyłki wózka i F55.

2) Zamówienie na wózek na osobnym formularzu. Wysyłka z zamontowanym urządzeniem do wózka/ wysyłka wózka z urządzeniem bez montażu.

(3) Przed złożeniem zamówienia zawsze sprawdź przestrzeń montażową zacisków dokujących. W zależności od konfiguracji i opcji, określona konfiguracja wózka może nie zapewniać wystarczającej ilości miejsca do montażu urządzenia.

(4) Zawsze sprawdzaj kompatybilność urządzenia dla wózków spoza oferty Sunrise Medical.

(5) Szerokość ramy mierzona jest do środkowej krawędzi rurki do środkowej krawędzi rurki w miejscu

montażu urządzenia. Użyj tylko zmierzonego wymiaru, nie sugeruj się szerokością siedziska.

(6) Sprawdź lokalne przepisy i regulacje dotyczące maks. dozwolonej prędkości w Twoim kraju.

Ustawienia prędkości &gt; 6 km / h można zamówić wyłącznie składając podpis ( na następnej stronie). Ustawienia maksymalnej prędkości może zmienić tylko firma Sunrise Medical.

(7) Tylko na rynek Niemiecki

## Empulse F55



// EMF070085 F55 8,5", opona pełna  
(Zdjęcie z opcją EMF010027 z adapterami do wózków z ramą zamkniętą i czerwonymi akcentami kolorystycznymi)



// EMF070086 F55 14", opona pneumatyczna  
(Zdjęcie z opcją EMF010027 z adapterami do wózków z ramą zamkniętą i niebieskimi akcentami kolorystycznymi)



// EMF070085 F55 8,5", opona pełna  
(Zdjęcie z opcją EMF010028 z adapterami do wózków z ramą SA z wydłużoną ramą i wygiętym drążkiem kierownicy i pomarańczowymi akcentami kolorystycznymi)

## Zaciski dokujące



// EMF010029 do okrągłych rurek ramy (pasujące do rurek o średnicy: 19.5 mm, 23 mm, 25 mm, 28.6 mm & 30 mm)

## Akcesoria



Oświetlenie LED, błotnik (z czerwonym akcentem kolorystycznym) i hamulcem tarczowym (zdjęcie opcji EMF070085)



// EMF010032 Stopka: mocowana do ramy



Akcenty kolorystyczne (błotnik)



Paski boczne z niebieskimi akcentami kolorystycznymi)

**Potwierdzenie**

Chcielibyśmy podkreślić, iż użytkowanie Empulse F55 z maksymalną prędkością większą od 6 km/h jest dopuszczalne do ruchu drogowego tylko w niektórych krajach. Dla krajów, w których obowiązuje ograniczenie prędkości, dozwolone jest jedynie użytkowanie przystawki na terenie prywatnym.

W przypadku ograniczenia prędkości wynikającego z obowiązujących przepisów o ruchu drogowym w danym kraju, Empulse F55 z prędkością wyższą niż 6 km/h, może nie być dopuszczona do ruchu drogowego, jak również użytkowania jej na wyznaczonych ścieżkach rowerowych. Użytkownik zobowiązany jest do samodzielnego zapoznania się z prawodawstwem w danym kraju i sprawdzeniu czy wymagane jest obowiązkowe ubezpieczenie F55 o prędkościach 10/15/20 km/h.

Podczas składania zamówienia, prosimy o potwierdzenie podpisem, że wszystkie informacje są zrozumiałe, a złożone zamówienie na F55 o prędkości większej niż 6 km/h ma być zrealizowane i dostarczone.

Jeśli będę użytkował F55 o większej prędkości niż 6 km/h w innym kraju, zobowiązuje się do zapoznania z przepisami o ruchu drogowym tego kraju przed jej użytkowaniem.

**Data****Podpis użytkownika**

Dzień      Miesiąc      Rok

## Uwagi do zamówienia

--

F55

PLN

**Cena podstawy brutto**

PLN

Cena opcji brutto

Pakowanie i transport

Bez VAT

VAT

**Całkowita cena brutto****Data****Podpis**

Dzień

Miesiąc

Rok

**Sunrise Medical Poland Sp. z o.o.**

Elektronowa 6

94-103 Łódź

Tel.: +48 42 275 83 38

Fax: +48 42 209 35 23

E-Mail: pl@sunrisemedical.pl

www.Sunrise-Medical.pl