

  
**zippie**<sup>®</sup>  
Explore your world!



# Zippie RS

PATENTOVANÉ ROTAČNÍ  
POLOHOVÁNÍ V PROSTORU.



# VOZÍK PRO ASISTOVANÉ POLOHOVÁNÍ V PROSTORU



→ Technologie rotačního polohování v prostoru dovoluje jemné a plynulé polohování v rozsahu 45°.



## ROTACE V PROSTORU

Rotace sedu probíhá přesně v těžišti vozíku bez nežádoucí změny těžiště a tím pádem bez nežádoucí změny jízdních vlastností a stability vozíku.



Box pro umístění příslušenství je k dispozici i v případě, kdy je sedačka vozíku plně polohována.

Nový vozík **Zippie RS s plynulou rotací v prostoru** umožňuje klientům se sníženou schopností pohybu okamžité snížení tlaku na pánev, zajištění lepší respirace a zlepšení orientace v prostoru. Tyto vlastnosti jsou důležité zejména pro děti, které nejsou schopné samostatného přesunu váhy.





## JEDNODUŠE NASTAVITELNÝ

Díky široké nabídce možností nastavení a příslušenství se nový Zippie RS jednoduše přizpůsobí všem individuálním potřebám svých klientů.

### NASTAVENÍ HLOUBKY SEDU

Hloubku sedu je možné nastavit v rozmezí od 37,5 do 45 cm (v případě použití standardní sedací platformy).



### NASTAVENÍ TĚŽIŠTĚ

V závislosti na aktivitě klienta lze těžiště vozíku nastavit ve dvou úrovních - pasivní a aktivní. Pasivní těžiště zaručuje lepší stabilitu a ochranu proti převrácení. Vozík s aktivním nastavením těžiště se lépe ovládá a nabízí kratší délku základny. Adaptér zadních kol je možné nastavit v rozsahu 8 cm.



### ÚHLOVĚ NASTAVITELNÁ ZÁDOVÁ OPĚRKA

Nastavitelná zádová opěrka je vhodná pro děti, které vyžadují větší rozsah nastavení pozice sedu. Klinické studie ukázaly, že kombinace nastavení úhlu sedu v prostoru a nastavení úhlu zádové opěrky přináší klientům maximální variabilitu v nastavení neoptimálnější polohy a nabízí nejlepší rozložení váhy uživatele na celou plochu sedu.

### VÝŠKOVĚ A ÚHLOVĚ NASTAVITELNÉ MADLO PRO DOPROVOD

Pro lepší ovládání vozíku je možné nastavit úhel madla pro doprovod a prodloužit až o 15 cm jeho délku.



### SPOJENÁ STUPAČKA

Úhlově a výškově nastavitelná spojená stupačka s mechanismem odklopným vzad nabízí flexibilní možnosti nastavení.

### DĚLENÉ ODKLOPNÉ STUPAČKY

Díky systému uchycení lze tyto stupačky rozšířit až o 7 cm.





→ Vozík **Zippie RS** je možno vybavit klinickým sedacím systémem Jay nebo sedacím systémem jiných výrobců, například ortopedickou ortézou.



# Zippie RS



JEDNODUCHÁ APLIKACE  
SEDACÍCH SYSTÉMŮ OD JINÝCH  
VÝROBCŮ.

## MOŽNOSTI PŘÍSLUŠENSTVÍ VOZÍKU ZIPPIE RS

Pro více informací kontaktujte naše  
obchodní zástupce.



### Trapezoidní adaptér

pro uchycení sedacích ortéz nebo sedacích systémů třetích výrobců. Dvojitý systém jističení zaručuje dokonalé uchycení sedačky k vozíku. Splňuje všechny bezpečnostní podmínky pro bezpečnou přepravu v automobilu.



### Fixace k uchycení zádové opěrky

nabízí více stability pro uchycení všech typů zádoových opěrek.



### Box pro uložení příslušenství

umístěný pod sedací částí vozíku nabízí dostatek místa pro uložení dalšího příslušenství, například respirátoru. Přístup k boxu není omezen ani při plném využití polohovacích funkcí vozíku.



### Blatníky s chráničem oděvu

pro 22" a 24" kola.



### Výškově přenastavitelné jednobodové bočnice

poskytují dobrou podporu a díky nízké váze zjednodušují transport.



### Brzdy s krátkým chodem

slouží pro zajištění vozíku při parkování. Pro běžné brždění vozíku obsluhou slouží hlavní bubnové brzdy.



### Nášlapná patka pro překlopení

nabízí jednoduché překlopení vozíku na zadní kola.



### Jistící kolečka proti překlopení

poskytují přidanou stabilitu pro vozíky s nastaveným aktivním těžištěm.



### Univerzální adaptéry

pro uchycení sedacích systémů a příslušenství třetích výrobců.

# TECHNICKÁ DATA

Max. hmotnost uživatele:	125 kg
Šířka sedu:	30 - 40 cm
Hloubka sedu:	37,5 - 45 cm
Výška sedu od země:	43 - 52 cm
Úhel zádové opěrky:	0° až +30° nebo -5° až +25°
Úhel polohování v prostoru	-5° až +40°
Nastavení těžiště:	Aktivní nebo pasivní
Přední kola	6"/7"/8"
Zadní kola	16"/22"/24"
Váha vozíku:	od 18 kg
Nabídka barev:	27 barev
Přeprava ve vozidle (ISO 7176-19):	Ano



Další informace najdete na internetových stránkách [www.medicco.cz](http://www.medicco.cz).  
Popřípadě kontaktujte vašeho obchodního zástupce firmy MEDICCO.



**MEDICCO**  
a division of  
**SUNRISE MEDICAL®**

**MEDICCO s.r.o.**  
H - Park, Heršpická 1013/11d,  
639 00 Brno  
Czech Republic  
Tel.: (+420) 547 250 955  
Fax: (+420) 547 250 956  
[www.medicco.cz](http://www.medicco.cz)



[www.facebook.com/QuickiewheelchairsCZ](https://www.facebook.com/QuickiewheelchairsCZ)

**Bezplatná linka 800 900 809**