

Vårdarstyrt hopfällbart drivaggregat

BU 225000 R20 2024-06-20

R20



CE

BESTÄLLNINGСУNDERLAG

Fakturaadress

Namn:
Adress:
Postnr: Ort:
E-mail:
Tel: Fax:

Leveransadress: Leverera till fakturaadressen

Namn:
Adress:
Postnr: Ort:
E-mail:
Tel: Fax:

Orderinformation

Order Offert Built-4-Me
Ordernummer:
Orderdatum:
Er referens:

Vikt

Max brukarvikt/totalvikt: 170 kg/190 kg
Brukarvikt:

Art. nr: 07500001


Kundservice: post@sunrisemedical.se

TEKNISK ÖVERSIKT

Max. totalvikt	190 kg	Max. hastighet	5 km/h
Motor	250 w/30Nm	Max. räckvidd	15 km
Skyddsklass motor / display	IP54 / IP65	Max. lutning	10° / 18 %
Batteriets vikt	1,5 kg	Max. brukarvikt	170 kg
Vikt motor och fästen	3 kg	Max. kantklättring	50 mm
Total vikt inkl. batteri	4,5 kg	Max. motorljud	60 dbA
Total vikt exkl. batteri	3 kg	Laddningstid	Ca 4-5 timmar
Rullstolens sitthöjd	410-510 mm	Batteri Litiumjon	5.8 Ah / 36 V (209 Wh)
Rullstolens sittbredd	340-600 mm	Laddare 100-240 V AC	36 V / 1.35 A

Avsedd användning: för ledsagare som kör rullstolsbrukare, för inomhus och utomhus bruk.

Godkänd för transport i fordon enligt ISO 7176-19:2022 vid användning på rullstol som också är godkänd för transport i fordon enligt ISO 7176.



Exempel på montering av Empulse R20.

NoGo Matrix Empulse R20

		Sittbredd																													
		320	330	340	350	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	##	530	540	550	560	570	580	590	600	
Bakre sitthöjd	mm	320	330	340	350	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	##	530	540	550	560	570	580	590	600	
	380																														
	390																		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	400									✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	410					✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	420			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	430	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	440	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	450	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	460	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	470	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	480	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	490	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	500	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	510	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	520	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	530	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
540	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
560	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

R20

- 07500001 R20 inkl. batteri, elektronik och laddare

R20 Fästen⁽¹⁾

<input type="checkbox"/>						Övriga modeller
<input type="checkbox"/>	EMR000050	Cirrus G5		<input type="checkbox"/>	EMR010039	Rördiameter 22 - 28 mm
<input type="checkbox"/>	EMR000108	Life, T, R, RT		<input type="checkbox"/>	EMR010043	Rördiameter 29 - 32 mm
<input type="checkbox"/>	EMR000036	BasiX ²		<input type="checkbox"/>	EMR000078	Etac Cross
<input type="checkbox"/>	EMR000037	RubiX ²				
<input type="checkbox"/>	EMR000038	HeliX ²				
<input type="checkbox"/>	EMR000047	RelaX ²				
<input type="checkbox"/>	EMR000048	Emineo				
<input type="checkbox"/>	EMR000049	Exigo				

Sittbredd⁽²⁾

<input type="checkbox"/>	SW32	320 mm	<input type="checkbox"/>	SW40	400 mm	<input type="checkbox"/>	SW48	480 mm	<input type="checkbox"/>	SW56	560 mm
<input type="checkbox"/>	SW33	330 mm	<input type="checkbox"/>	SW41	410 mm	<input type="checkbox"/>	SW49	490 mm	<input type="checkbox"/>	SW57	570 mm
<input type="checkbox"/>	SW34	340 mm	<input type="checkbox"/>	SW42	420 mm	<input type="checkbox"/>	SW50	500 mm	<input type="checkbox"/>	SW58	580 mm
<input type="checkbox"/>	SW35	350 mm	<input type="checkbox"/>	SW43	430 mm	<input type="checkbox"/>	SW51	510 mm	<input type="checkbox"/>	SW59	590 mm
<input type="checkbox"/>	SW36	360 mm	<input type="checkbox"/>	SW44	440 mm	<input type="checkbox"/>	SW52	520 mm	<input type="checkbox"/>	SW60	600 mm
<input type="checkbox"/>	SW37	370 mm	<input type="checkbox"/>	SW45	450 mm	<input type="checkbox"/>	SW53	530 mm			
<input type="checkbox"/>	SW38	380 mm	<input type="checkbox"/>	SW46	460 mm	<input type="checkbox"/>	SW54	540 mm			
<input type="checkbox"/>	SW39	390 mm	<input type="checkbox"/>	SW47	470 mm	<input type="checkbox"/>	SW55	550mm			

Bakre sitthöjd⁽³⁾

<input type="checkbox"/>	RSH39	390 mm	<input type="checkbox"/>	RSH43	430 mm	<input type="checkbox"/>	RSH47	470 mm	<input type="checkbox"/>	RSH51	510 mm
<input type="checkbox"/>	RSH40	400 mm	<input type="checkbox"/>	RSH44	440 mm	<input type="checkbox"/>	RSH48	480 mm	<input type="checkbox"/>	RSH52	520 mm
<input type="checkbox"/>	RSH41	410 mm	<input type="checkbox"/>	RSH45	450 mm	<input type="checkbox"/>	RSH49	490 mm	<input type="checkbox"/>	RSH54	540 mm
<input type="checkbox"/>	RSH42	420 mm	<input type="checkbox"/>	RSH46	460 mm	<input type="checkbox"/>	RSH50	500 mm	<input type="checkbox"/>	RSH 56	560 mm

Orderinformation

- EMR090214 Beställs tillsammans med rullstol (bifoga beställningsunderlag)
- EMR090213 Beställs utan rullstol

Tillbehör

- EMR090074 Belysning, bak och fram
- EMR090162 Extra batteri, litiumjon, 5.8 Ah

(1) Ange rullstolsmodell som R20 ska monteras på. (2) Ange sittbredd. (3) Ange bakre sitthöjd.

Anteckningar



Med reservation för ändringar.

Sunrise Medical AB
Neogatan 5
431 53 Mölndal
Tel. 031-7483700
post@sunrisemedical.se
www.sunrisemedical.se