

Q50R

Enkel att manövrera och smidig att förvara.



KOMPAKT & ENKEL ATT KÖRA

Q50R är en del av vår Q-serie och är en perfekt elrullstol för nybörjare. Q50R finns tillgänglig med mattsvart ram och ett val av tre färginlägg. Framför allt är den hopfällbar!

Snygg och bekväm.

Hur passar Q50R in i din vardag?



Scanna QR koden med din mobil för att se en video om Q50R.

SMIDIG ATT TA MED!

Tack vare sin kompakta storlek är den smidig att förvara och får plats i bagageutrymmet på de flesta bilar. Tack vare tippskyddet är den dessutom enkel att flytta på i upprätt ihopfällt läge.



SNABB OCH ENKEL ATT FÄLLA IHOP VID FÖRVARING OCH TRANSPORT.

Q50R är enkel att fälla ihop på några sekunder med bara en hand. Tryck bara på spaken och dra ryggstödet uppåt. Med minimal ansträngning, utan verktyg och utan att behöva ta bort batteriet.



Skanna QR koden med din mobil för att se en video som visar hur du fäller ihop Q50R.

INOMHUSBRUK

Den är smidig att förvara men är också kompakt nog för att användas inomhus, oavsett om du är i ditt hem eller i affären.



1220 mm

VÄNDCIRKEL

Q50R har en vändcirkel på endast 1220 mm vilket gör den idealisk för inomhusbruk. Du vänder smidigt i smala utrymmen utan att behöva göra komplicerade manövrar.



SMAL NOG

Är du orolig att din rullstol ska stöta i någonstans? Q50R är bara 600 mm bred och får plats genom dörrar och andra trånga utrymmen.

ELEKTRONIK

Tack vare optimerade motorer kan Q50 R ta dig 50 km på en enda laddning!

50 KM RÄCKVIDD

50 mm

KANTKLÄTTRING & PRESTANDA

Utrustad med effektiva borstlösa **200W högeffektiva motorer** från Linux (en av världens ledande motortillverkare), har du den kraft du behöver även på lite tuffare underlag. Du kan också ta dig över kanter på upp till 50 mm.



AVTAGBART LITIUMBATTERI

Med en vikt på endast **5.5 kg** och med eget laddningsuttag laddar du smidigt batteriet till Q50R separat från elrullstolen.



LADDAS ÄVEN HOPFÄLLD!

Eftersom du inte behöver ta bort batteriet när du fäller ihop Q50R kan du också ladda batteriet i hopfällt läge.



Q50R använder VSI-elektronik från Curtiss-Wright, ett världsledande varumärke, erkänt för hög kvalitet och tillförlitlighet. Den enkla, integrerade, sidosvängbara joystickkontrollen tillsammans med högkvalitativa 30 Ah litiumbatterier ger exakt styrning, hållbarhet och kräver minimalt underhåll.



Scanna QR koden med din mobil för en video om hur du laddar Q50R.

*Räckvidd beräknas enligt ISO-standard 7176 del 4 på teoretisk energiförbrukning för rullstol.

BRA VÄGGREPP

Tack vare de stora **12" drivhjul** har **Q50R** mycket bra väggrepp. Hjulen är designade för utomhusprestanda och med hjälp av stänkskydden slipper du också smuts från vägen när du kör.

STABIL I UPPFÖRSBACKAR

Eftersom Q50R är **1030 mm** lång så får du en hög grad av stabilitet. Du färdas säkert i lutningar på upp till 10 grader. Bakre tipperskydd ingår alltid och tillför extra säkerhet.

STYV RAM

Den hållbara aluminiumramen på Q50R består av ovala rör som är minde benägna att böja sig jämfört med runda rör. De ökar elrullstolens styvhet när du färdas över ojämn mark och ger en bekvämare upplevelse.

DUBBEL UPPHÄNGNING

Q50R har främre gummidämpare och bakre stöddämpare. Detta ger responsiv dämpning när du rör dig över ojämn terräng och minskar rörelsen som naturligt rör sig genom elrullstolen. Du kan luta dig tillbaka och njuta av en mjukare åktur.



SNYGG & BEKVÄM



HÖJDJUSTERBART RYGGSTÖD

Justerbart mellan 450 och 550 mm



SKUMDYNA

Bekväm sittdyna av luftgenomsläpplig skum.



JUSTERBAR SITS

Justerbara remmar som ger en bekväm sits.

FÖRVARING

Man behöver alltid extra förvaringsutrymme! Q50R har två rymliga förvaringsfickor med dragkedja, en i ryggstödet och en under sätet.



Scanna QR koden med din mobil för att se en video om hur du ställer in sits och rygg.

Sätt lite färg på tillvaron! Tillgänglig med en elegant svart ram och du kan välja mellan tre fina färginlägg för en personlig stil.

GRÖN

BLÅ

RÖD



TEKNISK SPECIFIKATION

Max. brukarvikt	136 kg	Max. hastighet	6 km/h
Bredd hopfälld	600 mm	Batterier	30 Ah, Litium
Längd hopfälld	800 mm	Elektronik	VSI (Curtiss & Wright)
Höjd hopfälld	400 mm	Laddare	24 V, 5 Amp
Total bredd	600 mm	Motor	2 x 200 Watt, borstlös
Total längd	Min. 855 mm, max. 1090 mm	Max. säker lutning	8° (Dynamisk stabilitet)
Total höjd	Min. 905 mm, max. 1005 mm	Max. kantklättring	50 mm
Ryggstödshöjd	450 eller 550 mm	Hjul	Drivhjul: 12" massiva/ Länkhjul: 8" massiva
Sitthöjd	500 mm (utan dyna)	Färginlägg	3 färger: röd, grön och blå
Sittbredd	430 mm (dynans bredd)	Rullstolens vikt	37,5 kg (inkl. batteri)
Sätets djup	450 mm (dynans djup)	Batteriets vikt	5,5 kg
Armstödshöjd	270 mm (från sitsens underkant)	Rullstolens vikt utan batteri	32 kg
Räckvidd	50 km		

- EN12184:2014 godkänd av SGS
- CE märkt enligt kraven i MDR 2017/745
- Certifikat utfärdat av CNAS (officiellt certifieringsorgan)
- Batterier med IEC62133-2-2017-certifiering (litiumbatteriers elektriska säkerhetsintyg)
- Laddare med ISO 7176-25 godkännande och IPX4 skyddsgrad
- Batterilådans material UL94V0 (flamskyddsmedel)
- EMC - Elektromagnetisk kompatibilitet (Electromagnetic Compatibility)
- Brandhämmande tyger - EN1021-I & 2014



Sunrise Medical AB

Neogatan 5
431 53 Mölndal
Tel.: 031-748 37 00
post@sunrisemedical.se
www.SunriseMedical.se



För ytterligare information kring den fulla specifikationen och alternativ och tillbehör, var god se beställningsunderlaget. All information kan ändras utan föregående meddelande. Var god kontakta Sunrise Medical om du har några frågor. Om du är synskadad kan detta dokument visas i PDF-format via SunriseMedical.se.

