



# ERGOTIP CARE

# Ergotip Care

En funksjonell dusj- og toalettstol med komfortfunksjoner



Ergotip Care fremmer effektive hygiene- og baderutiner i en glidende bevegelse, og sikrer dermed en skånsom arbeidsstilling for hjelper. Brukeren selv opplever stellet som mer behagelig og mindre belastende da hele stellet kan utføres i stolen, uten behov for forflytning til og fra for eksempel seng.

Stolen er multifunksjonell og letter oppgaver i forbindelse med toalett, dusj, bleieskift, påkledning, sårpleie og kompresjonsstrømper. Ergotip Care

utmerker seg med en liten vendesirkel, noe som gjør det enkelt å benytte stolen i mindre rom.

Ergotip Care har en åpning i ryggvinkel, med ryggforskyving, som gir bedre komfort og reduserer skyvekraftene (shear) på brukeren.

Stolen er utstyrt med praktiske komfortruller, slik at du unngår tunge løft av ben ved påføring av kompresjonsstrømper eller sårpleie.

# Effektive hygiene- og baderutiner og en skånsom arbeidsstilling for hjelperen!



**SKÅNSOM OG EFFEKTIV AV- OG PÅKLEDNING** De spesielle løftefunksjonene på sete og rygg gir mulighet for mer skånsomme hygiene- og baderutiner, både for brukeren og for hjelper. Bruk av funksjonene kan også resultere i mer effektiv pleie, enten ved redusert tidsbruk eller ved at stell kan utføres av en person.



**UNNGÅ TUNGE LØFT AV BEN** Ergotip Care er utstyrt med myke komfortruller. Disse føles behagelig mot leggene samtidig som rulle-egenskapene bidrar til at av- og påkledning av benklær eller strømper kan gjennomføres uten tunge løft av ben.



**GOD ARBEIDSHØYDE** Ergotip Care kan heves opp til optimal arbeidsstilling for hjelper slik at arbeidsstillingen blir så lite belastende som mulig.



**KAN BRUKES OVER TOALETT ELLER MED BØTTE** Ergotip Care kan benyttes sammen med de fleste vanlige toaletter, eller benyttes med bøtte. Skinnene for bøtten har en stopper slik at bøtten blir sittende på plass ved bruk av tilt.



**BRUKERVENNLIG HÅNDKONTROL**  
Alle de elektriske funksjonene kan benyttes uavhengig av hverandre i alle posisjoner.



**ALLTID KLAR TIL BRUK** Ergotip Care har ikke behov for egen lader. Støpset er trygt plassert bak på ryggen av stolen og er bare å plugge inn i veggstøpset når den skal settes til lading.

Setehøyde	52 - 93 cm
Setedybde	43 cm
Setebredde	43 cm
Hjulstørrelse	26,5 x 22 cm
Hygieneåpning	11,5 cm
Mellom armlenene	45,5 cm
Totalbredde	58 cm
Totaldybde	82 cm
Totalhøyde	105 - 143,5 cm
Egenvekt	62 kg
Maks belastning	130 kg
Vanntetthet	IPx6
Varenummer	120847

# VÅRE LOKALE REPRESENTANTER

## Viken (HMS Øst-Viken)

Stine Bukholm Tel. 934 70 066  
stine.bukholm@sunrisemedical.no

(El stoler)

Tom Arild Johnsen Tel. 976 28 818  
tom.johnsen@sunrisemedical.no

## Viken (HMS Vest-Viken, inkl Asker)

Tom Arild Johnsen Tel. 976 28 818  
tom.johnsen@sunrisemedical.no

## Oslo og Viken (HMS Oslo/Akershus)

Paul Ullerlien Tel. 909 58 355  
paul.ullerlien@sunrisemedical.no

Lars Marthinsen Tel. 991 04 450  
lars.marthinsen@sunrisemedical.no

Markus T. Pettersen Tel. 941 64 501  
(Bærum)  
markus.pettersen@sunrisemedical.no

## Innlandet

Arnfinn Hellerud Tel. 918 89 260  
arnfinn.hellerud@sunrisemedical.no

Geir Birger Ekerhaugen Tel. 901 36 817  
geir.ekerhaugen@sunrisemedical.no

## Vestfold og Telemark

Thor Arne Tvetene Tel. 909 18 570  
thor-arne.tvetene@sunrisemedical.no

## Agder

Willy Flaten Tel. 480 44 408  
willy.flaten@sunrisemedical.no

## Rogaland

Frode Lundal Tel. 917 75 110  
frode.lundal@sunrisemedical.no

## Vestland (HMS Hordaland)

Frode Gudvangen Tel. 482 09 891  
frode.gudvangen@sunrisemedical.no

## Vestland (HMS Sogn og Fjordane)

Jostein Slettehaug Tel. 992 29 766  
jostein.slettehaug@sunrisemedical.no

Frode Gudvangen Tel. 482 09 891  
frode.gudvangen@sunrisemedical.no

## Møre og Romsdal

Jostein Slettehaug Tel. 992 29 766  
jostein.slettehaug@sunrisemedical.no

## Trøndelag (Avd. Trondheim)

Bjørn Tore Grande Tel. 917 07 330  
bjorn.grande@sunrisemedical.no

## Trøndelag (Avd. Levanger)

Dag Håkon Edvardsen Tel. 482 17 313  
dag.edvardsen@sunrisemedical.no

## Nordland, sør

Dag Håkon Edvardsen Tel. 482 17 313  
dag.edvardsen@sunrisemedical.no

## Nordland, nord

Julie Marie Pedersen Tel. 948 69 170  
juliemarie.pedersen@sunrisemedical.no

## Troms og Finnmark

Uno Gjerstad Tel. 918 80 332  
uno.gjerstad@sunrisemedical.no

## Våre salgssjefer

Øst  
Erik Fossum Tel. 908 50 814  
erik.fossum@sunrisemedical.no

Sør, Vest, Midt, Nord  
Willy Flaten Tel. 480 44 408  
willy.flaten@sunrisemedical.no

## Institusjoner og Sykehus

Steinar Petersen Tel. 913 41 679  
steinar.petersen@sunrisemedical.no



Sunrise Medical AS  
Delitoppen 3,1540 Vestby  
T: +47 66 96 38 00  
E: post@sunrisemedical.no  
www.SunriseMedical.no



All informasjon kan endres uten varsel. Sunrise Medical tar forbehold om eventuelle trykkfeil og at produkter og detaljer vist på bilder kan være utgått, endret eller avvike i farge eller utseende. Ta kontakt med Sunrise Medical om du har spørsmål. Dersom du er svaksynt, kan denne brosjyren ses i PDF-format på [www.SunriseMedical.no](http://www.SunriseMedical.no).



## MER ENN BARE PRODUKTER!

Våre lokale  
salgsrepresentanter  
hjelper deg gjerne med  
å vurdere alternative  
løsninger og tilpasse disse.