

¿Cómo sé cuál es el repuesto de baterías que necesito para mi silla eléctrica o scooter?

Rev.2 Junio 2023

BATERÍAS	USO INDICADO ¿Para qué sillas están indicadas este tipo de baterías?	CAPACIDAD	REFERENCIAS Sunrise Medical	SILLAS SUNRISE MEDICAL ¿Para qué modelos de sillas Sunrise Medical sirven estas baterías?	MEDIDAS Largo x ancho x alto
Baterías de AGM	Sillas de ruedas eléctricas (gama media) ✓ Motores de 2 polos ✓ Velocidad hasta 10 km/h ✓ Como máximo dos actuadores eléctricos ✓ Cajas de control hasta 50 - 70 Ah ✓ Sillas de poco peso / uso no exigente	35 Ah	G35A	SCOOTER SAPPHIRE 2 / SCOOTER S400 / HULA	195 x 130 x 166 mm
		40 Ah	G40A	F35 R2 / RUMBA / TANGO	196 x 166 x 175 mm
		41 Ah	000172.20006	ZIPPIE SALSA M2 MINI / SALSA M2 MINI	195 x 130 x 160 mm
		50 Ah	G50A	F35 R2 / RUMBA / TANGO / Q200R (con basculación)	196 x 166 x 175 mm
		55 Ah	22616010	TANGO / Q100R / Q200R / SCOOTER S425	229 x 138 x 212 mm
		56 Ah	21516650	Q300 M MINI	196 x 165 x 175 mm
		60 Ah	G60A	SCOOTER ELITE XS / SCOOTER S700	258 x 169 x 180 mm
		64 Ah	22616055	Q300 R	229 x 138 x 225 mm
Baterías de GEL	Sillas de ruedas eléctricas (gama media) ✓ Motores de 2 polos ✓ Velocidad hasta 10 km/h ✓ Como máximo dos actuadores eléctricos ✓ Cajas de control hasta 50 - 70 Ah ✓ Sillas de poco peso / uso no exigente	35 Ah	G35A.1	SCOOTER SAPPHIRE 2 / SCOOTER S400 / HULA	210 x 135 x 180 mm
		40 Ah	G40A.1	F35 R2 / RUMBA / TANGO	195 x 170 x 170 mm
		50 Ah	G50A.1	F35 R2 / RUMBA / TANGO / SALSA M	225 x 140 x 235 mm
	Sillas eléctricas de mayores prestaciones (gama alta) ✓ Motores de 4 polos ✓ Velocidad hasta 13 km/h ✓ Con varios actuadores eléctricos ✓ Cajas de control hasta 120 Ah ✓ Sillas con mayor peso / potencia	60 Ah	20016002	Q400 / Q500 / Q700 / SALSA R2 / SALSA M2 / ZIPPIE SALSAS / JIVE / JIVE UP	254 x 168 x 177 mm
			G60A.1	Q400 / Q500 / Q700 / SALSA R2 / SALSA M2 / ZIPPIE SALSAS / JIVE / JIVE UP	260 x 165 x 180 mm
		74 Ah	G74A	PUMA / JIVE / JIVE UP / SCOOTER ELITE XS / SCOOTER S700	260 x 165 x 210 mm
		80 Ah	20016005	Q400R / Q500R / Q700 / JIVE / JIVE UP / JIVE M2	254 x 168 x 205 mm

¿Quieres más información?



¿Quieres conocer mejor las diferencias entre las baterías AGM y de gel? No te pierdas este enlace

COMPARATIVA AGM / GEL

