

# Empulse F55

## compatibiliteitsoverzicht



| Rolstoel merk / Model             | Aankoppelen | Rolstoel merk / Model | Aankoppelen |
|-----------------------------------|-------------|-----------------------|-------------|
| <b>Sunrise Medical</b>            |             | <b>Progeo</b>         |             |
| Quickie Nitrum                    | B           | Ego                   | C           |
| Quickie Nitrum Hybrid             | B           | Exelle                | C           |
| Quickie QS5 X                     | A           | Exelle vario          | C           |
| Quickie Helium                    | B           | Joker R2              | C           |
| Quickie Xenon <sup>2</sup>        | B           | Joker Energy          | C           |
| Quickie Xenon <sup>2</sup> Hybrid | B           | Tekna Advance         | C           |
| Quickie Xenon <sup>2</sup> SA     | D           |                       |             |
| Quickie Argon                     | A           | <b>Meyra</b>          |             |
| Quickie Neon <sup>2</sup>         | A           | Hurricane (Box)       | A           |
| Quickie Helix <sup>2</sup>        | D           | Hurricane S           | A           |
| Quickie Rubix <sup>2</sup>        | D           | Nano                  | A           |
| Quickie Basix <sup>2</sup>        | D           | Smart F               | A           |
| Easy 200                          | A           |                       |             |
| Easy 300 SA                       | A           | <b>RGK</b>            |             |
| Quickie Life R                    | A           | Tiga                  | A           |
| Quickie Life F                    | A           | Tiga Sub 4            | A           |
| Quickie Life SA                   | A           | Tiga FX               | A           |
| Quickie Life T                    | A           |                       |             |
| Quickie Life T SA                 | A           | <b>KI Mobility</b>    |             |
| Quickie Life RT                   | A           | Rogue                 | E           |
| Quickie Life i SA                 | A           | Tsunami               | E           |
| Easy max                          | A           | Ethos                 | A           |
| Easy max SA                       | A           |                       |             |
|                                   |             |                       |             |
|                                   |             |                       |             |
|                                   |             |                       |             |
|                                   |             |                       |             |

**Opmerking:** de bovenstaande lijst is een indicatie van rolstoelmodellen waarop de F55 gemonteerd kan worden. Echter de vorm van het frame, de zwaartepuntinstelling, wielmaat en zitdiepte zijn van invloed. Daarnaast is ook een recht stuk framebuis van minimaal 35 mm nodig voor het bevestigen van de klemmen. Daarom is het belangrijk om het te proberen en te testen om 100% zekerheid te krijgen! Of vraag de leverancier om advies. Het compatibiliteitsoverzicht toont alleen rolstoelen met een ondertekend convenant. Op de volgende pagina staat informatie m.b.t. het aankoppelen. Zie prijslijst voor de no-go's met de Sunrise Medical rolstoelen.

| Rolstoel merk / Model | Aankoppelen | Rolstoel merk / Model                 | Aankoppelen |
|-----------------------|-------------|---------------------------------------|-------------|
| <b>Berollka</b>       |             | <b>Küschall</b>                       |             |
| Phoenix               | A           | The KSL (round tube)                  | A           |
| Luke SLT              | A           | K-Series (round tube)                 | A           |
| Luke AR               | A           | K-Series Attract (round tube)         | A           |
| Slade SLT             | A           | Champion (round tube)                 | A           |
| Slade AR              | A           | Ultra-Light (round tube)              | A           |
| Sprint SLT            | A           | Compact (round tube)                  | A           |
| Sprint AR             | A           | Compact Attract (round tube)          | A           |
| Finess                | A           | The KSL (hydroformed tube from 2019)  | F           |
| Finess HEMI Spezial   | A           | K-Series (hydroformed tube from 2019) | F           |
|                       |             | Champion (hydroformed tube from 2019) | F           |
| <b>Pro Activ</b>      |             |                                       |             |
| Traveler              | A           | <b>TNS</b>                            |             |
| Speedy                | A           | TNS activator                         | <b>A</b>    |
| Buddy                 | A           | TNS RSX                               | <b>D</b>    |
|                       |             | TNS #one                              | <b>D</b>    |
|                       |             | TNS activator 2.5                     | <b>D</b>    |

**Opmerking:** de bovenstaande lijst is een indicatie van rolstoelmodellen waarop de F55 gemonteerd kan worden. Echter de vorm van het frame, de zwaartepuntinstelling, wielmaat en zitdiepte zijn van invloed. Daarnaast is ook een recht stuk framebuis van minimaal 35 mm nodig voor het bevestigen van de klemmen. Daarom is het belangrijk om het te proberen en te testen om 100% zekerheid te krijgen! Of vraag de leverancier om advies. Het compatibiliteitsoverzicht toont alleen rolstoelen met een ondertekend convenant. Op de volgende pagina staat informatie m.b.t. het aankoppelen. Zie prijslijst voor de no-go's met de Sunrise Medical rolstoelen.


# Empulse F55

## Aankoppelen - informatie

De F55 past op de meest voorkomende handbewogen rolstoelen met de volgende specificaties:


**Elk frametype (box, open, vast voorframe of wegzwenkbare beensteunen).** Framebuizen rond met een diameter van 19.5 mm, 23 mm, 25 mm, 28.6 mm en 30 mm. Framebuizen ovaal (Xenon<sup>2</sup> en Helium).

Daarnaast zijn er montageklemmen beschikbaar voor speciale framevormen, zie het compatibiliteitsoverzicht en de prijslijst voor de mogelijkheden.




### Versie A

Geschikt voor ronde buizen met een diameter van 19.5 mm, 23 mm, 25 mm, 28.6 mm en 30 mm. Aanpasbaar d.m.v. meegeleverde verloopstukken.




### Versie B

Ovale buis voor Xenon<sup>2</sup>, Xenon<sup>2</sup> Hybrid en Helium.



### Versie C

Voor Progeo ovale buizen (niet i.c.m. met V frame)



### Versie D

Geschikt voor Xenon<sup>2</sup> SA.



### Versie E

35.5 mm geschikt voor KI-Mobility rolstoelen Rogue en Tsunami.



### Versie F

Voor hydrogevormde Küschall buizen van 2019 (De KSL, K-Series, Champion)




**Montage positie:** de optimale hoek van de F55 tot aan de vloer is 80°. Voor uitstekende prestaties raden we aan niet onder de volgende minimale montagehoogtes te komen (gemeten van vloer tot onderkant klem):  
 8.5" vouwframe- 240 mm / 8.5" vastframe- 200 mm  
 14" vouwframe - 360 mm / 14" vastframe - 320 mm

**Framebreedte:** meet de breedte tussen het voorframe van de rolstoel (midden buis tot midden buis).

- Bij een inset moet de montagepositie van de klemmen onder de bocht zijn.
- Door de meetmethode of de framevariant (inset, V-inkeping, ab- of adductie etc) kan de gemeten breedte afwijken van de zitbreedte.
- Gebruik alleen de gemeten afmeting en niet de zitbreedte om de compatibiliteit te controleren.
- Montagebereik van 260 mm tot 480 mm.

# NO-GO CHECKER

(PAPIERENMAL)




# NO-GO CHECKER

## SUNRISE MEDICAL ROLSTOELEN

Alle no-go's zijn gebaseerd op 24" wielen.


### QUICKIE ARGON<sup>2</sup> DOCKING A

Zitdiepte



### QUICKIE LIFE FF DOCKING A

Zitdiepte



### QUICKIE LIFE SA DOCKING A

Zitdiepte




### QUICKIE LIFE R FF DOCKING A

Zitdiepte




### QUICKIE LIFE R SA DOCKING A

Zitdiepte



### QUICKIE NEON<sup>2</sup> DOCKING A

Zitdiepte




# NO-GO CHECKER

## SUNRISE MEDICAL ROLSTOELEN

Alle no-go's zijn gebaseerd op 24" wielen.


### QUICKIE NITRUM & NITRUM HYBRID DOCKING B

Zitdiepte




### QUICKIE XENON<sup>2</sup> DOCKING B

Zitdiepte




### QUICKIE XENON<sup>2</sup> HYBRID DOCKING B

Zitdiepte




### QUICKIE XENON<sup>2</sup> SA DOCKING D

Zitdiepte



### QUICKIE QS5X DOCKING A

Zitdiepte



### QUICKIE QS5X DOCKING A

Zitdiepte



24" wielen

25" wielen