

RAINDEK LONG



Raindek® Long

Raindek® Long er en rask og enkel løsning; det er en regnjakke for bena dine. Trekket dekker fra livet og ned til anklene. Gode reguleringsbånd og smal passform bidrar til et tilpasset, ettersittende regntrekk som ikke kommer i veien når du skal kjøre rullestolen.

Raindek® Long er svært enkel å ta av og på seg, uten behov for å forflytte seg ut av rullestolen. Dette sparer både tid og krefter. Samtidig beholder du den trykksårforebyggende sitteputen tetttest mulig på kroppen, noe som er viktig med tanke på god trykksårforebygging ved turer utendørs. Etter bruk kan Raindek® Long brettes sammen inn i sin egen lomme for enkel oppbevaring.



Sort

(Finnes også i fargene mørk grønn, lys grå, mørk grå, og rød, se hovedbrosjyre på www.SunriseMedical.no)



Blå

Egenskaper

1. Pustende, vind- og vanntett materiale
2. Teipede sømmer
3. Lasersveiset lomme
4. Gode løkker på glidelåser og elastiske strammebånd
5. Regulerbart 20mm bånd med spenne
6. Refleks i logo
7. Opphengsløkke
8. Silikongrep på elastisk bånd
9. Kan pakkes sammen i sin egen lomme for praktisk oppbevaring
10. Raskt og enkelt å kle på seg, uten behov for å flytte seg ut av rullestolen

- Regntrekket beskytter rullestolbrukere fra livet og ned til føttene, kompletteres med eget fottøy.
- Regntrekket er vindtett, vanntett, og er praktisk på lette- så vel som tunge regnværsdager.
- Teipede sømmer og lasersveiset lomme.
- Alltid for hånden, pakkes sammen i egen lomme for enkel og praktisk oppbevaring.

- Raindek er svært enkel å ta av og på seg, uten behov for å forflytte seg ut av rullestolen. Dette sparer både tid og krefter. Samtidig beholder du den trykksårforebyggende sitteputen tettest mulig på kroppen, noe som er viktig med tanke på god trykksårforebygging ved turer utendørs.

Materialer: 100% nylon med TPU membran. Silikongrep. Nylonbånd.

HMS art.nr	Varenr.	Varebeskrivelse	Farge	Størrelse
288770	KBRDLBL.001	Raindek® Long	Sort	xliten
288771	KBRDLBL.002	Raindek® Long	Sort	liten
288772	KBRDLBL.003	Raindek® Long	Sort	medium
288773	KBRDLBL.004	Raindek® Long	Sort	stor
288774	KBRDLBL.005	Raindek® Long	Sort	xstor
289637	KBRDLB.001	Raindek® Long	Blå	xliten
289638	KBRDLB.002	Raindek® Long	Blå	liten
290102	KBRDLB.003	Raindek® Long	Blå	medium
	KBRDLB.004	Raindek® Long	Blå	stor
	KBRDLB.005	Raindek® Long	Blå	xstor
	KBRDLDG.001	Raindek® Long	Mørk grå	xliten
	KBRDLDG.002	Raindek® Long	Mørk grå	liten
	KBRDLDG.003	Raindek® Long	Mørk grå	medium
	KBRDLDG.004	Raindek® Long	Mørk grå	stor
	KBRDLDG.005	Raindek® Long	Mørk grå	xstor
292144	KBRDLLG.001	Raindek® Long	Lys grå	xliten
	KBRDLLG.002	Raindek® Long	Lys grå	liten
291245	KBRDLLG.003	Raindek® Long	Lys grå	medium
	KBRDLLG.004	Raindek® Long	Lys grå	stor
	KBRDLLG.005	Raindek® Long	Lys grå	xstor
	KBRDLLWDG.001	Raindek® Long	Mørk grønn	xliten
	KBRDLLWDG.002	Raindek® Long	Mørk grønn	liten
	KBRDLLWDG.003	Raindek® Long	Mørk grønn	medium
	KBRDLLWDG.004	Raindek® Long	Mørk grønn	stor
	KBRDLLWDG.005	Raindek® Long	Mørk grønn	xstor
	KBRDLRE.001	Raindek® Long	Rød	xliten
	KBRDLRE.002	Raindek® Long	Rød	liten
	KBRDLRE.003	Raindek® Long	Rød	medium
	KBRDLRE.004	Raindek® Long	Rød	stor
	KBRDLRE.005	Raindek® Long	Rød	xstor

VÅRE LOKALE REPRESENTANTER

Viken (HMS Øst-Viken)

Stine Bukholm Tel. 934 70 066
stine.bukholm@sunrisemedical.no

(El stoler)

Tom Arild Johnsen Tel. 976 28 818
tom.johnsen@sunrisemedical.no

Viken (HMS Vest-Viken, inkl Asker)

Tom Arild Johnsen Tel. 976 28 818
tom.johnsen@sunrisemedical.no

Oslo og Viken (HMS Oslo/Akershus)

Paul Ullerlien Tel. 909 58 355
paul.ullerlien@sunrisemedical.no

Lars Marthinsen Tel. 991 04 450
lars.marthinsen@sunrisemedical.no

Markus T. Pettersen Tel. 941 64 501
(Bærum)
markus.pettersen@sunrisemedical.no

Innlandet

Arnfinn Hellerud Tel. 918 89 260
arnfinn.hellerud@sunrisemedical.no

Geir Birger Ekerhaugen Tel. 901 36 817
geir.ekerhaugen@sunrisemedical.no

Vestfold og Telemark

Thor Arne Tvetene Tel. 909 18 570
thor-arne.tvetene@sunrisemedical.no

Agder

Willy Flaten Tel. 480 44 408
willy.flaten@sunrisemedical.no

Rogaland

Frode Lundal Tel. 917 75 110
frode.lundal@sunrisemedical.no

Vestland (HMS Hordaland)

Frode Gudvangen Tel. 482 09 891
frode.gudvangen@sunrisemedical.no

Vestland (HMS Sogn og Fjordane)

Jostein Slettehaug Tel. 992 29 766
jostein.slettehaug@sunrisemedical.no

Frode Gudvangen Tel. 482 09 891
frode.gudvangen@sunrisemedical.no

Møre og Romsdal

Jostein Slettehaug Tel. 992 29 766
jostein.slettehaug@sunrisemedical.no

Trøndelag (Avd. Trondheim)

Bjørn Tore Grande Tel. 917 07 330
bjorn.grande@sunrisemedical.no

Trøndelag (Avd. Levanger)

Dag Håkon Edvardsen Tel. 482 17 313
dag.edvardsen@sunrisemedical.no

Nordland, sør

Dag Håkon Edvardsen Tel. 482 17 313
dag.edvardsen@sunrisemedical.no

Nordland, nord

Julie Marie Pedersen Tel. 948 69 170
juliemarie.pedersen@sunrisemedical.no

Troms og Finnmark

Uno Gjerstad Tel. 918 80 332
uno.gjerstad@sunrisemedical.no

Våre salgssjefer

Øst
Erik Fossum Tel. 908 50 814
erik.fossum@sunrisemedical.no

Sør, Vest, Midt, Nord
Willy Flaten Tel. 480 44 408
willy.flaten@sunrisemedical.no

Institusjoner og Sykehus

Steinar Petersen Tel. 913 41 679
steinar.petersen@sunrisemedical.no



Sunrise Medical AS
Delitoppen 3,1540 Vestby
T: +47 66 96 38 00
E: post@sunrisemedical.no
www.SunriseMedical.no



All informasjon kan endres uten varsel. Sunrise Medical tar forbehold om eventuelle trykkfeil og at produkter og detaljer vist på bilder kan være utgått, endret eller avvike i farge eller utseende. Ta kontakt med Sunrise Medical om du har spørsmål. Dersom du er svaksynt, kan denne brosjyren ses i PDF-format på www.SunriseMedical.no.



MER ENN BARE PRODUKTER!

Våre lokale
salgsrepresentanter
hjelper deg gjerne med
å vurdere alternative
løsninger og tilpasse disse.