

ADVENTUS

ADVENTUS

FRONTHJUL

ADVENTUS



EN SMIDIG OG BEHAGELIG KJØREOPPLEVELSE PÅ ALLE UNDERLAG

- Adventus gjør det mye enklere å kjøre rullestolen på ujevnt underlag, for eksempel i hagen eller på tur. Selv på vanlig underlag vil du oppnå høyere komfort siden Adventus gir en mykere kjøretur.
- Fronthjulet monteres enkelt på rullestolen ved hjelp av en hurtigkobling rundt fotbøylen.
- Adventus kan monteres ved fast fotbøyle (Y-bøyle) og på rullestoler med "boksramme" og utsvingbare benstøtter.



Dersom du vil ta av Adventus, kan du henge den på en egen holder på ryggen av rullestolen (tilbehør).



Ved hjelp av en egen adapter kan Adventus også monteres på rullestol med inn-/utsvingbare benstøtter.

Art nr:	Beskrivelse	Passer til:
ADV3100	Fronthjul Adventus 10" x 2 ¹⁾	Fastramme & Kryssramme
ADV3050	Holder Adventus ryggmontert ¹⁾	Fastramme & Kryssramme
ADV5000	Adapter sb 33-39 ²⁾	Kryssramme
ADV5001	Adapter sb 39-45 ²⁾	Kryssramme
ADV5002	Adapter sb 45-52 ²⁾	Kryssramme
1) Passer fastrammestoler		
2) Passer rullestoler med utsvingbare benstøtter og boksramme		

Adventus passer til de fleste stoler med fast fotbøyle eller stoler med «boksramme».

Blant Sunrise Medical sine rullestoler i kontrakt passer Adventus til disse: Argon^{2 3)}, Helium³⁾, Helium Lett³⁾, Nitrum³⁾, Simba Allround³⁾, Simba Aktiv³⁾, Life T⁴⁾, Life RT⁴⁾, Life FF⁴⁾.

3) Krever Y-fotbøyle stål (se bestillingsskjema for din rullestol).

4) Krever adapter i riktig bredde, se tabell over.

SPESIFIKASJONER

Lengde	ca 450 mm fra fotbøyle
Høyde	ca 350 mm fra gulv
Hjuldiameter	10"
Vekt	2,45 kg



VÅRE LOKALE REPRESENTANTER

Østfold

Stine Bukholm Tel. 934 70 066
stine.bukholm@sunrisemedical.no

(El stoler)

Tom Arild Johnsen Tel. 976 28 818
tom.johnsen@sunrisemedical.no

Buskerud inkl. Asker

Tom Arild Johnsen Tel. 976 28 818
tom.johnsen@sunrisemedical.no

Peter Eggli Tel. 901 46 181
peter.eggli@sunrisemedical.no

Oslo og Akershus

Petter Bamle Tel. 943 08 987
petter.bamle@sunrisemedical.no

Lars Marthinsen Tel. 991 04 450
lars.marthinsen@sunrisemedical.no

Markus T. Pettersen Tel. 941 64 501
(Bærum)
markus.pettersen@sunrisemedical.no

Innlandet

Kjetil Malterud-Lien Tel. 472 56 027
kjetil.malterud-lien@sunrisemedical.no

Geir Birger Ekerhaugen Tel. 901 36 817
geir.ekerhaugen@sunrisemedical.no

Vestfold og Telemark

Thor Arne Tvetene Tel. 909 18 570
thor-arne.tvetene@sunrisemedical.no

Peter Eggli Tel. 901 46 181
peter.eggli@sunrisemedical.no

Agder

Willy Flaten Tel. 480 44 408
willy.flaten@sunrisemedical.no

Rogaland

Frode Lundal Tel. 917 75 110
frode.lundal@sunrisemedical.no

Vestland (HMS Hordaland)

Frode Gudvangen Tel. 482 09 891
frode.gudvangen@sunrisemedical.no

Vestland (HMS Sogn og Fjordane)

Jostein Slettehaug Tel. 992 29 766
jostein.slettehaug@sunrisemedical.no

Møre og Romsdal

Jostein Slettehaug Tel. 992 29 766
jostein.slettehaug@sunrisemedical.no

Dag Håkon Edvardsen Tel. 482 17 313
dag.edvardsen@sunrisemedical.no

Trøndelag (Avd. Trondheim)

Bjørn Tore Grande Tel. 917 07 330
bjorn.grande@sunrisemedical.no

Trøndelag (Avd. Levanger)

Dag Håkon Edvardsen Tel. 482 17 313
dag.edvardsen@sunrisemedical.no

Nordland

Julie Marie Pedersen Tel. 948 69 170
julie.pedersen@sunrisemedical.no

Troms og Finnmark

Uno Gjerstad Tel. 918 80 332
uno.gjerstad@sunrisemedical.no

Våre salgssjefer

Øst
Erik Fossum Tel. 908 50 814
erik.fossum@sunrisemedical.no

Sør, Vest, Midt, Nord
Willy Flaten Tel. 480 44 408
willy.flaten@sunrisemedical.no

Institusjoner og Sykehus

Steinar Petersen Tel. 913 41 679
steinar.petersen@sunrisemedical.no



Sunrise Medical AS
Delitoppen 3,1540 Vestby
T: +47 66 96 38 00
E: post@sunrisemedical.no
www.SunriseMedical.no



All informasjon kan endres uten varsel. Sunrise Medical tar forbehold om eventuelle trykkfeil og at produkter og detaljer vist på bilder kan være utgått, endret eller avvike i farge eller utseende. Ta kontakt med Sunrise Medical om du har spørsmål. Dersom du er svaksynt, kan denne brosjyren ses i PDF-format på www.SunriseMedical.no.



MER ENN BARE PRODUKTER!

Våre lokale
salgsrepresentanter
hjelper deg gjerne med
å vurdere alternative
løsninger og tilpasse disse.