

PUMA 40 RWD



QUICKIE PUMA40RWD

BEGRENSET UTEBRUK. BAKHJULSDRIFT OG EL.SETEFUNKSJONER. POST 15



DEN OPTIMALE LØSNING FOR GOD SITTE- OG KJØREKOMFORT BÅDE UTE, INNE OG I BIL

- Sedeo Pro+ Setesystem – garantert god stabilitet og komfort for de som sitter lenge.
- Gode dekkalternativer for alle underlag.
- Unike kjøreegenskaper – kompakt understell med gode dekk og fjæring.
- Enkel betjening – med alle mulige alternative styringer tilgjengelig ved behov.
- Svært stort tilbehørsprogram – raskt og enkelt å bygge ønsket løsning.
- Styr dine omgivelser – full kontroll og kontakt med PC, TV, Mobil, etc.

STANDARD KONFIGURASJON

- Understell med bakhjulsdrift
- Drivhjul 14", Svinghjul 10"
- Benstøtte, sidemontert, el.vreg
- Seteløft, elektrisk, 30 cm
- Tilt, elektrisk, 45°
- Ryggvinkel, elektrisk
- Sedeo Pro+ sittesystem med Active flex ryggpute
- Hodestøtte, regulerbar
- R-net elektronikk
- Bryterpanel, for setefunksjoner
- Parallellforskyver
- Gyro
- Lys
- Batterier 60 Ah (C20)
- Batterilader 24V - 8A

TEKNISKE SPESIFIKASJONER PUMA 40 FWD

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| Setebredde | 36 - 60 cm | Drivhjul | 14" Bakhjulsdrift |
| Setedybde | (40) 42 - 64 cm | Bakkeklaring | 8 cm |
| Setehøyde | (39) 41 - 51 cm (uten pute) | Std. styresystem | R-net |
| Rygg høyde | 44 - 67 cm | Total lengde | 114 cm |
| Ryggvinkling | 90° - 135° | Total bredde | fra 61 cm (65,5 cm m 14" drivhjul) |
| Maks helling | 10 ° | Snudiameter | 170 cm (snuradius 85 cm) |
| Setetilt, elektrisk | 0 - 45° | Maks brukervekt | 160 kg (m/bilfeste: 136 kg) |
| Seteløft | 0-30 cm | Kollisjonstestet | Ja, ISO 7176-19 |



ET UTVALG LØSNINGER OG TILBEHØR



9

// KOMFORTABEL STANDARD RYGG: Unik komfortrygg med svært gode tilpasningsmuligheter. Formen til ryggen tilpasses enkelt med bruker i stolen. Stillbare sideprofiler.



10

// LÅRSTØTTE: For optimal støtte og stabilitet ved utendørs kjøring.



2

// DIRECT ACCESS: Direkte betjening av setefunksjoner ved hjelp av bryterpaneler. Standard.



3

// CTRL 5 BRYTERPANEL: Switch-it CTRL5 bryterpanel kan tildeles valgfrie funksjoner. Setefunksjoner/omgivelseskontroll etc.



4

// ALTERNATIVE STYRESYSTEMER: Alternative styresystem for ulike behov.



5

// KJØRESYSTEMER: Det finnes flere standardiserte alternative kjøresystemer til Puma 40



6

// LEDSAGERSTYRINGER: Stort utvalg av ledsagerstyringer.




7

// BENSTØTTER: Elektriske regulerbare benstøtter er standard.



8

// BELTER OG VESTER: Stort utvalg av belter, seler og vester fra Kinetic Balance



1

// HODESTØTTER: Ulike typer hodestøtter for individuell tilpassning.

VÅRE LOKALE REPRESENTANTER

Viken (HMS Øst-Viken)

Stine Bukholm Tel. 934 70 066
stine.bukholm@sunrisemedical.no

(El stoler)

Tom Arild Johnsen Tel. 976 28 818
tom.johnsen@sunrisemedical.no

Viken (HMS Vest-Viken, inkl Asker)

Tom Arild Johnsen Tel. 976 28 818
tom.johnsen@sunrisemedical.no

Oslo og Viken (HMS Oslo/Akershus)

Paul Ullerlien Tel. 909 58 355
paul.ullerlien@sunrisemedical.no

Lars Marthinsen Tel. 991 04 450
lars.marthinsen@sunrisemedical.no

Markus T. Pettersen Tel. 941 64 501
(Bærum)
markus.pettersen@sunrisemedical.no

Innlandet

Arnfinn Hellerud Tel. 918 89 260
arnfinn.hellerud@sunrisemedical.no

Geir Birger Ekerhaugen Tel. 901 36 817
geir.ekerhaugen@sunrisemedical.no

Vestfold og Telemark

Thor Arne Tvetene Tel. 909 18 570
thor-arne.tvetene@sunrisemedical.no

Agder

Willy Flaten Tel. 480 44 408
willy.flaten@sunrisemedical.no

Rogaland

Frode Lundal Tel. 917 75 110
frode.lundal@sunrisemedical.no

Vestland (HMS Hordaland)

Frode Gudvangen Tel. 482 09 891
frode.gudvangen@sunrisemedical.no

Vestland (HMS Sogn og Fjordane)

Jostein Slettehaug Tel. 992 29 766
jostein.slettehaug@sunrisemedical.no

Frode Gudvangen Tel. 482 09 891
frode.gudvangen@sunrisemedical.no

Møre og Romsdal

Jostein Slettehaug Tel. 992 29 766
jostein.slettehaug@sunrisemedical.no

Trøndelag (Avd. Trondheim)

Bjørn Tore Grande Tel. 917 07 330
bjorn.grande@sunrisemedical.no

Trøndelag (Avd. Levanger)

Dag Håkon Edvardsen Tel. 482 17 313
dag.edvardsen@sunrisemedical.no

Nordland, sør

Dag Håkon Edvardsen Tel. 482 17 313
dag.edvardsen@sunrisemedical.no

Nordland, nord

Julie Marie Pedersen Tel. 948 69 170
juliemarie.pedersen@sunrisemedical.no

Troms og Finnmark

Uno Gjerstad Tel. 918 80 332
uno.gjerstad@sunrisemedical.no

Våre salgssjefer

Øst
Erik Fossum Tel. 908 50 814
erik.fossum@sunrisemedical.no

Sør, Vest, Midt, Nord
Willy Flaten Tel. 480 44 408
willy.flaten@sunrisemedical.no

Institusjoner og Sykehus

Steinar Petersen Tel. 913 41 679
steinar.petersen@sunrisemedical.no



Sunrise Medical AS
Delitoppen 3,1540 Vestby
T: +47 66 96 38 00
E: post@sunrisemedical.no
www.SunriseMedical.no



All informasjon kan endres uten varsel. Sunrise Medical tar forbehold om eventuelle trykkfeil og at produkter og detaljer vist på bilder kan være utgått, endret eller avvike i farge eller utseende. Ta kontakt med Sunrise Medical om du har spørsmål. Dersom du er svaksynt, kan denne brosjyren ses i PDF-format på www.SunriseMedical.no.



MER ENN BARE PRODUKTER!

Våre lokale
salgsrepresentanter
hjelper deg gjerne med
å vurdere alternative
løsninger og tilpasse disse.