

# EMPULSE R20

UNIK FOLDBAR HJÆLPEMOTOR







## AT SKUBBE HAR ALDRIG VÆRET NEMMERE

Med den nye Empulse R20 hjælpemotor har det aldrig været lettere at støtte den ledsagende, der skubber kørestolen. Uanset om det er op ad bakke, ned ad bakke eller på lange ture, hjælper Empulse R20 i enhver situation. Ved at kombinere en unik foldefunktion vejer den lette Empulse R20 kun 5 kg, hvilket giver nem transport og bogstaveligt talt ingen påvirkning, når du kører din kørestol selv.





Empulse R20

UNIK  
FOLDEFUNKTION

LETVÆGT

SELVKØRSEL



# EMPULSE R20

## FAKTA







### **UNIK FOLDBAR ENHED**

R20 er den eneste foldbare push-enhed på markedet

### **LETVÆGTSENHED**

Den letteste push-enhed (<5 kg) til ledsagere

### **MULIGHED FOR SELVKØRSEL**

Push-enheden tillader selvkørsel uden at afmontere enheden, hvilket giver størst uafhængighed

### **NEM AT HÅNDBERE**

R20-designet tilbyder nem håndtering såvel som hurtig docking & undocking

### **JÆVN TRANSPORT**

Foldbarheden og letvægten på R20 giver en jævn transport, både som fastgjort eller afmonteret fra kørestolen

### **PÅLIDELIG**

Den kraftfulde motor med lithium-ion-batteriet giver den højeste pålidelighed

### **UDVIDET GARANTI**

R20 tilbyder en udvidet garanti på motor (3 år) og litium-ion-batteri (2 år)

### **HØJ KOMPATIBILITET**

Push-enheden passer på næsten enhver kørestol (kasseramme, rørdiameter 22-28 mm)



# NEM TRANSPORT TAKKET VÆRE DEN UNIKKE FOLDE- FUNKTION

---

R20 er den eneste foldbare push-enhed på markedet, der tilbyder nem transport, håndtering og opbevaring, der passer til alle situationer i hverdagen.







### **NEM HÅNDTERING**

R20 kan forblive på stolen, også når den er foldet sammen.



### **NEM AT MONTERE OG AFMONTERE**

Click fix-docking-systemet muliggør let docking uden brug af værktøj. Kun den lille dockingstift er tilbage på kørestolen, hvilket betyder lav vægt, ingen synlighed og flot design.



### **MODERNE RYGSÆK**

R20's lette vægt og den stilfulde rygsæk muliggør nem håndtering, nem transport og ligeledes nem tilpasning til næsten enhver kørestol.





# NEM OPERATIONEL KONTROLENHED

---





**INDIKATOR FOR BATTERIKAPACITET**

**NEM INDSTILLING AF HASTIGHED**

3 FORSKELLIGE HASTIGHEDER 2, 3,7 & 5 KM

**HURTIG FRIGIVELSE AF KONTROLENHED**

DEN HURTIGE FRIGIVELSE-FUNKTION SIKRER EN NEM OG  
SIKKER TRANSPORT UDEN FRAKOBLING AF KABLER

**NEM ON/OFF KONTROL**

NÅR MAN TRYKKER PÅ KNAPPEN KØRER  
R20'EREN NEMT FREMAD





# MOTORISERET HJUL & LITHIUM ION BATTERI

---

## MOTORISERET HJUL

EN KRAFTIG 250W BØRSTELØS MOTOR MED  
SKÆRM. INDEHOLDER ET SOLIDT, ROBUST OG  
HOLDBART DÆK, DER KAN UDSKIFTES.

VEDLIGEHOLDESESFRI







## LITHIUM ION BATTERI

DE 5.8 AH GIVER EN RÆKKEVIDDE PÅ OP TIL 15 KM. BATTERIET HAR EN MEGET LAV VÆGT OG ER LET AT TAGE AF. OPLADNINGSTID 4,5-5 TIMER.

# Empulse R20



## TEKNISK DATA

### EMPULSE R20 HJÆLPEMOTOR

<b>Vægt</b>	3 kg	<b>Total transport vægt:</b>	Max. 4.5 kg
<b>Motor:</b>	250 W, 36 V / 15 A, børsteløs motor med gear	<b>Estimeret rækkevidde:</b>	15 km
<b>Motorbremse:</b>	Ingen - ingen elektrisk bakkefunktion	<b>Maks. hastighed:</b>	5 km/t (justerbar i 3 trin)
<b>Batteri:</b>	Lithium ion 5.8 Ah	<b>Maks. hældning:</b>	18 % (10°)
<b>Ladetid</b>	4.5 - 5 Timer	<b>Maks. brugervægt / belastning:</b>	170 kg / 190 kg
<b>Batteri-vægt</b>	1.4 kg	<b>Garanti:</b>	2 År (Batteri), 3 År (Motor)



**Sunrise Medical ApS**

Mårkærvej 5-9

2630 Tåstrup

Tlf: +45 70 22 43 49

E-Mail: [info@sunrisemedical.dk](mailto:info@sunrisemedical.dk)

[www.SunriseMedical.dk](http://www.SunriseMedical.dk)

For yderligere information om den fulde specifikation, muligheder og tilbehør henvises til ordreformular. Alle oplysninger kan ændres uden meddelelse. Kontakt Sunrise Medical med spørgsmål, du måtte have. Hvis du er synshandicappet, kan dette dokument ses i PDF-format på [www.SunriseMedical.eu](http://www.SunriseMedical.eu).

