

Q50R

Guárdala donde quieras. Ve a donde quieras.



Serie Q  
Sillas de ruedas eléctricas

Silla de ruedas plegable con batería de litio.



Q50R

# PREPÁRATE PARA VIAJAR CON TU Q50R.

Descubre **QUICKIE Q50R**, la silla de ruedas eléctrica que se pliega muy fácilmente en cuestión de segundos, ¡hasta alcanzar el reducido tamaño de una maleta! Guárdala donde quieras, y ve a donde quieras con tu Q50R.

Si necesitas una silla de ruedas eléctrica pero los grandes chasis y pesadas baterías no van contigo, si deseas una silla que puedas transportar fácilmente en el coche, tren o avión, estás ante el modelo perfecto para ti.

¡La Q50R tiene todo lo que puedas necesitar! Con ruedas macizas de 8" y 12" con guardabarros, plataforma para reposapiés abatible y plegable bajo el asiento, sistema de doble amortiguación, batería de litio y motores de gran eficiencia. ¡Te permitirá recorrer hasta 50 km\* con total comodidad!

*\* Autonomía calculada según ISO standard 7176 parte 4, autonomía teórica de consumo de energía en una silla de ruedas.*



Escanea el código QR con tu móvil para ver el vídeo.

## ¡NUESTRA SILLA ELÉCTRICA MÁS TRANSPORTABLE!

La facilidad de transporte de su chasis unido a la facilidad con la que esta silla se pliega, casi en cuestión de segundos, la convierten en... ¡el modelo ideal para acompañarte en tus viajes!



# FÁCIL SISTEMA DE PLEGADO Y TRANSPORTE SENCILLO.



Se pliega en cuestión de segundos, con la misma facilidad que un cochecito de niño. Simplemente accionando una palanca, sin esfuerzos y sin necesidad de herramientas ni de retirar la batería.

Podrás ir con ella donde quieras. Gracias a su plegado compacto, cabe en el maletero de cualquier automóvil o taxi.

## AL MALETERO...SIN PROBLEMAS

Su peso y sus reducidas dimensiones hacen que sea muy manejable a la hora de ser cargada en el maletero de un vehículo de cualquier tamaño, sin la necesidad de contar con rampas especiales ni tener una furgoneta adaptada.



Escanea el código QR con tu móvil para ver el vídeo.

# EN INTERIORES

Querrás tenerla siempre contigo, ya sea dentro de casa, de compras, en el transporte público... El tamaño compacto de la Q50R y su precisión en la conducción - gracias a su intuitivo mando que responde con gran precisión a los movimientos del joystick - hará que te resulte muy fácil moverte en cualquier situación por muy apurado que sea el espacio.



60 cm

## BASE COMPACTA

¿Te preocupa ir golpeando con tu silla de ruedas los muebles y rincones de tu casa? No lo estés, con sólo **60 cm** de anchura total puedes atravesar fácilmente puertas estrechas o maniobrar en habitaciones abarrotadas.

## TRANSFERENCIAS SENCILLAS

Puedes realizar muy fácilmente transferencias laterales para levantarte o sentarte en tu Q50R llevando hacia atrás los reposabrazos abatibles - que además cuenta con bloqueo de la posición-. Además, puedes abatir hacia arriba la plataforma de los reposapiés y lo más importante, plegarla debajo del asiento, dejando libre todo el espacio que necesites para apoyar los pies en el suelo.



Escanea el código QR con tu móvil para ver el vídeo de transferencias.



## 122 cm DIÁMETRO DE GIRO REDUCIDO

QUICKIE Q50R tiene un diámetro de giro de sólo 122 cm, lo que la convierte en una silla ideal para interiores. Ya puedes avanzar por pasillos estrechos, moverte en la cocina u otros espacios angostos sin necesidad de hacer complicadas maniobras.



## ELECTRÓNICA VSI ORIGINAL

Incorpora electrónica VSI original de Curtiss-Wright, una reconocida marca que lleva más de 40 años en el sector y que es sinónimo de calidad. La caja de control está integrada en el joystick para un mantenimiento más sencillo. El mando además es abatible hacia atrás, lo que permite acercarte más a las mesas.

# RENDIMIENTO EN EXTERIORES.

**Q50R es más que una silla eléctrica plegable compacta. Descubre su comportamiento en exteriores. Deja el coche en casa, despliega tu Q50R, es hora de recorrer las calles.**

## **SISTEMA DE DOBLE AMORTIGUACIÓN**

Los elastómeros delanteros reducirán sensiblemente las vibraciones y los ruidos, y junto con los amortiguadores traseros de debajo del asiento, contribuirán a reducir los golpes al superar baches o suelos irregulares. Así tú disfrutas de una conducción suave, y Q50R hace el resto.

## TRACCIÓN

Equipada con **ruedas traseras de 12" macizas** para un óptimo comportamiento en exteriores que proporcionan adherencia en diferentes tipos de terrenos. Además, están provistas de guardabarros para mantenerse limpio y a salvo de salpicaduras o gravilla suelta mientras conduces.



## ESTABILIDAD

Sus **103 cm** de longitud total le brindan un nivel superior de estabilidad, así que podrás conducir con total seguridad por pendientes de hasta 8° grados. Además, incorpora de serie ruedas antivuelco traseras para garantizar aún más tu seguridad.

## RIGIDEZ

Los tubos ovalados de la estructura de la QUICKIE Q50R confieren al chasis mayor rigidez y resistencia frente a flexiones, lo que reduce sensiblemente los movimientos del armazón para una conducción muy confortable. **¡Y con 5 años de garantía en su chasis!**



# ALTO RENDIMIENTO Y EFICIENCIA.

Equipada con eficientes motores de 150 watts que le proporcionan la potencia que necesitas para superar bordillos de hasta 5 cm, y batería de Litio de 30 Amph. ¡Prepárate para disfrutar del camino!

## BATERÍA DE LITIO 30 AMPH

Con un peso de sólo 5,5 kg puedes extraerla sin esfuerzo para cargarla independientemente. O si prefieres hacerlo mientras la silla está plegada, no tienes que retirarla, ya que la silla dispone de otro puerto de carga en la parte inferior del mando de control.



Escanea el código QR con tu móvil para ver el vídeo de recarga de la batería



## MODO "RUEDA LIBRE"

Los motores en modo de "rueda libre" ofrecen muy poca resistencia para que puedas mover manualmente la silla sin apenas esfuerzo. Además, la barra superior del respaldo está acolchada convirtiéndose en un cómodo punto de agarre para empujar la silla.





# CALIDAD Y SEGURIDAD GARANTIZADAS.

Porque la calidad sí importa, la Q50R viene de serie equipada con horquillas y plataforma de aluminio, cinturón y ruedas antivuelco para garantizar tu seguridad. Ofrecemos un producto ampliamente testado y que cumple con todas las directrices y normativas vigentes.

- 👍 Homologación **EN12184:2014** por SGS
- 👍 Marcaje CE bajo los requerimientos de la **MDR 2017/745**
- 👍 **Certificados expedidos por CNAS** (organismo de certificación oficial)
- 👍 Baterías con certificación **IEC62133-2-2017** (certificado de seguridad eléctrica de baterías de litio)
- 👍 Cargador con homologación **ISO 7176-25** y **grado de protección IPX4**
- 👍 Material de **la caja de las baterías UL94V0** (material ignífugo)
- 👍 **EMC – Compatibilidad electromagnética**
- 👍 **Telas ignífugas - EN1021-I&2014**



# SIÉNTATE CÓMODO.

Vayas donde vayas, hagas lo que hagas,  
siempre tendrás un confort increíble en tu Q50R.



Escanea el código QR  
con tu móvil para ver el vídeo

45 cm  
55 cm

## RESPALDO AJUSTABLE EN ALTURA

¿Necesitas mayor soporte para la espalda?  
Sólo tienes que liberar las palometas en la parte  
trasera de los tubos del respaldo para poder  
ajustarlo en altura desde 45 a 50 cm.

El diámetro de los tubos del respaldo permite  
adaptar también cualquier respaldo JAY.



## COJÍN DE ESPUMA DE SERIE

El cojín de espuma de 5 cm de grosor no sólo te hará sentir  
cómodo, también mantendrá tu piel seca y ventilada gracias  
a su funda transpirable.



## TAPICERÍAS AJUSTABLES EN TENSIÓN

Tanto la tapicería del respaldo como la base del asiento  
tienen cinchas ajustables en tensión para que nunca pierdas  
la firmeza y puedas re-tensarlas siempre que lo necesites,  
adaptándolas a tu anatomía y comodidad.

# IMPRIME COLOR A LA CIUDAD.

Disponibile con un elegante chasis en color negro mate y 3 kits de colores para personalizar los detalles a tu gusto.

VERDE

AZUL

ROJO

## NO TE DEJES NADA EN CASA

QUICKIE Q50R tiene dos espaciosos bolsillos con cremallera, uno en el respaldo y otro debajo del asiento, para que puedas guardar tus objetos personales, o ese capricho tras un día de compras.



# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / Q50R

<b>Peso máx. usuario</b>	136 kg	<b>Velocidad máxima</b>	6 km/h
<b>Anchura plegada</b>	60 cm	<b>Baterías</b>	30 Amp de Litio
<b>Longitud plegada</b>	80 cm	<b>Electrónica</b>	VSI original de Curtiss & Wright
<b>Altura plegada</b>	40 cm	<b>Cargador</b>	24 V, 5 Amp
<b>Anchura total</b>	60 cm	<b>Motores</b>	150 watts
<b>Longitud total</b>	Min.85,5 - Máx.103 cm	<b>Pendiente máx. de seguridad</b>	8 °
<b>Altura total</b>	90,5 -100,5 cm	<b>Ruedas</b>	Ruedas traseras: 12" macizas/ Ruedas delanteras: 8" macizas
<b>Altura de respaldo</b>	45-55 cm	<b>Color de detalles</b>	3 colores: rojo, verde y azul
<b>Altura de asiento</b>	49 cm (sin cojín)	<b>Peso de la silla</b>	37,5 kg (31,8 kg sin batería)
<b>Anchura de asiento</b>	43 cm (anchura de cojín)	<b>Peso de las baterías</b>	5,5 kg
<b>Profundidad de asiento</b>	45 cm (profundidad de cojín)	<b>Parte mínima más pesada</b>	32 kg
<b>Altura de reposabrazos</b>	28 cm desde la base del asiento		

Para ampliar información sobre opciones y disponibilidad por favor consulte la hoja de pedido. Nuestros productos están en constante proceso de mejora, por lo que Sunrise Medical se reserva el derecho de cambiar el diseño de los mismos y las especificaciones indicadas sin previo aviso.



Sunrise Medical S.L.  
Polígono Bakiola, 41  
48498 Arrankudiaga, Vizcaya  
Tel.: 902 14 24 34  
Fax: 94 648 15 75  
[www.SunriseMedical.es](http://www.SunriseMedical.es)

Rev.2 - Diciembre 2021