

Q50R

Guarde onde quiser. Vá por onde quiser.



Serie Q
Cadeiras de rodas elétricas

Cadeira de rodas encartável com bateria de lítio.



Q50R

PREPARE-SE PARA VIAJAR COM A SUA Q50R.

Descubra a **QUICKIE Q50R**, a cadeira de rodas elétrica que se encarta facilmente numa questão de segundos, ficando com o tamanho de uma mala! Guarde-a onde quiser e vá onde desejar com a sua Q50R.

Se precisa de uma cadeira de rodas elétrica, mas o chassi grande e baterias pesadas não lhe convêm, ou se deseja uma cadeira que possa transportar facilmente no carro, comboio ou avião, então este é o modelo perfeito para si.

A Q50R tem tudo o que poderia precisar! Com rodas maciças de 8" e 12" com para-lamas, plataforma para apoio de pés rebatível e dobrável sob o assento, sistema de amortecimento duplo, bateria de lítio e motores de grande eficiência. Permitindo-lhe percorrer até 50 km* em total conforto!

** Autonomia calculada de acordo com a norma ISO 7176 parte 4, autonomia teórica do consumo de energia numa cadeira de rodas em condições teóricas ideais.*



Faça a leitura do código QR com o seu telemóvel para ver o vídeo.

A NOSSA CADEIRA ELÉTRICA MAIS FÁCIL DE TRANSPORTAR!

A facilidade do transporte do seu chassi, juntamente com a simplicidade com que a cadeira é encartada numa questão de segundos, convertem-na no... modelo ideal para o acompanhar nas suas viagens!



SISTEMA DE ENCARTAR SIMPLES E TRANSPORTE FÁCIL.



É encartada em segundos, com a mesma facilidade de um carrinho de bebé. Através do simples acionar de uma alavanca, sem esforços e sem a necessidade de ferramentas nem de retirar a bateria.

Poderá ir com ela para onde quiser. Graças ao seu encartado compacto cabe no porta-bagagens de qualquer automóvel ou táxi.

PARA O PORTA-MALAS... SEM DIFICULDADES

O seu peso reduzido e suas pequenas dimensões fazem com que seja mais manobrável para ser carregada no porta-bagagens de qualquer veículo, sem a necessidade de recorrer a rampas especiais nem um automóvel adaptado.



Faça a leitura do código QR com o seu telemóvel para ver o vídeo

EM INTERIORES

Vai querer ter a sua cadeira sempre consigo, seja dentro de casa, nas compras, nos transportes públicos... O tamanho compacto da Q50R e a precisão da sua condução - graças ao seu comando intuitivo que responde com grande precisão aos movimentos do joystick - tornarão muito fácil mover-se em qualquer situação, por muito reduzido que seja o espaço.



60 cm

BASE COMPACTA

Está preocupado com bater com a sua cadeira de rodas nos móveis e cantos da sua casa? Não precisa. Com apenas **60 cm** de largura total poderá facilmente atravessar portas estreitas ou manobrar em divisões mais cheias.

TRANSFERÊNCIAS FÁCEIS

Poderá realizar as transferências laterais muito facilmente para se levantar ou sentar na sua Q50R fazendo rebater totalmente para trás os apoios de braços - que também estão equipados com bloqueio de posição. Além disso, poderá movimentar para cima a plataforma dos apoios de pés e, mais importante, encartar por debaixo do assento, deixando livre todo o espaço que necessite para apoiar os pés no solo.



Faça a leitura do código QR com o seu telemóvel para ver o vídeo de transferências



122 cm DIÂMETRO DE VIRAGEM REDUZIDO

A QUICKIE Q50R tem um diâmetro de viragem de apenas 122 cm, tornando-a numa cadeira ideal para interiores. Poderá deslocar-se em passeios estreitos, mover-se pela cozinha e outros espaços estreitos sem necessidade de fazer manobras complicadas.



ELETRÓNICA VSI ORIGINAL

Incorpora eletrónica VSI original da Curtiss-Wright, uma reconhecida marca que possui mais de 40 anos de experiência no setor e que é sinónimo de qualidade. A caixa de controlo é integrada no joystick para uma manutenção mais simples. Além disso, o comando é rebatível para trás, permitindo que se aproxime mais das mesas.

DESEMPENHO AO AR LIVRE.

Q50R é mais do que uma cadeira elétrica encartável e compacta. Descubra o seu desempenho ao ar livre. Deixe o carro em casa e prepare a sua Q50R, é hora de percorrer as ruas.

SISTEMA DE AMORTECIMENTO DUPLO

Os elastómeros dianteiros reduzem significativamente as vibrações e os ruídos e, em conjunto com os amortecedores traseiros por baixo do assento, contribuem para reduzir os choques ao passar em buracos ou em pisos irregulares. Desta forma, desfrutará de uma condução suave e a Q50R fará o resto.

TRAÇÃO

Equipada com **rodas traseiras maciças de 12"** para um ótimo comportamento em ambientes exteriores, proporcionam aderência nos mais diferentes tipos de terreno. Além disso, estão equipadas com para-lamas para o manter limpo e salvo de salpicos ou gravilha durante a condução.



ESTABILIDADE

Os seus **103 cm** de comprimento total permitem um nível superior de estabilidade, pelo que poderá conduzir com total segurança em desníveis de até 8 graus. Além disso, incorpora de série rodas traseiras anti volteio para garantir ainda mais a sua segurança.

RIGIDEZ

Os tubos ovalados da estrutura da QUICKIE Q50R conferem maior rigidez ao chassis e resistência a flexões, permitindo reduzir significativamente os movimentos do quadro, resultando numa condução muito mais confortável. **E com 5 anos de garantia do chassis!**



ALTO DESEMPENHO E EFICIÊNCIA.

Equipada com eficientes motores de 150 watts, que proporcionam toda a potência que precisa para ultrapassar desníveis de até 5 cm, e bateria de lítio de 30Ah. Prepare-se para aproveitar a viagem!

BATERIA DE LÍTIO DE 30 AH

Com um peso de apenas 5,5 kg, pode ser removida sem esforço para realizar um carregamento independente. Ou se preferir fazê-lo enquanto a cadeira está encartada, não é obrigatória a sua remoção, pois a cadeira dispõe de um outro ponto de carga na parte inferior do comando de controlo.



Faça a leitura do código QR com o seu telemóvel para ver o vídeo sobre o carregamento da bateria



MODO "RODA LIVRE"

Os motores quando em modo "roda livre" oferecem muito pouca resistência para que possa movimentar manualmente a cadeira sem esforço. Além disso, a barra superior do encosto está acolchoada, tornando-se num ponto de apoio para empurrar a cadeira.



QUALIDADE /SEGURANÇA GARANTIDAS.

Por que sim, a qualidade importa, a Q50R vem equipada de série com forquetas e plataforma em alumínio, e cintos e rodas antivoltio para garantir a sua segurança. Oferecemos um produto amplamente testado e que cumpre com todas as diretrizes e normas vigentes.

- 👍 Homologação **EN12184:2014** pela SGS
- 👍 Marcação CE de acordo com os requisitos da **MDR 2017/745**
- 👍 **Certificados emitidos pelo CNAS** (organismo de certificação oficial)
- 👍 Baterias com certificação **IEC62133-2-2017** (certificado de segurança elétrica das baterias de lítio)
- 👍 Carregador com homologação **ISO 7176-25** e grau de proteção **IPX4**
- 👍 Material da **caixa da das baterias UL94V0** (material ignífugo)
- 👍 **EMC – Compatibilidade eletromagnética**
- 👍 **Tecidos ignífugos - EN1021-1&2014**



SINTA-SE CONFORTÁVEL.

Onde quer que vá, faça o que fizer, terá sempre um conforto incrível com a sua Q50R.




Faça a leitura do código QR com o seu telemóvel para ver o vídeo

45 cm
55 cm

ENCOSTO AJUSTÁVEL EM ALTURA

Precisa de mais apoio nas costas? Apenas terá de soltar as varas na parte de trás dos tubos do encosto para o poder ajustar em altura a partir dos 45 cm e até 50 cm.

O diâmetro dos tubos do encosto permite também adaptar qualquer encosto JAY.



ALMOFADA DE ESPUMA DE SÉRIE

A almofada de espuma com 5 cm de espessura não só lhe dará maior conforto, como também manterá a sua pele seca e ventilada graças à sua capa transpirável.



TECIDOS AJUSTÁVEIS EM TENSÃO

Tanto o tecido do encosto como o da base do assento possuem cintos ajustáveis em tensão para que nunca percam a firmeza e possam ser retensionados sempre que necessário, adaptando-se à sua anatomia e conforto.

ESPALHE COR PELA CIDADE.

Disponível com um elegante chassi em cor preta e 3 conjuntos de cores para personalizar os detalhes a seu gosto.

VERDE

AZUL

VERMELHO

NÃO DEIXE NADA EM CASA.

A QUICKIE Q50R possui dois grandes bolsos com zíper, um no encosto e outro por debaixo do assento, para que possa guardar os seus objetos pessoais, ou aquele maminho depois de um dia nas compras.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / Q50R

Peso máximo do utilizador	136 kg	Velocidade máxima	6 km/h
Largura dobrada	60 cm	Baterias	30 Amp de Lítio
Longitude dobrada	80 cm	Eletrónica	VSI original da Curtiss & Wright
Altura dobrada	40 cm	Carregador	24 V, 5 Amp
Largura total	60 cm	Motores	150 watts
Longitude total	Min.85,5 - Máx.103 cm	Pendente máx. segurança	8 °
Altura total	Min.90,5 - Máx.100,5 cm	Trepa-passeios	5 cm
Altura do encosto	45-55 cm	Rodas	Rodas traseiras: 12" maciças/ Rodas dianteiras: 8" maciças
Altura do assento	49 cm (sem almofada)	Cor dos detalhes	3 cores: vermelho, verde e azul
Largura do assento	43 cm (largura da almofada)	Peso da cadeira	37,5 kg (31,8 kg sem bateria)
Profundidade de assento	45 cm (profundidade da almofada)	Peso das baterias	5,5 kg
Altura apoio de braços	28 cm da base do assento	Parte mínima mais pesada	32 kg

Para mais informação sobre opções, consulte o nosso formulário de encomenda. Os nossos produtos estão em constante processo de aperfeiçoamento, pelo que a Sunrise Medical reserva-se o direito de alterar o desenho dos mesmos e as características indicadas sem aviso prévio.



Sunrise Medical S.L.
Polígono Bakiola, 41
48498 Arrankudiaga, Vizcaya
Tel.: 902 14 24 34
Fax: 94 648 15 75
www.SunriseMedical.pt

Rev.2 - Dezembro 2021