

MAGIC 360
GEHEN SIE
IHREN EIGENEN WEG



BUILT
TO LAST

TAILORED FOR
YOUR LIFESTYLE



AUSTRALIAN
MADE

360 magic™



NOCH MEHR FAHRKOMFORT

Verbesserte Federung

Die unabhängige Allradfederung wurde von den All-Terrain-Experten entwickelt, um Sie und Ihren Körper bestmöglich zu unterstützen.



PASSEN SIE IHREN WEGBEGLEITER AN

360 Free

Der Magic 360 ist der viel...
Elektrorollstuhl mit O...
Konzipiert für die Welt, in d...
der Magic 360 in alle...
Konfigurieren Sie Ihren V...
Ihrem Geschmack. Wä...
Optionen passend für Ihre...
Ihr Magic 36...
Because the v...

AUF AUGENHÖHE

5km/h in der Sitzliftfunktion

Auch mit aktiviertem Sitzlift (300 mm) können Sie auf Augenhöhe Schritt halten, ob im Berufsumfeld, mit Freunden unterwegs oder bei anderen Outdoor-Aktivitäten.

PASSEND FÜR JEDEN UNTERGRUND

Wählen Sie aus drei austauschbaren Radoptionen.

Fahren Sie wohin Sie möchten, von engen Innenräumen und Büros bis hin zu Parks, Gärten und im Gelände.

VON ENGEN INNENRÄUMEN ÜBER URBANE S...



Urban 14" Antriebsräder
für ultimative urbane Manövrierfähigkeit
(610 mm Gesamtbreite)



Crossover 14"
für zusätzliche Fe...
(635 mm C...

URBANE MANÖVRIERBARKEIT TRIFFT OFF-ROAD PERFORMANCE

610-660 mm breite, kompakte Fahrbasis

Der erste Elektrorollstuhl, der kompakt genug ist, um sich problemlos in Innenräumen zu bewegen und sich gleichzeitig mit allem ausstatten lässt, was Sie in der Natur und abseits gewohnter Wege brauchen.

IHRE BEDÜRFNISSE AN UND ERLEBEN SIE

MEHR UNABHÄNGIGKEIT

360°
Freedom

...seitigste und kompakteste
...ff-Road Performance.
...er Sie leben, unterstützt Sie
...m, was Sie vorhaben.
...Wegbegleiter ganz nach
...hnen Sie die Räder und
...e persönlichen Abenteuer.
...O. Ihre Wahl.

...world's not flat™

...TRABENLANDSCHAFTEN BIS HIN

ZU OFF-ROAD



14" Antriebsräder
...derung und Komfort
...Gesamtbreite)



Off-Road 14" Antriebsräder
für ultimative Traktion im Freien
(660 mm Gesamtbreite)



2X
POWER FÜR MEHR
LEISTUNG

800 Watt-Motoren

Nur die stärksten Motoren ermöglichen es Ihnen, mit absolutem Vertrauen mehr im Leben anzugehen.

ANPASSUNG AN IHREN LEBENSSTIL

Es ist Ihr Leben und Ihre Reise. Wählen Sie, wie Sie es sich wünschen.

WÄHLEN SIE IHR > ANTRIEBSRAD

Flexibilität ist der Schlüssel – und drei verschiedene Radoptionen eröffnen Ihnen Möglichkeiten wie nie zuvor. Leicht zu wechseln und alle sind robuste Performer.



| AUSWECHSELBARE RÄDER | URBAN 14" | CROSSOVER 14" | OFF-ROAD 14" |
|----------------------|--|---------------------------------|--------------------------------|
| BREITE DER FAHRBASIS | 610 mm | 635 mm | 660 mm |
| UNTERGRUND | Für enge Innenräume und das Leben in der Stadt | Für alles, was dazwischen liegt | Für Fahrten abseits der Straße |

WÄHLEN SIE IHREN > FARBSTIL

Unter 13 attraktiven Farb-Styles finden Sie garantiert auch Ihren persönlichen Lieblingslook – eine Abrundung der vollkommenen Anpassung des Magic 360 an Ihren individuellen Lebensstil!



MAGIC 360 TECHNISCHE DATEN

| | | | |
|--------------------------------|---|--------|--------|
| MAX. NUTZGEREWICHT | 160 kg | | |
| MAX. GESCHWINDIGKEIT | 10 km/h | | |
| | mit aktiviertem 300 mm Sitzlift | | |
| GESAMTLÄNGE | 983 mm | | |
| BREITE DER FAHRBASIS | 610 mm | 635 mm | 660 mm |
| SITZHÖHE (Boden zu Sitzfläche) | 435 mm | | |
| BODENFREIHEIT | 90 mm | | |
| LENKRÄDER (vorne & hinten) | Ø200 mm / 8" pannensicher | | |
| WENDEKREIS | 555 mm | | |
| MOTOREN | 2 x 800 Watt | | |
| GEWICHT ROLLSTUHL (min.) | 140 kg | | |
| | Fahrbasis, Batterien, Rehab Sitzsystem, zentralmontierte Beinstütze, keine elektrischen Optionen/Funktionen | | |
| (Standard) | 175 kg | | |
| | Fahrbasis, Batterien, Rehab Sitzsystem mit elektrischen Optionen/Funktionen wie Sitzlift, Sitzneigung, Rückenwinkelverstellung und Beinstütze | | |
| ELEKTRONIK | R-Net 120A | | |
| BATTERIEGRÖßE | 74 Ah Gel | | |
| SITZ (Tiefe & Breite) | 305-560 mm | | |

STANDARD ELEKTRISCHE FUNKTIONEN



magic
Mobility™

Because the world's not flat

Bitte denken Sie daran, dass Ihr Rollstuhl mit Elektromotoren ausgestattet ist und NIEMALS durch Wasser, in Flüssen, Bächen und Meer gefahren werden darf. Informieren Sie sich online über die aktuelle Version. Technische Änderungen, Anpassungen und Druckfehler vorbehalten.
©Magic Mobility. Produkt aus Australien.

SUNRISE
MEDICAL.

Sunrise Medical GmbH

Kahlbachring 2-4
69254 Malsch/HD

Tel.: +49 (0) 72 53 / 9 80-0

Fax: +49 (0) 72 53 / 9 80-222

kundenservice@sunrisemedical.de

www.SunriseMedical.de

