

Q400 M/F/R/ med SEDEO LITE

BU_43502_Q400_M_F_R_LITE_2021-08-25_utökat_sortiment




Beställningsformulär

Fakturaadress:		Leveransadress	<input type="checkbox"/> Samma som fakturaadress
Namn:		Namn:	
Adress:		Adress:	
Postnr:		Postnr:	
Ort:		Ort:	
E-Mail:		E-Mail:	
Tel:		Tel:	
Order Information		Brukarvikt	
<input type="checkbox"/> Order <input type="checkbox"/> Offert <input type="checkbox"/> Built-4-Me®		Max brukarvikt 160kg	
Inköpsordernr:		Brukarens vikt i kg:	
Art. No.: Q400 M: 2280040M-000, Q400 F: 2280040F-000, Q400 R: 2280040R-000			
Orderdatum:			

Brukarens mått

- a) Ovansida huvud till sittyta i mm:
- b) Ovansida axel till sittyta i mm:
- c) Armhåla till sittyta i mm:
- d) Armbåge till sittyta i mm:
- e) Toppen av bäckenet till sittyta i mm:
- f) Axelbredd i mm:
- g) Bålbredd i mm:
- i) Höftbredd i mm:
- j) Verkligt sittdjup i mm:
- m) Fotlängd i mm:
- n) Underbens längd i mm:
- o) Verklig sittbredd i mm:



Sits specifikation

Alla chassie är förberedda för DAHL Docking Station		Sitstyp	SEDEO LITE
Vikt el-rullstol	Utan batterier 140 kg	Storleksintervall sits	Bredd 385 - 510 mm, Djup 410 - 560 mm
	Med batterier 165 kg	Sitthöjdsintervall	415 mm - 490 mm

Chassi mitthjulsdrift specifikation

Max brukarvikt	136 kg	Drivhjul	13" Drivhjul (svart)
Chassi storlek	Bredd Min. 620 mm	Länkhjul	7" fram / 7" bak (svart)
Styrsystem	VR2 alternativt R-Net	Batteriladdare	8A
Körsträcka	Upp till 40 km	Batteri	50, 60 och 80 Ah Batterier
Drivmotorer	2-Pole 6 /10 km/h, 4-Pole 6/8/10 km/h	Accentfärger	4 Accentfärger
Markfrigång	70 mm	Ramfärg	Svart

Chassi framhjulsdrift specifikation

Max brukarvikt	136 kg	Drivhjul	13"/14" Drivhjul (svart)
Chassi storlek	Bredd Min. 610 mm	Länkhjul	9" bak (svart)
Styrsystem	VR2 alternativt R-Net	Batteriladdare	8:00 AM
Körsträcka	Upp till 40 km	Batteri	50, 60 och 80 Ah Batterier
Drivmotorer	2-Pole 6 /10 km/h, 4-Pole 6/8/10 km/h	Accentfärger	4 Accentfärger
Markfrigång	65 mm	Ramfärg	Svart

Chassi bakhjulsdrift specifikation

Max brukarvikt	136 kg	Drivhjul	13"/14" Drivhjul (svart)
Chassi storlek	Bredd Min. 610 mm	Länkhjul	9" Fram (svart)
Styrsystem	VR2 alternativt R-Net	Batteriladdare	8A
Körsträcka	Upp till 40 km	Batteri	50, 60 och 80 Ah Batterier
Drivmotorer	2-Pole 6 /10 km/h, 4-Pole 6/8/10 km/h	Accentfärger	4 Accentfärger
Markfrigång	65 mm	Ramfärg	Svart

Chassi

Q400 Elrullstol

<input type="radio"/>	QPL000031	Q400 M (Mitthjulsdrift)	
<input type="radio"/>	QPL000032	Q400 F (Framhjulsdrift)	
<input type="radio"/>	QPL000033	Q400 R (Bakhjulsdrift)	

Motorpaket

Chassi Mitthjulsdrift

<input type="radio"/>	QPL180011	Motor 2-Polig 6 km/h standard	
-----------------------	-----------	-------------------------------	--

Chassi Mitthjul/Framhjul/Bakhjul

<input type="radio"/>	QPL180012	Motor 2-Polig 6 km/h Performance	
<input type="radio"/>	QPL180013	Motor 2-Polig 10 km/h Performance	
<input type="radio"/>	QPL180009	Motor 4-Polig 6 km/h (8 km/h Motor med reducerad hastighet)	
<input type="radio"/>	QPL180010	Motor 4-Polig 8 km/h	
<input type="radio"/>	QPL180007	Motor 4-Polig 10 km/h ⁽¹⁾	

Gyro

<input type="radio"/>	QPL110009	Stabilitetsförbättrande korrigeringsystem GYRO R-net	
<input checked="" type="radio"/>	QPL110014	UTAN Stabilitetsförbättrande korrigeringsystem GYRO R-Net	

Drivhjul 

Chassi Mitthjul/Framhjul/Bakhjul

<input type="radio"/>	QPL070065	Drivhjul 13" luft Knobbly svart	
<input type="radio"/>	QPL070069	Drivhjul 13" massivt Knobbly svart	

Chassi Framhjul/Bakhjul

<input type="radio"/>	QPL070032	Drivhjul 14" V-typ luft svart	
<input type="radio"/>	QPL070031	Drivhjul 14" V-typ massivt svart	
<input type="radio"/>	QPL070034	Drivhjul 14" Knobbly luft svart	
<input type="radio"/>	QPL070033	Drivhjul 14" Knobbly massivt svart	

Länkhjul 

Chassi Mitthjulsdrift

<input type="radio"/>	QPL080213	Länkhjul 7" massivt svart	
-----------------------	-----------	---------------------------	--

Chassi Framhjulsdrift

<input type="radio"/>	QPL080210	Länkhjul 9" massivt svart	
<input type="radio"/>	QPL080211	Länkhjul 9" luft svart	

Chassi Bakhjulsdrift

<input type="radio"/>	QPL080210	Länkhjul 9" massivt svart	
<input type="radio"/>	QPL080211	Länkhjul 9" luft svart	
<input type="radio"/>	QPL080058	Länkhjul 10" massivt svart ⁽¹⁾	
<input type="radio"/>	QPL080212	Länkhjul 10" luft svart ⁽¹⁾	

Stänkskärmar (endast till fram-/bakhjulsdrift) 

<input type="radio"/>	QPL010007	Stänkskärm drivhjul	
<input type="radio"/>	QPL010008	Stänkskärm länkhjul 9"	

(1) Endast vid val 14" drivhjul

Chassi

Kantklättrare (endast till framhjulsdraft)

<input type="radio"/>	QPL090038	Kantklättrare	
-----------------------	-----------	---------------	--

Accentfärger

<input type="radio"/>	QPL140005	Ljusgrön (RAL 110 70 77)	
<input type="radio"/>	QPL140004	Svart (RAL 9005)	
<input type="radio"/>	QPL140006	Orange (RAL 060 60 80)	
<input checked="" type="radio"/>	QPL140007	Silver (RAL 9006)	

Belysning/Blinkers LED 

<input type="radio"/>	QPL110201	Belysning och blinkers LED StVZO godkänd (1)	
<input checked="" type="radio"/>	QPL110209	UTAN Belysning och blinkers	

Sithöjd (2)

<input type="radio"/>	SH415	415 mm (3)(4)	
<input checked="" type="radio"/>	SH44	440 mm	
<input type="radio"/>	SH465	465 mm	
<input type="radio"/>	SH49	490 mm	

Batteri/Batteriladdare 

Batterier

<input checked="" type="radio"/>	QPL160003	Batteri 50Ah Gel underhållsfritt	
<input type="radio"/>	QPL160001	Batteri 60Ah Gel underhållsfritt	
<input type="radio"/>	QPL160005	Batteri 80Ah Gel underhållsfritt (5)	
<input type="radio"/>	QPL160009	UTAN Batteri	

Batteriladdare

<input checked="" type="radio"/>	QPL160101	Batteriladdare Automatic 220V /8A	
<input type="radio"/>	QPL160102	Batteriladdare Classic 220V/8A IP54	
<input type="radio"/>	QPL160104	Batteriladdare Automatic 220V/10A	
<input type="radio"/>	QPL160109	UTAN Batteriladdare	

1) QPL110030 Belysningsmodul VR2 eller QPL110032 ställdon kontroll- och belysningsmodul, R-Net, ISM-6L krävs

(2) Mäts från framkant sitsplatta till golv. (Mät för att säkerställa rätt sithöjd)

(3) Ej ihop med 80 Ah Batterier

(4) Ej i kombination med QPL130009 Lyft modul (300 mm) / Tilt Modul (Tilt 0° - 30°), ställbar eldriven

(5) Batteriladdare 220 V / 10 A rekommenderas för att reducera laddningstiden

Sits/Rygg - manuella/eldrivna funktioner**Sits Tilt/Lyft moduler**

<input checked="" type="radio"/>	QPL130011	Tilt modul manuellt ställbar fasta lägen (Ställbar 0° 3° 6° 9° fabriksinställning 6°)
<input type="radio"/>	QPL130004	Tilt modul ställbar 0° - 30° eldriven ⁽¹⁾
<input type="radio"/>	QPL130012	Tilt modul ställbar -5° - 25° eldriven ^{(1) (2)}
<input type="radio"/>	QPL130007	Tilt modul ställbar 0° - 50° eldriven ⁽¹⁾
<input type="radio"/>	QPL130009	Lyft modul (300 mm) / Tilt Modul (Tilt 0° - 30°) ställbar eldriven ⁽¹⁾

Ryggram

<input checked="" type="radio"/>	QPL030147	Ryggstöd ställbart med verktyg 86°, 90°, 94°, 98°, 102°, 106°
<input type="radio"/>	QPL030148	Ryggstöd manuellt ställbart (enbart av ledsagare) 85° - 120°
<input type="radio"/>	QPL030149	Ryggstöd ställbart 85° - 120° eldriven ⁽¹⁾

Ryggram

<input checked="" type="radio"/>	QPL030154	Ryggram breddjusterbar 385 - 485 mm
<input type="radio"/>	QPL030155	Ryggram breddjusterbar 460 - 510 mm

Ryggstöd **Sling Back (se sektion A)**

<input checked="" type="radio"/>	QPL030150	Tygrygg med justerbara kardborreband
----------------------------------	-----------	--------------------------------------

SEDEO LITE (se sektion B)

<input type="radio"/>	QPL030151	Ryggdyna SEDEO LITE
-----------------------	-----------	---------------------

JAY J3 (se sektion C)

<input type="radio"/>	QPL030054	Ryggdyna Jay J3
-----------------------	-----------	-----------------

JAY Shape (se sektion D)

<input type="radio"/>	QPL030152	Ryggdyna Jay Shape
-----------------------	-----------	--------------------

Ryggram

<input type="radio"/>	QPL030153	Ryggram SEDEO LITE enbart
<input type="radio"/>	QPL030155	Ryggram Jay J3 enbart
<input type="radio"/>	QPL030209	UTAN ryggdyna

A – Rygg Sling back. Med justerbara kardborreband ⁽⁴⁾**Rygg bredd**

<input type="radio"/>	RB385	385mm
<input type="radio"/>	RB41	410mm
<input type="radio"/>	RB435	435mm
<input checked="" type="radio"/>	RB46	460mm
<input type="radio"/>	RB485	485mm
<input type="radio"/>	RB51	510mm

Rygg höjd

<input type="radio"/>	RH46	460mm
<input checked="" type="radio"/>	RH485	485mm
<input type="radio"/>	RH51	510mm

A – SEDEO Bålstöd Sling seat

<input type="checkbox"/>	QPL030607	Bålstöd SEDEO sidosvängbara höjjusterbara lång dyna 150x130mm höger
<input type="checkbox"/>	QPL030608	Bålstöd SEDEO sidosvängbara höjjusterbara lång dyna 150x130mm vänster
<input type="checkbox"/>	QPL030609	Bålstöd SEDEO sidosvängbara höjjusterbara kort dyna 90x120mm höger
<input type="checkbox"/>	QPL030610	Bålstöd SEDEO sidosvängbara höjjusterbara kort dyna 90x120mm vänster

(1) Ej i kombination med QPL110036 manöverbox VR2. Om QPL110032 ställdon kontroll- och belysningsmodul R-Net behövs ISM-6L

(2) Ej i kombination med sitthöjd 415 eller 440 mm

(3) Enbart i kombination med QPL030147 Ryggstöd ställbart med verktyg (4) Bör överensstämma med sittbredd

Sits/Rygg - manuella/eldrivna funktioner

B – Ryggdyna SEDEO LITE storlek

<input type="radio"/>	RB385	385mm	
<input type="radio"/>	RB41	410mm	
<input type="radio"/>	RB435	435mm	
<input type="radio"/>	RB46	460mm	
<input type="radio"/>	RB485	485mm	
<input type="radio"/>	RB51	510mm	

B – Ryggdyna SEDEO LITE modell 

<input type="radio"/>	QPL030130	Ryggdyna SEDEO LITE profilerad 500mm hög Comfort överdrag	
<input type="radio"/>	QPL030131	Ryggdyna SEDEO LITE profilerad justerbara band 570mm hög Comfort överdrag	
<input type="radio"/>	QPL030132	Ryggdyna SEDEO LITE djup kontur passiv justerbara band 570mm hög Comfort överdrag	
<input type="radio"/>	QPL030133	Ryggdyna SEDEO LITE djup kontur aktiv justerbara band 570mm hög Comfort överdrag	

B – SEDEO Bålstöd

<input type="checkbox"/>	QPL030607	Bålstöd SEDEO sidosvängbara höjjusterbara lång dyna 150x130mm höger	
<input type="checkbox"/>	QPL030608	Bålstöd SEDEO sidosvängbara höjjusterbara lång dyna 150x130mm vänster	
<input type="checkbox"/>	QPL030609	Bålstöd SEDEO sidosvängbara höjjusterbara kort dyna 90x120mm höger	
<input type="checkbox"/>	QPL030610	Bålstöd SEDEO sidosvängbara höjjusterbara kort dyna 90x120mm vänster	

C – Ryggdyna JAY J3 storlek

<input type="radio"/>	JAY030110	Ryggdyna JAY J3 360mm	
<input type="radio"/>	JAY030111	Ryggdyna JAY J3 410mm ⁽¹⁾	
<input type="radio"/>	JAY030112	Ryggdyna JAY J3 460mm ⁽²⁾	
<input type="radio"/>	JAY030113	Ryggdyna JAY J3 510mm	

C – Ryggdyna JAY J3 Std kontur (J3SC) 

		Ryggdyna med bredd 360mm – Max bålbredd brukare 330mm	
		Ryggdyna med bredd 410mm – Max bålbredd brukare 380mm	
		Ryggdyna med bredd 460mm – Max bålbredd brukare 430mm	
		Ryggdyna med bredd 510mm – Max bålbredd brukare 480mm	
<input type="radio"/>	JAY030010	Ryggdyna Jay J3 Std kontur mellan thorakal rh 340mm	
<input type="radio"/>	JAY030033	Ryggdyna Jay J3 Std kontur mellan thorakal rh 380mm	
<input type="radio"/>	JAY030012	Ryggdyna JAY J3 Std kontur hög thorakal rh 420mm	
<input type="radio"/>	JAY030019	Ryggdyna JAY J3 Std kontur hög thorakal rh 460mm	
<input type="radio"/>	JAY030025	Ryggdyna JAY J3 Std kontur hög thorakal rh 510mm	

C – Ryggdyna JAY J3 Mid mellan kontur (J3MC) 

		Ryggdyna med bredd 360mm - Max bålbredd brukare 295mm	
		Ryggdyna med bredd 410mm – Max bålbredd brukare 345mm	
		Ryggdyna med bredd 460mm – Max bålbredd brukare 395mm	
		Ryggdyna med bredd 510mm – Max bålbredd brukare 445mm	
<input type="radio"/>	JAY030011	Ryggdyna Jay J3 Mid mellan kontur mellan thorakal rh 340mm	
<input type="radio"/>	JAY030018	Ryggdyna JAY J3 Mid mellan kontur mellan thorakal rh 380mm	
<input type="radio"/>	JAY030013	Ryggdyna JAY J3 mellan kontur hög thorakal rh 420mm	
<input type="radio"/>	JAY030020	Ryggdyna JAY J3 Mid mellan kontur hög thorakal rh460mm	
<input type="radio"/>	JAY030026	Ryggdyna JAY J3 Mid mellan kontur hög thorakal rh 510mm	
<input type="radio"/>	JAY030016	Ryggdyna JAY J3 Mid mellan kontur skulderhöjd rh530mm	
<input type="radio"/>	JAY030023	Ryggdyna JAY J3 Mid mellan kontur skulderhöjd rh570mm	
<input type="radio"/>	JAY030029	Ryggdyna JAY J3 Mid mellan kontur skulderhöjd rh610mm	

(1) Endast med sittbredd 415 mm eller 435 mm (2) endast med sittbredd 460 mm eller 485 mm

Sits/Rygg - manuella/eldrivna funktioner

C – Ryggdyna JAY J3 Rib kontur (J3MDC)



	Ryggdyna med bredd 360 mm – Max bålbredd brukare 280mm
	Ryggdyna med bredd 410mm – Max bålbredd brukare 330mm
	Ryggdyna med bredd 460mm – Max bålbredd brukare 380mm
	Ryggdyna med bredd 510mm – Max bålbredd brukare 430mm
<input type="radio"/>	JAY030041 Ryggdyna JAY J3 Rib kontur mellan thorakal rh 380mm
<input type="radio"/>	JAY030042 Ryggdyna JAY J3 Rib kontur hög thorakal rh460mm
<input type="radio"/>	JAY030043 Ryggdyna JAY J3 Rib kontur skulderhöjd rh530mm

C – Ryggdyna JAY J3 Djup kontur (J3DC)



	Ryggdyna med bredd 360mm – Max bålbredd brukare 280mm
	Ryggdyna med bredd 410 mm – Max bålbredd brukare 330 mm
	Ryggdyna med bredd 460 mm – Max bålbredd brukare 380 mm
	Ryggdyna med bredd 510 mm – Max bålbredd brukare 430 mm
<input type="radio"/>	JAY030014 Ryggdyna JAY J3 Djup kontur hög thorakal rh420 mm
<input type="radio"/>	JAY030021 Ryggdyna JAY J3 Djup kontur hög thorakal rh460 mm
<input type="radio"/>	JAY030027 Ryggdyna JAY J3 Djup kontur hög thorakal rh500 mm
<input type="radio"/>	JAY030017 Ryggdyna JAY J3 Djup kontur kulderhöjd rh530 mm
<input type="radio"/>	JAY030024 Ryggdyna JAY J3 Djup kontur skulderhöjd rh570 mm
<input type="radio"/>	JAY030030 Ryggdyna JAY J3 Djup kontur kulderhöjd rh610 mm

C – Ryggdyna JAY J3 Hip (J3PDC)



	Ryggdyna med bredd 360mm – Max bålbredd brukare 280mm
	Ryggdyna med bredd 410 mm – Max bålbredd brukare 330 mm
	Ryggdyna med bredd 460 mm – Max bålbredd brukare 380 mm
	Ryggdyna med bredd 510 mm – Max bålbredd brukare 430 mm
<input type="radio"/>	JAY030031 Ryggdyna JAY J3 Hip hög thorakal rh460 mm
<input type="radio"/>	JAY030032 Ryggdyna JAY J3 Hip skulderhöjd rh530 mm

C – Positioneringskit Mini till ryggdyna JAY J3



Positioneringskit JAY J3 Mini 1 (kilar, laterala utfyllnadsplattor, bäckenstödsplattor)

<input type="radio"/>	JAY090059 Positioneringskit Jay J3 Mini 1 360mm
<input type="radio"/>	JAY090029 Positioneringskit Jay J3 Mini 1 410 mm
<input type="radio"/>	JAY090030 Positioneringskit Jay J3 Mini 1 460 mm
<input type="radio"/>	JAY090031 Positioneringskit Jay J3 Mini 1 510 mm

Positioneringskit JAY J3 Mini 2 (kilar, laterala utfyllnadsplattor, bäckenstödsplattor, svankkil, utfyllnadsplattor)

	JAY090060 Positioneringskit Jay J3 Mini 2 360mm
<input type="radio"/>	JAY090032 Positioneringskit Jay J3 Mini 2 410 mm
<input type="radio"/>	JAY090033 Positioneringskit Jay J3 Mini 2 460 mm
<input type="radio"/>	JAY090034 Positioneringskit Jay J3 Mini 2 510 mm

Tillbehörsboxar Jay J3 rygg

<input type="checkbox"/>	JAY090035 Positioneringsbox Jay J3 ryggdyna (samtliga kilar utfyllnadsplattor mm)
<input type="checkbox"/>	JAY090036 Tillbehörsbox Jay J3 ryggdyna (selar huvudstöd)

C – Bröstsele JAY J3 rygg ⁽¹⁾

<input type="radio"/>	JAY090040 Bröstsele JAY J3 öppning fram 4-punkts medium
<input type="radio"/>	JAY090041 Bröstsele JAY J3 öppning fram 4-punkts large
<input type="radio"/>	JAY090042 Bröstsele JAY J3 öppning fram 4-punkts x-large

(1) Enbart i kombination med ryggdyna Jay

Sits/Rygg - manuella/eldrivna funktioner

C – Bålstödsdyna JAY J3 Höger

<input type="radio"/>	JAY090020	Bålstödsdyna JAY J3 (LxH) 100 x 100 mm höger	
<input type="radio"/>	JAY090021	Bålstödsdyna JAY J3 (LxH) 100 x 127 mm höger	
<input type="radio"/>	JAY090022	Bålstödsdyna JAY J3 (LxH) 100 x 152 mm höger	
<input type="radio"/>	JAY090023	Bålstödsdyna JAY J3 (LxH) 152 x 100 mm höger	
<input type="radio"/>	JAY090024	Bålstödsdyna JAY J3 (LxH) 152 x 127 mm höger	
<input type="radio"/>	JAY090025	Bålstödsdyna JAY J3 (LxH) 152 x 152 mm höger	

C – Bålstödsdyna JAY J3 vänster

<input type="radio"/>	JAY090011	Bålstödsdyna JAY J3 (LxH) 100 x 100 mm vänster	
<input type="radio"/>	JAY090012	Bålstödsdyna JAY J3 (LxH) 100 x 127 mm vänster	
<input type="radio"/>	JAY090013	Bålstödsdyna JAY J3 (LxH) 100 x 152 mm vänster	
<input type="radio"/>	JAY090014	Bålstödsdyna JAY J3 (LxH) 152 x 100 mm vänster	
<input type="radio"/>	JAY090015	Bålstödsdyna JAY J3 (LxH) 152 x 127 mm vänster	
<input type="radio"/>	JAY090016	Bålstödsdyna JAY J3 (LxH) 152 x 152 mm vänster	

C – Monteringsbeslag JAY J3 bålstöd

<input type="checkbox"/>	JAY090026	Monteringsbeslag fixerat JAY J3 bålstöd höger	
<input type="checkbox"/>	JAY090017	Monteringsbeslag fixerat JAY J3 bålstöd höger	
<input type="checkbox"/>	JAY090028	Monteringsbeslag sidosvängbart JAY J3 Bålstöd höger	
<input type="checkbox"/>	JAY090019	Monteringsbeslag sidosvängbart JAY J3 Bålstöd vänster	

D – Ryggdyna JAY Shape storlek

JAY Shape bredd

<input type="radio"/>	RB385	385mm	
<input type="radio"/>	RB41	410mm	
<input type="radio"/>	RB435	435mm	
<input type="radio"/>	RB46	460mm	
<input type="radio"/>	RB485	485mm	
<input type="radio"/>	RB51	510mm	

JAY Shape höjd

<input type="radio"/>	RH47	470mm	
<input type="radio"/>	RH495	495mm	
<input type="radio"/>	RH52	520mm	
<input type="radio"/>	RH56	560mm	
<input type="radio"/>	RH585	585mm	
<input type="radio"/>	RH61	610mm	

D – Ryggdyna JAY Shape




<input type="radio"/>	JAY080001	Ryggdyna JAY Shape	
<input type="radio"/>	JAY080006	Ryggdyna JAY Shape Extra bred ⁽¹⁾	

D – JAY Shape Lateral Thoracic Pads

<input type="radio"/>	JAY080010	Bålstöd JAY Shape (LxH) dyna 150 x 150mm PAR	
<input type="radio"/>	JAY080011	Bålstöd JAY Shape LxH) dyna 100 x 152mm PAR	

(1) Levereras 2,54cm bredare än sittbredden för att möjliggöra bättre stöd, ej i kombination med sittbredd 485 / 510mm

Sits/Rygg - manuella/eldrivna funktioner

Huvudstödsdyna 	
<input type="radio"/>	QPL030430 Huvudstödsdyna SEDEO (LxH) 240 x 150 mm ⁽¹⁾
<input type="radio"/>	QPL030431 Huvudstödsdyna SEDEO med överdrag (LxH) 240 x 150 mm ⁽¹⁾
<input type="radio"/>	QPL030432 Huvudstödsdyna SEDEO justerbar (LxH) 400 x 110 mm ⁽¹⁾
<input type="radio"/>	WHT030401 Huvudstödsdyna Whitmyer Plush (LxH) 203 x 127 mm ⁽²⁾
<input type="radio"/>	WHT030402 Huvudstödsdyna Whitmyer Plush(LxH) 254 x 127 mm ⁽²⁾
<input type="radio"/>	WHT030403 Huvudstödsdyna Whitmyer Plush (LxH) 356 x 127 mm ⁽²⁾
<input type="radio"/>	WHT030404 Huvudstödsdyna Whitmeyer Plush justerbar (LxH) 355 x 76 mm ⁽²⁾
<input type="radio"/>	WHT030406 Huvudstödsdyna Whitmeyer Plush justerbar(LxH) 460 mm x 127 mm ⁽²⁾
Huvudstöd lodrättstag ⁽³⁾ 	
<input type="radio"/>	QPL030433 Lodrättstag SEDEO
<input type="radio"/>	QPL030434 Lodrättstag SEDEO med quick-release
<input type="radio"/>	WHT030407 Lodrättstag Whitmyer LINX
<input type="radio"/>	WHT030408 Lodrättstag Whitmyer LINX ²
<input type="radio"/>	WHT030409 Lodrättstag Whitmyer AXYS
<input type="radio"/>	WHT030410 Lodrättstag Whitmyer AXYS Offset
<input type="radio"/>	WHT030411 Lodrättstag Whitmyer COBRA XTRA Flip Back
Huvudstödsfäste	
<input type="radio"/>	QPL030120 Huvudstödsfäste montering baksida ryggram
Sittdyna 	
Standard (se sektion E)	
<input checked="" type="radio"/>	QPL020098 Sittdyna standard höjd 50mm
SEDEO (se sektion Section F)	
<input type="radio"/>	QPL020027 Sittdyna SEDEO
JAY (se sektion G)	
<input type="radio"/>	QPL020515 Sittdyna JAY
UTAN (välj sittbredd och sittdjup i sektion E)	
<input type="radio"/>	QPL020110 UTAN sittdyna
E – Sittdyna standard välj storlek	
Sittbredd sittdyna	
<input type="radio"/>	SB385 385mm levereras med dynstorlek 410mm
<input type="radio"/>	SB41 410mm levereras med dynstorlek 410mm
<input type="radio"/>	SB435 435mm levereras med dynstorlek 410mm
<input checked="" type="radio"/>	SB46 460mm levereras med dynstorlek 485mm
<input type="radio"/>	SB485 485mm levereras med dynstorlek 485mm
<input type="radio"/>	SB51 510mm levereras med dynstorlek 485mm
Sittdjup sittdyna	
<input type="radio"/>	SD41 410mm levereras med dynstorlek 500mm
<input type="radio"/>	SD435 435mm levereras med dynstorlek 500mm
<input type="radio"/>	SD46 460mm levereras med dynstorlek 500mm
<input checked="" type="radio"/>	SD485 485mm levereras med dynstorlek 500mm
<input type="radio"/>	SD51 510mm levereras med dynstorlek 500mm
<input type="radio"/>	SD535 535mm levereras med dynstorlek 500mm ⁽⁴⁾
<input type="radio"/>	SD56 560mm levereras med dynstorlek 500mm ⁽⁴⁾

(1) Endast i kombination med SEDEO lodrättstag. (2) Endast i kombination med Whitmyer lodrättstag (3) Välj ett Whitmyer lodrättstag och fäste ifall du vill lägga till Huvudstyrning i Special kontroll sektionen. (4) Ej i kombination med B - SEDEO LITE ryggdyna QPL030130-133

Sits/Rygg - manuella/eldrivna funktioner

F – Sittdyna SEDEO storlek

Sittbredd sittdyna

<input type="radio"/>	SB38	380mm ger effektiv sittbredd 385mm	
<input type="radio"/>	SB40	400mm ger effektiv sittbredd 410mm	
<input type="radio"/>	SB44	440mm ger effektiv sittbredd 435mm	
<input type="radio"/>	SB46	460mm ger effektiv sittbredd 460mm	
<input type="radio"/>	SB48	480mm ger effektiv sittbredd 485mm	
<input type="radio"/>	SB50	500mm ger effektiv sittbredd 510mm	

Sittdjup sittdyna

<input type="radio"/>	SD41	410mm levereras med dynstorlek 500mm	
<input type="radio"/>	SD435	435mm levereras med dynstorlek 500mm	
<input type="radio"/>	SD46	460mm levereras med dynstorlek 500mm	
<input type="radio"/>	SD485	485mm levereras med dynstorlek 500mm	
<input type="radio"/>	SD51	510mm levereras med dynstorlek 500mm	
<input type="radio"/>	SD535	535mm levereras med dynstorlek 500mm ⁽¹⁾	
<input type="radio"/>	SD56	560mm levereras med dynstorlek 500mm ⁽¹⁾	

F – Sittdyna SEDEO ⁽²⁾ 

<input type="radio"/>	QPL020073	Sittdyna SEDEO Profil höjd 70mm	
<input type="radio"/>	QPL020075	Sittdyna SEDEO Support höjd 90mm	

F – Plansits SEDEO

<input type="radio"/>	QPL020082	SEDEO Plansits djupjusterbar med dynstopp i bakkant	
<input type="radio"/>	QPL020083	SEDEO Plansits 50 mm polstrad i framkant djupjusterbar med dynstopp i bakkant	

G – Sittdyna JAY

Sittdyna bredd

<input type="radio"/>	SB38	380mm ger effektiv sittbredd 385mm	
<input type="radio"/>	SB40	400mm ger effektiv sittbredd 410mm	
<input type="radio"/>	SB42	420mm ger effektiv sittbredd 410mm	
<input type="radio"/>	SB44	440mm ger effektiv sittbredd 435mm	
<input type="radio"/>	SB46	460mm ger effektiv sittbredd 460mm	
<input type="radio"/>	SB48	480mm ger effektiv sittbredd 485mm	
<input type="radio"/>	SB50	500mm ger effektiv sittbredd 510mm	

Sittdyna djup

<input type="radio"/>	SD41	410mm	
<input type="radio"/>	SD435	435mm	
<input type="radio"/>	SD46	460mm	
<input type="radio"/>	SD485	485mm	
<input type="radio"/>	SD51	510mm	
<input type="radio"/>	SD535	535mm ⁽¹⁾	
<input type="radio"/>	SD56	560mm ⁽¹⁾	

(1) Ej i kombination med B - SEDEO LITE ryggdyna QPL030130-133

(2) Levereras med inkontinensöverdrag

Sits/Rygg - manuella/eldrivna funktioner

G – Sittdyna Jay⁽¹⁾ 

<input type="radio"/>	JAY020002	JAY Basic
<input type="radio"/>	JAY020005	JAY Easy Fluid flat botten
<input type="radio"/>	JAY020003	JAY Soft Combi P
<input type="radio"/>	JAY020006	JAY Easy Visco flat botten
<input type="radio"/>	JAY020010	Jay Balance Air 1-kammare luftgenomsläppligt överdrag upp tom sittbredd 500mm
<input type="radio"/>	JAY020014	JAY Balance P Air 1-kammare luftgenomsläppligt överdrag upp t o m sittbredd 500mm med positioneringstillbehör
<input type="radio"/>	JAY020011	JAY Balance Fluid luftgenomsläppligt överdrag upp t o m sittbredd 500mm
<input type="radio"/>	JAY020015	JAY Balance P Fluid luftgenomsläppligt överdrag upp to m 500mm med positioneringstillbehör
<input type="radio"/>	JAY020018	JAY Xtreme Active
<input type="radio"/>	JAY020023	Positioneringskit Xtreme Active (lårkilar och abduktionskloss ⁽²⁾)
<input type="radio"/>	JAY020019	JAY J2 upp t o m sittbred 460mm eller sittdjup 480mm
<input type="radio"/>	JAY020021	JAY J2 fr o m sittbredd 480mm eller sittdjup 500mm
<input type="radio"/>	JAY020020	JAY J2 Djup t o m sittbredd 480mm
<input type="radio"/>	JAY020022	JAY J2 Djup fr o m sittbredd 500mm

Lårstöd⁽³⁾

<input type="radio"/>	QPL020114	Lårstöd sidosvängbart 120 x 120mm höger
<input type="radio"/>	QPL020113	Lårstöd sidosvängbart 120 x 120mm vänster
<input type="radio"/>	QPL020122	Lårstöd sidosvängbart 180 x 120mm höger
<input type="radio"/>	QPL020121	Lårstöd sidosvängbart 180 x 120mm vänster

Armstöd 

<input checked="" type="radio"/>	QPL040039	Armstöd uppfällbart
<input type="radio"/>	QPL040123	Armstöd uppfällbart ryggmonterat (följer med ryggen vid bakåtfällning)
<input type="radio"/>	QPL040022	Armstöd SEDEO LITE avtagbart sitsmonterat ^{(4) (5)(11)}
<input type="radio"/>	QPL040019	Armstöd nedfällbart bakåt sitsmonterat ^{(4) (6)}

Armstödsdyna 

<input checked="" type="checkbox"/>	QPL040040	Armstödsdyna integralskum 380mm höger
<input checked="" type="checkbox"/>	QPL040041	Armstödsdyna integralskum 380mm vänster
<input checked="" type="checkbox"/>	QPL040025	Armstödsdyna integralskum 400mm höger ⁽⁷⁾
<input type="checkbox"/>	QPL040026	Armstödsdyna integralskum 400mm vänster ⁽⁷⁾

Armstödsdyna Comfort

<input type="checkbox"/>	QPL040204	Armstödsdyna Comfort polstrad polyuretan 400 mm höger
<input type="checkbox"/>	QPL040203	Armstödsdyna Comfort polstrad polyuretan 400 mm vänster

Hemiplegia Arm Pads

<input type="checkbox"/>	QPL040031	Armstödsdyna Hemiplegia integralskum höger ⁽⁸⁾
<input type="checkbox"/>	QPL040032	Armstödsdyna Hemiplegia integralskum vänster ⁽⁹⁾

Sidoskydd

<input type="radio"/>	QPL040033	Sidoskydd ⁽¹⁰⁾
-----------------------	-----------	---------------------------

(1) Sittdyna JAY finns inte i alla storlekar. Fråga efter tillgänglighet och leveranstid (2) Enbart sittdynor med sittdjup 420-500mm(3) Ej i kombination med sits till golvhöjd 415mm

(4) QPL040033 inkl sidoskydd (5) QPL040040/41 Armstöd integralskum 380mm höger/vänster ingår

(6) Ej i kombination med QPL040040-41 Armstödsdyna 380mm integralskum höger eller vänster; Ej i kombination med sits till golvhöjd 415mm (7) Ej i kombination med QPL040022 Armstöd Sedeo Lite

(8) Ej i kombination med QPL110052 Manöverbox höger sida, QPL090040 Brickbord sidosvängbart QPL090046 Brickbord halvt sidosvängbart QPL090110 Backspegel höger

(9) Ej i kombination med QPL110053 Manöverbox vänster sida QPL090040 Brickbord sidosvängbart QPL090046 Brickbord halvt sidosvängbart QPL090118 Backspegel vänster

(10) Enbart i kombination med QPL040039 Armstöd uppfällbart och QPL040123 Armstöd uppfällbart ryggmonterat (11) Ej i kombination med bord

Sits/Rygg - manuella/eldrivna funktioner

Benstöd centermonterat 

<input type="radio"/>	QPL050086	Benstöd centermonterat justerbart med verktyg med uppfäll-/vinkelställbar hel fotplatta ⁽¹⁾		
-----------------------	-----------	--	--	--

Vaddyna

<input type="radio"/>	QPL050087	Vaddyna centermonterad stor integralskum		
<input type="radio"/>	QPL050092	Vaddyna integralskum PAR		

Benstöd centermonterat elldrivet 

<input type="radio"/>	QPL050076	Benstöd centermonterat 90° - 180° elldrivet 175 mm längdjusterbar ^{(2) (3)}		
-----------------------	-----------	--	--	--

Fotplattor

<input type="radio"/>	QPL050072	Fotplattor upp/höjd-/vinkelställbara 260 x 150 mm		
<input type="radio"/>	QPL050073	Fotplattor upp/höjd-/vinkelställbara 310 x 170 mm		

Vaddyna

<input type="radio"/>	QPL050092	Vadstöd polstrat PAR		
-----------------------	-----------	----------------------	--	--

SEDEO LITE sidosvängbara benstöd

<input checked="" type="radio"/>	QPL050100	SEDEO LITE benstöd 70° sidosvängbara		
<input type="radio"/>	QPL050105	SEDEO LITE benstöd uppfällbara sidosvängbara		
<input type="radio"/>	QPL050109	SEDEO LITE benstödsinfästning enbart		
<input type="radio"/>	QPL050000	UTAN benstöd		

UNI sidosvängbara benstöd 

<input type="radio"/>	QPL050115	UNI benstöd 80° sidosvängbara		
<input type="radio"/>	QPL050116	Benstödsinfästning enbart		

SEDEO PRO benstöd sidosvängbara

<input type="radio"/>	QPL050015	SEDEO PRO benstöd 70° sidosvängbara		
<input type="radio"/>	QPL050016	SEDEO PRO benstöd uppfällbara sidosvängbara		
<input type="radio"/>	QPL050017	SEDEO PRO benstöd eldrivna uppfällbara sidosvängbara		
<input type="radio"/>	QPL050080	SEDEO PRO benstödsinfästning enbart		

Fotplatta

<input type="radio"/>	QPL050088	Fotplatta sittbredd 385 - 400 mm		
<input type="radio"/>	QPL050089	Fotplatta sittbredd 420 - 460 mm		
<input type="radio"/>	QPL050090	Fotplatta sittbredd 480 - 520 mm		
<input type="radio"/>	QPL050081	Platta sammankoppling fotstöd ^{(4) (5)}		

Fotplatta tillbehör 

<input type="radio"/>	QPL050082	Vadstöd integralskum djupjusterbart PAR ⁽⁷⁾		
<input type="radio"/>	QPL050083	Vadstöd polstrat djupjusterbart PAR ⁽⁷⁾		
<input type="radio"/>	QPL050084	Hälband		
<input type="radio"/>	QPL050085	Vadband ⁽⁵⁾		
<input type="radio"/>	QPL050200	Knästöd integralskum		

Amputationsstöd ⁽⁶⁾

<input type="checkbox"/>	QPL050013	Amputationsstöd polstrat höger		
<input type="checkbox"/>	QPL050014	Amputationsstöd polstrat vänster		

⁽¹⁾ I kombination med Lyft eller Tilt välj QPL050087 Vaddyna centermonterad stor integralskum Eller QPL050092 Vaddyna integralskum PAR ⁽²⁾ Ej i kombination med RWD

⁽³⁾ Ej i kombination med QPL110036 Manöverbox VR2. vid R-net: QL110032 Ställdon kontroll- och belysningsmodul R-net ISM-6L

⁽⁴⁾ Välj även en fotplatta ⁽⁵⁾ Enbart till QPL050015 SEDEO PRO benstöd 70° sidosvängbara ⁽⁶⁾ Extra till ett set av sidosvängbara benstöd, sändes med omonterade

⁽⁷⁾ Inte med RWD i kombination med SEDEO PRO benstöd 70° sidosvängbara

Positioneringsstöd och tillbehör

Tillbehör

<input type="checkbox"/>	QPL090128	Positioneringsbälte Bil-lås 50 mm x 1700 mm		
<input type="checkbox"/>	QPL090123	Fäste på ramrör för montering av positioneringsbälte		
<input type="checkbox"/>	JAY090100	JAY Standard 2-punkts höftbälte, plastspänne, dyna 190 x 40mm		
<input type="checkbox"/>	JAY090101	JAY Standard 2-Point Pelvic Belt, plastspänne, dyna 240 x 40mm		
<input type="checkbox"/>	JAY090077	JAY Medial 4-Point Pelvic Belt, tryckknapp, dyna 140 x 40mm ⁽¹⁾		
<input type="checkbox"/>	JAY090078	JAY Medial 4-Point Pelvic Belt, tryckknapp, dyna 165 x 40mm ⁽¹⁾		
<input type="checkbox"/>	JAY090102	JAY V-Contour Pelvic Belt, plaststänne, dyna Medium		
<input type="checkbox"/>	JAY090103	JAY V-Contour Pelvic Belt, plastspänne, dyna Large		
<input type="checkbox"/>	QPL090110	Backspegel höger ⁽²⁾		
<input type="checkbox"/>	QPL090118	Backspegel vänster ⁽²⁾		
<input type="checkbox"/>	QPL090009	Kryckhållare ⁽³⁾		
<input type="checkbox"/>	QPL030605	Abduktionspommel ⁽⁴⁾		

Brickbord (monteras på motsatt sida till Manöverbox)

<input type="checkbox"/>	QPL090124	Brickbord sidosvängbart		
<input type="checkbox"/>	QPL090040	Brickbord helt breddjusterbart sidosvängbart		
<input type="checkbox"/>	QPL090046	Brickbord halvt sidosvängbart		

Manöverbox/Elektronik

Manöverbox – VR2 

<input checked="" type="radio"/>	QPL110036	Manöverbox VR2		
<input type="radio"/>	QPL110037	Manöverbox VR2 2 ställdon		
<input type="radio"/>	QPL110040	Manöverbox VR2 2 ställdon och belysning		

Manöverbox montering

<input checked="" type="radio"/>	QPL110050	Manöverbox fast montering		
<input type="radio"/>	QPL110082	Manöverbox parallellbeslag sidosvängbart		
<input type="radio"/>	QPL110056	Manöverbox parallellbeslag sidosvängbart inkapslad mekanism ⁽⁵⁾		

Manöverbox placering

<input type="radio"/>	QPL110052	Manöverbox höger sida		
<input type="radio"/>	QPL110053	Manöverbox vänster sida		

Manöverboxgrepp (Tillval) 

<input type="radio"/>	QPL090505	Manöverboxgrepp golfboll Ø 42 mm		
<input type="radio"/>	QPL090506	Manöverboxgrepp T-grepp 82 mm bred		
<input type="radio"/>	QPL090507	Manöverboxgrepp mjuk boll Ø 70 mm		
<input type="radio"/>	QPL090508	Manöverboxgrepp plastknopp Ø 35 mm		
<input type="radio"/>	QPL090545	Manöverboxgrepp plastknopp Ø 48 mm		
<input type="radio"/>	QPL090509	Manöverboxgrepp hakkopp Ø 37 mm		
<input type="radio"/>	QPL090512	Manöverboxgrepp penngrepp 80 x 15 mm		
<input type="radio"/>	QPL090511	Manöverboxgrepp svampformad Ø 45 mm		

Elektronik programmering – VR2

<input type="radio"/>	QPL090065	Programmerare med Dongle VR2		
-----------------------	-----------	------------------------------	--	--

Elektronik tillbehör

<input type="radio"/>	QPL090063	DTT handhållen programmerare VR2 med anslutningskabel		
-----------------------	-----------	---	--	--

(1) Välj även QPL090123 Fäste på ramrör för montering av positioneringsbälte (2) Ej monteras på samma sida som QPL090040 Brickbord sidosvängbart QPL090046 Brickbord halvt sidosvängbart (3) Ej i kombination med d QPL030148 Ryggstöd manuellt ställbart (enbart av ledsagare) 85° - 120° och QOL030149 Ryggstöd ställbart 85° - 120° eldriven (4) Ej i kombination med eldrivna centermonterade benstöd (5) Ej i kombination med QPL040022 Armstöd Sedeo Lite Single Post

Manöverbox/Elektronik**Elektronik – VR2**

- QPL110001 Elektronik VR2 70 A ⁽¹⁾
- QPL110002 Elektronik VR2 90 A

Belysningsmodul– VR2

- QPL110030 Belysningsmodul VR2 ⁽¹⁾

Ledsagarstyrning

- QPL110021 Ledsagarstyrning
- QPL110020 Manöverbox monterad som ledsagarstyrning ⁽²⁾

Placering Ledsagarstyrning

- QPL110025 Ledsagarstyrning på körhandtag höger sida
- QPL110026 Ledsagarstyrning på körhandtag vänster sida

Knapplåda 4 funktioner (direkt mot ställdon)

- QPL110054 Knapplåda 4 funktioner fäst vid armstöd höger
- QPL110055 Knapplåda 4 funktioner fäst vid armstöd vänster

Manöverbox R-Net 

- QPL110015 Manöverbox R-Net LED ställdon
- QPL110016 Manöverbox R-Net LED ställdon och belysning
- QPL110017 Manöverbox R-Net färg LCD
- QPL110018 Manöverbox R-Net färg LCD HD
- QPL110013 Manöverbox R-Net HD LCD IR-sändare
- QPL110023 Manöverbox R-Net HD LCD IR-sändare bluetooth
- QPL110019 UTAN Manöverbox R-Net

Manöverbox montering 

- QPL110050 Manöverbox fast montering
- QPL110082 Manöverbox parallellbeslag sidosvängbart
- QPL110056 Manöverbox parallellbeslag sidosvängbart inkapslad mekanism ⁽⁵⁾

Manöverbox placering

- QPL110052 Manöverbox höger sida
- QPL110053 Manöverbox vänster sida

Display Välj språk

- | | | | |
|--|--|---|--|
| <input type="radio"/> QPL119000 Tyska | <input type="radio"/> QPL119004 Portugisiska | <input type="radio"/> QPL119009 Svenska | <input type="radio"/> QPL119013 Slovakiska |
| <input type="radio"/> QPL119001 Engelska | <input type="radio"/> QPL119005 Italienska | <input type="radio"/> QPL119010 Grekiska | <input type="radio"/> QPL119014 Polska |
| <input type="radio"/> QPL119002 Franska | <input type="radio"/> QPL119006 Holländska | <input type="radio"/> QPL119011 Finska | |
| <input type="radio"/> QPL119003 Spanska | <input type="radio"/> QPL119008 Norska | <input type="radio"/> QPL119012 Tjeckiska | |

Manöverboxgrepp (tillval) 

- QPL090505 Manöverboxgrepp golfboll Ø 42 mm
- QPL090506 Manöverboxgrepp T-grepp 82 mm bred
- QPL090507 Manöverboxgrepp mjuk boll Ø 70 mm
- QPL090508 Manöverboxgrepp plastknopp Ø 35 mm
- QPL090545 Manöverboxgrepp plastknopp Ø 48 mm
- QPL090509 Manöverboxgrepp hakkopp Ø 37 mm
- QPL090512 Manöverboxgrepp penngrepp 80 x 15 mm
- QPL090511 Manöverboxgrepp svampformad Ø 45 mm

(1) Enbart med 6 km/t

(2) Rekommenderas vid brukarvikt >100 kg

(3) Vid val av Sits-Belysningsmodul så behövs denna

(4) Välj även manöverbox

(5) Ej i kombination med QPL040022 Armstöd SEDEO LITE Single Post

Manöverbox/Elektronik

Elektronik programmering – R-Net 

- QPL090066 PC Programmerare med Dongle R-Net

Elektronik tillbehör

- QPL090064 DTT Handhållen Programmerare R-Net med anslutningskabel

Elektronik – R-Net 

- QPL110003 Elektronik R-Net 90 A ⁽¹⁾
- QPL110004 Elektronik R-Net 120 A

Sits/Belysningsmodul – R-Net

- QPL110032 Ställdon kontroll- och belysningsmodul R-Net ISM-6L

Ledsagarstyrning 

- QPL110021 Ledsagarstyrning
- QPL110020 Manöverbox monterad som ledsagarstyrning ⁽¹⁾

Placering ledsagarstyrning

- QPL110025 Ledsagarstyrning på körhandtag höger sida
- QPL110026 Ledsagarstyrning på körhandtag vänster sida

Manöverbox - bordsmontering 

- QPL110143 Manöverbox LCD centermonterad

Brickbord placering

- QPL110080 Fäste vänster sida
- QPL110081 Fäste höger sida

#1 Ctrl+5 Switch Box 

- QPL110043 #1 Ctrl+5 Switch Box knapplåda Ctrl+5 programmerbar

#1 Ctrl+5 Switch Box Montering

- QPL110180 #1 Ctrl+5 Switch Box monteras bakom manöverbox ⁽²⁾
- QPL110181 #1 Ctrl+5 Switch Box monteras på sidan utan manöverbox

#1 Ctrl+5 Switch brytarval

- QPL110175 #1 Ctrl+5 Switch Type med knappar
- QPL110176 #1 Ctrl+5 Switch Type med vippbrytare

Bluetooth Mouse Moduler / Elektronik – R-Net

- QPL090068 Bluetooth Mouse modul R-Net
- QPL090141 2nd Bluetooth Mouse modul R-Net (Android och Windows)
- QPL090142 iOS Bluetooth Mouse modul R-Net (Apple iOS)

Specialkontroller

OMNI2 Input kontrollmoduler – R-Net ⁽³⁾ 

- QPL110116 OMNI2 Input kontroll modul R-Net, infraröd ⁽⁴⁾
- QPL110117 OMNI2 Input kontrollmodul R-Net Scanning Mode, Bluetooth, infraröd ⁽⁴⁾
- QPL110118 OMNI2 Input kontroll modul R-Net Scanning Mode och GYRO, Bluetooth, infraröd ⁽⁴⁾
- QPL110008 Programmeringsservice- hjälp med programmering

(1) Välj även manöverbox

(2) Ej i kombination med QOP110056 Manöverbox monterad med parallellbeslag (sidovängbarhet förloras)

(3) Välj placering av OMNI2 och joystick i sektionen nedan och välj tryckknapp i sektion E

(4) Skärm med inbyggd IR, armstödsmontering, krävs vid val av specialkontroller

Specialkontroller

OMNI2 Modul placering ⁽¹⁾

<input type="radio"/>	QPL110119	OMNI modul fast monterad höger	
<input type="radio"/>	QPL110120	OMNI modul fast monterad vänster	
<input type="radio"/>	QPL110123	OMNI modul sidosvängbar höger	
<input type="radio"/>	QPL110124	OMNI modul sidosvängbar vänster	

Joystick ⁽²⁾

Proportionell Joystick


<input type="radio"/>	QPL110301	Joystick Switch-It MicroGuide	
<input type="radio"/>	QPL110302	Joystick Switch-It MicroPilot	
<input type="radio"/>	QPL110303	Joystick Switch-It TouchDrive 2	
<input type="radio"/>	QPL110304	Joystick Switch-It VersaGuide	
<input type="radio"/>	QPL110305	Joystick Switch-It VersaGuide EZ ⁽²⁾	
<input type="radio"/>	QPL110306	Joystick Allround manöverbox	
<input type="radio"/>	QPL110307	Joystick Allround manöverbox Light ⁽³⁾	
<input type="radio"/>	QPL110308	Joystick Allround manöverbox Heavy Duty	
<input type="radio"/>	QPL110309	Joystick Allround manöverbox R-Net Bus Enabled ⁽⁴⁾	
<input type="radio"/>	QPL110310	Joystick Allround manöverbox Light R-Net Bus Enabled ⁽⁴⁾	
<input type="radio"/>	QPL110311	Joystick Allround manöverbox Heavy Duty R-Net Bus Enabled ⁽⁴⁾	

Proportionell Joystick, pris inkl OMNI modul och GYRO (stabilitetsförbättrande körriktningssystem)

<input type="radio"/>	QPL110044	Joystick Switch-It MicroGuide	
<input type="radio"/>	QPL110045	Joystick Switch-It MicroPilot	
<input type="radio"/>	QPL110046	Joystick Switch-It TouchDrive 2	
<input type="radio"/>	QPL110047	Joystick Switch-It VersaGuide	
<input type="radio"/>	QPL110048	Joystick Switch-It VersaGuide EZ ⁽²⁾	
<input type="radio"/>	QPL110049	Joystick Allround manöverbox	
<input type="radio"/>	QPL110059	Joystick Allround manöverbox Light ⁽³⁾	
<input type="radio"/>	QPL110060	Joystick Allround manöverbox Heavy Duty	

Montering Link-It Joystick

<input type="radio"/>	QPL110342	Monteringskit Link-It för armstödsmontering av joystick med spacedisk ⁽⁵⁾	
-----------------------	-----------	--	--

Joystick placering armstöd 

<input type="radio"/>	QPL110350	Monteringskit Link-It Armstödsmonterad joystick, fast	
<input type="radio"/>	QPL110353	Monteringskit Link-It Armstödsmonterad joystick sidosvängbart	

Joystick placering

<input type="radio"/>	QPL110362	Joystick höger sida	
<input type="radio"/>	QPL110361	Joystick vänster sida	

Huvudstödsstyrning ⁽⁷⁾ 

Proportionell Joystick

<input type="radio"/>	QPL110370	Huvudstödsstyrning Switch-It Dual Pro 3-Way Proportional Facial Pads	
<input type="radio"/>	QPL110371	Huvudstödsstyrning Switch-It Dual Pro 3-Way Proportional Head Array Spot Pads	
<input type="radio"/>	QPL110372	Huvudstödsstyrning Switch-It RIM 3-Way Proportional	

Proportionell joystick, pris inkl OMNI modul och GYRO (stabilitetsförbättrande körriktningssystem)

<input type="radio"/>	QPL110061	Huvudstödsstyrning Switch-It Dual Pro Proportional Head Array Facial Pads	
<input type="radio"/>	QPL110062	Huvudstödsstyrning Switch-It Dual Pro Proportional Head Array Spot Pads	
<input type="radio"/>	QPL110063	Huvudstödsstyrning Switch-It RIM Proportional	

(1) Om användning av standard manöverbox, behöver montering på motsatt sida ske (2) Val av tryckknapp se sektion E (3) Ej i kombination med QOP090512 Manöverboxgrepp Penngrepp 80 x 15 mm QOP090511 Manöverboxgrepp Svampformat Ø 45 mm, QOP090506 Manöverboxgrepp T-grepp 82 mm bred

(4) Endast i kombination med std Manöverbox knapp eller QOP090045 Manöverboxgrepp plastknapp Ø 48 mm (5) OMNI Module behövs ej (6) endast i kombination med Micro Series Manöverbox (7) Vid val av tryckknapp se sektion E.H. Välj fäste för Whitmyer huvudstöd se tidigare sidor

Tryckknappstyrd joystick

<input type="radio"/>	QPL110401	Huvudstödsstyrning 3-Switch Head Array Wings Short Curved
<input type="radio"/>	QPL110402	Huvudstödsstyrning 3-Switch Head Array Wings Short Straight
<input type="radio"/>	QPL110403	Huvudstödsstyrning 3-Switch Head Array Wings Long Curved
<input type="radio"/>	QPL110404	Huvudstödsstyrning 3-Switch Head Array Wings Long Straight
<input type="radio"/>	QPL110405	Huvudstödsstyrning 4-Switch Head Array Wings Long Straight
<input type="radio"/>	QPL110406	Huvudstödsstyrning 5-Switch Head Array Wings Long Straight

Tryckknappstyrd joystick, pris inkl OMNI2 modul och GYRO (stabilitetsförbättrande körriktningssystem)

<input type="radio"/>	QPL110064	Huvudstödsstyrning 3-Switch Head Array Wings Short Curved
<input type="radio"/>	QPL110065	Huvudstödsstyrning 3-Switch Head Array Wings Short Straight
<input type="radio"/>	QPL110066	Huvudstödsstyrning 3-Switch Head Array Wings Long Curved
<input type="radio"/>	QPL110067	Huvudstödsstyrning 3-Switch Head Array Wings Long Straight
<input type="radio"/>	QPL110068	Huvudstödsstyrning 4-Switch Head Array Wings Long Straight
<input type="radio"/>	QPL110069	Huvudstödsstyrning 5-Switch Head Array Wings Long Straight

Hakstyrning **Proportionel Joystick**

<input type="radio"/>	QPL110470	Hakstyrning Switch-It MicroGuide
<input type="radio"/>	QPL110471	Hakstyrning Switch-It MicroPilot
<input type="radio"/>	QPL110472	Hakstyrning Switch-It VersaGuide
<input type="radio"/>	QPL110473	Hakstyrning Switch-It VersaGuide EZ
<input type="radio"/>	QPL110474	Hakstyrning Allround manöverbox
<input type="radio"/>	QPL110475	Hakstyrning Allround manöverbox Light
<input type="radio"/>	QPL110476	Hakstyrning Allround manöverbox R-Net Bus Enabled ⁽¹⁾
<input type="radio"/>	QPL110477	Hakstyrning Allround manöverbox Light R-Net Bus Enabled ⁽¹⁾

Proportionell joystick, pris inkl OMNI2 modul och GYRO (stabilitetsförbättrande körriktningssystem)

<input type="radio"/>	QPL110070	Hakstyrning Switch-It MicroGuide
<input type="radio"/>	QPL110071	Hakstyrning Switch-It MicroPilot
<input type="radio"/>	QPL110072	Hakstyrning Switch-It VersaGuide
<input type="radio"/>	QPL110073	Hakstyrning Switch-It VersaGuide EZ
<input type="radio"/>	QPL110074	Hakstyrning Allround manöverbox
<input type="radio"/>	QPL110075	Hakstyrning Allround manöverbox Light

Hakstyrning placering 

<input type="radio"/>	QPL110480	Hakstyrning Mounting Link-It To Chin Harness Small ⁽²⁾
<input type="radio"/>	QPL110481	Hakstyrning Mounting Link-It To Chin Harness Large ⁽²⁾
<input type="radio"/>	QPL110483	Hakstyrning Mounting Link-It To Manual Chin Boom Backrest Mount höger
<input type="radio"/>	QPL110484	Hakstyrning Mounting Link-It To Manual Chin Boom Backrest Mount vänster
<input type="radio"/>	QPL110485	Hakstyrning Mounting Link-It To Power Chin Boom Backrest Mount höger
<input type="radio"/>	QPL110486	Hakstyrning Mounting Link-It To Power Chin Boom Backrest Mount vänster
<input type="radio"/>	QPL110487	Hakstyrning Mounting Link-It To Headrest Swing Away vänster
<input type="radio"/>	QPL110488	Hakstyrning Mounting Link-It To Headrest Swing Away höger

Link-It förlängningskit

<input type="radio"/>	QPL110590	Link-It förlängningskit Bas modul 100 mm förlängningsrör 5 kabelclips
<input type="radio"/>	QPL110591	Link-It förlängningskit Bas modul 150 mm förlängningsrör 5 kabelclips

Styrssystem - Sug- och blås ⁽³⁾

<input type="radio"/>	QPL110510	Sug- och blåsstyrning med Link-It Hardware sidosvängbart monterat på huvudstöd ⁽⁴⁾
-----------------------	-----------	---

Sug- och blås, pris inkl OMNI2 modul och GYRO (stabilitetsförbättrande körriktningssystem)

<input type="radio"/>	QPL110076	Sug- och blåsstyrning med Link-It Hardware sidosvängbart monterat på huvudstöd ⁽⁴⁾
-----------------------	-----------	---

(1) OMNI Module Not Required. (2) If You Need Switches Mounted On The Harness, You Can Only Use Allround Joystick. (3) For Switch Selection See Section H
(4) Headrest To Be Selected

Specialkontroller

E – Tryckknappar ⁽¹⁾

#1 Switch Selection

<input type="checkbox"/>	QPL110520	#1 Buddy Button – svart	
<input type="checkbox"/>	QPL110521	#1 Buddy Button – röd	
<input type="checkbox"/>	QPL110522	#1 Buddy Button – grön	
<input type="checkbox"/>	QPL110523	#1 Egg Switch – svart	
<input type="checkbox"/>	QPL110524	#1 MicroLite Switch – svart	
<input type="checkbox"/>	QPL110526	#1 Piko Button – svart	
<input type="checkbox"/>	QPL110527	#1 Piko Button – blå	
<input type="checkbox"/>	QPL110528	#1 Piko Button – grön	
<input type="checkbox"/>	QPL110529	#1 Piko Button – röd	
<input type="checkbox"/>	QPL110530	#1 Piko Button – gul	
<input type="checkbox"/>	QPL110534	#1 Twister Switch – svart	
<input type="checkbox"/>	QPL110535	#1 Twister Switch – grön	
<input type="checkbox"/>	QPL110536	#1 Twister Switch – röd	

#1 Switch Tryckknapp montering Link-It

<input type="checkbox"/>	QPL110560	#1 Tryckknapp montering Link-It Vid joystick ⁽²⁾	
<input type="checkbox"/>	QPL110566	#1 Tryckknapp montering Link-It motsatt sida Joystick ⁽³⁾	
<input type="checkbox"/>	QPL110561	#1 Tryckknapp montering Link-It vid huvudstöd	
<input type="checkbox"/>	QPL110563	#1 Tryckknapp montering Link-It på tillbehörsskena sits ⁽⁴⁾	
<input type="checkbox"/>	QPL110565	#1 Tryckknapp montering Link-It vid hakan ⁽⁵⁾	
<input type="checkbox"/>	QPL110569	#1 UTAN montering Tryckknapp ⁽⁶⁾	

#1 Switch Tryckknapp placering

<input type="radio"/>	QPL110572	#1 Tryckknapp höger	
<input type="radio"/>	QPL110571	#1 Tryckknapp vänster	

#1 Satellitbrytare ⁽⁷⁾

<input type="checkbox"/>	QPL110537	#1 Satellite Tryckknapp – svart	
<input type="checkbox"/>	QPL110538	#1 Satellite Tryckknapp – grön	
<input type="checkbox"/>	QPL110539	#1 Satellite Tryckknapp – röd	

(1) Välj 1 Tryckknapp och placering enligt nedan. Vid behov en 2a Tryckknapp välj den vid delen för #2 Tryckknapp. Single Function For Special Input Devices

(2) Ej i kombination med HD Allround Manöverbox eller Space Disk Mount

(3) Armstödsmontering

(4) Knä, vid val av 2 Tryckknappar enbart montering vänster och höger

(5) Ej nödvändigt med vänster / höger val

(6) Tryckknapp/knappar bifogas löst/omonterade

(7) Enbart med Allround manöverbox, max 2 st valbara

#2 Tryckknapp urval

<input type="checkbox"/>	QPL110083	#2 Buddy Button – svart
<input type="checkbox"/>	QPL110086	#2 Buddy Button – röd
<input type="checkbox"/>	QPL110087	#2 Buddy Button – grön
<input type="checkbox"/>	QPL110088	#2 Egg Switch – svart
<input type="checkbox"/>	QPL110089	#2 MicroLite Switch – svart
<input type="checkbox"/>	QPL110090	#2 Piko Button – svart
<input type="checkbox"/>	QPL110091	#2 Piko Button – blå
<input type="checkbox"/>	QPL110092	#2 Piko Button – grön
<input type="checkbox"/>	QPL110093	#2 Piko Button – röd
<input type="checkbox"/>	QPL110094	#2 Piko Button – gul
<input type="checkbox"/>	QPL110095	#2 Twister Switch – svart
<input type="checkbox"/>	QPL110096	#2 Twister Switch – grön
<input type="checkbox"/>	QPL110097	#2 Twister Switch – röd

#2 Tryckknapp montering

<input type="checkbox"/>	QPL110098	#2 Tryckknapp montering Link-It Vid joystick ⁽¹⁾
<input type="checkbox"/>	QPL110099	#2 Tryckknapp montering Link-It (motsatt sida Joystick) ⁽²⁾
<input type="checkbox"/>	QPL110100	#2 Tryckknapp montering Link-It vid huvudstöd
<input type="checkbox"/>	QPL110104	#2 Tryckknapp montering Link-It på tillbehörsskena sits ⁽³⁾
<input type="checkbox"/>	QPL110105	#2 Tryckknapp montering Link-It vid hakan ⁽⁴⁾
<input type="checkbox"/>	QPL110106	#2 UTAN Tryckknapp montering ⁽⁵⁾

#2 Tryckknapp placering

<input type="radio"/>	QPL110108	#2 Tryckknapp höger
<input type="radio"/>	QPL110107	#2 Tryckknapp vänster

#2 Satellitbrytare Tryckknappar ⁽⁶⁾

<input type="checkbox"/>	QPL110111	#2 Satellite Tryckknapp – svart
<input type="checkbox"/>	QPL110112	#2 Satellite Tryckknapp – grön
<input type="checkbox"/>	QPL110113	#2 Satellite Tryckknapp – röd

Multifunktions - Tryckknappar ⁽⁷⁾

<input type="checkbox"/>	QPL110550	Mini-2-knapp (Stereo Plug) ⁽⁸⁾
<input type="checkbox"/>	QPL110551	Mini-2-knapp (Dual Mono Plug) ⁽⁸⁾
<input type="checkbox"/>	QPL110552	Mini-4-knapp InLine (DB9 Connector) ⁽⁸⁾
<input type="checkbox"/>	QPL110554	4-vägs manöverbox tryckknappar (toggle)

Tillbehör

<input type="checkbox"/>	QPL110580	Förlängningskabel 3,5mm Mono (2m)
<input type="checkbox"/>	QPL110581	Förlängningskabel 3,5mm Stereo (2m)
<input type="checkbox"/>	QPL110582	Förlängningskabel DB9 (1m)
<input type="checkbox"/>	QPL110583	Y-förgrening 3,5mm (2 honor mono-1 hane stereo)

Nödstop

<input type="radio"/>	QPL090147	Nödstop med fjärrkontroll (30 m aktiveringsområde Via OBC Port) ⁽⁹⁾
-----------------------	-----------	--

(1) Ej i kombination med HD Allround manöverbox eller Space Disk Mount

(2) Armstödsmonterad

(3) Knä, vid val av 2 Tryckknappar enbart vänster och höger montering

(4) Inget behov av att välja vänster / höger Tryckknapp

(5) Tryckknapp bifogas löst/omonterade

(6) Enbart med Allround manöverbox, max 2 st valbara

(7) Används i kombination med programmering av knappar Assignable Button Programming

(8) Bifogas löst/omonterat vid beställning. Ej i kombination med Link-It Fixation

(9) Ej i kombination med VR2

Drivhjul, länkhjul, stänkskydd samt kantklättrare



// QPL070069



// QPL080213



// QPL010007



// QPL010008

LED belysning och batteriladdare



// QPL11209



// QPL110209



// QPL160101



// QPL160104

Ryggdynor



// QPL030150

SEDEO LITE ryggdyna



// QPL030130



// QPL030131



// QPL030132



// QPL030133

Huvudstödsdynor och huvudstödsfästen



// QPL030430 & QPL030431



// QPL030432



// WHT030401-WH030403



// WHT030404-WHT030406



// QPL030433



//WHT030408



//WHT030409

SEDEO sittdynor



// QPL020073



// QPL020075

SEDEO sittdyna



// QPL020098

JAY J3 ryggdynor



JAY J3 Back, Spine Align Fit Kit & Positioning Boxes



JAY J3 Back, Chest Strap



// JAY090040 - JAY090042

JAY sittdynor



// JAY020005



// JAY020003



// JAY020006



// JAY020010



// JAY020011



// JAY020018



// JAY020019



// JAY020020

Armstöd och armstödsdynor



// QPL040039



// QPL040023



// QPL040122



// QPL040019



// QPL040204

Benstöd centermonterat eldrivet



// QPL050076 & QPL050071



//QPL050086

SEDEO PRO benstöd sidosvängbara och vad-/knästöd



// QPL050015



//QPL050016



//QPL050082

Manöverbox - R-net och montering manöverbox



// QPL110017



// QPL110013



// QPL110018



// QPL110056

Manöverbox – VR2



// QPL110036



// QPL110037

Manöverboxgrepp



// QPL090505



// QPL090045



// QPL090507



// QPL090508



// QPL090509



// QPL090512



// QPL090511



// QPL090506

Programmering elektronik – VR2



// QPL090063

Programmering elektronik – R-Net



// QPL090066



// QPL090064

Elektronik – R-Net, Ledsagarstyrning



// QPL110004



// QPL110021

Knapplåda 4 funktioner



// QPL110055

#1 Ctrl+5 Switch Box & OMNI Input kontrollmoduler - R-Net



// QPL110175



// QPL110176



// QPL090068



// QPL110116

Huvudstödsstyrning



// QPL110401 - QPL110406



// QPL110370 // QPL110371

Hakstyrning och Joysticks



// QPL110470 // QPL110301



// QPL110471 // QPL110302



// QPL110472 // QPL110473 //
//QPL110304 // QPL110305



// QPL110306 - QPL110309
// QPL110474 - QPL110477



// QPL110475 // QPL110477
// QPL110307 // QPL110310

Manöverbox centermonterat bord



// QPL110143

Tryckknappar



// QPL110521



// QPL110523



// QPL110524



// QPL110526 - QPL110530



// QPL110537 - QPL110539



// QPL110534 - QPL110536



// QPL110551



// QPL110552

Switch montering



// QPL110526 // QPL110566



// QPL110566 // QPL110526
// QPL110529



// QPL110560 // QPL110572
// QPL110013 // QPL110056
// QPL110529 // QPL110526



// QPL110563

Joystick placering



// QPL110353 // QPL110302
// QPL110362



// QPL110353 // QPL110302
// QPL110362 // QPL110342



// QPL110302



// QPL110353 // QPL110361
// QPL110524 // QPL110526
// QPL110560



// QPL110353 // QPL110306
// QPL110362 // QPL110538
// QPL110539

Hakstyrning placering



// QPL110480 // QPL110481
// QPL110470 // QPL110471



// QPL110483 // QPL110484



// QPL110483 // QPL110484



// QPL110485 // QPL110486



// QPL110485 // QPL110474



// QPL110487 // QPL110471
// QPL110526 // QPL110529
// QPL110561 // QPL110572
// QPL110571



// QPL110487 // QPL110474

Vid individanpassning, skriv kommentarer här:



Med reservation för förändringar
BU_43502_Q400_M_F_R_LITE_2019-08-25_utökat_sortiment

Sunrise Medical AB
Neongatan 5
431 53 Mölndal
Tel. 031-7483700
post@sunrisemedical.se
www.sunrisemedical.se