



MyWay gå-/ståstativ

OF_MyWay_Rev.1.0_270821_no

Kunde/HMS:		Lever til:
Kont.person:		Bruker:
Adresse:		Adr:
e-post:		e-post:
Tlf:		Tlf:
Best.dato:	Selger:	Merkes:
Best.nr:		
Kommentar:		Sunrise ordrenr:

- Ordre
 Pristilbud
 Built 4 me



● = Standard ○ = valg uten kostnad □ = Tilbehør/ending i pris

Kundeservice: mailordre@sunrisemedical.no

OBS! Vi gjør oppmerksom på at informasjon som legges inn i dette skjemaet vil bli lagret hos leverandør i inntil 3 år.

Maks brukervekt: Str.1-3:50 kg / str.3-6:80 kg

Brukervekt kg

● = Standard ○ = valg uten ekstra kostnad □ = Tilbehør/ending i pris

HOVEDPRODUKTER

	Lev.art.nr:	HMS art nr:
MyWay Ramme		
MyWay Ramme str.1	173-1600	
MyWay Ramme str.2	173-2600	
MyWay Ramme str.3	173-3600	
MyWay Sele		
MyWay Sele str.1	173-4100-04	
MyWay Sele str.2	173-4200-07	
MyWay Sele str.3	173-4300-02	
MyWay Sele str.4	173-4400-09	
MyWay Sele str.5	173-4500-06	
MyWay sele str.6	173-4600-08	













Tekniske spesifikasjoner MyWay Gå/Ståstativ

Ramme størrelse	1	2	3
Alder (ca.)	1-5	4-11	9-16
Brukers skulderhøyde (til gulvet)	635-920mm	870-1190mm	1070-1490mm
Brukers sittehøyde (salsete)	220-440mm	400-610mm	550-810mm
Brukers vekt	25kg	50kg	80kg
Rammens vekt	12kg	6,5kg	9,5kg
Vekt på øvre støtteenhet	Str. 1. ramme og øvre støtteenhet kan ikke separeres	10,5kg	11kg
Rammebredde	570mm	670mm	720mm
Rammelengde	720mm	850mm	1100mm

Selestørrelse	Alder (Ca.)	Midje ved navel	Brukers vekt	Farge
1	1-4	46-56cm	50	Lilla
2	2-6	50-60cm	50	Grønn
3	5-9	55-65cm	50	Blå
4	8-12	60-70cm	80	Rød
5	12-15	70-80cm	80	Oransje
6	16-18	80-90cm	80	Grå

MyWay

● = Standard ○ = valg uten ekstra kostnad □ = Tilbehør/ending i pris

Bekken	Lev.art.nr:	HMS art.nr	
<input type="checkbox"/> Løftestropper (til bruk ved forflytting)	173-1800		
<input type="checkbox"/> Sete str.1 (Anbefalt for MyWay ramme str.1 & 2)	173-1671		
<input type="checkbox"/> Sete str.2 (Anbefalt for MyWay ramme str.2 & 3)	173-2671		
Håndtak	Lev.art.nr:	HMS art.nr	
<input type="checkbox"/> Brukerhåndtak str.1 (par)	173-1667		
<input type="checkbox"/> Brukerhåndtak str.2 (par)	173-2667		
<input type="checkbox"/> Brukerhåndtak str.3 (par)	173-3667		
<input type="checkbox"/> Ledsagerhåndtak str.1	173-1691		
<input type="checkbox"/> Ledsagerhåndtak str.2	173-2691		
<input type="checkbox"/> Ledsagerhåndtak str.3	173-3691		
<input type="checkbox"/> Tilkoblingsbelte ledsager (i kombinasjon med ledsagerhåndtak)	173-1693		
Hode	Lev.art.nr:	HMS art.nr	
<input type="checkbox"/> Hodestøtte	173-1680		
Fot	Lev.art.nr:	HMS art.nr	
<input type="checkbox"/> Fotsandaler str.1	152-1600		
<input type="checkbox"/> Fotsandaler str.2	152-2600		
<input type="checkbox"/> Fotsandaler str.3	152-3600		
<input type="checkbox"/> Smart Pedal Walker med Smart Tech (i kombinasjon med fotsandaler)	173-1750		
Ankel	Lev.art.nr:	HMS art.nr	
<input type="checkbox"/> Ankelstropper str.1 (benledere)	173-1700		
<input type="checkbox"/> Ankelstropper str.2 (benledere)	173-2700		
<input type="checkbox"/> Ankelstropper str.3 (benledere)	173-3700		
<input type="checkbox"/> Ankelstropp liten (i kombinasjon med fotsandaler)	173-2305		
<input type="checkbox"/> Ankelstropp stor (i kombinasjon med fotsandaler)	173-3305		

For mer info
se vår websidewww.sunrisemedical.no

© Sunrise Medical 2021