



Tilbehør Cirrus G5

Cirrus G5 har uendelig mange tilpasningsmuligheter i standard konfigurasjon. Cirrus G5 leveres i seks ulike setebredder. Med et rikt utvalg av tilbehør fra Sunrise Medicals sortiment, møter Cirrus G5 alle behovene som brukere av komfortrullestoler har.



 Breezy®

BENSTØTTER

Benstøttehenger, vinkelregulerbar

Benstøttehenger eksklusiv fotplate. Benstøttehengeren er avtagbar og inn- og utsvingbar. Vinkelregulerbar 15-70°. Standard.



	Art.nr.	Hms.art.nr.
Hø	3013501	147843
Ve	3013511	147844

Benstøtter komplett

Vinkelregulerbar inklusiv leggstøtte og fotplate. Standard.



	Art.nr.	Hms.art.nr.
sb:39, Hø	3513562	
sb:39, Ve	3513563	
sb:42, Hø	3013564	147834
sb:42, Ve	3013565	147835
sb:45, Hø	3013566	147836
sb:45, Ve	3013567	147837
sb:48, Hø	3013568	147838
sb:48, Ve	3013569	147839
sb:51, Hø	3013570	147840
sb:51, Ve	3013571	147841
sb:54, Hø	3013572	
sb:54, Ve	3013573	

Benstøttehenger, vinkeljusterbar

Benstøttehenger eksklusiv fotplate. Benstøttehengeren er avtagbar og inn- og utsvingbar. Vinkeljusterbar 70°, 80°, 90°.



	Art.nr.	Hms.art.nr.
Hø = Ve	3013200	147842

Leggstøtte

Leggstøtten er høyde-, bredde- og dybdejusterbar. Standard.



	Art.nr.	Hms.art.nr.
Liten Hø = Ve	3013550	147720
sb:39-54 Hø = Ve	3013551	147721

Fotplaterør

For tilpasning ved lengre underbenslengde. Standard fotplaterør 250 mm.



	Art.nr.	Hms.art.nr.
Lang, 290 mm Hø = Ve	3003796-1	199860
For dybdejusterbar fotplate, 290 mm, Hø	3003802	218455
For dybdejusterbar fotplate, 290 mm, Ve	3003803	218456

Legglengde regulerbar

For regulering av legglengde uten bruk av verktøy.



	Art.nr.	Hms.art.nr.
Sett	3503001	218027

BENSTØTTER

Fotplate, vinkeljusterbar

Standard.



	Art.nr.	Hms.art.nr.
sb:39, Hø	3003404	023126
sb:39, Ve	3003405	023127
sb:42, Hø	3003406	023128
sb:42, Ve	3003407	023129
sb:45, Hø	3003408	023130
sb:45, Ve	3003409	023131
sb:48, Hø	3003410	023132
sb:48, Ve	3003411	023133
sb:51, Hø	3003412	023134
sb:51, Ve	3003413	023135
sb:54, Hø	3503400	218408
sb:54, Ve	3503401	218411

Fotplate, vinkeljusterbar med hælband



	Art.nr.	Hms.art.nr.
sb:39, Hø	3003416	026009
sb:39, Ve	3003417	026010
sb:42, Hø	3003418	026011
sb:42, Ve	3003419	026012
sb:45, Hø	3003420	026013
sb:45, Ve	3003421	026014
sb:48, Hø	3003422	026015
sb:48, Ve	3003423	026016
sb:51, Hø	3003424	026017
sb:51, Ve	3003425	026018
sb:54, Hø	3503402	218409
sb:54, Ve	3503403	218410

Fotplate, vinkel- og dybdejusterbar



	Art.nr.	Hms.art.nr.
sb:39, Hø	3003454	023138
sb:39, Ve	3003455	023139
sb:42, Hø	3003456	023140
sb:42, Ve	3003457	023141
sb:45, Hø	3003458	023142
sb:45, Ve	3003459	023143
sb:48, Hø	3003460	023144
sb:48, Ve	3003461	023145
sb:51, Hø	3003462	023146
sb:51, Ve	3003463	023147
sb:54, Hø	3503404	218404
sb:54, Ve	3503405	218407

Fotplate, vinkel- og dybdejusterbar med hælband



	Art.nr.	Hms.art.nr.
sb:39, Hø	3003466	023150
sb:39, Ve	3003467	023151
sb:42, Hø	3003468	023152
sb:42, Ve	3003469	023153
sb:45, Hø	3003470	023154
sb:45, Ve	3003471	023155
sb:48, Hø	3003472	023156
sb:48, Ve	3003473	023157
sb:51, Hø	3003474	023158
sb:51, Ve	3003475	023159
sb:54, Hø	3503406	218405
sb:54, Ve	3503407	218406

BENSTØTTER

Fotplateforlenger

Bedre støtte for større føtter, samt større variasjonsmuligheter i fotplassering. Monteres på eksisterende fotplater. Hø = Ve.



	Art.nr.	Hms.art.nr.
sb:39	3503410	
sb:42	3503411	248037
sb:45	3503412	
sb:48	3503413	
sb:51	3503414	
sb:54	3503415	

Leggstøtte, hel, polstret

Justerbar i dybde og høyde. Avtagbar. Monteres på eksisterende fester til leggputer. h:16 cm.



	Art.nr.	Hms.art.nr.
sb:39-42	3509007	218319
sb:45-48	3509030	232707
sb:51-54	3509008	218320

Fotplate, hel, polstret

Økt komfort og variasjon i fotplassering. Avtagbar. Monteres på eksisterende fotplater. d:15 cm.



	Art.nr.	Hms.art.nr.
sb:39-42	3509031	
sb:45-48	3509023	218472
sb:51-54	5509024	218471



 Breezy®

BENSTØTTER

Fotkasse, polstret

Hel, polstret fotkasse for økt støtte og variert fotplassering. Monteres på eksisterende fotplater og leggstøttefester.



Gipsbenstøtte

Stabil støtte for hele benet. Vinkelregulerbar, avtagbar og utsvingbar.



	Art.nr.	Hms.art.nr.
sb:39-42	3509057	232752
sb:45-48	3509058	232753
sb:51-54	5309059	232754

	Art.nr.	Hms.art.nr.
Hø	3013920	186956
Ve	3013921	186957

Fotplate, hel, oppfellbar

Mulighet for variert fotplassering. Oppfellbar hø/ve side.



Polster, benstøttehenger

Polster til vinkelregulerbar henger, innside ledd.



	Art.nr.	Hms.art.nr.
sb:39	3509032	
sb:42	3509033	
sb:45	3509034	
sb:48	3509035	
sb:51	3509036	
sb:54	3509037	

	Art.nr.	Hms.art.nr.
Par	270001	238446

Amputasjonsstøtte

Stabil støtte. Regulerbar i vinkel, dybde og bredde.



Polster, universal

Polster leggstøtte/ amputasjonsstøtte/fotplate etc.



	Art.nr.	Hms.art.nr.
Hø	3003640	158898
Ve	3003641	158899

	Art.nr.	Hms.art.nr.
Polster	U1295	233758

STØTTE OG STABILITET

Abduksjonskloss

For posisjonering av ben.
Avtagbar for enklere forflytning.



	Art.nr.	Hms.art.nr.
Liten b:9 l:12 h:10 cm	3409400	137804
Stor b:10 l:18 h:15 cm	3409402	137805

Rygg

Rygg og ryggpute, høyde 65 cm. Trekket kan vaskes i vaskemaskin 60°C. Standard.



	Art.nr.	Hms.art.nr.
Ryggramme sb:39 h:65cm	3515039	218598
Ryggramme sb:42 h:65cm	3515042	218601
Ryggramme sb:45 h:65cm	3515045	218604
Ryggramme sb:48 h:65cm	3515048	218607
Ryggramme sb:51 h:65cm	3515051	218610
Ryggramme sb:54 h:65cm	3515054	218513
Ryggpute sb:39 h:65cm	3515839	218679
Ryggpute sb:42 h:65cm	3515842	218683
Ryggpute sb:45 h:65cm	3515845	218687
Ryggpute sb:48 h:65cm	3515848	218691
Ryggpute sb:51 h:65cm	3515851	218695
Ryggpute sb:54 h:65cm	3515854	218699

Ryggkiler

For økt sidestøtte. Til montering i åpning i ryggskummet.



	Art.nr.	Hms.art.nr.
Sett	3505003	218205

Sidestøtte

For økt sideveis stabilitet.
Utsvingbar, høyde- og dybdejusterbar.
Dybdejusterbar 6 cm. Trekk anbefales til sidestøttene.



	Art.nr.	Hms.art.nr.
Hø	3015250	
Ve	3015251	
Trekk til sidestøtte	CX310010	187525

Rygg alternativ høyde

Rygg og ryggpute i alternativ rygg høyde, 55 cm. Trekket kan vaskes i vaskemaskin 60°C.



	Art.nr.	Hms.art.nr.
Ryggramme sb:39 h:55cm	3525039	218599
Ryggramme sb:42 h:55cm	3525042	218602
Ryggramme sb:45 h:55cm	3525045	218605
Ryggramme sb:48 h:55cm	3525048	218608
Ryggramme sb:51 h:55cm	3525051	218611
Ryggramme sb:54 h:55cm	3525054	218614
Ryggpute sb:39 h:55cm	3525839	218680
Ryggpute sb:42 h:55cm	3525842	218684
Ryggpute sb:45 h:55cm	3525845	218688
Ryggpute sb:48 h:55cm	3525848	218692
Ryggpute sb:51 h:55cm	3525851	218696
Ryggpute sb:54 h:55cm	3525854	218700

STØTTE OG STABILITET

Ryggpute Dacor

Dacor ryggpute er enklere å tørke av. Trekket kan vaskes i vaskemaskinen på 90°C og egner seg svært godt til sykehusmiljø. (Standard rygg høyde 65 cm.)



	Art.nr.	Hms.art.nr.
Ryggpute sb:39 h:65cm	3515939	218681
Ryggpute sb:42 h:65cm	3515942	218685
Ryggpute sb:45 h:65cm	3515945	218689
Ryggpute sb:48 h:65cm	3515948	218693
Ryggpute sb:51 h:65cm	3515951	218697
Ryggpute sb:54 h:65cm	3515954	218701
Ryggpute sb:39 h:55cm	3525939	218682
Ryggpute sb:42 h:55cm	3525942	218686
Ryggpute sb:45 h:55cm	3525945	218690
Ryggpute sb:48 h:55cm	3525948	218694
Ryggpute sb:51 h:55cm	3525951	218698
Ryggpute sb:54 h:55cm	3525954	218702
Setepute Dacor, se side 17.		
Hodestøtte Dacor, se side 11.		

Jay rygger for økt posisjonering og stabilitet

Ta kontakt for å få tilsendt Jay produktkatalog, eller finn den på: www.SunriseMedical.no



Xstabil ryggpute

Alternativ ryggpute med større og fastere sidestøtter for ekstra god sideveis stabilitet. Monteres i stedet for standard ryggpute.



	Art.nr.	Hms.art.nr.
b:40 h:55	XSH4055	253297
b:43 h:55	XSH4355	253298
b:45 h:55	XSH4555	253299
b:48 h:55	XSH4855	253300
b:53 h:55	XSH5355	253301
b:58 h:55	XSH5855	
b:40 h:45	XSL4045	253302
b:43 h:45	XSL4345	253303
b:45 h:45	XSL4545	253304
b:48 h:45	XSL4845	253305
b:53 h:45	XSL5345	253306

Velg h:55 ved standard rygggramme, h:45 ved lav rygggramme. Velg en litt bredere ryggpute enn stolbredde for optimal effekt av støttene.

Unistabil ryggpute

Alternativ ryggpute for økt sideveis stabilitet. Monteres i stedet for standard ryggpute.




	Art.nr.	Hms.art.nr.
b:40 h:55cm	US4055	080005
b:43 h:55cm	US4355	158388
b:48 h:55cm	US4855	158390
b:53 h:55cm	US5355	158392

STØTTE OG STABILITET

Tredjepartsrygg

Ryggramme klargjort for montering av alle typer faste rygger eller støpte ryggskall, f.eks. Jay-rygg. Kan ikke kombineres med armlener som følger rygg.



	Art.nr.	Hms.art.nr.
sb:39	3505039	218600
sb:42	3505042	218603
sb:45	3505045	218606
sb:48	3505048	218609
sb:51	3505051	218612
sb:54	3505054	218615

Lås for betjening av manuell rygg/setetilt

Midlertidig låsing av betjening for rygg/setetilt, ved tilpasning eller for å sikre sittestilling.



	Art.nr.	Hms.art.nr.
Lås for hendel	3505010	

Elektriske funksjoner rygg/setetilt

Enda enklere betjening av tilt og/eller ryggvinkel



	Art.nr.	Hms.art.nr.
Ryggvinkelregulering	3519500	218648
Setetilt	3519501	218752
Setetilt og ryggvinkelregulering	3519505	218760

Feste for vest

Bidrar til riktig drag på skulderstroppene. Festet er høyde- og vinkeljusterbart.



	Art.nr.	Hms.art.nr.
Feste	5005247	233136

Lås for betjening av elektrisk rygg/setetilt

Midlertidig låsing av betjening for rygg/setetilt, ved tilpasning eller for å sikre sittestilling. Låser av én funksjon.



	Art.nr.	Hms.art.nr.
Lås for håndkontroll	3019510	

Hoftebelter Abduksjonsseiler Ankelstroppe Vester

Ta kontakt for å få tilsendt egen katalog for posisjoneringsbelter fra Kinetic Balance, eller finn den på:
www.SunriseMedical.no



HODESTØTTER

Hodestøtte Basic

Basic feste, basic hodestøttepute.



Basic

Art.nr.	Hms.art.nr.
3009200	147845

Hodestøtte Avansert, Basic pute

Avansert feste, basic pute. Økt mulighet til dybderegulering, hodestøttepute på kuleledd.



Avansert, basic pute

Art.nr.	Hms.art.nr.
3009215	153960

Hodestøtte Basic, Avansert pute

Basic feste, avansert hodestøttepute.



Basic, avansert pute

Art.nr.	Hms.art.nr.
3009205	147846

Hodestøtte Avansert

Avansert feste, avansert hodestøttepute. Økt mulighet til dybderegulering, hodestøttepute på kuleledd.



Avansert

Art.nr.	Hms.art.nr.
3009210	153959

Trekk til hodestøttepute



Trekk til avansert pute

Art.nr.	Hms.art.nr.
3009221	153962

Trekk til basic pute

3009220	145743
---------	--------

Hodestøtte Komfort

Basic feste, komfort hodestøttepute. Hodestøtte med innvendige stropper for regulering av kurvatur for tilpasset støtte. Standard.



Basic, komfort pute, Trevira

Art.nr.	Hms.art.nr.
3509010	218115

Basic, komfort pute, Dacor

3509011	218116
---------	--------

Hodestøttefeste

Universalfeste for andre typer hodestøtter.



Hodestøttefeste universal

Art.nr.	Hms.art.nr.
3509060	230469

Hodestøtte Avansert, Komfort pute

Innvendige stropper for regulering av kurvatur for tilpasset støtte. Økt mulighet til dybderegulering, hodestøttepute på kuleledd.



Avansert, komfort pute, Trevira

Art.nr.	Hms.art.nr.
3509012	218113

Avansert, komfort pute Dacor

3509013	218114
---------	--------



Uendelige innstillingsmuligheter kombinert med et rikholdig tilbehørsprogram gir stillingsendringer, komfort og sittestabilitet i særklasse.

HODESTØTTER

Hodestøttestag for ekstra dybde

Ved behov for å flytte hodestøtten enda lenger fram.



	Art.nr.	Hms.art.nr.
Hodestøttestag	3009225	217925

Hodestøtte RelaX 3 vinger

Vinkeljusterbare vinger gir tilpasset stabilitet til hodet. Forutsetter hodestøttefeste Universal.



	Art.nr.	Hms.art.nr.
Hodestøtte RelaX 3 vinger	069458	236893

ARMLENER

Armlene

Følger ryggvinkelen for optimal støtte. Armlenene kan vippes opp og fjernes ved forflytning eller transport. Høyde-, vinkel- og dybdejusterbart. Standard.



	Art.nr.	Hms.art.nr.
Hø	3516300	217763
Ve	3516400	217764

Hemiplegiarmlene

Følger ryggvinkelen for optimal støtte i alle posisjoner. Kan vinkles i horisontalplanet for maksimal støtte og avlastning. Høyde-, vinkel- og dybdejusterbart.



	Art.nr.	Hms.art.nr.
Hø	3516600	217761
Ve	3516700	217762

Armlene fast

Avtagbart. Høyde- og dybdejusterbart. Velges ved bruk av tredjepartsrygg.



	Art.nr.	Hms.art.nr.
Hø	3516100	217759
Ve	3516200	217760

Polster til armlene som følger ryggvinkelen

Mykere overflate på armlenene.



	Art.nr.	Hms.art.nr.
Tekstil, Hø	3006125	189443
Tekstil, Ve	3006126	189444
Skai, Par	270002	

Polster til klesbeskytter 1/1

Mykere flate mot kroppen. Bygger inn ca 2,5 cm på hver side.



	Art.nr.	Hms.art.nr.
Par	270004	

Polster til armlene fast avtagbart

Mykere overflate på armlenene.



	Art.nr.	Hms.art.nr.
Tekstil, Hø	3006155	188378
Tekstil, Ve	3006156	189441

Polster til klesbeskytter 1/2

Mykere flate mot kroppen. Bygger inn ca 2,5 cm på hver side. Bedre plass i bakkant til bekken, evt. Unistabil ryggpute.



	Art.nr.	Hms.art.nr.
Par	270003	

BREMSE OG HJUL

Enhåndsbremse

Bremserne betjenes med en hånd og låser begge hjulene.



	Art.nr.	Hms.art.nr.
Hø	3508201	217941
Ve	3508202	217942

Eikebeskytter

Transparent eikebeskytter som hindrer fingre, klær eller løse gjenstander å komme i klem i eikene.



	Art.nr.	Hms.art.nr.
20"	53272	012593
22"	53273	012595
24"	51686	008228

Bremsepakforlenger

Lettere å aktivere bremsene ved redusert kraft. Bremsespakforlengeren erstatter bremsens originale håndtak. Nedfellbar.



	Art.nr.	Hms.art.nr.
Hø	3508250	
Ve	3508251	

Friksjonsoverdrag

Overdrag til drivringene for bedre grep. Avtagbart.



	Art.nr.	Hms.art.nr.
20" silikonoverdrag	84536	155024
22" silikonoverdrag	84537	155025
24" silikonoverdrag	84538	155026

Drivhjul

Velg mellom ulike dimensjoner og dekk for ønskede kjøreegenskaper.



	Art.nr.	Hms.art.nr.
20" høytrykk 25mm alu drivring	84400	152843
20" kompakt 25mm alu drivring	84401	152840
20" luft 37mm alu drivring	84410	152845
20" kompakt 37mm alu drivring	84415	217821
22" høytrykk 25mm alu drivring	84420	152850
22" kompakt 25mm alu drivring	84421	152846
22" luft 37mm alu drivring	84430	152852
22" kompakt 37mm alu drivring	84435	187007
24" høytrykk 25mm alu drivring	84440	152858
24" kompakt 25mm alu drivring	84441	152854
24" luft 37mm alu drivring	84450	152861
24" kompakt 37mm alu drivring	84455	152860



BREMSE OG HJUL

Friksjonsdrivringer silikonbelagt

Silikonbelagt drivring for bedre grep.



	Art.nr.	Hms.art.nr.
20" silikonbelagt	84544	154992
22" silikonbelagt	84545	154993
24" silikonbelagt	84546	154994

Ledsagerbrems

Ledsagerstyrt brems montert på kjørebøyle eller kjørehåndtak gir mer kontroll for ledsager. Standard.



	Art.nr.	Hms.art.nr.
20" kompakt, komplett	3507517	218301
22" kompakt, komplett	3507537	218302
24" kompakt, komplett	3507557	218303

Friksjonsdrivringer MaxGrep

Ekstra myke drivringer, 25 mm, for bedre grep.



	Art.nr.	Hms.art.nr.
20" MaxGrep 25mm	20S450Q4425	187073
22" MaxGrep 25mm	22S490Q6465	187074
24" MaxGrep 25mm	24S540Q6515	187075

Svinghjul

Velg mellom ulike størrelser og materialer for ønskede kjøreegenskaper.



	Art.nr.	Hms.art.nr.
5" kompakt b:27mm	84552	155000
6" kompakt b:27mm	84555	155001
6" kompakt b:33mm	84554	154790
6" luft b:30mm	84556	155002
8" kompakt b:27mm	84557	155003
8" kompakt b:33mm	84565	218800
8" luft b:30mm	84558	155004

Friksjonsdrivringer Ergo Para

Ergonomisk utformet for bedre grep. Friksjonsbelegg dekker avstanden fra drivring til felg. Ytterkant av drivring er uten friksjonsmateriale.



	Art.nr.	Hms.art.nr.
20" Ergo Para CP	20EPCPQ4425	187077
20" Ergo Para	20EPQ4425	187079
22" Ergo Para CP	22EPCQ6465	187078
22" Ergo Para	22EPCQ6465	187076
24" Ergo Para CP	24EPCPQ6515	187081
24" Ergo Para	24EPQ6515	187080

Svinghjulsgafler

Ved behov for endring av setehøyde foran.



	Art.nr.	Hms.art.nr.
130 mm	3517030	218811
120 mm	3517032	218810
130 mm inkl distansehylse (155 mm)	3517031	218812

KJØREBØYLE OG -HÅNDTAK

Kjørebøyle

Bidrar til riktig og god arbeidsstilling for ledsager. Standard.



	Art.nr.	Hms.art.nr.
sb:39	3505139	218296
sb:42	3505142	218207
sb:45	3505145	218208
sb:48	3505148	218209
sb:51	3505151	218210
sb:54	3505154	218211

Kjørehåndtak

Høyderegulerbare, avtagbare. Stabile ved bruk.



	Art.nr.	Hms.art.nr.
sb:39	3405501	199882
sb:42	3405502	199883
sb:45	3405503	199884
sb:48	3405504	199885
sb:51	3405505	199886
sb:54	3505130	218224

Kjørebøyle - vinkelregulerbar

Kjørebøylen bidrar til riktig og god arbeidsstilling for ledsager. Kjørebøylen kan felles ned når den ikke er i bruk.



	Art.nr.	Hms.art.nr.
sb:39	3535039	218212
sb:42	3535042	218213
sb:45	3535045	218214
sb:48	3535048	218215
sb:51	3535051	218216
sb:54	3535054	218217

Uavhengig av om man velger standard kjørebøyle, vinkelregulerbar kjørebøyle eller kjørehåndtak, er bremsehåndtak og reguleringshendler ergonomisk plassert for betjening av ledsager.

Setepute Trevira

Trekket kan vaskes i vaskemaskin 60°C. Standard.



	Art.nr.	Hms.art.nr.
sb:39	3514639	218484
sb:42	3514642	218486
sb:45	3514645	218488
sb:48	3514648	218490
sb:51	3514651	218492
sb:54	3514654	218494

Seteplate uten utsparing

Seteplaten er hel i motsetning til standard seteplate som har utsparing for sitteknutene.



	Art.nr.	Hms.art.nr.
sb:39	3504339	218457
sb:42	3504342	218459
sb:45	3504345	218461
sb:48	3504348	218463
sb:51	3504351	218465
sb:54	3504354	218467

Setepute Dacor

Dacor setepute er enklere å tørke av. Trekket kan vaskes i vaskemaskin på 90°C og egner seg svært godt til for eksempel sykehusmiljø.



	Art.nr.	Hms.art.nr.
sb:39	3514739	218485
sb:42	3514742	218487
sb:45	3514745	218489
sb:48	3514748	218491
sb:51	3514751	218493
sb:54	3514754	218495

Seteplate med utsparing

Utsparing for bekkenet gir økt trykkfordeling og stabilitet. Standard.



	Art.nr.	Hms.art.nr.
sb:39	3504539	218458
sb:42	3504542	218460
sb:45	3504545	218462
sb:48	3504548	218464
sb:51	3504551	218466
sb:54	3504554	218468

Inkontinenstrekk

Beskytter puten mot søl. Avtagbart. Kan vaskes i vaskemaskin 60°C.



	Art.nr.	Hms.art.nr.
sb:39	3509017	218193
sb:42	3509018	218194
sb:45	3509019	218195
sb:48	3509020	218196
sb:51	3509021	218197
sb:54	3509022	218198

Jay puter for økt trykkfordeling og posisjonering.

Ta kontakt for å få tilsendt JAY produktkatalog, eller finn den på: www.SunriseMedical.no



DIVERSE TILBEHØR

Tippesikring innsvingbar

Enkel å svinge unna med foten, ved for eksempel forsering av fortauskanter. Standard.



	Art.nr.	Hms.art.nr.
Innsvingbar	3509001	218824

Bord

Transparent bord. Breddejusterbare fester, passer alle setebredder. Dybderegulerbart.



	Art.nr.	Hms.art.nr.
Bord	3019100	147805

Tippesikring Basic

Plasseffektiv. Kan trekkes ut og svinges opp ved forsering av for eksempel fortauskanter. Alternativ ved bruk av ledsagermanøvrert drivaggregat.



	Art.nr.	Hms.art.nr.
Standard lengde Hø = Ve	3009330	155027
Lang (sh:46-55) Hø = Ve	3009335	206935

Polster til bord

Mykere overflate på bordet. Anbefales ved bruk som støtte for armene.



	Art.nr.	Hms.art.nr.
Polster bord	3019107	

Tippesikring vinkeljusterbar

Inkl. vippestuss. Kan trekkes ut og svinges opp ved forsering av for eksempel fortauskanter. Alternativ ved bruk av ledsagermanøvrert drivaggregat.



	Art.nr.	Hms.art.nr.
Hø = Ve	3009370	218825

Halvbord

For kaffekoppen, ulike aktiviteter eller støtte for armen.



	Art.nr.	Hms.art.nr.
Hø	3019101	
Ve	3019102	

DIVERSE TILBEHØR

Krykkeholder

For rullestolbrukerens eller ledsagers krykke.



Art.nr.	Hms.art.nr.
3509002	218271

Seteveske

Veske med glidelås for trygg oppbevaring i framkant av setet.



Art.nr.	Hms.art.nr.
58308	155146

O2 holder

Leveres med festekroker og veske.



Art.nr.	Hms.art.nr.
3019140	

Rullestolsekk

Romslig sekk med mange lommer. For plassering på ryggen av rullestolen.



Art.nr.	Hms.art.nr.
000670001	152718

Infusjonsstativ

Maks belastning 2 x 500 ml.



Art.nr.	Hms.art.nr.
7109100	175883
3509115	

Pumpe - elektrisk

Pumpe med tilbehør i praktisk veske.



Art.nr.	Hms.art.nr.
3007900	139123

Stativ (uten feste)

Feste

Pumpe - elektrisk



SUNRISE MEDICAL KONTAKTINFORMATION



Kundeservice

Tlf. 70 22 43 49

Info@sunrisemedical.dk

Alle oplysninger kan ændres uden varsel. Kontakt Sunrise Medical, hvis du har spørgsmål.
Hvis du er svagtseende, kan denne brochure ses i PDF -format på www.SunriseMedical.dk

Sunrise Medical ApS
Mårkærvej 5-9,
2630 Taastrup
T: +45 70 22 43 49

E: info@sunrisemedical.dk
www.SunriseMedical.dk

Version: 2.7/2020

