









EXTREME X8

L'Extreme X8 de Magic Mobility vous donne la liberté dont vous avez toujours rêvée. Pavés, sable, neige, nature sauvage*, le X8 est le partenaire idéal pour pratiquement toutes vos destinations. Ses moteurs puissants, son système de traction 4x4 efficace et ses pneus tout-terrain de 14" assurent une fiabilité et des performances hors route inégalées sur tous les terrains. L'Extreme X8 surmonte ainsi presque tous les obstacles.

Données techniques de base :*

- Longueur totale: 1030 mm
- Largeur totale: 710 mm
- Hauteur d'assise: 470 mm (490 mm en cas de repose-pieds escamotables)
- Poids max. de l'utilisateur : 182 kg (155 kg en cas de lift et/ou bascule d'assise optionnelle)
- Vitesse max.: 10 km/h
- Moteur: 4 pôles, 4 x 700 W
- Roues: tout-terrain 14", noires
- Repose-jambes central
- Batteries et chargeur

Options additionnelles:

- Divers types de réglage pour l'assise et pour l'inclinaison du dossier, notamment combiné lift 300 mm plus bascule d'assise 45° et réglage mécanique de l'angle du dossier 90° - 120°
- Coussin d'assise profilé avec housse tissu ou vinyle, coussin de dossier Magic rehab
- Appui-tête
- Repose-jambes central, reposejambes central électrique, reposepieds escamotables, repose-pieds électriques à compensation de longueur
- Différents types de palettes
- Accoudoirs standards ou relevables et manchettes standard ou en forme de P

Accessoires:

- Kit éclairage 24V LED
- Porte bagages
- Prises de charge 12V et USB
- Crochets pour sac
- · Ceinture de bassin avec enrouleur

Options stylistiques

• Jantes argentées ou noires

Carénages

- Flame Red (rouge)
- Ocean Blue (bleu)
- Stealth Black (noir)
- Desert Tangerine (orange)
- Sunrise Yellow (jaune)
- Forest Green (vert)
- Camo Forest (camouflage)
- Flames Fury (flammes)

Le fauteuil roulant idéal pour :**

- Une vie urbaine (et rurale) active
- Les aventures extrêmes hors route
- Une vie ou un travail quotidien au grand air et hors piste.

Options de base:



FLAME RED - JANTES NOIRES



OCEAN BLUE - JANTES ARGENTÉES



CAMO FOREST - JANTES NOIRES

^{**}Avertissement! Le fauteuil roulant a des moteurs électriques, par conséquent vous ne devez jamais rouler dans l'eau : n'essayez pas de traverser une rivière ou de rouler dans la mer.


















^{* *}Les spécifications sont sujettes à changement. Consultez le site Web pour les données les plus récentes.

"DEPUIS PLUS DE 25
ANS, NOUS CRÉONS
DES FAUTEUILS
ROULANTS
REMARQUABLES À
MELBOURNE
AUSTRALIE POUR
QUE VOUS PUISSIEZ
VIVRE VOTRE VIE
COMME VOUS
L'ENTENDEZ. "

Ashley DaffDirecteur R&D



LE SOUCI DU DÉTAIL

En travaillant en étroite collaboration avec vous, nous pouvons concevoir un fauteuil roulant qui sera entièrement vôtre. Nous savons que les petits détails font toute la différence.



RÉFLÉCHI JUSQU'AU MOINDRE BOULON

Dès que nous pensons pouvoir améliorer nos produits, nous le faisons. Notre équipe d'ingénieurs travaille de très près avec les clients et thérapeutes. Toute l'équipe Magic travaille sans relâche pour améliorer votre expérience avec le fauteuil Magic de votre choix et les performances de ce fauteuil, chaque jour et partout où vous voulez aller.

CONÇU POUR DURER

Nous ne faisons jamais aucun compromis sur la qualité. Votre fauteuil roulant étant votre mode de déplacement, la fiabilité est primordiale. Nous préférons prendre le temps d'améliorer la conception de nos produits plutôt que d'avoir à les réparer.



PLUS DE CONFORT

Optimisez votre confort d'assise avec les options électriques, ajustables en fonction de vos besoins. Les grandes roues tout-terrain assurent une conduite très confortable et grâce aux moteurs puissants vous franchirez les trottoirs et autres obstacles sans peine.



PRENEZ LA ROUTE

Rouler sur les routes ou sur la plage, dans la forêt ou la neige.*

*Ne pas rouler dans l'eau de mer, dans une rivière, un étang ou autre.

LAISSEZ VOTRE FAUTEUIL ROULANT FAIRE LE TRAVAIL

Sur les sites de construction, dans les fermes, les étables ou les ports - nos fauteuils roulants vous permettent de continuer à travailler.



