

# Q300<sup>®</sup> M Mini Teens

Imagine the Possibilities





# QUICKIE

## Q300 M MINI TEENS

Med Q300 M Mini Teens kan du ta dig fram där andra elrullstolar inte får plats. Med en smal bas på bara **520 mm** och en vändradie på **560 mm** är det lättare ha ta sig fram i klassrummet och andra små utrymmen.

Utrustad med en superstark **4-polig motor** och med en räckvidd på **36 km** är det lättare att följa med kompisarna utan att behöva oroa sig för att batteriet ska ta slut. Dessutom, om terrängen blir lite mer ojämn garanterar fjädringen på alla hjul en smidig och stabil körning.

Allt detta tillsammans med ett **sittsystem som går att justera** för att passa en växande tonåring. Samt ett stort urval av färgkombinationer till rullstolen.



520 mm

# VART VILL DU ÅKA?

## Upptäck världen på dina villkor med Q300 M Mini Teens och teknologin från mitthjulsdrift.

När elrullstolens drivhjul är helt centrerade i förhållande till sin längd vänder elrullstolen på stället och blir naturligt mycket enkel att manövrera inomhus och i trånga utrymmen. Dessutom, med mer tyngd på drivhjulen förbättras även väggreppet vilket gör den praktisk även vid utomhus bruk.

Letar du efter en rullstol som är kompakt och smidig att manövrera inomhus? Då ska du välja 12" hjulen. Om du i stället föredrar bättre utomhusprestanda rekommenderar vi 14" hjul.



### Oberoende fjädring på alla hjul

Med den patenterade oberoende fjädringen från QUICKIE håller sig alla sex hjul på marken medan de tar dig över hinder. Eftersom varje hjul har sin egen fjädring absorberas stötar och ojämnheter av hjulets fjädrar, så att du upplever en mjuk och smidig körning.

### Anti-pitch teknologi

Traditionellt när en elrullstol stannar i en sluttning kommer stolens stopprörelse att skjuta dig något framåt. Det problemet har vi eliminerat med anti-pitch-teknik så att du sitter säkert och stabilt.

### Smidig över trottoarkanter

Q300 M Mini Teens med 12" drivhjul kan hantera trottoarkanter på upp till 50 mm. Om du i stället väljer 14" drivhjul klarar den kanter på upp till 70 mm.



# SITTSYSTEM SOM VÄXER MED TONÅRINGEN

**Ett sittsystem designat för växande tonåringar.**

Med Q300 M Mini Teens behöver man inte oroa sig för att behöva byta till en ny elrullstol när man blir äldre. Sittsystemet har utformats speciellt för att passa brukare som behöver smala sittbredder med långa sittdjup. Sittsystemet gör det möjligt att anpassa till tonåringars ändrade kroppsdimensioner och proportioner mellan **300 och 400 mm i bredd** och mellan **360 och 500 mm** på djupet.

Fotstödet **Z-Finity** är steglöst justerbart (mellan 160 mm ovanför sitsen till 480 mm nedan) längs dess biangulärjustering. Flera vinklar och placeringsalternativ för positionering av fötter, vrister och knän kan uppnås.

Om du har mer specifika krav på positionering är Q300 M Mini Teens också kompatibel med våra **JAY J3 ryggar**.





### Elektrisk lyft & tilt

Med 300 mm sittlyft sitter man högre och når därmed vardagsföremål som annars vore utom räckhåll. Denna position underlättar också vid överförflyttningar tack vare att man är i en högre position. Dessutom, med upp till 50 ° lutning, kan man luta sig tillbaka och njuta av avslappning och tryckavlastning.



### Ta kontrollen

Uppgradera till R-Net Avancerad Joystick och njut av en stor lättläst HD-display fullmatad med funktioner som kan styra både din elrullstol och saker i din omgivning.

### Patenterade programmerbara knappar\*

Tack vare QUICKIE's patenterade programmerbara knappar kan du ändra funktionen på en knapp på din joystick till det kommando du önskar. Du kan också programmera en extra funktion (långt tryck) till en knapp som ger dig snabbare, bekvämare och smidigare åtkomst till de funktioner du vanligen använder utan att behöva använda din joystick.



### Universalt huvudstöd

Fästet till huvudstödet är kompatibelt även med huvudstöd från SEDEO och WHITMYER, vilket tillgodoser en rad behov allt från de mer grundläggande till mer omfattande sådana.

### Inkapslat parallellbeslag

Parallellbeslaget (tillval) kan låsas i tre olika lägen. Antingen i linje med armstödet eller offset in, offset ut samt vikas undan helt för att komma nära bord.



### Koppla upp dig\*

Genom att använda integrerad infraröd teknologi och bluetooth kan du med din joystick kontrollera saker i din närhet såsom TV, telefon och andra underhållningssystem. Har du ett sk "smart hem" kan du koppla upp dig även mot det.

\*Enbart med R-Net



# KÖR I FÖRHÖJD POSITION MED C-ME

## C-Me ger fler möjligheter.

Kör i 4,5 km/h samtidigt som du sitter i 300 mm förhöjt läge. På så sätt kommer du upp i samma höjd som dina vänner.

Våra elrullstolar är designade för långvarig prestanda och till skillnad från andra elrullstolar med denna funktion behåller Q300 M sin fjädring även i upphöjt läge och du får samma smidiga körning från början till slut. Du kan också byta läge med en knapptryckning utan att behöva stanna och får därmed en bekväm åktur.

### I axelhöjd med andra

Med C-Me kan man köra i promenadhastighet i förhöjt läge när man är tillsammans med vänner på stan eller tar en promenad.



# VILKEN STIL VÄLJER DU?

Färger som visas i den här broschyren kan skilja sig från de faktiska färgerna p.g.a begränsningarna i utskriftsprocessen. Detta bör därför endast användas som en indikation.



Det finns 12 olika mönster på kåpan att välja mellan. Kombinera med någon av de 7 färginläggen på hjul och länkhjul för att få en färgmix som tilltalar dig.



ENFÄRGAD KÅPA:



FÄRGINLÄGG:



## Letar du efter något unikt?

Du kanske vill att din personlighet ska avspeglas i t.ex designen på rullstolskåpan folie? Nästan vilken typ av design som helst kan skrivas ut på folie och fästas på rullstolens ram, sidoskydd och till och med på fotstödet.

## Använd din fantasi!



Individuellt designad folie till kåpan.

Vår avdelning BUILT-4-ME har utfört tusentals specialbeställningar och anpassningar av rullstolar. När du vill sticka ut i mängden hjälper vi dig att skapa en verkligt originell rullstol.

Läs mer här:

<https://www.sunrisemedical.se/rullstolsanpassningar/built-4-me>



# TEKNISK SPECIFIKATION

## Q300 M Mini Teens

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| <b>Sittsystem</b>                                   | Teens  | <b>Underbenslängd</b>                  | 180 - 460 mm  |
| <b>Eldriven tilt</b>                                | 0° - 50° / 0° - 30° / -5° - 25°  | <b>Sitthöjd</b>                        | 410 - 490 mm  |
| <b>Sittbredd</b>                                    | 300 - 400 mm   | <b>Max. brukarvikt</b>                 | 75 kg   |
| <b>Sittdjup</b>                                     | 360 - 500 mm   | <b>C-Me</b>                            | Ja  |
| <b>Rygghöjd</b>                                     | 385 - 510 mm   | <b>Max. räckvidd (ISO 7176-4)</b>      | Upp till 25 km (med 41 Ah batterier)<br>Upp till 36 km (med 56 Ah batterier)  |
| <b>Total bredd bas</b>                              | Från 520 mm  | <b>Produktens vikt (med batterier)</b> | Från 103 kg   |
| <b>Total längd (m. center-monterat benstöd) bas</b> | 1060 mm  | <b>Drive wheels</b>                    | 12" / 13" / 14"   |
| <b>Vändradie</b>                                    | 560 mm   | <b>Max. hastighet</b>                  | 6 km/h / 8 km/h / 10 km/h   |
| <b>Max. säker lutning</b>                           | 6°   | <b>Batteri</b>                         | 41 Ah / 50 Ah / 56 Ah   |
| <b>Max. kantklättring</b>                           | 50 mm (med 12" drivhjul)<br>60 mm (med 13" drivhjul)<br>70 mm (med 14" drivhjul) | <b>Transport utan brukare</b>          | Fäst rullstolen ordentligt i fordonet (t.ex en bil eller flygplan).   |
| <b>Elektronik</b>                                   | R-NET  | <b>Avsett bruk och miljö</b>           | För personer som inte kan gå eller som har begränsad rörlighet, för inomhus och utomhus bruk. Rullstolstyp klass B. |



### Sunrise Medical

Neogatan 5  
431 53 Mölndal  
Tel.: 031-748 37 00  
E-post: [post@sunrisemedical.se](mailto:post@sunrisemedical.se)  
[www.SunriseMedical.se](http://www.SunriseMedical.se)



För ytterligare information kring den fulla specifikationen och alternativ och tillbehör, var god se beställningsunderlaget. All information kan ändras utan föregående meddelande. Var god kontakta Sunrise Medical om du har några frågor.

Om du är synskadad kan detta dokument visas i PDF-format via [SunriseMedical.se](http://SunriseMedical.se).

