



EXTREME X8

Delkontrakt 10

OF_ExtremeX8_DK10_Rev1.7_080923_no

Kunde/HMS:	Lever til:
Kont.person	Bruker-ref:
E-post:	E-post:
Tlf:	Tlf:
Best.dato:	Sunrise ordrenr:
Notater:	Merkes:

- Bestilling
- Prisoverslag
- Built 4 me



E-post: mailordre@sunrisemedical.no
Tlf: 66 96 38 00

● = Standard

 = Pristillegg

○ = Valgmulighet

Art.nr: X8NAV10

HMS art.nr: 304585

Maks. brukervekt: 155 kg **)

Brukers vekt *): kg

OBS! Vi gjør oppmerksom på at informasjon som legges inn i dette skjemaet vil bli lagret hos leverandør i inntil 3 år.

*) Må utfylles for å sikre korrekt konfigurasjon

**) Max.vekt 182 kg uten el setefunksjoner. Ved bruk i bil: se s9.

Hovedprodukt Extreme X8 4x4 for voksne	Lev.art.nr:	HMS art.nr:
<input type="checkbox"/> Extreme X8, 4-hjulstrekk, alle el setefunksjoner	X8NAV10	304585

Extreme X8, 4x4, standard versjon består av:

Understell X8 med styrelås. 4-hjulstrekk
 Rehab justerbart setesystem for (barn og) voksne inkl nakkestøtte
 Rehab Flex artikulerende armlener som følger rygg.
 Leveres med Rehab sittepute
 Elektriske setefunksjoner : Seteløft: 30cm, Tilt: 45°, Rygg: 160°, Sentermontert elektrisk benstøtte: 180°. Layback funksjon.
 Justerbar og oppfellbar fotplate. Leggputer.
 R-Net styresystem forberedt for alternative styringer. Ctrl+5 bryterpanel for direktestyring av setefunksjoner
 Lader, Batteri 2 stk
 Offroad hjul med stålblank felg, sorte 145/70-60 knastedekk luft.
 Lys sett, montert på seteramme
 Dekselfarge sort

**Merk:**

Forespørsler om Individuelle tilpassinger beskrives og dokumenteres på eget formular. Må signeres av faglig ansvarlig terapeut.
 Utvidet leveringstid ved individuelle tilpassinger må påregnes (normalt 6-7 uker etter mottatt bestilling)

DESIGN	Lev.art.nr:	HMS art.nr:
Farge på deksler:		
<input type="radio"/> Rød	MM-COWLRD	
<input checked="" type="radio"/> Sort std	MM-COWLBK	

Kommentarer:





Besøk vår hjemmeside

www.sunrisemedical.no

© Sunrise Medical 2023

● = Standard □ = Pristillegg ○ = Valgmulighet

STYRESYSTEM		Lev.art.nr:	HMS Art.nr:
A	 A ● Styreboks JSM m/std joystick kule, lystastatur og 2 xJack std	MM-PG-JSM	308856
	□ Styreboks JSM2 m/std joystick kule, lystastatur, IR, Blåtann og 2xJack	MM-PG-JSM2IRBT	308862
B	B ● Utsvingbar joystick mekanisme høyre side std	MM-03083R	308448
	B □ Utsvingbar joystick mekanisme venstre side	MM-03083L	298598
C	□ Feste Joystick Quick release til utsving hø/ve	MM-03729SB	297545
	□ Festemekanikk for Std JSM montert på rygg	MM-03329-JSM	
	C □ Feste Joystick fast med Quick release hø/ve	MM-03729STD	307925
	□ Andre styremåter, oppgi type + art.nr: <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Se Switch-It brosjyre		
			
	Programmering kjørefunksjon:		
	std ● Styrelås aktivert i menyvalg, muliggjør å styre stolen som beltevogn ved behov. Styrelås gir økt retningsstabilitet ved kjøring på krevende underlag og helling		
	□ Annet , oppgi:		
BRYTERPANEL		Lev.art.nr:	HMS Art.nr:
	<i>Ctrl-5 Bryterpanel (kan benyttes i komb. m/JSM/JSM2)</i>		
B	B ● Ctrl-5 Bryter Flate gule knapper, inkl USB ladeuttak	20011150-001	251358
	C □ Ctrl-5 Bryter Høye hvite brytere, inkl USB ladeuttak	20011151-001	243456
	Monteringsbraketter og plassering for Ctrl-5:		
B	□ Armlene, på motsatt armlene av Joystick	MM-05431	296549
	□ Mont.brakett armlen for Ctrl-5 og koppholder på samme side	MM-05433	298522
	● Montert på fast stag i Armlene med Ctrl imellom JSM og armlen.	MM-05430	301327
	□ Montert på styreboksl imellom JSM og armlen.	21709011	251376
	□ Montert ifbm ledsagerstyring på rygg	MM-05432	301270
	Merk! v/montering av Ctrl-5 på samme side som styreboks, velg en kortere arml.pad *)		
	Direct Access inkl monteringsbraketter og plassering for Magic Direct Access for JSM/JSM2:		
D	D □ Bryterpanel 5-funksjoner med feste for montering på JSM 1)	MM-04429	307219
	□ Monteringssett for montering i armlenet, motsatt av JSM side	MM-04430	307218
E	E □ Monteringssett på ledsagermekanisme/rygg med JSM	MM-04431	307220
E	D □ Bryterpanel 5-funksjoner med feste for montering på JSM2 1)	MM-04429JSM2	307224
	□ Monteringssett for montering i armlenet, motsatt av JSM2 side	MM-04430JSM2	307223
	E □ Monteringssett på ledsagermekanisme/rygg med JSM2	MM-04431JSM2	307221







1) Ved dette valget anbefales det å bytte til 305mm eller kortere armlenepads på joystickside

*) Ved valg av koppholder og Ctrl-5 på motsatt side av styreboks, velg feste: MM-05433


www.sunrisemedical.no

© Sunrise Medical 2023

● = Standard □ = Pristillegg ○ = Valgmulighet

LEDSAGERSTYRING OG NØDSTOPPLØSNING		Lev.art.nr:	HMS Art.nr:
<i>Ledsagerstyringer (kobles inn på R-Net Bus via koblingsblokk:9006238 og kabel :9002579, eller ved bruk av Y-Split kabel : MM-PY-CY)</i>			
A 	A <input type="checkbox"/> Montasjesett rygg for std.styreboks JSM,monteres: <input type="checkbox"/> Hø <input type="checkbox"/> Ve	MM-03329JSM	
	<input type="checkbox"/> JSM styreboks *) plasseres på rygg	MM-PG-JSM	
	<input type="checkbox"/> Y-kabel: 1stk *) *) Velges ved montering i tillegg til std JSM styreboks på armlenet	MM-PG-CY	298184
B 	B Ledsagerstyreboks PG Dual montert bak på rygg <input type="checkbox"/> Hø <input type="checkbox"/> Ve	MM-03329AM	308884
D 	D <input type="checkbox"/> Scoot ledsagerstyring m/kabel og feste. <i>monteres i Norge</i>	LEDRSCO10	308891
	<input type="checkbox"/> Ekstern Ladekontakt <i>*Begge disse må velges dersom Scoot</i>	A0753S	293026
	<input type="checkbox"/> Feste ekstern ladekontakt <i>benyttes som eneste master i systemet!</i>	5005309	293027
E 	E <input type="checkbox"/> Attende Ledsagerstyring	LEDRATT10	308877
	<input type="checkbox"/> Splitter Y-kabel for innkobling av R-Net enheter til R-Net Bus	MM-PG-CY	298184
<i>Merk! Montering av ledsagerstyring kan begrense ryggvinkelutslag når nedfelt</i>			
NØDSTOPP LØSNINGER montert utenom Ledsagerstyring		Lev.art.nr:	HMS Art.nr:
<input type="checkbox"/> Buddy button koblet i JSM Jack - velcromontert bryter.		802937	206460
Angi plassering : _____			
<input type="checkbox"/> Scooter Stopper fjernstyrt nødstop, inkl innfesting		MM-05932	307730
RYGG og ryggbjelker		Lev.art.nr:	HMS Art.nr:
	Rehab Ryttløsning		
	A ● Rehab Rygg, el.regulerbar ryggvinkel. std		
	3-delt ryggpute justerbar, forberedt for Jay rygger. Standard Rehab Ryggpute høydejusteres i intervall 56-73cm målt fra seteplate til ryggpute topp.		
	● Festebrakett sett for Rehab ryggpute std	MM-03495	305198
	Ryggbredde		
	Velg Ryggbredde adapter og tilhørende Rygg senterpute størrelse under:		
	B ○ Ryggbredde adapter nedre for ryggbredder 30-40cm	MM-03140	298652
	B ● Ryggbredde adapter nedre for ryggbredder 40-52cm std	MM-03141	306408
B ○ Ryggbredde adapter nedre for ryggbredder 50-61cm	MM-03142	301485	
Kommentarer:			
_____ * monteres i norge			

● = Standard □ = Pristillegg ○ = Valgmulighet

RYGGPUTER		Lev.art.nr:	HMS Art.nr:
Velg ønsket Rygg senterpute bredde, og høyde, samt tilhørende alternative Rygg sideprofiler under:			
● Festebraketter Rehab ryggpute til ryggør std. Sett m 1 x hø + 1 x ve		MM-03495	305198
□ Som standard leveres ryggputer med stofftrekk. Kryss av om vinyltrekk ønskes			
Rehab Rygg senterputer		Artnr	Hjmnr -Stoff
C ○ Ryggpute JR rb30-40 rh35 sort 1) kun jr		MM-70121FA	306391
C ○ Ryggpute JR rb30-40 rh41 sort 1) kun jr		MM-07122FA	306392
C ○ Ryggpute M rb40-45 rh43 sort		MM-07123FA	306300
C ○ Ryggpute M rb40-45 rh48 sort		MM-07124FA	306310
C ○ Ryggpute M rb40-45 rh53 sort		MM-07125FA	306304
C ○ Ryggpute L rb45-53 rh43 sort		MM-07126FA	306301
C ● Ryggpute L rb45-53 rh48 sort	StoffStd	MM-07127FA	306308
C ○ Ryggpute L rb45-53 rh53 sort		MM-07128FA	306303
Lumbal pute for korrigerende av Rehab ryggpute kurvatur		Artnr	Hjmnr
○ Lumbalpute for JR/M lav		MM-07039	305323
○ Lumbalpute for M std		MM-07040	305324
○ Lumbalpute for M høy		MM-07041	305322
○ Lumbalpute Bred for L lav		MM-07042	305320
● Lumbalpute Bred for L std		std	MM-07043
○ Lumbalpute Bred for L høy		MM-07044	305319
□ Som standard leveres Ryggsideprofiler med stofftrekk. Kryss av om vinyltrekk ønskes			
Rehab Ryggsideprofiler		Rygghøyder: Jr: 20 cm og M/L: 34 cm	
		Artnr	Hjmnr -Stoff
E ○ Sideprofil d:75 Hø. for Jr rygg		MM-70130FA	306436
E ○ Sideprofil d:125 Hø. for Jr rygg		MM-70132FA	306440
E ○ Sideprofil d:127 Hø. for M/L rygg		MM-07134FA	306444
E ● Sideprofil d:177 Hø. for M/L rygg	Stoff STD	MM-70136FA	306448
E ○ Sideprofil d:237 Hø. for M/L rygg		MM-07138FA	306432
E ○ Sideprofil d:75 Ve. for Jr rygg		MM-70129FA	306438
E ○ Sideprofil d:125 Ve. for Jr rygg		MM-07131FA	306442
E ○ Sideprofil d:127 Ve. for M/L rygg		MM-70133FA	306446
E ● Sideprofil d:177 Ve. for M/L rygg	Stoff STD	MM-07135FA	306450
E ○ Sideprofil d:237 Ve. for M/L rygg		MM-70137FA	306434
HODESTØTTE		Lev.art.nr:	HMS Art.nr:
Hodestøtte, leddet, stofftrekk □ Kryss her for Vinyl			
a ● Hodestøtte 3 leddet stag 220mm,inkl feste	std	MM-04114	305162
□ Hodestøtte 3 leddet stag 330mm,inkl feste		MM-04117	305163
□ Adapter Whitmyer hodestøtte	<i>må velges ved bruk av Whitmyer hodestøtte</i>	6004041	295704
Se egen Whitmyer.brosjyre Skriv navn/nr:			

1) Kun for ryggbredde 30-40 cm

● = Standard □ = Pristillegg ○ = Valgmulighet



SETE		Lev.art.nr:	HMS Art.nr:
SETEHØYDE (målt fra gulv til undersiden av puten)			
<input checked="" type="radio"/> 47cm	std	<i>Merk : Luft trykk i dekkene kan påvirke målene.</i>	
<input type="radio"/> 50cm		<i>Merk : Luft trykk i dekkene kan påvirke målene.</i>	MM-06880
<input type="radio"/> 53cm		<i>Merk : Luft trykk i dekkene kan påvirke målene.</i>	MM-06881

INNSTILLING SETEBREDDE		Lev.art.nr:	HMS Art.nr:
<i>Rehab Setebredde kan justeres i forhold til valgt setepute, velg breddeinnstilling:</i>			
<input type="radio"/> 40 cm /16"			
<input type="radio"/> 43 cm /17"			
<input checked="" type="radio"/> 45 cm /18" (std)	<i>justerbar 40-48cm</i>	MM-04081	308544
<input type="radio"/> 48 cm /19"			
<input type="radio"/> 51 cm /20"			
<input type="checkbox"/> Setebredde Reduksjons kit for SB 30-38cm	<i>velg ønsket bredde under</i>	SWREDKIT	
	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>		
	30 cm/12" 33 cm/13" 35 cm/14" 38 cm/15"		
<input type="checkbox"/> Setebredde Ekspansjons kit for SB52-60cm	<i>velg ønsket bredde under</i>	SWEXPKIT	
	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>		
	53 cm/21" 56 cm/22" 58 cm/23" 61 cm/24"		










INNSTILLING SETEDYBDE		Lev.art.nr:	HMS Art.nr:
<i>Rehab Setedybde seteplate er justerbar for å tilpasses ulike dybder. Se også Seteskinne lengde under :</i>			
<input type="radio"/> 30 cm/12"			
<input type="radio"/> 33 cm/13"			
<input type="radio"/> 35 cm/14"			
<input type="radio"/> 38 cm/15"			
<input type="radio"/> 40 cm/16"			
<input type="radio"/> 43 cm/17"			
<input checked="" type="radio"/> 45 cm/18" (standard)			
<input type="radio"/> 48 cm/19"			
<input type="radio"/> 51 cm/20"			
<input type="radio"/> 53 cm/21"			
<input type="radio"/> 56 cm/22"			
<input type="checkbox"/> 58 cm/23" Krever tilleggs sett :MM-05690		MM-05690	306499
<input type="checkbox"/> 61 cm/24" Krever tilleggs sett :MM-05741		MM-05741	306500
SETESKINNE			
<i>Seteskinne er montert på utside av seteplate. Benyttes for montering av tilbehør.</i>			
<input type="radio"/> Kort seteskinne SD:30-38cm/12-17"	<i>(kreves 2 stk)</i>	MM-LSB014	298656
<input checked="" type="radio"/> Lang seteskinne SD:40-61cm/16-24"	std <i>(kreves 2 stk)</i>	MM-LSB002	308563

Kommentarer:

● = Standard □ = Pristillegg ○ = Valgmulighet

SETEPUTER		Lev.art.nr:	HMS Art.nr:
JAY-puter			
		JEVsbdsdFM	
<input type="checkbox"/> JAY Easy Visco:	Velg sb og sd		
Se JAY-katalogen			
<input type="checkbox"/> Annen JAY:			
Rehab Setepute med skum og stofftrekk (MM-07334xxyzz) 1)		Lev.art.nr:	HMS Art.nr:
NB! MÅ LEGGES INN til kr 0,-	<input type="radio"/> Setepute flat pad sb31 sd33 sb12" sd13" h6 cm	MM-073341213FA	305704
	<input type="radio"/> Setepute flat pad sb33 sd35 sb13" sd14" h6 cm	MM-073341314FA	305732
	<input type="radio"/> Setepute flat pad sb35 sd38 sb14" sd15" h6 cm	MM-073341415FA	305760
	<input type="radio"/> Setepute flat pad sb38 sd40 sb15" sd16" h6 cm	MM-073341516FA	305788
	<input type="radio"/> Setepute flat pad sb40 sd43 sb16" sd17" h6 cm	MM-073341617FA	305816
	<input type="radio"/> Setepute flat pad sb43 sd45 sb17" sd18" h6 cm	MM-073341718FA	305844
	<input checked="" type="radio"/> Setepute flat pad sb45 sd45 sb18" sd18" h6 cm std	MM-073341818FA	305870
	<input type="radio"/> Setepute flat pad sb48 sd48 sb19" sd19" h6 cm	MM-073341919FA	305898
	<input type="radio"/> Setepute flat pad sb51 sd48 sb20" sd19" h6 cm	MM-073342019FA	305924
	<input type="radio"/> Setepute flat pad sb53 sd51 sb21" sd20" h6 cm	MM-073342120FA	305960
	<input type="radio"/> Setepute flat pad sb56 sd58 sb22" sd23" h6 cm	MM-073342223FA	305992
	<input type="radio"/> Setepute flat pad sb61 sd61 sb24" sd24" h6 cm	MM-073342424FA	306046
	<input type="radio"/> For andre størrelser: SB: SD:	MM-07334SBSDF A	
Rehab Setepute med skum og vinyltrekk (MM-07334xxyzz) 1)		Lev.art.nr:	HMS Art.nr:
<input type="checkbox"/> Setepute flat pad sb31 sd33 sb12" sd13" h6 cm	MM-073341213VI	305705	
<input type="checkbox"/> Setepute flat pad sb33 sd35 sb13" sd14" h6 cm	MM-073341314VI	305733	
<input type="checkbox"/> Setepute flat pad sb35 sd38 sb14" sd15" h6 cm	MM-073341415VI	305761	
<input type="checkbox"/> Setepute flat pad sb38 sd40 sb15" sd16" h6 cm	MM-073341516VI	305789	
<input type="checkbox"/> Setepute flat pad sb40 sd43 sb16" sd17" h6 cm	MM-073341617VI	305817	
<input type="checkbox"/> Setepute flat pad sb43 sd45 sb17" sd18" h6 cm	MM-073341718VI	305845	
<input type="checkbox"/> Setepute flat pad sb45 sd45 sb18" sd18" h6 cm	MM-073341818VI	305871	
<input type="checkbox"/> Setepute flat pad sb48 sd48 sb19" sd19" h6 cm	MM-073341919VI	305899	
<input type="checkbox"/> Setepute flat pad sb51 sd48 sb20" sd19" h6 cm	MM-073342019VI	305925	
<input type="checkbox"/> Setepute flat pad sb53 sd51 sb21" sd20" h6 cm	MM-073342120VI	305961	
<input type="checkbox"/> Setepute flat pad sb56 sd58 sb22" sd23" h6 cm	MM-073342223VI	305993	
<input type="checkbox"/> Setepute flat pad sb61 sd61 sb24" sd24" h6 cm	MM-073342424VI	306047	
<input type="checkbox"/> For andre størrelser: SB: SD:	MM-07334SBSDV I		
SETETILBEHØR		Lev.art.nr:	HMS Art.nr:
Kne og Lårpute			
	A <input type="checkbox"/> Knepute sett hjust djust inkl innfesting for sentermontert fotstøtte	MM-04247	
	B <input type="checkbox"/> Pute Lår/hofte sett djust, hjust, bjust m feste, for komb.m/Flex arml	MM-04725	298083
BELTE			
	<input type="checkbox"/> Rullebelte sett Rehab sete komplett inkl feste	MM-04730	298091
	<input type="checkbox"/> Beltefeste sett for Standard belter. (Belte ikke inkludert)	MM-04974	298082
Ønskes andre belter finnes et stort utvalg i Kinetic Balance sortimentet. Se katalog for Kinetic Balance			
	<input type="checkbox"/> Annet:		
Kommentarer:			
1) For andre størrelser legg inn sb(xx i tommer) sd (yy i tommer) og stofftype (FA(stoff)/VI(vinyl)) fyll inn med FA(stoff) og VI(vinyl) for type trekk for å fullføre vnr: MM-07334xxyzz.			

● = Standard □ = Pristillegg ○ = Valgmulighet

BENSTØTTER		Lev.art.nr:	HMS Art.nr:
A 	A <input type="checkbox"/> Benstøttehenger sentermontert manuell fast vinkel		304958
	Benstøttehenger sentermontert manuell fast vinkel , Kort	MM-03987	304960
B 	<input type="checkbox"/> Fotplateholder for Hel fotplate Lang II:35-45 1)	MM-07434	
	<input type="checkbox"/> Fotplateholder for Hel fotplate Medium II:25-36	MM-07433	
	<input type="checkbox"/> Fotplateholder for Hel fotplate Kort II:18-24	MM-07432	
C 	Benstøtte sidemontert, elektrisk vjust og lengdekompenserende. Utsvingbare		
	C ○ for setebredde 33-40cm	MM-03526-3340	
	C ○ for setebredde 43-48cm	MM-03526-4348	
D 	Benstøtte elektrisk sentermontert, lengdekompenserende.		
	D ● Benstøtte elektrisk kun øvre del. Velg holder/fotplate/leggpute under std	MM-02260UP	304785
Ved behov for innstilling av ekstra lang legglengde benyttes adaptore for oppbygg av seteenh. se SETE.			
FOTPLATER DELTE TIL SENTERMONTERT BENSTØTTE		Lev.art.nr:	HMS Art.nr:
A 	A Fotplate 2-delt oppfellbar Hø.	MM-02258	298468
	<input type="checkbox"/> Fotplate 2-delt oppfellbar Ve	MM-02257	298469
	<input type="checkbox"/> Fotplate 2-delt oppfellbar smal kort Hø.	MM-02258K	
	<input type="checkbox"/> Fotplate 2-delt oppfellbar smal kort Ve	MM-02257K	
	<input type="checkbox"/> Holder fotbrett for delte fotplater Lang II:35-45 1)	MM-02535	298058
	<input type="checkbox"/> Holder fotbrett for delte fotplater Medium II:25-36	MM-02247	298472
	<input type="checkbox"/> Holder fotbrett for delte fotplater Kort II:18-24	MM-03563	298429
FOTPLATE HEL TIL SENTERMONTERT BENSTØTTE		Lev.art.nr:	HMS Art.nr:
B 	<input type="checkbox"/> Hel forplate kort	MM-04418	304914
	<input type="checkbox"/> Hel fotplate Ekstra bredkort	MM-05538	298470
	B ● Hel plate bred oppfellbar med kant std	MM-03969	298439
	C <input type="checkbox"/> Senterstolpe for Hel fotplate Lang II:35-45 1)	MM-04565	298440
	● Senterstolpe for Hel fotplate Medium II:25-36	MM-04578	298471
C <input type="checkbox"/> Senterstolpe for Hel fotplate Kort II:18-24	MM-04581		
Sidekanter i metall			
D 	<input type="checkbox"/> Sidekanter for 2-delte fotplater delt og ekstra bred	MM-05324	304892
	<input type="checkbox"/> Sidekanter for hele bred fotplate	MM-04212	304941
	<input type="checkbox"/> Sidekanter for eks bred fotplate	MM-05897	304944
Hælstropp / Fikseringer			
D 	<input type="checkbox"/> Hælstropp komplett til delt og eks bred	MM-06522	304975
	<input type="checkbox"/> Hælstropp komplett til MM-03969	MM-06523	304976
	<input type="checkbox"/> Montering av Kinetic Balance stropper , Monteres i Norge.		
	<input type="checkbox"/> Annet ,angi: _____		
Leggputer			
E F 	E ● Leggputer standard polstret komplett std	MM-04999	305023
	F <input type="checkbox"/> Leggputer brede polstret komplett	MM-04596	298246
Kommentar: _____			




1) Ved ekstra lang legglengde anbefales økt setehøyde

● = Standard □ = Pristillegg ○ = Valgmulighet






ARMLENE		Lev.art.nr:	HMS Art.nr:		
Armleneinnstillinger					
C	Innstilling Armlene høyde i intervallet 23-39 cm.				
	● 28 cm (standard)	Annet , Oppgi ant cm: <input type="text"/>	std		
	□ Låsing av oppfellbar armlenemek.	Hø: Ve: , angi vinkel		Individ.tilpasn.	
	● Armlene Flexi høyre			MM-05801 304657	
	● Armlene Flexi venstre			MM-05800 304659	
	□ Armlen fast hø/ve stk	Husk 2 stk feste		MM-03796 304664	
	□ Armlene oppfellbar venstre	inkl feste		MM-04421LH 304663	
	□ Armlene oppfellbar høyre	inkl feste		MM-04421RH 304662	
	□ Feste armlene fast og oppfellbar	Velg 2 stk		MM-04680	
	Armlenepolster				
A	A	□ Armlenepad 380x75mm Vinyl trekk	Hø: □ Ve: □	MM-06734 298430	
	A	● Armlenepad 355x75mm Vinyl trekk	std Hø: ● Ve: ● std	MM-06733 298473	
	A	□ Armlenepad 305x75mm Vinyl trekk	Hø: □ Ve: □	MM-06732 298263	
	A	□ Armlenepad 255x75mm Vinyl trekk	Hø: □ Ve: □	MM-06731 298657	
		□ Armlenepad buet 355mm vinyl	Hø: □ Ve: □	MM-03775 304727	
		□ Armlenepad buet 255mm vinyl	Hø: □ Ve: □	MM-03773 304726	
		□ Albuepute for Arml.pad buet	Hø: □ Ve: □	MM-06973 304639	
		□ Annen armlenepad, Oppgi : <input type="text"/>			
	B		□ Armleneskinne Kort		MM-05846 306992
			● Armleneskinne Medium	std	MM-05804 306994
		□ Armleneskinne Lang		MM-05847 306993	
<i>Merk! v/valg av Ctrl-5 montert bak styreboks, velg et kortere armlenepolster!</i>					
C	B	□ Håndgrep armlene montert motsatt styreboksside inkl. feste		MM-99001	
	C	□ Håndgrepskule armlene montert motsatt styreboksside inkl. feste		MM-06563 304994	
TILBEHØR OPPBEVARING OG HOLDERE		Lev.art.nr:	HMS Art.nr:		
D	D	□ Krok montert på rygg HØ		MM-02040LH 298247	
	D	□ Krok montert på rygg VE		MM-02040RH 301375	
	D	□ Krok montert på rygg, bred flat		MM-05730 307652	
Merk : kroker er stk. hvis ikke annet er angitt. Angi antall. <input type="text"/>					
E	Armleneveske størrelse A4 eller A5, velg montering:				
	E	□ Veske A4 inkl festebrakett	Velg hvor vesken skal festes under	MM-04834 296550	
	Ønskes festet : ○ på rygg ○ på armlen hø ○ på armlen ve				
*) monteres på motsatt side av utsvingbar joystick					
F	E	□ Veske A5 på armlen hø/ve inkl feste	Velg hvor vesken skal festes under	MM-05320 298059	
	Ønskes festet : ○ på rygg ○ på armlen hø ○ på armlen ve				
	F	□ Holder krykke(1 krykke) for Rehabrygg, Mont: Hø: □ Ve: □		MM-05276 301326	
	□ Holder rullator, Oppgi type,modell og str. <input type="text"/>		Individ.tilpasn.		
<i>(OBS: Montering av rullatorholder påvirker og begrenser setefunksjoner)</i>					
	□ Holder kopp RAM (monteres motsatt side som styreboks) *)		MM-04471 298312		
	□ Holder kopp/mobiltlf (monteres motsatt side som styreboks) *)		MM-04478 298088		
	□ Holder kopp og mobiltlf RAM (monteres motsatt side som styreboks) *)		MM-05971 308789		
	□ Sikkerhetsboks armlene, avtakbar m/feste	Hø: □ Ve: □	MM-05680 307530		
G	G	□ Holder fiskestang, justerbar. Montering: Hø: □ Ve: □		MM-05424 298087	
	Monteres på siden av sete enhet innenfor chassisets bredde				
*) holder i kombinasjon med Ctrl-5 må MM-05433 brukes i stedet for MM-05431					

Extreme X8 DK10

● = Standard □ = Pristillegg ○ = Valgmulighet

TILBEHØR forts.		Lev.art.nr:	HMS Art.nr:
A 	<input type="checkbox"/> Presenning elektriske rullestoler	UN099	236868
	<input type="checkbox"/> Regntrekk overtrekk	5329190	143920
A 	<input type="checkbox"/> Holder Oksygenflaske, ryggmontert for el.vreg ryggregulering og setetillegg <i>Monteres i øvre breddejusteringsstag på rygg, Kan ikke kombineres med Attende/Scoot ledsagerstyring.</i>	MM-06806	308432
B 	<input type="checkbox"/> Holder annet, oppgi: _____	Individ tilpasn	
B	<input type="checkbox"/> Bagasjebrett for montering bak seteenhets	MM-03198	298086
	<input type="checkbox"/> Bagasjeboks Givi komplett (krever også bagasjebrett MM-03198)	5329260	198698
	<input type="checkbox"/> Sikkerhetsvimpel	5329150	079916
	<input type="checkbox"/> Karftigere signalhorn (kommer i tillegg til std)	MM-05362	307536

TILBEHØR understell og hjul		Lev.art.nr:	HMS Art.nr:
-----------------------------	--	-------------	-------------

D 	● Hjul komplett sort knast, blank felg, stk. std stk	MM-WH145BPS	307865
	<input type="checkbox"/> Hjul komplett sort knast med pigg, blank felg	MM-WH145BPSW	
	● Lys sett, montert seteramme	MM-02857	
	D <input type="checkbox"/> Hjul X8 kpl med punkteringssikring (gummi liner) innlagt stk	MM-04587	307863
	<input type="checkbox"/> Punkteringssikring, flytende "Never Flat" 250ml kun væske	MM-05981	307300
<i>Punkteringsikringer gir ekstra beskyttelse ved punkteringsfare/uhell. Dekk utsatt for hull fra stift, spiker eller lignende bør allikevel byttes ved første anledning etter avsluttet kjøring.</i>			
A 	<input type="checkbox"/> Tippetingsrulle	MM-04384	298060
B: 	B Stroppefester for fastspenning i kjøretøy krever feste både foran og bak		
	● X8 Stroppefeste front sett (for sentermontert benstøtte)	MM-06790	298062
	<input type="checkbox"/> X8 Stroppefeste front sett (for sidemonterte benstøtter)	MM-06827	304868
	● X8 Stroppefeste bak sett	MM-06722	298061
<i>Benyttes for fastspenning av X8 i kjøretøy ihht 7176-19 (Krasjtestet) OBS: Endret max brukervekt: 136kg</i>			
C 	<input type="checkbox"/> Luftpumpe oppladbar bærbar	3007900	139123
C 	C <input type="checkbox"/> Løftering 4pk. Monteres i felg. Kapasitet 250kg pr krok. <i>For løfting av stol med heis/kran eller lignende.</i>	MM-05420	308203
	<input type="checkbox"/> Flyfraktbryter	5005215	239743
	<input type="checkbox"/> Festebrakett	5005215QB1	307642
	<input type="checkbox"/> Fjernstyrt stopp	MM-05932	251408

BATTERI OG LADER		Lev.art.nr:	HMS Art.nr:
------------------	--	-------------	-------------

(NB! Legges i kr 0,-)	● Batteri 2stk 12V std	MM-BATT90	308897
	● Batterilader Impulse II Smart 8A IP65 std	9012366	286581
	<input type="checkbox"/> Batterilader Swede WPC-500 IP65 12 Amp	24121320	251612
	<input type="checkbox"/> Batterilader 10Amp	PCC442	

BRUKERVEILEDNING		Lev.art.nr:	HMS Art.nr:
------------------	--	-------------	-------------

● Brukermanual Norsk std			
<input type="checkbox"/> Annet språk, Oppgi: _____			

Kommentarer: _____

Sunrise Medical AS, Delitoppen 3, 1540 Vestby
T: 66 96 38 00
E: post@sunrisemedical.no



www.sunrisemedical.no

© Sunrise Medical 2023

● = Standard □ = Pristillegg ○ = Valgmulighet

DIVERSE TILLEGGSPRODUKTER	Lev.art.nr:	HMS Art.nr:
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		

TJENESTER	Lev.art.nr:	HMS Art.nr:
<input type="checkbox"/> Utprøving enhetspris		308929
<input type="checkbox"/> Klargjøring f/gjenbruk enhetspris		308924
<input type="checkbox"/> Tilpassing timepris brukt	Ant.timer:	308923
<input type="checkbox"/> Individuell tilpassing timepris ny/brukt	Ant.timer:	308921
<input type="checkbox"/> Reparasjon timepris	Ant.timer:	308919
<input type="checkbox"/> Reisetid timepris	Ant.timer:	308917
<input type="checkbox"/> Frakt/opplæring bruker enhetspris		308927
<input type="checkbox"/> Annet:		

Kommentarer:

Sunrise Medical AS, Delitoppen 3, 1540 Vestby
 T: 66 96 38 00
 E: post@sunrisemedical.no



www.sunrisemedical.no

© Sunrise Medical 2023