

**LECKEY<sup>®</sup>**

**Broszura produktów  
leckey.com**

# LECKEY<sup>o</sup>

## Razem jesteśmy silniejsi.

Współpracujemy z pacjentami, terapeutami i opiekunami, tworząc produkty uwzględniające nie tylko potrzeby kliniczne, ale także emocjonalne. Dzięki najnowszym badaniom i testom klinicznym, tworzymy praktyczne rozwiązania, które sprawdzają się bez trudu w życiu codziennym, ponieważ uważamy, że życie jest po to, aby z niego czerpać radość, brać w nim czynny udział i być aktywnym.

Całodobowe utrzymanie prawidłowej postawy młodszych i starszych dzieci oraz dorosłych. Spanie, siedzenie, stanie, chodzenie, poruszanie się, kąpiel i toaleta.



# Fotelik Squiggles

## Parametry techniczne

Rozmiar	Jeden rozmiar
Wiek	1 – 5 lat
Min. wzrost użytkownika	750 mm
Maks. wzrost użytkownika	1100 mm
Maks. waga użytkownika	22 kg

## Cechy produktu

Najmniejszy z rodziny fotelików klinicznych Leckey.

Regulowana 4-punktowa uprząż biodrowa zapewnia bezpieczne i stabilne oparcie, a dzięki wyściełaniu jest wygodna dla dziecka.

Elastyczna poduszka krzyżowa, której kształt dostosowuje się do dolnej części pleców dziecka, wspiera dolną część kręgosłupa w odpowiedniej pozycji, wymuszając lekkie pochylenie do przodu miednicy i dolnej części tułowia.

Ustawienie profilowanego podparcia ramion można regulować, tak by stanowiło przedłużenie ramion, co pomaga równoważyć głowę, tułów i miednicę.

Regulowany podnózek ustawiany pod wybranym kątem zapewnia dobre oparcie dla stóp, dając bezpieczną podstawę i maksymalne możliwości funkcjonowania górnej części ciała. Przy schodzeniu/wchodzeniu na fotelik podnózek można odchylić.

## Opcje podstawy

Podstawa Hi-Low (sterowanie pedałem)

Podstawa Easy (ręczna regulacja)

Poniższe opcje fotelików i podstaw przeszły testy zderzeniowe:

- Otto Bock Discovery (podstawa)
- Otto Bock Kimba (podstawa do wózka spacerowego)
- Tendercare
- Podstawa Snappi
- Convaid Safari Tilt
- Snappi Base
- Convaid Safari Tilt

## Spis treści

Fotelik Squiggles 5

Fotelik Mygo 6

Everyday Activity Seat 7

Pionizator Squiggles 8

Pionizator Mygo 9



# Fotelik Mygo

## Parametry techniczne

Rozmiar	1	2
Wiek	3 - 10 lat	8 - 14 lat
Min. wzrost użytkownika	1050 mm	1270 mm
Maks. wzrost użytkownika	1500 mm	1680 mm
Min. waga użytkownika	18 kg	18 kg
Maks. waga użytkownika	50 kg	60 kg

## Cechy produktu

Drugi co do wielkości w rodzinie fotelików klinicznych Leckey.

4-punktowa uprząż biodrowa oraz osłona biodrowa zapewniają prawidłową anatomiczną postawę pacjenta i optymalne podparcie.

Elastyczna poduszka krzyżowa wspólnie z elementami pozycjonującymi biodra i regulacją pochylenia siedziska umożliwiają najlepsze możliwe do uzyskania ustawienie miednicy.

Przy skrzywieniu bocznym kręgosłupa można wykorzystać peloty boczne wraz z uprzążą biodrową, zapewniając w ten sposób 3-punktowe pozycjonowanie.

Elementy pozycjonujące uda są przygotowane na szpotawość kolan do 30°, a także na ruchy przywodzenia i odwodzenia.

Mygo Size 2



Mygo Size 1

# Everyday Activity Seat

## Parametry techniczne

Rozmiar	1	2	3
Szerokość siedziska	160 – 280 mm	260 – 380 mm	340 – 500 mm
Głębokość siedziska	150 – 280 mm	230 – 380 mm	330 – 480 mm
Maks. waga użytkownika	30 kg	50 kg	100 kg

## Cechy produktu

Produkt przeznaczony dla dzieci i młodych ludzi o umiarkowanych potrzebach wsparcia postawy.

4-punktowa uprząż zapewnia bezpieczne i stabilne oparcie, jest komfortowo wyściełana i można ją regulować, dla zachowania centralnego położenia ciała.

Możliwość regulacji wysokości na wiele sposobów w oparciu o podstawę Hi-Low zapewnia wygodne opuszczanie na czas siadania/wstawania i odpowiednią wysokość podczas siedzenia w ławce szkolnej czy w domu przy stole.

Wybór tkanin, winylowych lub miękkich, w atrakcyjnych kolorach. Oba rodzaje tkanin są trwałe i łatwo się je czyści.

Dostępne są różne peloty piersiowe z regulacją wysokości i kąta ustawienia.

Podnóżek z regulacją wysokości i kąta ustawienia można odchylić na czas siadania/wstawania.

Podstawa jezdna dostępna w kolorze czarnym lub białym.

## Opcje podstawy

Podstawa Basic (ręczna regulacja)

Podstawa Hi-Low (sterowanie pedałem)

Podstawa Hi-Low hydrauliczna (sterowanie pedałem)

Podstawa Hi-Low z napędem (sterowanie pilotem)



# Pionizator Squiggles

## Parametry techniczne

Rozmiar	Jeden rozmiar
Wiek	1 – 5 lat
Min. wzrost użytkownika	750 mm
Maks. wzrost użytkownika	1110 mm
Maks. waga użytkownika	22 kg

## Cechy produktu

Możliwość ustawienia ze wsparciem z przodu, pionowo i ze wsparciem z tyłu.

W pełni regulowane wsparcie miednicy, umożliwiające przymocowanie i stabilizację uprząży biodrowej w dowolnej pozycji.

Dodatkowa podpora w postaci poduszki pod mostek, dająca podparcie przy wsparciu z przodu i umożliwiającą swobodne ruchy ramion.

Indywidualna regulacja pelot piersiowych, biodrowych i kolanowych dla zapewnienia komfortu i stabilności.

Przy wsparciu z tyłu zagłówek.

Opcja mobilnej podstawy, aby dziecko w pozycji stojącej mogło się swobodnie przemieszczać.

Lekka i wytrzymała rama pionizatora może być bez trudu przeniesiona na inną podstawę lub zdemontowana na czas przechowywania bądź transportu.

Kolorowy i miły w dotyku produkt jest idealny dla małych dzieci. Ostony można prać w pralce, dostępne są cztery kolory do wyboru.



## Opcje podstawy

Podstawa obrotowa Easel

Podstawa do domu, podstawa mobilna

Podstawa mobilna do użytku poza domem z zestawem zawieszania

Podstawa mobilna do użytku poza domem z zestawem kół mocowanych na stałe

# Pionizator Mygo

## Parametry techniczne

Rozmiar	1	2
Wiek	4 – 10 lat	8 – 14 lat
Min. wzrost użytkownika	1080 mm	1350 mm
Maks. wzrost użytkownika	1450 mm	1700 mm
Min. waga użytkownika	18 kg	18 kg

## Cechy produktu

Pionizator typu „trzy w jednym”: ustawienia ze wsparciem z przodu, pionowo i ze wsparciem z tyłu z regulacją bezstopniową od pionu do ustawienia o 10 stopni powyżej poziomu.

Ergonomiczna poduszka piersiowa uformowana w kształt klatki piersiowej umożliwia swobodne ruchy obręczy barkowej w położeniu ze wsparciem z przodu, dzięki czemu górna część ciała lepiej funkcjonuje.

Obejmujące klatkę piersiową elastyczne peloty boczne podpierają górną część ciała w każdej z trzech pozycji, nie utrudniając funkcjonowania.

Biodrowy pas obracający umożliwia terapię ustawienie miednicy pacjenta w położeniu środkowym lub neutralnym przy minimalnym wysiłku.

Elastyczne peloty biodrowe zapewniają miednicy oparcie i ustawiają pacjenta w położeniu centralnym.

Przednie podparcia kolan mają regulację wysokości i mogą być uzupełnione o różnego typu paski przytrzymujące łydki.

Regulowane podnóżki z powierzchnią antypoślizgową połączone są z pelotami kolanowymi i poruszają się wraz z nimi. Pozwala to utrzymywać stały kąt między stopami a kolanami.

Miękka poduszka biodrowa z PU ma regulację wysokości.

Taca z delikatnego dla skóry PU, z wymiennymi wkładkami, ma regulację wysokości i kąta ustawienia.

Kąt ustawienia elementów bocznych profilowanego oparcia ramion można regulować, zapewniając wysunięcie ramion.

Tyłne peloty kolanowe z regulacją wysokości mocowane są za pomocą klamer i mogą być wyposażone w podzielone paski.

Oddychające, kolorowe ostony nadające się do prania w pralce są nakładane na podpory z PU, czyszczone ściereczką.

Opcjonalna poduszka podparcia tylnego zapewnia dziecku poczucie całkowitego bezpieczeństwa i oparcie podczas stania ze wsparciem z przodu. Podparcie obejmuje łęk i peloty biodrowe.



# LECKEY<sup>o</sup>

Firma Leckey, założona w roku 1983, jest znanym na świecie pionierem w zakresie badań i rozwoju produktów ułatwiających dzieciom i dorosłym z niepełnosprawnością czerpanie radości z życia, czynny udział w nim i aktywność w dzień i w nocy.

Podchodzimy naukowo do projektowania i opracowywania naszych produktów. Dokładne badania kliniczne we współpracy z wiodącymi uczelniami oraz wyczerpujące testy przy udziale terapeutów zajęciowych, fizjoterapeutów, użytkowników i ich rodzin pozwalają nam opracowywać wspierające postawę, przyjazne produkty do całodiennej opieki, na każdym etapie życia.

Od wczesnej interwencji, przez dzieciństwo po dorosłość, doświadczony zespół projektantów, terapeutów i bioinżynierów Leckey pracuje nad opracowaniem produktów na każdy etap życia, zaspokajających potrzeby kliniczne pracowników służby zdrowia oraz potrzeby społeczne użytkownika.

Aby to osiągnąć, współpracujemy z pracownikami służby zdrowia, pacjentami i ich opiekunami, którzy użytkują nasze produkty na co dzień. Z ich pomocą tworzymy niezawodne, wytrzymałe, sprawdzone i skuteczne rozwiązania, z których jesteśmy znani na całym świecie.



# LECKEY<sup>o</sup>

   YouTube  
[www.leckey.com](http://www.leckey.com)



## **Sunrise Medical Poland Sp. z o. o.**

Elektronowa 6

94-103 Łódź

Tel.: +48 42 275 83 38

Fax: +48 42 209 35 23

[www.Sunrise-Medical.pl](http://www.Sunrise-Medical.pl)

Całodobowe utrzymanie  
prawidłowej postawy  
młodszych i starszych  
dzieci oraz dorosłych.  
Spanie, siedzenie, stanie,  
chodzenie, poruszanie  
się, kąpiel i toaleta.