



Supporting Children



BeMe

Støtte så individuell som du er

Så unik som et fingeravtrykk

Den uendelig konfigurerbare BeMe er en revolusjon i støttende sittemoduler, der barnets utvikling og erfaringer er satt i hjertet av setets design.

Å styrke et barn til å ganske enkelt være seg selv, BeMe.

BeMe er et svært tilpasset sittesystem, bygget på Leckey's flere tiår med klinisk erfaring og designekspertise samt detaljerte tilbakemeldinger fra terapeuter og omsorgspersoner. BeMe er tilgjengelig i tre størrelser, spesifisert til perfektjon. Unik konfigurbarhet for å passe de nøyaktige behovene til barnet som endrer seg og vokser.

Fremme inkludering gjennom hele dagens aktiviteter. BeMe oppmuntrer til selvtillit og uavhengighet, og å få frem et barns strålende smil.



BeMe leverer posisjonering, funksjon og komfort uten kompromiss

En revolusjon i sittende

BeMe er et modulært sittesystem bestående av tre størrelser med tre setealternativer: contoured, basic og split og tre ryggstøtter: basic, moderate og complex for å passe ethvert behov.



Klikk og bytt enkelt

Brukervennlighet og kompatibilitet har stått sentralt under utformingen av BeMe

Det er overraskende enkelt å finne perfekt passform med BeMe. BeMe er utformet slik at du kan konfigurere riktig støtte raskt og enkelt.

- Konfigurering av BeMe er fort gjort, da deler enkelt og intuitivt kan byttes ut
- Kliniske justeringer, inkludert setedybde og rygg høyde, kan gjøres mens barnet sitter i setet
- Armlener, benleder og abduksjonskloss kan raskt og enkelt løses ut ved hjelp av quick-release og gjør overføringer enklere enn noen gang

Møt Imteyaz

«BeMe har gjort en enorm forskjell i å imøtekomme Imteyaz sine behov. Hun sitter mye bedre, tonus er redusert, og hun er i stand til å samhandle med jevnaldrende».

For å lese mer om Imteyaz sin historie, besøk leckey.com/products/BeMe



- 1 Enkelt justerbar hodestøtte for flat eller formet posisjon
- 2 Fleksibel neopren vest gir frihet til bevegelse og korrekt posisjonering
- 3 Luft-kontrollert dynamisk rygg som regulerer motstand ettersom barnet lener seg bakover og justerer hastigheten når barnet returnerer til opprinnelig posisjon
- 4 Smale, bredde, høyde, dybde og vinkeljusterbare sidestøtter lar stolen skånsomt støtte barnet for ekstra trygghet
- 5 Unik patentert bekkenvugge for stabilitet og optimal posisjonering

Verdens første pute som virkelig vokser med barnet

Formet sittepute som **vokser med barnet.**

Leckey's fokus rundt barn og deres utvikling ga inspirasjon til å lage den første sitteputen som vokser med barnet.

Den innovative puten er spesialutviklet med et skum og stoff som er designet for å muliggjøre strekk. Puten er bygget opp på en måte som maksimerer bekkenstabilitet og komfort ettersom barnet endrer, vokser og utvikler seg.

Puten er et gjennombrudd innen posisjonering. Puten omslutter barnet for komfortabel posisjonering, forbedret trykkfordeling og funksjon.

Puten reduserer behovet for abduksjonskloss og benledere. BeMe setter barnet i fokus, uten at det går på bekostning av posisjonering og støtte.



- ✓ Banebrytende design tillater puten og vokse med barnet
- ✓ Perfekt passform uten å gå på bekostning av bekkenposisjonering
- ✓ Forbedret trykkfordeling

BeMe kan monteres på ulike understell her er noen eksempler:



Zippie RS



**Hi-Lo Indoor/
Outdoor Hydraulic
Chassis**



**Hi-Lo Indoor/
Outdoor Powered
Chassis**



Sete					
	Liten	Medium	Stor	Medium Lang	Stor Lang
Setedybde (cm)	17*-33	28-39	36-48	33-44	41-53
Setebredde (cm)	17-29	20-33	25-40	20-33	25-40
Maks brukervekt (kg)**	35	50	70	50	70

Rygg			
	Liten	Medium	Stor
Rygg høyde (cm)	36-49	39-52	50-65
Rygg høyde med Contoured Seat (cm)	37-48	41-50	51-64
Bredde mellom sidestøtter	13-23	20-30	23-35
Bredde mellom høftestøtter (cm)	17-23	20-26	25-35
Ryggvinkel	+10 to -25	+10 til -25	+10 to -25
Maks brukervekt (kg)**	35	50	70

Bentstøtte			
	Liten	Medium	Stor
Legglengde med Basic/Split Seat (mm)	19-29	28-45	29-51
Legglengde med Contoured Seat (mm)	19-29	29-46	30-52
Maks dorsalfleksjon/plantarfleksjon	+/- 10°	+/- 10°	+/- 10°

Understell			
	Liten	Medium	Stor
Maks vektgrense (kg) **	35	50	70

*17mm-22 cm setedybde krever tilleggsutstyr

**Systemets maks brukervekt skal være mindre enn sete, understell og rygg



All informasjon kan endres uten varsel. Sunrise Medical tar forbehold om eventuelle trykkfeil og at produkter og detaljer vist på bilder kan være utgått, endret eller avvike i farge eller utseende. Ta kontakt med Sunrise Medical om du har spørsmål. Dersom du er svaksynt, kan denne brosjyren ses i PDF-format på www.SunriseMedical.no.

VÅRE LOKALE REPRESENTANTER

Viken (HMS Øst-Viken)

Stine Bukholm Tel. 934 70 066
stine.bukholm@sunrisemedical.no

(El stoler)

Tom Arild Johnsen Tel. 976 28 818
tom.johnsen@sunrisemedical.no

Viken (HMS Vest-Viken, inkl Asker)

Tarje Risbøl Tel. 477 13 030
tarje.risbol@sunrisemedical.no

(El stoler)

Tom Arild Johnsen Tel. 976 28 818
tom.johnsen@sunrisemedical.no

Oslo og Viken (HMS Oslo/Akershus)

Paul Ullerlien Tel. 909 58 355
paul.ullerlien@sunrisemedical.no

Lars Marthinsen Tel. 991 04 450
lars.marthinsen@sunrisemedical.no

Tarje Risbøl (Bærum) Tel. 477 13 030
tarje.risbol@sunrisemedical.no

Innlandet

Arnfinn Hellerud Tel. 918 89 260
arnfinn.hellerud@sunrisemedical.no

Geir Birger Ekerhaugen Tel. 901 36 817
geir.ekerhaugen@sunrisemedical.no

Vestfold og Telemark

Thor Arne Tvetene Tel. 909 18 570
thor-arne.tvetene@sunrisemedical.no

Agder

Willy Flaten Tel. 480 44 408
willy.flaten@sunrisemedical.no

Rogaland

Frode Lundal Tel. 917 75 110
frode.lundal@sunrisemedical.no

Vestland (HMS Hordaland)

Frode Gudvangen Tel. 482 09 891
frode.gudvangen@sunrisemedical.no

Vestland (HMS Sogn og Fjordane)

Jostein Slettehaug Tel. 992 29 766
jostein.slettehaug@sunrisemedical.no

Frode Gudvangen Tel. 482 09 891
frode.gudvangen@sunrisemedical.no

Møre og Romsdal

Jostein Slettehaug Tel. 992 29 766
jostein.slettehaug@sunrisemedical.no

Trøndelag (Avd. Trondheim)

Bjørn Tore Grande Tel. 917 07 330
bjorn.grande@sunrisemedical.no

Trøndelag (Avd. Levanger)

Dag Håkon Edvardsen Tel. 482 17 313
dag.edvardsen@sunrisemedical.no

Nordland, sør

Dag Håkon Edvardsen Tel. 482 17 313
dag.edvardsen@sunrisemedical.no

Nordland, nord

Julie Marie Pedersen Tel. 948 69 170
juliemarie.pedersen@sunrisemedical.no

Troms og Finnmark

Uno Gjerstad Tel. 918 80 332
uno.gjerstad@sunrisemedical.no

Våre salgssjefer

Øst
Erik Fossum Tel. 908 50 814
erik.fossum@sunrisemedical.no

Sør, Vest, Nord
Willy Flaten Tel. 480 44 408
willy.flaten@sunrisemedical.no

Institusjoner og Sykehus

Steinar Petersen Tel. 913 41 679
steinar.petersen@sunrisemedical.no



Sunrise Medical AS
Delitoppen 3,1540 Vestby
T: +47 66 96 38 00
E: post@sunrisemedical.no
www.SunriseMedical.no



All informasjon kan endres uten varsel. Sunrise Medical tar forbehold om eventuelle trykkfeil og at produkter og detaljer vist på bilder kan være utgått, endret eller avvike i farge eller utseende. Ta kontakt med Sunrise Medical om du har spørsmål. Dersom du er svaksynt, kan denne brosjyren ses i PDF-format på www.SunriseMedical.no.



MER ENN BARE PRODUKTER!

Våre lokale
salgsrepresentanter
hjelper deg gjerne med
å vurdere alternative
løsninger og tilpasse disse.